

Zughilfe 14"

E | F55



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.		KD.-Nr.	
Name		Name	
Strasse		Strasse	
PLZ / Ort		PLZ / Ort	
E-Mail		E-Mail	
Fon		Fon	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. zulässige Gesamtgewicht: 110 kg	
Kommission		Nutzergewicht	kg
Art.-Nr. 476 002 01		Tarif Ziffer 90.341.000	
Stand: 13.03.2025, Preise gültig bis auf Widerruf			

Grundpreis **CHF 6'100**

Alle Preise exkl. MWST, Anbauzeit / Unverbindliche Preisempfehlung

Technische Daten

Max. Nutzergewicht	110 kg	Max. Geschwindigkeit	6 km/h; optional 10 / 15 / 20 km/h
Frontrahmenbreite	260–480 mm Innenmass, gemessen von Innenseite Rohr zu Innenseite Rohr. Bitte verwenden Sie ausschliesslich die gemessenen Masse und nicht die Sitzbreite um die Kompatibilität zu prüfen.	Antriebsrad	14" Luftbereifung
Akkugewicht	2.1 kg (8 Ah) / 2.6 kg (14 Ah)	Akku	Lithium-Ion, 36V, 8 Ah, optional 14 Ah
Gewicht exklusive Akku	ab 11 kg Abhängig von der Produktkonfiguration	Doppelbremssystem	Mechanische Scheibenbremse, zusätzliche unabhängige elektronische Bremse
Gewicht inklusive Akku	ab 13.1 kg Abhängig von der Produktkonfiguration	Betriebsspannung	36 Volt
Farbe	Schwarz	Reichweite	bis zu 50 km (mit 14 Ah Akku) Gemäss ISO 7176 - 4, abhängig von der Bodenbeschaffenheit, Nutzergewicht, Fahrgeschwindigkeit, Fahrverhalten und Umgebungstemperatur.
Farbakzente als Option	Schwarz, Rot, Blau, Orange Schwarz als Standard montiert	Steigfähigkeit	bis zu 11% (6°)

F55 (14")

CHF

EMF010000	Zughilfe F55: 750 W (max.) Motor, 8 Ah (288 Wh) Li-Ion Akku, Vorwärts- und Rückwärtsgang, Tempomat, integrierte Scheibenbremse und unabhängig zu bedienende elektronische Bremse. Schutzblech und LED-Licht.	Std
Antriebsräder		
EMF070086	Antriebsrad 14", Luftbereifung	312

Anbau

Anbauzeit F55 an Rollstuhl ca. 1,5 Std.

CHF

EMF010027	Anbau für Rollstühle mit festem Vorderrahmen (Starrrahmen und Faltrollstühle)	n/c
EMF010028	Anbau für Rollstühle mit wegschwenk-/ abnehmbarer Fussraste (Starrrahmen und Faltrollstühle)	n/c
Docking-Klemmen		
EMF010030	Docking Klemmen für Sopur-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Nitrum, Helium, Xenon ²) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht.	n/c
EMF010031	Docking-Klemmen für Xenon ² SA Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht.	n/c
EMF010029	Docking-Klemmen für Rollstühle mit Rundrohr-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010041	Docking Klemmen für Progeo-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Progeo Joker / Ego / Tekna) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010042	Docking-Klemmen für Ki Mobility Rogue Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010052	Docking-Klemmen für hydrogeformte Kuschall-Rahmen (KSL, K-Series, Champion, ab 2019) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010062	Docking-Klemmen für Rundrohrrahmen, 32 mm	n/c

Frontrahmenbreite CHF

Frontrahmenbreite gemessen von Rahmenrohrmitte zu Rahmenrohrmitte (an der Montageposition). Verwenden Sie nur das gemessene Mass und nicht die Sitzbreite, um die Kompatibilität zu prüfen.		n/c
EMF000169	250 - 320 mm	n/c
EMF000170	310 - 380 mm	n/c
EMF000171	370 - 440 mm	n/c
EMF000172	430 - 500 mm	n/c

Geschwindigkeit CHF

EMF000025	6 km/h	Std
EMF000027	10 km/h Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F55 in der Version 15 km/h und 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Die maximale Geschwindigkeit kann nur von Sunrise Medical geändert werden.	n/c
EMF000028	15 km/h Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F55 in der Version 15 km/h und 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Die maximale Geschwindigkeit kann nur von Sunrise Medical geändert werden.	145
EMF000167	20 km/h Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F55 in der Version 15 km/h und 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Die maximale Geschwindigkeit kann nur von Sunrise Medical geändert werden.	145

Akku, Ladegerät CHF

EMF160022	Akku, Lithium-Ion, 14 Ah, 36V, 504 Wh (ersetzt Akku 8 Ah; nur mit 14" Rad kompatibel)	1'192
EMF110206	Schnell-Ladegerät, 4 A (ersetzt 2 A Standard-Ladegerät; 8 Ah, volle Ladezeit ca. 2 Std.; nur mit 14" Rad kompatibel)	139

Display CHF

	Anzeige: Beschleunigungseinstellung, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Fahrzeit, Fahrstrecke, Gesamtkilometer, Ladezustand, Stromverbrauch	n/c
--	--	-----

Zubehör CHF

	LED Frontlicht	Std
EMF010033	Zwischenrahmen-Polsterung (beigelegt)	Std
EMF010032	Ständer: Montiert am Zwischenrahmen	207
EMF090209	Zusätzlicher Li-Ionen Akku, 8 Ah, 36V, 288 Wh (nur mit F55, 14" kompatibel)	1'049
EMF090220	Zusätzlicher Li-Ionen Akku, 14 Ah, 36V, 504 Wh (nur mit F55, 14" kompatibel)	1'192
EMF090074	Front- & Rückscheinwerfer	79
EMF090166	Diebstahlsicherung, Bremsscheibenschloss	27
EMF090165	Diebstahlsicherung, Spiralkabelschloss	27
EMF090181	Zusatzgewicht für bessere Traktion, ohne Werkzeug abnehmbar	373

Farbakzente (Schutzblech und Seitenleisten) CHF

EMF090221	Schwarz	Std
EMF090222	Rot	n/c
EMF090223	Blau	n/c
EMF090224	Orange	n/c

F55



// EMF070086 Antriebsrad 14", Vollgummi-Bereifung (abgebildet mit EMF010027, Anbau an Rollstuhl mit festem Vorderrahmen und blauen Anbauteilen)



// EMF070086 Antriebsrad 14", Vollgummi-Bereifung (abgebildet mit EMF010028, Anbau an Rollstuhl mit wegschwenk-/ abnehmbarer Fussraste und schwarzen Anbauteilen)

Docking-Klemmen & Diebstahlsicherung



// EMF010029 Docking-Klemmen für Rollstühle mit Rundrohr-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm)



// EMF090165 Diebstahlsicherung, Spiralkabelschloss




// EMF090166 Diebstahlsicherung, Bremsscheibenschloss

Zubehör



// LED-Licht, Schutzblech (Akzentfarbe blau)



// EMF010032 Ständer: Montiert am Zwischenrahmen



// Farboptionen für Schutzblech (Schwarz Std.)



// Seitenleisten im Lieferumfang enthalten (abgebildet in Blau; Schwarz Std.)



// EMF090181 Zusatzgewicht für bessere Traction

Kommentare

F55 (14")		CHF
Grundpreis		6'100
Summe der Mehrpreise/Minderpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)		
Verpackung und Frachtkostenanteil		55
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWST		

Datum			Unterschrift
-------	--	--	--------------

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical AG**

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch