

# Zughilfe 8,5"

E|F55



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer		Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.		KD.-Nr.	
Name		Name	
Strasse		Strasse	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
E-Mail		E-Mail	
Fon		Fon	
Bestellinformation		Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	<b>Max. zulässige Gesamtgewicht: 110 kg</b>	
Kommission		<b>Nutzergewicht</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr. 476 002 01</b>		<b>Tarif Ziffer 90.341.000</b>	
Stand: 26.05.2025, Preise gültig bis auf Widerruf			

# Grundpreis **CHF 6'100**

Alle Preise exkl. MWST, Anbauzeit / Unverbindliche Preisempfehlung

## Technische Daten

<b>Max. Nutzergewicht</b>	110 kg	<b>Max. Geschwindigkeit</b>	6 km/h; optional 10 / 15 / 20 km/h
<b>Frontrahmenbreite</b>	260–480 mm	<b>Antriebsrad</b>	8,5" Vollgummi-Bereifung
<b>Akkugewicht</b>	2.1 kg (8 Ah) / 2.6 kg (14 Ah)	<b>Akku</b>	Lithium-Ion, 36V, 8 Ah, optional 14 Ah
<b>Gewicht exklusive Akku</b>	ab 11 kg Abhängig von der Produktkonfiguration	<b>Doppelbremssystem</b>	Mechanische Scheibenbremse, zusätzliche unabhängige elektronische Bremse
<b>Gewicht inklusive Akku</b>	ab 13.1 kg Abhängig von der Produktkonfiguration	<b>Betriebsspannung</b>	36 Volt
<b>Farbe</b>	Schwarz	<b>Reichweite</b>	bis zu 50 km (mit 14 Ah Akku) / bis zu 25 km (mit 8 Ah Akku) Gemäss ISO 7176 - 4, abhängig von der Bodenbeschaffenheit, Nutzergewicht, Fahrgeschwindigkeit, Fahrverhalten und Umgebungstemperatur.
<b>Farbakzente (im Lieferumfang enthalten)</b>	Schwarz, Rot, Blau, Orange Schwarz als Standard montiert	<b>Steigfähigkeit</b>	bis zu 11% (6°)

## F55 (8,5")

CHF

EMF010000	<b>Zughilfe F55:</b> 750 W (max.) Motor, 8 Ah (288 Wh) Li-Ion Akku, Vorwärts- und Rückwärtsgang, Tempomat, integrierte Scheibenbremse und unabhängig zu bedienende elektronische Bremse. Schutzblech und LED-Licht.	Std
<b>Antriebsräder</b>		
EMF070085	Antriebsrad 8,5", Vollgummi-Bereifung	312

## Anbau

Anbauzeit F55 an Rollstuhl ca. 1,5 Std.

CHF

EMF010027	Anbau für Rollstühle mit festem Vorderrahmen (Starrrahmen und Faltrollstühle)	n/c
EMF010028	Anbau für Rollstühle mit wegschwenk-/ abnehmbarer Fussraste (Starrrahmen und Faltrollstühle)	n/c

## Docking-Klemmen

EMF010030	Docking Klemmen für Sopur-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Nitrum, Helium, Xenon <sup>2</sup> ) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht.	n/c
EMF010031	Docking-Klemmen für Xenon <sup>2</sup> SA Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht.	n/c
EMF010029	Docking-Klemmen für Rollstühle mit Rundrohr-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010041	Docking Klemmen für Progeo-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Progeo Joker / Ego / Tekna) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010042	Docking-Klemmen für Ki Mobility Rogue Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010052	Docking-Klemmen für hydrogeformte Kuschall-Rahmen (KSL, K-Series, Champion, ab 2019) Prüfen Sie vor der Bestellung, ob es genug Platz für die Andockklemmen hat. Je nach Konfiguration und Option eines Rollstuhls kann es sein, dass nicht genügend Platz besteht. Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher, dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht.	n/c
EMF010062	Docking-Klemmen für Rundrohrrahmen, 32 mm	n/c

## Anpass-Kit

CHF

	Das komplette Anpass-Kit für die Anpassung des F55 an Frontrahmenbreiten von 260–480 mm ist im Lieferumfang enthalten. Das F55 ist voll einstellbar und lässt sich an alle Rahmenhöhen, Sitzhöhen und Rahmenwinkel anpassen. Innenmass, gemessen von Innenseite Rohr zu Innenseite Rohr. Bitte verwenden Sie ausschliesslich die gemessenen Masse und nicht die Sitzbreite um die Kompatibilität zu prüfen.	Std
--	--	-----

Geschwindigkeit		CHF
EMF000025	6 km/h	Std
EMF000027	10 km/h Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F55 in der Version 15 km/h und 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Die maximale Geschwindigkeit kann nur von Sunrise Medical geändert werden.	n/c
EMF000028	15 km/h Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F55 in der Version 15 km/h und 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Die maximale Geschwindigkeit kann nur von Sunrise Medical geändert werden.	145
EMF000167	20 km/h Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F55 in der Version 15 km/h und 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Die maximale Geschwindigkeit kann nur von Sunrise Medical geändert werden.	145

Display		CHF
	Anzeige: Beschleunigungseinstellung, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Fahrzeit, Fahrstrecke, Gesamtkilometer, Ladezustand, Stromverbrauch	Std

Zubehör		CHF
	LED Frontlicht	Std
	Schutzblech	Std
	Anbauteile (Schutzblech und Seitenleisten) in 4 Farben	Std
EMF010033	Zwischenrahmen-Polsterung (beigelegt)	Std
EMF010032	Ständer: Montiert am Zwischenrahmen	207
EMF160010	Zusätzliche Li-Ionen Akku, Standard: 36V, 8,1 Ah, 291 Wh (Reichweite max. 25 km)	1'049
EMF090074	Front- & Rückscheinwerfer	79
EMF090166	Diebstahlsicherung, Brems Scheibenschloss	27
EMF090165	Diebstahlsicherung, Spiralkabelschloss	27
EMF090181	Zusatzgewicht für bessere Traktion, ohne Werkzeug abnehmbar	373

## F55



// EMF070085 Antriebsrad 8,5", Vollgummi-Bereifung (abgebildet mit EMF010027 Anbau für Rollstühle mit festem Vorderrahmen und roten Anbauteilen)



// EMF070085 Antriebsrad 8,5", Vollgummi-Bereifung (abgebildet mit EMF010028 Anbau für Rollstühle mit wegschenk-/abnehmbarer Fussraste und orangenen Anbauteilen)

## Docking-Klemmen &amp; Diebstahlsicherung



// EMF010029 Docking-Klemmen für Rollstühle mit Rundrohr-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm)



// EMF090165 Diebstahlsicherung, Spiralkabelschloss



// EMF090166 Diebstahlsicherung, Bremsscheibenschloss

## Zubehör



// LED-Licht, Schutzblech und Scheibenbremse



// EMF010032 Ständer: Montiert am Zwischenrahmen



// Schutzblech in vier Farben, im Lieferumfang enthalten



// Seitenleisten in vier Farben, im Lieferumfang enthalten



// EMF090181 Zusatzgewicht für bessere Traktion

## Kommentare

--

F55 (8,5")

CHF

**Grundpreis****6'100**

Summe der Mehrpreise/Minderpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)

Verpackung und Frachtkostenanteil

**55**

Preis ohne MWST

MWST 8.1%

**Gesamtpreis inkl. MWST****Datum****Unterschrift**

Tag      Monat      Jahr

**Sunrise Medical AG**

Erlenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 031 958 38 38  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch