

Dispositif de traction 8,5"

E|F55



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client		Adresse de livraison	
		correspond à l'adresse de facturation	
N° client		N° client	
Nom		Nom	
Rue		Rue	
NPA/Lieu		NPA/Lieu	
E-mail		E-mail	
Tél.		Tél.	
Informations relatives à la commande		Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	Poids total autorisé max. : 110 kg	
Commission		Poids de l'utilisateur	kg
N° art. 476 002 01	Position tarifaire 90.341.000		
Dernière mise à jour : 26.05.2025, prix valables jusqu'à nouvel avis			

Prix de base **CHF 6'100**

Prix hors TVA, temps de montage / prix de vente recommandé

Données techniques

Poids max. utilisateur	110 kg	Vitesse max.	6 km/h; en option 10 / 15 / 20 km/h
Largeur du châssis avant	260–480 mm	Roue motrice	8,5", pneu plein
Poids batterie	2.1 kg (8 Ah) / 2.6 kg (14 Ah)	Batterie	Li-Ion, 36V, 8 Ah; en option 14 Ah
Poids total sans batterie	dès 11 kg Selon configuration du produit	Système de freinage double	Frein à disque mécanique et frein électronique à commande indépendante
Poids total, batterie incluse	dès 13.1 kg Selon configuration du produit	Tension de fonctionnement	36 volts
Couleur	noir	Autonomie	jusqu'à 50 km (avec batterie 14 Ah) / jusqu'à 26 km (avec batterie 8 Ah) Selon ISO 7176 - 4, en fonction de la structure du sol, du poids de l'utilisateur, de la vitesse conduite, du comportement de conduite et de la température ambiante.
Touches de couleur (incluses dans la livraison)	noir, rouge, bleu, orange Montage standard en noir	Pente max.	jusqu'à 11% (6°)

F55 (8,5")

CHF

EMF010000	Dispositif de traction F55 : Moteur 750 W (max.), batterie Li-ion 8 Ah (288 Wh), marche avant et arrière, régulateur de vitesse, frein à disque intégré et frein électronique à commande indépendante. Garde-boue et éclairage LED.	Std
Roues motrices		
EMF070085	Roue motrice 8,5", pneu plein	312

Montage

Temps de montage du F55 sur le fauteuil roulant : env. 1,5 heures

CHF

EMF010027	Montage pour fauteuils roulants à châssis avant fixe (châssis rigide et pliable)	n/c
EMF010028	Montage pour fauteuil roulant avec repose-pied amovible/escamotable (châssis rigide et pliable)	n/c
Attache d'arrimage		
EMF010030	Attache d'arrimage pour fauteuils Sopur avec châssis à tubes ovales (Nitrum, Helium, Xenon ²) Avant la commande, veuillez vérifier s'il y a assez de place pour l'attache d'arrimage. Selon la configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu'il n'y ait pas assez de place.	n/c
EMF010031	Attache d'arrimage pour Xenon ² SA Avant la commande, veuillez vérifier s'il y a assez de place pour l'attache d'arrimage. Selon la configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu'il n'y ait pas assez de place.	n/c
EMF010029	Attache d'arrimage pour fauteuils avec châssis à tubes ronds (pour diamètre 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm) Avant la commande, veuillez vérifier s'il y a assez de place pour l'attache d'arrimage. Selon la configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu'il n'y ait pas assez de place. Avant de monter le F55 sur un produit tiers, veuillez toujours vous assurer de l'existence de la déclaration de combinaison correspondante.	n/c
EMF010041	Attache d'arrimage pour fauteuils Progeo avec châssis à tubes ovales (Progeo Joker / Ego / Tekna) Avant la commande, veuillez vérifier s'il y a assez de place pour l'attache d'arrimage. Selon la configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu'il n'y ait pas assez de place. Avant de monter le F55 sur un produit tiers, veuillez toujours vous assurer de l'existence de la déclaration de combinaison correspondante.	n/c
EMF010042	Attache d'arrimage pour Ki Mobility Rogue Avant la commande, veuillez vérifier s'il y a assez de place pour l'attache d'arrimage. Selon la configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu'il n'y ait pas assez de place. Avant de monter le F55 sur un produit tiers, veuillez toujours vous assurer de l'existence de la déclaration de combinaison correspondante.	n/c
EMF010052	Attache d'arrimage pour cadre Kuschall hydroformé (KSL, K-Series, Champion, à partir de 2019) Avant la commande, veuillez vérifier s'il y a assez de place pour l'attache d'arrimage. Selon la configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu'il n'y ait pas assez de place. Avant de monter le F55 sur un produit tiers, veuillez toujours vous assurer de l'existence de la déclaration de combinaison correspondante.	n/c
EMF010062	Attache d'arrimage pour fauteuils roulants avec châssis à tubes ronds, 32 mm	n/c

Kit d'assemblage

CHF

	Un kit d'assemblage complet pour adapter le F55 aux châssis avant de 260 à 480 mm de largeur est compris dans la livraison. Le F55 est totalement réglable et peut être adapté à toute hauteur de châssis et d'assise et à tout angle de châssis. Dimensions intérieures, mesurées de l'intérieur du tube à l'intérieur du tube. Pour contrôler la compatibilité, n'utilisez que la dimension mesurée et non la largeur d'assise.	Std
--	---	-----

Vitesse		CHF
EMF000025	6 km/h	Std
EMF000027	10 km/h Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation du F55 dans sa version 15 km/h et 20 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays et sinon seulement dans des espaces privés.	n/c
EMF000028	15 km/h Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation du F55 dans sa version 15 km/h et 20 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays et sinon seulement dans des espaces privés.	145
EMF000167	20 km/h Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation du F55 dans sa version 15 km/h et 20 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays et sinon seulement dans des espaces privés.	145

Display		CHF
	Écran : réglage de l'accélération, vitesse, vitesse moyenne, vitesse maximale, durée du trajet, distance parcourue, kilométrage total, état de charge, consommation d'énergie	Std

Accessoires		CHF
	Éclairage avant LED	Std
	Garde-boue	Std
	Pièces à monter (garde-boue et plaques latérales) en 4 couleurs	Std
EMF010033	Protection de cadre intermédiaire (incluse)	Std
EMF010032	Béquilles : montées sur le cadre intermédiaire	207
EMF160010	Batterie Li-ion supplémentaire, standard: 36V, 8,1 Ah, 291 Wh (autonomie 25 km max.)	1'049
EMF090074	Phare avant & arrière	79
EMF090166	Antivol, verrou de disque de frein	27
EMF090165	Antivol à spirale	27
EMF090181	Poids supplémentaire pour une meilleure traction, détachable sans outil	373



// EMF070085 Roue motrice 8,5", pneu plein
(représenté avec montage EMF010027 pour fauteuils
avec châssis avant fixe et pièces à monter rouges)



// EMF070085 Roue motrice 8,5", pneu plein
(représenté avec montage EMF010028 pour fauteuils
avec châssis avant fixe et pièces à monter oranges)

Attache d'arrimage et antivol



// EMF010029 Attache d'arrimage
pour fauteuils avec châssis
à tubes ronds (pour diamètre
19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm)



// EMF090165 Antivol à spirale



// EMF090166 Antivol, verrou de
disque de frein

Accessoires



// Éclairage LED, garde-boue et
frein à disque



// EMF010032 Béquilles :
montées sur le cadre intermédiaire



// Garde-boue en 4 couleurs,
inclus dans la livraison



// Plaques latérales en 4 couleurs,
inclus dans la livraison



// EMF090181 Poids supplémentaire
pour une meilleure traction

Commentaires

--

F55 (8,5")

CHF

Prix de base	6'100
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	55
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date

Signature

Jour Mois Année

**Sunrise Medical SA**

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch