



MONTERINGSANVISNING

Holder for håndkontroll




Beskrivelse	Artikkelnummer
Holder for håndkontroll	12731485


NOVA



3x20 mm skrue X1



Holder X1



1



- Skru fast håndkontrollholdere med skruen som følger med
- Anbefalt afstand fra forkant av håndkontrollholder til forkant av armlenet er 16 cm.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no