

サンライズメディカル商品動画



ZIPPIE EASY GO

～折りたたみ式 小児用自走型車椅子～



zippie®

Easy GO
Folding Paediatric Wheelchair



EasyGO
折りたたみ式 小児用車椅子

■ IMPROVING PEOPLE'S LIVES

商品概要:



1. 小児用自走車椅子

2. 折りたたみ式

3. 安価

4. 簡単なオーダーフォーム



ZIPPIE Easy GO

- ①小児人口(発達障害・整形外科)
- ②自走する方
- ③折りたたむ必要がある方
- ④シーティング調整も可能

商品概要:

1. 小児用自走車椅子

2. 折りたたみ式

3. 安価

4. 簡単なオーダーフォーム



ZIPPIE IRIS
介助型・ティルト式



ZIPPIE Xcape
折りたたみ・自走



ZIPPIE Zone
自走式



ZIPPIE Easy GO



商品概要:



1. 小児用自走車椅子

2. 折りたたみ式

3. 安価

4. 簡単なオーダーフォーム



ZIPPIE Xcape

折りたたみ・自走



ZIPPIE Easy GO

Xロッククロスブレース



Z-フィニティシステム



耐荷重:75kg
総重量:8.62kg

43万円～

耐荷重:75kg
総重量:15.5kg

28万1,500円

- ①パッケージ！なのでオーダーがシンプル！
- ②より多くの移動ニーズの児童向け！
- ③多数の調整機能付帯！

商品概要:



1. 小児用自走車椅子
2. 折りたたみ式
3. 安価
4. 簡単なオーダーフォーム



ジッピー イージー ゴー

Zippie Easy Go

Sept 2024 2024年12月

ZEG1214



サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市関口456番地1

order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

発注年月日:

郵社名:

ご担当者:

住所:

電話番号:

ユーザー氏名 (漢字)

よみがな (ローマ字)

身長

cm

体重

kg

障がい名 (任意)

障がいレベル (任意)

ご担当者Tel または Email:

送付先情報 ※上記と異なる場合のみ

送付先名:

送付先住所:

送付先電話番号:

Optionオプション #

Description 詳細

DMP 価格

1. FRAME フレーム

Base model ベースモデル

Max Capacity 75kg 耐重量 75kg

☐

ZEG1214

Zippie Easy Go - Folding Pediatric Wheelchair

ジッピー イージー ゴー - 小児用折りたたみ式車いす

¥281,500

☐

Aluminium frame - Seat height Adjustable

アルミニウム製 座面調整

STD 標準

2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング

Seat Width シート幅

☐

Set at 12" - Adjustable to 15" 12" (30.48cm) 設定: 15" (38.10cm) まで調整可

STD 標準

☐

Set at 14" - Adjustable to 16" 14" (35.56cm) 設定: 16" (40.64cm) まで調整可

STD 標準

☐

Set at 16" - Adjustable to 18" 16" (40.64cm) 設定: 18" (45.72cm) まで調整可

STD 標準

☐

3cm Seat Cushion シートクッション 3cm

STD 標準

3. BACKREST バックサポート

Backrest Type バックサポートタイプ

☐

Tension adjustable upholstery height 400mm 張り調整式背布 高さ400mm

STD 標準

☐

Foldable 折りたたみ式

STD 標準

☐

Tool Height Adjustable 高さ調整 工具使用

STD 標準

4. ARMREST / FOOTREST アームレスト / フットレスト

Armrest アームレスト

☐

Detachable - height adjustable 着脱式 - 高さ調整式

STD 標準

☐

Detachable swing away 着脱式スイングアウェイ

STD 標準

5. WHEELS ホイール

Casters キャスター

☐

6" x 1" Polyurethane 6" x 1" ポリウレタン

STD 標準

☐

22" x 1 3/8" Polyurethane Tires - Quick Release axle

STD 標準

☐

22" x 1 3/8" Polyurethane Tires - Quick Release axle

STD 標準

☐

Aluminum handrim アルミニウム製ハンドリム

STD 標準

☐

Included - pair 含まれる - 左右一組

STD 標準

6. OPTIONS オプション

Colour カラー

☐

Blue ブルー

STD 標準

☐

Seat belt シートベルト

STD 標準

画像 1: Zippie イージー ゴー

画像 2: フットプレート

IMPROVING PEOPLE'S LIVES



仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

© 05/2024 | Zippie Easy Go - AU Rev A |

2024_V1

1 / 1 ページ

オーダーフォーム: 1 フレーム



1. FRAME フレーム			
Base model ベースモデル			
Max Capacity 75kgs 耐荷重 75kg			
☐	ZEG1214	Zippie Easy Go - Folding Pediatric Wheelchair ジッピー イージー ゴー - 小児用折りたたみ式車いす	¥281,500
Frame フレーム			
☐		Aluminium frame - Seat height Adjustable アルミニウム製 座面調整	STD 標準

- ・フレームは一種類のみ
- ・座面調整機能は付いている

2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング			
Seat Width シート幅			
☐		Set at 12" - Adjustable to 15" 12"(30.48cm) 設定: 15"(38.10cm) まで調整可	STD 標準
Seat Depth シート奥行			
☐		Set at 14" - Adjustable to 16" 14"(35.56cm) 設定: 16"(40.64cm) まで調整可	STD 標準
Seat Height 座面高			
☐		Set at 16" - Adjustable to 18" 16"(40.64cm) 設定: 18"(45.72cm) まで調整可	STD 標準
Seating シーティング			
☐		3cm Seat Cushion シートクッション 3cm	STD 標準

- ・座幅調整: 12" - 15" (30.48cm - 38.10cm)
- ・座奥調整: 14" - 16" (35.56cm - 40.64cm)
- ・座高調整: 16" - 18" (40.64cm - 45.72cm)
- ・付属クッション: 3cm高の標準クッション

3.BACKREST バックサポート

Backrest Type バックサポートタイプ

☐		Tension adjustable upholstery,height 400mm 張り調整式背布 高さ400mm	STD 標準
--------------------------	--	--	--------

Back Type バックタイプ

☐		Foldable 折りたたみ式	STD 標準
--------------------------	--	-----------------	--------

Push Handles プッシュハンドル

☐		Tool Height Adjustable 高さ調整 工具使用	STD 標準
--------------------------	--	----------------------------------	--------

- ・バックサポート: 張り調整の背布 (H40cm)
- ・バックパイプ: 折りたたみ式/ハンドルは高さ調節可

4. ARMREST / FOOTREST アームレスト / フットレスト

Armrest アームレスト

☐		Detachable - height adjustable 着脱式 - 高さ調整式	STD 標準
--------------------------	--	--	--------

Footplates フットプレート

See figure 2 for footplate illustration フットプレートは画像2を参照

☐		Detachable swing away 着脱式スイングアウェイ	STD 標準
--------------------------	--	-----------------------------------	--------

- ・アームレスト: 脱着・高さ調節可
- ・フットサポート: スイングアウェイ・脱着可能式

5. WHEELS ホイール			
Casters キャスター			
☐		6" x 1" Polyurethane 6" x 1" ポリー	STD 標準
Rear Wheel 後輪(ホイール)			
☐		22" x 1 3/8" Polyurethane Tires - Quick Release axle 22" x 1 3/8" ポリウレタン タイヤ - クイックリリースアクセル(車軸)	STD 標準
☐		Aluminium handrim アルミニウム製ハンドリム	STD 標準
Antitips 転倒防止			
☐		Included - pair 含まれる - 左右一組	STD 標準

- ・キャスター: 6" X 1" ポルウレタン
- ・駆動輪(後輪): 22" X 1 3/8" ポリウレタンタイヤ
クイックリリースアクセル
- ・ハンドリム: アルミ製
- ・転倒防止: 一式付属

オーダーフォーム: 6 オプション

6. OPTIONS オプション

Colour カラー

☐	Blue ブルー	STD 標準
☐	Seat belt シートベルト	STD 標準

- ・カラー一色のみ
- ・腰ベルト付帯



ZIPPIE Easy GO

動画紹介:



・座幅調整:12“-15” (30.48cm - 38.10cm)


Seat width adjustable (in)



動画紹介:



・座奥調整: 14" - 16" (35.56cm - 40.64cm)




zippie.
EasyGO
Folding Paediatric Wheelchair

loosen the screw and take off the brake

動畫紹介:



・座奥調整:14“-16” (35.56cm - 40.64cm)



動畫紹介:



・座奥調整:14“-16” (35.56cm - 40.64cm)




zippee.
EasyGO
Folding Pediatric Wheelchair

Loosen the screws on the frame

座奥調整

動画紹介:

・座高調整:16“-18”
(40.64cm - 45.72cm)



動画紹介:



・付属クッション:
3cm高の標準クッション



動画紹介:

- ・バックサポート: 張り調整の背布 (H40cm)



動画紹介:



・バックパイプ:折りたたみ式/ハンドルは高さ調節可



動画紹介:

・アームレスト:脱着・高さ調節可



動画紹介:

・フットサポート: スイングアウェイ・脱着可能式



動画紹介:

- 駆動輪(後輪): 22" X 1 3/8"  SUNRISE MEDICAL.
ポリウレタンタイヤ



動画紹介:

・キャスター:6“ X 1” ポルウレタン



動画紹介:

・クイックリリースアクセル



・ブレーキ



動画紹介:

・COG調整



動画紹介:

・転倒防止:一式付属



ご清聴ありがとうございました！



ZIPPIE Easy GO

