

XT4



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Stand: 04.06.2025, Preise gültig bis auf Widerruf	
Kommission:			Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr.: 24400000M				
Max. Zuladung: 155 kg (mit Sitzlift und Sitzneigung)				

Grundpreis **€ 28.800,-**

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Kundenmaße

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Brustbreite	mm
i) Hüftbreite	mm
j) Sitztiefe	mm
m) Fußsohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Sitzbreite	mm



Technische Daten

Max. Zuladung	155 kg	Bodenfreiheit	125 mm
Breite Fahrwerk	700 mm	Antriebsräder	(Allrad) Geländereifen 145 x 70, schwarze Felge
Länge Fahrbasis	1000 mm	Ladegerät	220 V / 12 A
Elektronik	R-Net (120 A Power Modul)	Batterien	115 Ah
Antriebsmotoren	10 km/h, 4 x 700 W, 4-Pol Motoren	Wenderadius	1410 mm
Standard Konfiguration	Inklusive LED-Beleuchtung, Crash-getestete Zurrösen zur Fahrzeugsicherung, wartungsfreie 115 Ah Batterien, 12 A Ladegerät, MPS Rückensystem, MPS Sitzsystem		
Bereifung	Bereifung Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht von 0,25 bis 0,55 bar (siehe Tabelle Gebrauchsanweisung)		

Antriebseinheit

Elektrorollstuhl		€
MAG010013	XT4	28.800,-

Farbauswahl Fahrbasis		€
MAG6094	XT4 Midnight Black	0,-
MAG6095	XT4 Sunset Red	0,-
MAG6096	XT4 Horizon Blue	0,-

Antriebsräder - Bereifung		€
MAG7050	Antriebsradbereifung, Luft, Stollenprofil, schwarz	Std.
MAG7056	Pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch mit Neverflat	1.051,-
MAG7058	Neverflat Reifen-Füllung	212,-

Batterien		€
MAG6285	Batterie, 115 Ah, wartungsfrei	Std.

Ladegerät		€
MAG160106	Ladegerät, 220 V / 12 A	Std.

Elektrische Sitzfunktionen/Sitzfunktionen		€
MAG3502-KIT	Fester Sitzrahmen inkl. Beleuchtung	Std.
MAG5335	Fester Sitzrahmen inkl. Beleuchtung und elektrischer Verstellung	733,-
MAG5127	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	2.386,-
MAG5126	Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung elektrisch verstellbar 0° - 45°	3.851,-

Sitzhöhe		€
MAG6552	Sitzhöhe + 0 mm (SH 480 mm) Maximale Unterschenkellänge 370 mm	Std.
MAG6553	Sitzhöhe + 25 mm vorne, +25 mm hinten Zusätzliche Sitzhöhe gegenüber 480 mm Standardsitzhöhe	146,-
MAG6554	Sitzhöhe: vorne +50 mm, hinten +50 mm Zusätzliche Sitzhöhe gegenüber 480 mm Standardsitzhöhe	146,-

Sitzsysteme		€
MAGMPSSEATVINYL	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Vinyl	Std.
MAGMPSSEATFABRIC	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Stoff	0,-
MAGREHABSEATPAN	Rehab-Sitzbasis, später MPS oder Rehab-Sitzkissen wählen	733,-

Abschnitt A – MPS Sitzgrößen

Sitzbreite	
MAGSW405MM	MPS & Rehab Sitzbreite, 405 mm
MAGSW455MM	MPS & Rehab Sitzbreite, 455 mm
MAGSW510MM	MPS & Rehab Sitzbreite, 510 mm
MAGSW560MM	MPS & Rehab Sitzbreite, 560 mm
MAGSW610MM	MPS & Rehab Sitzbreite, 610 mm

Sitztiefe

MAGSD405MM	MPS & Rehab Sitztiefe, 405 mm
MAGSD455MM	MPS & Rehab Sitztiefe, 455 mm
MAGSD510MM	MPS & Rehab Sitztiefe, 510 mm

Abschnitte B – Rehab Sitzgrößen **Sitzbreite** Tiefe minus Breite darf 50 mm nicht überschreiten

MAGSW305MM	305 mm	MAGSW430MM	430 mm	MAGSW560MM	560 mm
MAGSW330MM	330 mm	MAGSW455MM	455 mm	MAGSW585MM	585 mm
MAGSW355MM	355 mm	MAGSW480MM	480 mm	MAGSW610MM	610 mm
MAGSW380MM	380 mm	MAGSW510MM	510 mm		
MAGSW405MM	405 mm	MAGSW535MM	535 mm		

Sitztiefe Tiefe minus Breite darf 50 mm nicht überschreiten

MAGSD305MM	305 mm	MAGSD430MM	430 mm	MAGSD560MM	560 mm
MAGSD330MM	330 mm	MAGSD455MM	455 mm	MAGSD585MM	585 mm
MAGSD355MM	355 mm	MAGSD480MM	480 mm	MAGSD610MM	610 mm
MAGSD380MM	380 mm	MAGSD510MM	510 mm		
MAGSD405MM	405 mm	MAGSD535MM	535 mm		

Abschnitte B – Rehab Sitzkissen

MAGWOSEATCUSH	Ohne Sitzkissen (nur für Rehab Sitz)	€
MAGCMRC	MPS Sitzkissen, abnehmbar (nur für Rehab Sitz) Wählen Sie zwischen den Sitzbreiten 405 / 455 / 510 / 560 / 610. Wählen Sie zwischen Sitztiefe 405 / 455 / 510. Wählen Sie auch die Polsterung in Abschnitt B - Bezüge für Rehab-Sitzkissen	0,-
MAGPADDEDSC	Sitzkissen, flach gepolstert (nur für Rehab Sitz) Wählen Sie Sitzbreite und Sitztiefe in Abschnitt B - Rehab-Sitzgrößen. Wählen Sie auch die Bezüge in Abschnitt B - Bezüge für Rehab-Sitzkissen	520,-
		280,-

Abschnitte B – Rehab Sitzkissenbezüge

MAGSUFABRIC	Rehab Sitzkissenbezug, Stoff	€
MAGSUVINYL	Rehab Sitzkissenbezug, Vinyl	0,-
		Std.

Rückensystem für MPS-Sitz

MAGMPSBACK	MPS Rücken (mit MPS Sitz kombinierbar)	€
		Std.

Rückensystem für Rehab-Sitz

MAGMPSBACKREHAB	MPS Rücken (mit Rehab Sitz kombinierbar)	€
MAGREHABCANES	Rehab Rücken, fest montiert	519,-
MAGREHABFOLD	Rehab Rücken, abklappbar nach vorne	519,-
		519,-

MPS Rückenkissen – Bezüge

MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	€
MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	0,-
		0,-

MPS Rücken – Größen

		€
Breite der Rückenlehne Höhe der Rückenlehne abzüglich Breite der Rückenlehne muss 50 mm überschreiten		
MAGBW405MM	405 mm	0,-
MAGBW455MM	455 mm	Std.
MAGBW510MM	510 mm	292,-
MAGBW560MM	560 mm	292,-
MAGBW610MM	610 mm	292,-
Höhe der Rückenlehne Höhe der Rückenlehne abzüglich Breite der Rückenlehne muss 50 mm überschreiten		
MAGBH535MM	535 mm	Std.
MAGBH585MM	585 mm	0,-

Rückenwinkelverstellung		€
Kombination MPS-Sitz & MPS Rücken		
MAG3900-S-3901-F	Rücken, manuell verstellbar (90° - 170°, MPS Sitz & MPS Rücken)	Std.
MAG3904-S-3905-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 150° (MPS Sitz & MPS Rücken) Nicht verfügbar mit MAG3502-KIT	1.720,-
Rückenwinkelverstellung für Rehab-Sitz und MPS-Rücken		
MAG3908-S-3909-F	Rücken, manuell verstellbar (Rehab Sitz & MPS Rücken)	520,-
MAG3912-S-3913-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 160° (Rehab Sitz & MPS Rücken) Nicht verfügbar mit MAG3502-KIT	1.720,-
Rückenwinkelverstellung für Rehab Sitz und Rehab Rückenrahmen		
MAG3920-S-3921-F	Rücken, fest, 90° - 105°, (90°, 97,5°, 105°)	0,-
MAG3924-S-3925-F	Rücken, manuell verstellbar, 90° - 170° (stufenlos)	520,-
MAG3928-S-3929-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 160° Höhe der Rückenlehne abzüglich der Breite der Rückenlehne darf 50 mm nicht überschreiten	1.720,-
MAG3932-S-3933-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 155°, mit biomechanischem Längenausgleich Rückenlehnenhöhe minus Rückenlehnenbreite darf 50 mm nicht überschreiten, nicht bei SW 305, 330, 355	2.519,-
Rückenwinkelverstellung für Rehab Sitz und nach vorne umklappbaren Rehab Rückenrahmen		
MAG3922-S-3923-F	Rücken, fest, 90° - 105°, (90°, 97,5°, 105°)	0,-
MAG3926-S-3927-F	Rücken, manuell verstellbar (90° - 170° Rehab Sitz & Rehab Rücken, abklappbar nach vorne)	520,-
MAG3930-S-3931-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 160° Höhe der Rückenlehne abzüglich der Breite der Rückenlehne muss mehr als 50 mm betragen	1.720,-
MAG3934-S-3935-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 155°, mit biomechanischem Längenausgleich Rückenlehnenhöhe minus Rückenlehnenbreite darf 50 mm nicht überschreiten, nicht bei SW 305, 330, 355	2.590,-

Bitte nur ausfüllen, wenn Rehab-Rückenrahmen oder Rehab-Rückenrahmen zum Umklappen nach vorne ausgewählt sind

Rehab Rücken-Einsatz		€
MAGBACKRESTINSERT	Magic Rehab Rückeneinsatz Nur erhältlich mit MAGREHABCANES und MAGREHABFOLD	971,-
MAGMPSINSERT	MPS-Rückeneinsatz Nur mit MTO-Stoffpolsterung (außer Standard), Größe im Abschnitt MPS Rückenlehne - Größen wählen	971,-

Rückenkissen für Magic Rehab Rückenkisseneinschub		€
MAGBRMRJ	Junior (350 mm hoch)	0,-
MAGBRMRJXS	Junior (extra hoch, 410 mm hoch)	335,-
MAGBRMRMS	Mittel (kurz, 430 mm hoch)	395,-
MAGBRMRM	Mittel (480 mm hoch)	0,-
MAGBRMRMXT	Mittel (extra hoch, 530mm hoch)	395,-
MAGBRMRLS	Groß (kurz, 430mm hoch)	495,-
MAGBRMRL	Groß (480 mm hoch)	615,-
MAGBRMRLXT	Extra groß (530 mm hoch)	785,-

Bezug für Rehab Rückenkissen-Einschub		€
MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	0,-
MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	Std.

Seitenkissen		€
Für Magic Rehab Rückenkissen groß/mittel		
MAGBOLSTERS	Seitenkissen, Flache Kontur, 110 mm tief	119,-
MAGBOLSTERSTD	Seitenkissen, Standard Kontur, 160 mm tief	179,-
MAGBOLSTERD	Seitenkissen, Tiefe Kontur, 220 mm tief	219,-
MAGNOBOLSTER	Kein Seitenkissen	0,-

Lumbalunterstützung			€
MAGLUMBARS	Flach (12 mm)		119,-
MAGLUMBARSTD	Standard (25 mm)		217,-
MAGLUMBARD	Groß (35 mm)		249,-
MAGNOLUMBAR	ohne Lumbalunterstützung		Std.

Optionen Halterung			€
MAG3495	Rückenkissen, fest montiert		0,-
MAG3492-PI	Rückenkissen, abnehmbar, mit Schnellverschluss		265,-

Schiebegriffe			€
MAG0057-PI	Schiebebügel, MPS		169,-
MAGPRHA	MPS Höhenverstellbare Griffe		320,-
MAG0056-WOKOR-2	Schiebegriffe, Standard		238,-
MAG46354636	Seitengriffe, rehab		240,-

Taschenhaken, Befestigung Rückenlehne			€
MAG5724	MPS Taschenhaken (Paar) an der Rückenlehne		79,-
MAG5723	Haken für Rucksack am Rückenbügel (J-Form)		70,-

Kopfstützen		€
MPS Kopfstütze		
MAG2770VI	Kopfstütze, MPS (keine spezielle Halterung erforderlich, da am MPS-Rücken) Montage wie für Kopfstützen von Autositzen, mit Stoffbezug	345,-
Rehab Kopfstütze		
MAGREHABSTD	Kopfstütze, Magic Rehab, Standard	371,-
MAGREHABWIDE	Kopfstütze, Magic Rehab, weit	371,-
Kopfstützenhalterung (nur für REHAB-Kopfstützen)		
MAG4113	2-achsig (ein Schaft, zwei Gelenke)	192,-
MAG4114	3-achsig (ein Schaft, drei Gelenke)	252,-
MAG4115	vielachsig (ein Schaft, ein Gelenk)	252,-

Rehab-Kopfstütze			€
MAGFABRICHR	Kopfstützenbezug, Stoff		0,-
MAGVINYLHR	Kopfstützenbezug, Vinyl		Std.

Armlehnen -Varianten			€
MAG3572	Armlehne, Standard		Std.
MAG3994	Armlehne, verstärkte Halterung		713,-
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar		1.131,-
MAG6503-6502	Flexi-Armlehne mit arretierter Position		760,-
MAG3331-6500	Flexi-Armlehne mit Sperrstange Verriegelungsposten an der Sitzschiene befestigt		1.304,-
MAG3727-6501	Flexi-Armlehne mit Arretierung und Absenkung		915,-

Armlehne - Höhe											
MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm		
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm		
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm				
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm				

Armpolster-Variante		€
MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std.
MAG3971-3972	Armpolster, MPS, P-Form, 100 mm breit	79,-
MAG3712	MPS Armpolster, ausklappbar	264,-
MAGAP50-2	Armpolster 50 mm	79,-
MAG6711	Armpolster mit Kleiderschutz	300,-
MAG3775	Rinnenförmiges Armpolster	520,-
MAG6750	Rinnenförmiges Armpolster mit Ellenbogenstütze	500,-
MAG6751	Rinnenförmiges Armpolster mit Handpolster	500,-
MAG6752	Rinnenförmige Armstützen mit Handpolster und Ellenbogenstütze	653,-

Armlehne Bezug		€
MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std.
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	0,-

Armlehne Taschenhaken		€
MAGHOOKA2RH	Taschenhaken rechte Armlehne	79,-
MAGHOOKA2LH	Taschenhaken linke Armlehne	79,-

Unterschenkellänge											
	MAGLL300MM	300 mm		MAGLL340MM	340 mm		MAGLL380MM Nicht mit MAG6552 Sitzhöhe +0 mm	380 mm		MAGLL420MM Nicht mit MAG6552 Sitzhöhe +0 mm	420 mm
	MAGLL310MM	310 mm		MAGLL350MM	350 mm		MAGLL390MM Nicht mit MAG6552 Sitzhöhe +0 mm	390 mm		MAGLL430MM Nicht mit MAG6552 Sitzhöhe +0 mm	430 mm
	MAGLL320MM	320 mm		MAGLL360MM	360 mm		MAGLL400MM Nicht mit MAG6552 Sitzhöhe +0 mm	400 mm			
	MAGLL330MM	330 mm		MAGLL370MM	370 mm		MAGLL410MM Nicht mit MAG6552 Sitzhöhe +0 mm	410 mm			

Fußrastenvarianten		€
MAGCPLEGREST	Fußraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, Wadenpolster	Std.
MAGCPOWER	Fußraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar, Wadenpolster Nicht verfügbar mit fester Sitzrahmen MAG3502-KIT	2.119,-
MAG3528	Abschwenkbare Beinstütze	473,-
MAG3527-ME	Fußraste, manuell, abschwenkbar, mit Wadenpolster	652,-
MAG3526-ME	Fußraste, elektrisch, abschwenkbar, mit Wadenpolster Nicht verfügbar mit fester Sitz-Neigung MAG3502-KIT	2.519,-

Fußplatte		€
MAG4055FIX	Mittelbefestigung, Einteilige feste Fußplatte (Fußplattenbreite 325 mm)	Std.
MAG4055	Mittelbefestigung, einteilige hochschwenkbare Fußplatte (Fußplattenbreite 260 mm)	0,-
MAG4055-2	Mittelbefestigung, zweiteilige hochschwenkbare Fußplatte (Fußplattenbreite 260 mm)	0,-
MAG4755	Mittelbefestigung, einteilige, elektrisch hochschwenkbare Fußraste für elektrische Beinstütze	235,-
MAG4755-2	Mittelbefestigung, einteilige, hochschwenkbare Fußraste für elektrische Beinstütze	235,-
MAGFLIPUP	Fußplatte, zentral, hochschwenkbar, 1 Stück Nur für wegschwenkbare Beistützen	182,-

Optionen Fußrasten		
MAG4312	Verriegelung für wegschwenkbare Fußplatte. Nur für wegschwenkbare Fußstützen	74,-
MAG4260	Abduktionskeil, Neopren	0,-

Wadenpolster		€
MAGCALFSUPPORT	Wadenpolster (für Fußraste, manuell, zentralmontiert) Auswahl nicht erforderlich bei MAGCPOWER, ist bei MAGCPOWER immer enthalten	0,-

Knienpolster		€
MAG4247	Knienpolster	653,-
MAGKPCMPE	Knienpolster für CMPE (Zentral montierte elektrische Fußraste)	411,-
MAG4660	Knienpolster für nicht hochschwenkbare Beinstützen	653,-
MAG4104	Knienpolster für hochschwenkbare Beinstützen	320,-

Beckengurt							€
MAG4973-MPS-4974-R	Beckengurt, Standard	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm		76,-
MAG4973-4974-PBPAD	Standard Haltegurt mit zwei Pads	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm		129,-
MAG6540	4-Punkt-Haltegurt (PB4P)	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm		139,-
MAG6540-2XPBPAD-4	4-Punkt-Haltegurt mit 2 Polstern	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm		194,-
MAG4730	Aufrollbarer Beckengurt (für Rehab-Sitz)						0,-
	MAGLBLH		Linksseitiges Schloss				
	MAGLBRH		Rechtsseitiges Schloss				
MAG4731	Sicherheitsgurt, aufrollbar für MPS Sitz						0,-
	MAGLBLH		Linksseitiges Schloss				
	MAGLBRH		Rechtsseitiges Schloss				

Thoraxstütze (Polster und Halterung)		€
MAG1506	Einstellbare Halterung	280,-
MAG4943	Verstellbare Klammern (MPS-Einsatz hinten)	521,-

Hüftpolster - In Vinyl		€
MAGHPKIT	Hüftpolster auf verstellbaren Bügeln (Paar)	373,-

Gurte		€
MAGHARP	Gurte pädiatrisch	253,-
MAGHARQ	Gurte standard	253,-

Bedienpulte – R-Net		€
MAGPG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std.
MAGPG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	1.063,-
MAGPG-JSM2IRL	Bedienpult High Definition LCD mit Infrarot-Funktion	1.498,-
MAGPG-JSMIRBT	Bedienpult, R-Net, High-Definition LCD, Infrarot- und Bluetooth-Funktion,	1.720,-

Auswahl der Anzeigesprache					
MAG119000	Deutsch (1)	MAG119004	Portugiesisch	MAG119008	Norwegisch
MAG119001	Englisch	MAG119005	Italienisch	MAG119009	Schwedisch
MAG119002	Französisch	MAG119006	Niederländisch	MAG119010	Griechisch
MAG119003	Spanisch	MAG119007	Belgisch	MAG119011	Finnisch
				MAG119012	Tschechisch
				MAG119013	Slowakisch
				MAG119014	Polnisch


Switch-It Control+5 Module		€
MAG158709	Switch-It Ctrl5 Tasten Box mit programmierbaren Funktionen, Schalter, flach	1.050,-
MAG158708	Switch-It Ctrl5 Tasten Box mit programmierbaren Funktionen, Kippschalter	1.050,-
Switch-It Control+5 Anbringung		€
MAG5430	An der Armlehne, auf der gleichen Seite wie der Joystick	0,-
MAG5431	An der Armlehne, auf der dem Joystick gegenüberliegenden Seite	Std.
MAG5432	Für Begleitperson (hinten montiert)	0,-
Joystick Griffoptionen		€
MAGKNOBSTD	Standard Joystick Griff	Std.
MAGPG-KS80	Stick S80	107,-
MAGPG-KCHIN	Kinn C38	80,-
MAGPG-KB32	Ball B32	80,-
MAGPG-KB38	Ball B38	107,-
MAGPG-KM48	Pilzförmig M48	107,-
MAGPG-KTBAR	T-Griff T80	107,-
MAGPG-KSB70	Soft Ball SB70	107,-
Joystick Position		€
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std.
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	0,-
MAGPGCYPGC2.03725	Auswechselbar nach links und rechts	0,-
MAG3330JSM-RH	Bedienpult als Begleitsteuerung - rechts montieren (MPS-Rücken)	0,-
MAG3330JSM-LH	Bedienpult als Begleitsteuerung - links montieren (MPS-Rücken)	0,-
MAG3329JSM-RH	Bedienpult als Begleitsteuerung - rechts montieren (Rehab-Rücken)	0,-
MAG3329JSM-LH	Bedienpult als Begleitsteuerung - links montiert (Rehab-Rücken)	0,-
Abschwenkoptionen		€
MAG110050	Feste Montage	Std.
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach außen (mit Magnet)	298,-
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)	298,-
MAG3082-KIT-OS	Rückschwenkbarer Joystick nach außen (mit Sperre)	306,-
MAG3082-KIT-IS	Rückschwenkbarer Joystick nach innen (mit Sperre)	306,-
Joystick-Montageposition		€
MAG4980	Höhenverstellbare Steuerung - für Standardsteuerung	Std.
MAG3713	Höhenverstellbare Steuerung - für wegschwenkbare Steuerung	59,-
MAG3729STD	Schnellspanner-Vorbau (nur für Standard-Joystick-Vorbau)	43,-
MAG3729SB	Schnellspanner-Vorbau (zum Zurückschwenken)	70,-
Sondersteuerungen		€
MAG5436	OMNI2 Modul, R-Net, Bluetooth- und Infrarot-Funktion	3.101,-
MAG3391	Bedienpult, Omni2 + Kopfsteuerung	6.155,-
MAG3335-MPS4550-LH	Bedienpult, Omni2 + Kinnsteuerung (links)	5.850,-
MAG3335-MPS4550-RH	Bedienpult, Omni2 + Kinnsteuerung (rechts)	5.850,-
MAGPG-OMNISCANNER	Omni2 Enhanced 6-Wege-Scanner (Einzelschalterfunktion)	5.850,-
Omni2 Anbauseite		
	MAGOMN1LH: Omni2-Platzierung, links	MAGOMN1RH: Omni2-Platzierung, rechts

Begleitsteuerung		€
MAG3330AM-KIT	Begleitsteuerung für MPS-Rücken	1.491,-
MAG3329AM-KIT	Begleitsteuerung für Rehab-Rücken	1.491,-
Anbauseite		
	MAGACLH: Montage links	MAGACRH: Montage rechts
Zubehör		€
MAG4471	Becherhalter	69,-
MAG4627	Magic Mobility Becherhalter aus Stahl links montiert Getränkehalter (wird immer auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds/Tisches angebracht)	169,-
MAG4478	Magic Mobility Becher- und Smartphonehalter, kombiniert	239,-
MAG4705	Zubehör-Ladegerät (1x12V + 2xUSB) - seitlich an der Schiene montiert, auf derselben Seite wie der Joystick	279,-
MAG6629	Zubehör-Ladegerät (2xUSB) - seitlich an der Schiene montiert, gegenüber dem Joystick	332,-
MAG4801	Zubehör-Ladegerät (2xUSB) - an der Armlehne montiert, auf derselben Seite wie der Joystick	332,-
MAG6594	Zubehör-Ladegerät (2xUSB) - an der Armlehne montiert, gegenüber dem Joystick	332,-
MAG5360	Hupe	82,-
MAG4834	A4-Zubehörtasche (an der Rückenlehne befestigt)	200,-
MAG4834RH	A4-Armlehnentasche (an der rechten Armlehne montiert)	200,-
MAG4834LH	A4-Armlehnentasche (an der linken Armlehne befestigt)	200,-
MAG4834-2	A4-Armlehnentaschen (montiert an der linken und rechten Armlehne)	371,-
MAG5320RHI	A5 Armlehnentasche (innenliegend, rechte Armlehne)	200,-
MAG5320LHI	A5 Armlehnentasche (innenliegend, linke Armlehne)	200,-
MAG5320RHE	A5 Armlehnentasche (außen montiert, rechte Armlehne)	200,-
MAG5320LHE	A5 Armlehnentasche (außen montiert, linke Armlehne)	200,-
MAG48345320I	A4 & A5 Armlehnentaschen (A4 Joystickseite, A5 Innenseite)	371,-
MAG48345320	A4 & A5 Armlehnentaschen (A4 Joystickseite, A5 Außenseite)	371,-
MAG5699	Zusätzliche Armlehnenhalterung Erforderlich, wenn mehr Zubehör montiert werden soll	179,-
MAGCOVER	Schutzhaube für den Rollstuhl	200,-
Tische		€
MAG2677	Abschwenkbarer kleiner Tisch, 320 * 240 mm nicht mit MAGPGCYPGC2.03725, austauschbare Joystickhalterung	774,-
MAG7700	Schwenktisch mit magnet. Tischhalterung	879,-

Abmessungsmatrix MPS-Sitz

[◀ Zurück](#)


Abmessungsmatrix Rehab-Sitz

[◀ Zurück](#)


Sitzkissen für Rehab-Sitz[◀ Zurück](#)

MAGCMRC

Rückenlehne für Reha-Sitzschale[◀ Zurück](#)

MAGMPSBACKREHAB

MAGIC REHAB INSERT SIZE




Chest Width 'C'	Height 'Y' (mm)
330-470mm	
Large (Xtra tall)	530
Large	480
Large (Short)	430
280-420mm	
Medium (Xtra tall)	530
Medium	480
Medium (Short)	430
260-400mm	
Junior (Xtra tall)	410
Junior	350

- Bolsters can be mounted upside down for increased armpit support
- Bolster heights can be offset up and down, up to 25mm between each side (asymmetric)

© Magic Mobility 2016

REHAB SEAT AND BACK SIZING



© Magic Mobility 2016

Farben

[◀ Zurück](#)

Räder

[◀ Zurück](#)

XT4



BLACK PNEUMATIC

OFF-ROAD

- Soft ride with good shock absorption
 - Best traction on all surfaces
 - 700mm base width
 - Tyne Liner available


MAGIC 360 PUNCTURE RESISTANCE**NEVERFLAT**

- Offers good puncture protection for pneumatic tyres

Liner fits in between tube and tyre, providing a robust protective barrier

**PUNCTURE RESISTANT KIT**
(WITH PNEUMATIC OFF-ROAD & CROSSOVER TYRES)

- Offers comprehensive protection against glass, rocks, thorns, etc.
- Produced with aramid fibre and natural rubber
- Filled with Neverflat to give extra protection
- Can be retrofitted to all Magic Mobility chairs with knobby tyres

**MPS HEADREST**

ARMREST TYPE (1)

**STANDARD**

Note: 25mm of extra adjustment is added to bottom

**DOUBLE STEM**
For bariatric users**FLEXI**

Flip-up, paralleling

Note: Depending on requested armrest height the Flexi arms will be assembled using slightly different parts. Therefore the range for each armrest will not be the full 220-440mm

Requested Height	Actual Range (Flexi on MPS back)	Requested Height	Actual Range (Flexi on Rehab back)
220-330mm	220-370mm	220-330mm	180-360mm
340-370mm	250-400mm	340-440mm	275-440mm
380-440mm	330-440mm		

ARMPAD ADJUSTMENTS (ALL ARMREST TYPES)


Left to Right - 2mm increments

Front to Back - 70mm


Rotation +/- 12°







FLEXI ARMREST ADJUSTMENTS



ARMPADS




Allows the arm pads to be in tight to the user while still allowing flip up (Flexi arms only)



If **MPS, 50mm, 75mm, gutter or waterfalls** armpads are selected, the length of armpad fitted will generally be based on the seat depth. See below table for details. If specific armpad length is required please state this on order form

SEAT DEPTH ▶	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"	
50mm Arm Pad	255	295	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380	← Armpad length
75mm Arm Pad	255	295	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380	
Gutter Arm Pad	255	295	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380	
Waterfall Arm Pad	255	295	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380	
MPS Arm Pad	-	-	-	-	355	355	405	405	460	460	460	460	460	← Armpad length



Swingback Joystick Release Options

Magnet	Latch
- Requires more force but no dexterity to release - Can potentially release if wheelchair is being driven erratically or over rough terrain - Releases more easily if impacted	- Requires minimal force but some dexterity to release - Will stay locked at all times unless latch is pushed - Less likely to release if impacted, potentially causing more damage - Can be locked in fully swing-back position (optional) - Custom levers can be screwed to latch to make releasing it easier for clients with less hand movement



JOYSTICK STEM OPTIONS



STANDARD

65mm downwards adjustment from default position. Adjust height by releasing star knob



HEIGHT ADJUSTABLE JOYSTICK STEM

65mm downwards adjustment from default position. Adjust height with 3mm Allen key



QUICK RELEASE MOUNT



FOOTPLATE SELECTION



1 PIECE FLIP UP



2 PIECE FLIP UP




1 PIECE FIXED

Fastening bolts can be removed to allow footplate to flip up if required in the future



2 PIECE FIXED

Can adjust each footplate to a different angle




- Frontier V6 All Terrain & Hybrid
- Extreme X8

Note: large footplate will be fitted wherever possible




- Frontier V6 C40 & C73
- Frontier V4 FWD
- Frontier V4 RWD




SHORT FOOTPLATES

© Magis Mobility 2016


Aussehen des Schlosses der MK2 Fußplatte




Kniestützen

[◀ Zurück](#)


**Centre mount legrest
(fixed and power elevating)**
3 axes of adjustment




Power or gas swingaway legrest
Fixed kneepad attached to legrest pivot



Standard swingaway legrest
3 axes of adjustment

Hinterer Geräteträger

[◀ Zurück](#)


Becherhalter

[◀ Zurück](#)


If swingaway legrests are fitted the cup holder mount bracket may be offset higher to avoid top of legrest (depending on armrest height)



Note: Previous cup holder can be fitted if required. See option on order form.



Taschen für Armstützen

◀ Zurück



Mounts under armrest
(unless otherwise requested)

If swingback joystick is selected it is generally more suitable to fit accessory bag to opposite side

© Magic Mot

Tisch-Varianten

◀ Zurück

TABLE OPTIONS

Clear polycarbonate table shown below. Black HD plastic is also available (typically without folded edges)

Unless a drawing has been supplied with specifications for cut out sizes for stomach and joystick, the slide in and swingover tables will be provided as a kit

Table stem slides into opposite side to joystick




**SLIDE IN
LARGE TABLE**

Table rests on armpad opposite to stem



**DOUBLE STEM
LARGE TABLE**

For chairs with attendant control ONLY (no joystick)



SWINGAWAY SMALL TABLE
Width 320 x Depth 240



SWINGOVER LARGE TABLE
Table rests on both arm pads

© Magic Mobility 2016

Kommentare

XT4

€

Grundpreis	28.800,-
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.	
MwSt. 7 %	
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4

69254 Malsch/HD

Tel: +49 (0) 7253-9800

Fax: +49 (0) 7253-980111

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versendungskosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Zeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD · Fax 07253 / 980 222 · www.SunriseMedical.de
Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.