

EASY 160 i



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 140 kg	
Kommission:			Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr.: 311 000-000, Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.0162				
Stand 01.07.2022. Preise gültig bis auf Widerruf				
			Grundpreis	€ 2.293,-
Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.				

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	1125 mm
Max. Gesamtlänge:	990 mm
Max. Wendekreis:	960 mm
Max. sicheres Gefälle:	10°
Gewicht:	ab 13,1 kg
Gewicht ohne Antriebsräder:	ab 8 kg
Gewicht schwerstes Teil:	2,1 kg
Max. Breite:	SB + 200 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite (gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr) €											
(mm)	380	400	420	440	460	480	500				–
								520	540		140,-

Sitztiefe €											
	Wachstum 60 mm										
(mm)	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	
360 - 440						–	–	–	–	–	–
420 - 480	–	–	–					–	–	–	–
480 - 540	–	–	–	–	–	–					140,-
Werks-einstellungen	Bei ST 360 - 440 mm wird 400 mm eingestellt										
	Bei ST 420 - 480 mm wird 440 mm eingestellt										
	Bei ST 480 - 540 mm: 500 mm										

Vordere Sitzhöhe (in mm)																	
		370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
4 Zoll																	
Vollgummi					–					–				–	–	–	–
5 Zoll																	
Vollgummi					–					–					–	–	–
6 Zoll (empfohlen)																	
Soft/Luftbereift		–	–	–				–					–			–	–
Vollgummi		–	–	–	–	–					–					–	–
7 Zoll																	
Luftbereift		–	–	–	–	–	–	–			–						–

Hintere Sitzhöhe (Bitte Seitenteile beachten)																
Hintere Sitzhöhe in mm	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22" Antriebsrad	–	–												–	–	–
24" Antriebsrad	–	–	–	–	–											

Sitz €		
Sitzbespannung		
EOS020011	Anpassbar mit Tasche (mit Sitztiefenwachstum)	–
EOS020000	ohne Sitzbespannung	–
Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz		
EOS020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	93,-
EOS020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	93,-
Zubehör		
EOS020150	Sitzkissenwechselbezug, Bezug mit Reißverschluss, schwarz (nur mit Kissenbestellung, nicht für Jay)	43,-
JAY Kissen		
JAY020002	JAY Basic	156,-
JAY020003	JAY Soft Combi P	200,-
JAY020001	JAY Easy Visco	285,-
JAY020007	JAY Easy Fluid	493,-
JAY020004	JAY Lite	452,-

Rücken										€
Rückenhöhe (mm)	350	375	400	425	450	475	500			
350 - 400				–	–	–	–	–	–	–
400 - 450	–	–				–	–	–	–	–
450 - 500	–	–	–	–				–	–	–
Rücken										
EOS030010	Rücken, fest (90°, Rückenhöhen stufenlos einstellbar)									–
EOS030012	Rücken winkleinstellbar (85° bis 105° in 5° Schritten)									233,-
EOS030014	Rücken, winkelverstellbar, Gasdruckfeder (87° bis 110°, Sicherheitsrad empfohlen)									280,-
Schiebegriffe										
EOS030201	Schiebegriffe lang									–
EOS030204	Schiebegriffe höhenverstellbar lang									254,-
EOS030205	Schiebegriffe höhenverstellbar lang, für JAY Rücken									254,-
Rückenbespannung										
EOS030319	Rückenbespannung, Exo Eco, ohne Tasche, gepolster, anpassbar									0,-
EOS030300	Ohne Rückenbespannung									–
Rücken Zubehör										
EOS030401	Stabilisierungsstange, abschwenkbar (1)									112,-
EOS030424	Stabilisierungsstange, faltbar (2)									141,-
EOS030412	Kopfstütze, mittel, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 200 x 110 mm (ab SB 380 mm; nicht mit EOS030401) (3)									335,-
EOS030410	Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm (ab SB 380 mm; nicht mit EOS030401) (3)									335,-
JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör										
€										
JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (SC)			Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)			
Mittelhoch (MT)					JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	708,-	
Hoch (UT)		JAY030012	420 mm		JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	794,-	
Schulterhoch (SH)		JAY030015	530 mm		JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm	815,-	
JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)			Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)			
Mittelhoch (MT)					JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	782,-	
Hoch (UT)		JAY030013	420 mm		JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	867,-	
Schulterhoch (SH)		JAY030016	530 mm		JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	910,-	
JAY J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)			Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)			
Hoch (UT)		JAY030014	420 mm		JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	930,-	
Schulterhoch (SH)		JAY030017	530 mm		JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	951,-	
WHITMYER Kopfstütze inkl. Befestigung										
WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit JAY J3 Rücken)									470,-
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit JAY J3 Rücken)									282,-

(1) Stabilisierungsstange abschwenkbar (für Kopfstütze), nicht möglich mit SB 520 mm + 540 mm

(2) Stabilisierungsstange faltbar, nicht möglich mit SB 520 mm, 540 mm und mit Kopfstütze

(3) nur in Verbindung mit Schiebegriffe höhenverstellbar, nicht mit SB 520-540 mm

Sitzkissen



// Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// Sitzkissen, Klimamembran mit Nässechutz, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// EOS090018 Beckengurt mit Gurtverschluss, Metall



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020007 JAY Easy Fluid Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

Rücken und Zubehör



// EOS030201 Schiebegriff, lang



// EOS030023 und EOS030025 Rückenwinkeleinstellbar (-5° bis 25°)



// EOS030014 Gasdruckfeder, Schiebegriffe lang (0° - 30°)



// EOS030410 Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm

Seitenteile

€

Desk Seitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar

	Desk Seitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar (nicht mit Armlagerungsschale)					–	
	EOS040005	ohne Polster	EOS040001	kurz fest (250 mm) (2)	EOS040003	lang fest (310 mm) (2)	260,-
	Deskseitenteil, höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar					–	
	EOS040002	kurz (250 mm)	EOS040004	lang (310 mm)			351,-
	Desk Seitenteil mit Armauflage höhenverstell. für flexibel winkelverstell. Rücken					–	
	EOS040056	kurz (250 mm)	EOS040057	lang (310 mm)			381,-
	Armlagerungsschale (Armpolster für Hemiplegiker) (nur in Verbindung mit Deskseitenteilen, höhenverstellbar) (1)					–	
	EOS040136	Befestigung links	EOS040137	Befestigung rechts			431,-
EOS040020	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker (nicht mit Armlagerungsschale)					–	
EOS040102	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (in Rahmenfarbe) (nicht mit Rücken winkelverstellbar)					180,-	
EOS040129	Kleiderschutz, Kunststoff, vernietet, schwarz (nur mit Seitenteil Aluminium)					73,-	
EOS040128	Armpolster für Seitenteil Aluminium, höhenverstellbar (nur mit Seitenteil Aluminium)					96,-	

Therapietisch

EOS040011	Therapietisch, aufschiebbar, SB 380 - 480 mm (nur für Seitenteile mit Armauflage)					251,-
EOS040012	Therapietisch, abschwenkbar (seitlich), SB 340 - 500 mm, Anbau links					318,-
EOS040013	Therapietisch, abschwenkbar (seitlich), SB 340 - 500 mm, Anbau rechts					318,-

Fußraste

€

Fußbretthalter Kunststoff 100°

EOS050104	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz					94,-
EOS050020	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (3)					0,-
EOS050050	Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz					360,-
EOS050102	Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz					301,-
EOS050057	Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), hochmontiert, Wadenband, schwarz					301,-
EOS050051	Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), hochmontiert, Fersenband, schwarz					301,-
EOS050000	Ohne Fußbrett und -halter					0,-

Fußbretthalter Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar

EOS050009	Links					121,-
EOS050010	Rechts					121,-
EOS050011	Paar					242,-

Unterschenkellänge (UL) (Achtung max. UL muß 25 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe)

210*	220*	230*	240*	250*	260*	270*	280*	290*	300*
310*	320*	330*	340	350	360	370	380	390	400
410	420	430	440	450	460	470	480	490	

*UL 220 - 340 mm nur in Kombination mit EOS050057 und EOS050051 möglich

Rahmen

€

EOS010015	Rahmen SA (abnehm- & wegschwenkbare Fußraste)					–
EOS090021	Befestigungsösen für Transport im Auto					–
EOS070500	Radstandsverlängerung (5)					140,-

Zubehör Rahmen

EOS090001	Ankippbügel, links					38,-
EOS090002	Ankippbügel, rechts					38,-
EOS090003	Ankippbügel, Paar					76,-
EOS090010	Transitrollen (nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)					215,-
EOS090009	Stockhalter, Schlaufe (nur in Kombination mit Ankippbügel)					32,-
EOS090004	Sicherheitsrad, abschwenkbar, links					103,-
EOS090005	Sicherheitsrad, abschwenkbar, rechts					103,-
EOS090006	Sicherheitsrad, abschwenkbar, Paar (nicht in Kombination mit Transitrollen)					206,-

(1) nur in Verbindung mit Desk-Seitenteil höhenverstellbar, kein Therapietisch möglich
(2) mit festem Armpolster ist die hintere Sitzhöhe erst ab 440 mm bei 24" Rad möglich(3) nur für UL 340 - 490 mm
(4) nur für UL 220 - 330 mm
(5) nicht mit Radsturz möglich

JAY Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)

// Flache Kontur (SC)



// Mittlere Kontur (MC)



// Tiefe Kontur (DC)

Armlehnen und Seitenteile// EOS040110 Hemi-Armauflage XL
(tiefen- und winkelverstellbar)

Lenkräder (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)		€
EOS080301	Vollgummi (schmal, hart)	–
EOS080302	Soft (nur 5" & 6")	–
EOS080305	Luft (nur 6" & 7")	–
Antriebsräder		€
EOS070001	Universalrad, kreuzverspeicht	–
EOS070002	Design Rad (nur 24")	115,-
EOS070008	Antriebsrad mit Trommelbremse (nicht 20", nicht mit WheelDrive)	324,-
Einhandantrieb		
EOS070401	Einhandantrieb, Betätigung links (nur 24") (1)	956,-
EOS070402	Einhandantrieb, Betätigung rechts (nur 24") (1)	956,-
Bereifung		€
EOS070101	Schwalbe Right Run, Feinprofil	–
EOS070102	Bereifung, pannensicher, Grobprofil	–
Greifreifen		€
EOS070204	Edelstahl	–
EOS070202	Aluminium Silber eloxiert	–
EOS070201	Aluminium klar pulverbeschichtet	–
EOS070207	Supergrip (22" nur Universal- und Designrad)	300,-
Greifreifenanbau		
EOS070307	super eng = 7 mm (nur mit Edelstahl Greifreifen)	109,-
EOS070317	eng = 17 mm	–
EOS070327	weit = 27 mm	–
Greifreifenüberzug		
EOS070250	Greifreifenüberzug, Gummi (nicht mit 20")	114,-
Radsturz		
EOS070601	1°	32,-
EOS070602	2° (nicht mit Deskseitenteil)	32,-
EOS070603	3° (nicht mit Deskseitenteil)	32,-
EOS070604	4° (nicht mit Deskseitenteil)	32,-
Speichenschutz		€
EOS070831	Transparent (nicht in 20" verfügbar)	165,-
Bremse		€
EOS060001	Standardbremse	–
EOS060002	Kniehebelbremse	54,-
EOS060010	Verlängerung für Kniehebelbremse	26,-
EOS060017	Kniehebelbremse, Rückrollsperr	123,-
EOS060015	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung links (nicht mit ST 360 - 440 mm)	228,-
EOS060016	Einhandbremse, Bremshebelverlängerung, Betätigung rechts (nicht mit ST 360 - 440 mm)	228,-

(1) keine Trommelbremse möglich, nur in Verbindung mit Edelstahlgreifring.

Fußbretthalter und Fußbrett



// EOS050023
Fußbrett durchgehend Aluminium



// EOS050009, EOS050010,
EOS050011
Fußbretthalter hochschwenkbar
(ELR)



// EOS050020 Fußbrett geteilt
Kunststoff, winkelverstellbar



// EOS050022
Fußbrett geteilt Aluminium

Antriebsrad



// EOS070001 Antriebsrad, Univer-
sal



// EOS070002 Antriebsrad, Design

Bereifung



// EOS070101 Schwalbe Right Run



// EOS070102 Bereifung, pannen-
sicher

Zubehör		€
EOS090000	Werkzeugsatz	–
EOS090030	Rucksack	69,-
EOS090024	Standpumpe, Hochdruck	74,-
EOS090025	Handluftpumpe	13,-
EOS090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	71,-

Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben)		€
EOS100102	02 Brillantsilber	–
EOS100110	14 Blau	–
EOS100120	27 Graphitemetallic	–
EOS100122	29 Schwarz	–
EOS100126	34 Dark Chocolate Metallic	89,-
EOS100132	40 Kiwi	89,-
EOS100116	22 Brillantrot	89,-

Bremse



// EOS060002 Kniehebelbremse

Greifreifen



// EOS070207 Supergrip

Zubehör



// EOS090000 Werkzeugsatz



// EOS090024 Standpumpe, Hochdruck



// EOS090025 Handluftpumpe



// EOS090030 Rucksack



// EOS090019 Caddy, hochklappbarer Träger für Taschen

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)**EASY 160 i**

€

Grundpreis	2.293,00
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Preis ohne MwSt.	<input type="text"/>
MwSt. 7 %	<input type="text"/>
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	<input type="text"/>

Datum**Unterschrift**

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4
 D-69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
 www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestell ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestell ist.

- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerrechtlich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.

- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.
- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihm treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrise-medical.de/SunriseEU/files/12/12dc22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrise-medical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD
Fax 07253 / 980 222
Mo. - Do. 8.00 - 17.00 Uhr und Fr. 8.00 - 16.00 Uhr durchgehend erreichbar.
www.SunriseMedical.de