



**"HELLO,  
SUNRISE"**



## **CTRL+5**

ELEKTRISKE SIDDESYSTEMER  
GJORT NEMMERE –  
BRUG BLOT DINE ORD

# ELEKTRISKE SIDDESYSTEMER GJORT NEMMERE – BRUG BLOT DINE ORD

## DET FØRSTE ELEKTRISKE SIDDESYSTEM MED STEMMEAKTIVERING.

### **Din kropsholdning. Din trykaflastning. Din måde.**

Den er designet til alle SEDEO-siddesystemer på QUICKIE og Magic Mobility el-kørestole og giver nem adgang til medicinsk nødvendige sædejusteringer for personer, der har gavn af positionsændringer for at aflaste tryk, lindre smerter og undgå forstyrrende kropsholdninger. Derudover tilbyder den funktionel sædehøjde til deltagelse i MRADL'er, forflytninger eller visuel adgang via intuitive trykknapper, vippekontakter – og nu også stemmeaktivering.

**Som at tale i telefon.** Stemmeaktivering kan være en hurtigere og mere responsiv metode til at styre det elektriske sædes funktioner.

- **Håndfri betjening** af op til 10 sædefunktioner
- Aktivér ved at sige **“Hello Sunrise”**
- Brug **enkle kommandoer** som »Sunrise 1« til at tilte, læne tilbage eller elevére
- Sig **»Stop«** eller tryk på en vilkårlig knap på CTRL+5 for at stoppe bevægelsen med det samme
- Fuldt kompatibel med interfaces med vippekontakter eller trykknapper

**Sammen med Memory Seating på SEDEO PRO ADVANCED-siddesystemet bliver CTRL+5 endnu mere effektiv.** Flere aktuatorer kan programmeres og bevæges samtidigt. Du kan gemme brugerdefinerede siddepositioner som »hvile«, »arbejde«, »køre fra bil« eller »overføre til seng« og hente dem frem med en enkelt stemmekommando.




# STEMMEAKTIVERING – HVEM KAN FÅ GAVN AF DET?

Stemmestyring åbner op for nye muligheder for brugere med fysiske begrænsninger. Uanset om det skyldes en fremadskridende sygdom, en skade eller neurologiske lidelser, har mange mennesker svært ved at bruge traditionelle joysticks eller kontakter. CTRL+5-stemmeaktivering er en pålidelig, håndfri løsning til styring af elektriske sædefunktioner.

Stemmeaktivering kan bevare uafhængig kontrol over vigtige funktioner – især gavnligt for personer med:

- Rygmarvsskade (C1 – C4) – uden frivillig bevægelse af arme eller hænder
- Multipel sklerose (MS) – styrke og finmotorisk kontrol kan svinge i løbet af dagen
- Muskeldystrofi / spinal muskeltrofi – da progressiv svaghed begrænser rækkevidde og finmotoriske evner
- Cerebral parese (quadriplegi) – med dårlig koordination eller ufrivillige bevægelser
- Slagtilfælde med hemiplegi – med begrænset brug af den ene side af kroppen og vanskeligheder med at udføre præcise bevægelser
- Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) – kontrol over de øvre lemmer forringes over tid
- Bilateral amputation af de øvre ekstremiteter – med manglende håndfunktion, stemmestyring – alene eller kombineret med hovedstyring




vippekontakter

trykknapper



Besøg vores CTRL+5-  
hjemmeside for mere  
information.



## USB-tilslutning

USB-porten er til opladning af din telefon eller tablet, så du har strøm til dine vigtigste enheder hele dagen. Kan monteres på begge sider efter personlig præference.

## ◀ Fleksibel opsætning

Vælg mellem vippekontakter eller trykknapper. Kompatibel med PG Drives R-Net system.

Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Tlf.: +45 70 22 43 49  
E-Mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere oplysninger om den fulde specifikation, tilvalg og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt Sunrise Medical, hvis du har spørgsmål.



Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.dk](http://www.SunriseMedical.dk).



09.2025



**SWITCH-IT**  
SMART TECHNOLOGIES