


BeMe - Guía de medidas



Nombre del niño/niña: _____

Fecha: _____

Lugar: _____

Terapeuta: _____

Notas: _____

- A. Profundidad [De la parte posterior de la rodilla a la parte posterior del glúteo] _____
- B. Anchura pelvis [De un lado al otro de la parte más ancha de las caderas] _____
- C. Distancia asiento-hombros [Desde la base hasta la parte superior del hombro] _____
- D. Anchura tronco [De un lado al otro del pecho, a la altura de los pezones] _____
- E. Longitud de pierna [Desde la parte posterior de la rodilla hasta la planta del pie] _____

Medidas			Tallas BeMe			
			Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Asiento	Profundidad de asiento	A	120-270 mm*	225-350 mm	320-430 mm	400-540 mm
	Anchura entre soportes pélvicos	B	145-215 mm	175-260 mm	245-350 mm	290-405 mm
	Anchura entre soportes pélvicos Slim	B	170-240 mm	200-285 mm	270-375 mm	315-430 mm
	Anchura de asiento máx. [sin guías de cadera]	B	280 mm	325 mm	410 mm	475 mm
Respaldo	Altura de respaldo	C	300-400 mm	350-470 mm	400-530 mm	475-650 mm
	Anchura entre soportes laterales	D	130-230 mm	200-300 mm	225-350 mm	350-450 mm
	Anchura entre soportes laterales Inset	D	80-180 mm	150-250 mm	175-300 mm	300-400 mm
Reposapiés	Longitud de pierna	E	120-270 mm	225-350 mm	320-440 mm	400-540 mm
Peso	Peso máx. soportado**		35 kg	50 kg	70 kg	80 kg

* Las profundidades de asiento de 120-170 mm necesitan espaciadores adicionales.

La opción de 170 mm o menos no son compatibles con los asientos moldeados.

** El límite de peso del usuario se determina por el componente con menor capacidad: asiento, chasis o respaldo.