

# M6

En kryssramstol  
anpassad för stora  
och tunga brukare



Quickie M6 är en lättvikts kryssramstol, konstruerad för en hög brukarvikt i kombination med små transportmått. Med egenskaper som en sittbredd på upp till 75 cm och sina små mått hopfälld i kombination med sin låga vikt (ca 24 kg) förenklar och ökar Quickie M6 brukarens rörlighet, såväl i närmiljö som på resa i bil, flyg etc. Sitthöjd, rygghöjd samt drivhjulsposition kan enkelt justeras. Quickie M6 kan med fördel kombineras med Jay J2 Plus sitt- och ryggsystem om det finns behov för god positionering samt tryckavlastning.


# M6




Rygghöjden är justerbar.



Stabiliseringsstaget (std) ökar ryggens stabilitet och dess hållbarhet.




Tyngdpunkten kan ställas in individuellt.




Sittbredd +25 cm




55 - 75 cm




42,5 - 51 cm



max. 115 cm



45 - 55 cm



47 - 50 cm

47 - 50 cm

## Tekniska specifikationer

Ramfärger	15	Kamber	0°
Sitsklädsel färg	Svart	Benstödvinkel	60° (sidosvängbara)
Max brukarvikt	295 kg		
Total vikt	24 kg		

### Viktiga fakta

Quickie M6 är CE-märkt och godkänd för brukarvikter upp till 295 kg. Den är också testad och godkänd för den amerikanska marknaden, vars krav är att betrakta som världens tuffaste.

Varje Quickie M6 levereras med ett verktygsset.

Quickie M6 produceras i USA och har tumstorlek på skruvar och muttrar. Övriga Quickie rullstolar produceras i Europa och har sedan 1993 haft metriska mått som standard.

Quickie M6 har en leveranstid på ca 3 veckor och är en beställningsvara.