



Rumba®

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



# Rumba®

Kompaktowy, przenośny i regulowany....

Bardzo kompaktowa  
podstawa do wind i wąskich  
drzwi

Podstawa Quickie® Rumba® ma tylko 59 cm szerokości (szerokość ramy siedziska 42 cm), umożliwiając łatwy dostęp do wind i wąskich przestrzeni. Ten rozmiar ramy można regulować do 48 cm szerokości za pomocą podłokietnika! Dla użytkowników potrzebujących ramy siedziska o szerokości 48 cm, Rumba® ma nadal tylko 65 cm szerokości.



# Regulowany i odpinany

## Łatwy w transporcie

Łatwo odłączane i wysuwane do tyłu akumulatory w połączeniu ze składaną ramą umożliwiają łatwy transport. Waga najcięższego elementu wynosi 37,4 kg. Idealny do przechowywania w bagażnikach samochodowych i ciasnych pomieszczeniach.



Składana rama, zdejmowane oparcie, wyjmowane baterie

## Łatwa regulacja siedziska, oparcia i podłokietników

Może być dostosowany do użytkowników od 42 cm do 54 cm przy rozmiarach ramy 42 cm i 48 cm, każdy z regulacją szerokości podłokietników do 6 cm.



Regulowana szerokość

Beznarzędziowa regulacja wysokości oparcia do 43, 46 i 49 cm oraz regulacja kąta oparcia do 30° w komplecie z regulowaną tapicerką (opcja). Zdejmowane podłokietniki z regulacją wysokości. 3° regulacji kąta siedziska



Oparcie z regulacją wysokości i kąta odchylenia

## Dostępne opcje



Światła i kierunkowskazy

- Światła i kierunkowskazy
- Element do pokonywania krawężników
- Sterowanie za pomocą podbródka
- Podnoszony podnóżek
- Oparcie z regulacją naprężenia
- Uchwyt na kule
- Stolik z regulacją głębokości
- Standardowy zagłówek
- Anatomiczny zagłówek
- Anatomiczne siedzisko i oparcie



Element do pokonywania krawężników




Sterowanie za pomocą podbródka

# Rumba®

Kompaktowy, przenośny i regulowany....

## Specyfikacja techniczna



|                               |                             |                                                                       |         |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Maks. prędkość                | 6 km/h                      | Maks. bezpieczne nachylenie:                                          | 10°     |
| Akumulatory:                  | 40 Ah / [50Ah]              | Szerokość zawracania:                                                 | 1000 mm |
| Kolory:                       | Blue, red, black and silver | Maks. wysokość krawężnika (po której wózek może bezpiecznie zjechać): | 100 mm  |
| Maks. waga użytkownika:       | 125 kg                      | Maks. zasięg:                                                         | 30 km   |
| Masa całkowita (z bateriami): | 75 kg                       | Szerokość po złożeniu:                                                | 400 mm  |
| Waga najcięższej części:      | 37.4 kg (rama)              | Długość po złożeniu:                                                  | 830 mm  |
| Obracające się koło:          | 850 mm                      | Wysokość po złożeniu:                                                 | 1050 mm |

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia.  
Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.  
Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie [www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl).



Producent:  
Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4, Germany  
D-69254 Malsch / Heidelberg  
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6  
94-103 Łódź  
Tel.: +48 42 275 83 38  
Fax: +48 42 209 35 23  
E-Mail: [pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)  
[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)