

Grúas de traslado

Sunlift y Oxford



La gama más completa del mercado

Te presentamos la gama de grúas para elevación y traslado de pacientes de Sunrise Medical. Modelos de las gamas SUNLIFT y OXFORD con un innovador diseño, que potencian la seguridad y comodidad tanto del usuario como de su cuidador. Para uso doméstico, en residencias u hospitales. Todas ellas con una estética muy cuidada. La gama de grúas de Sunrise Medical se complementa con una amplia posibilidad de arneses que se ajustan a la capacidad funcional de la persona y al tipo de grúa.

Grúas Sunlift



Grúas Oxford



Arneses




Sunlift / Oxford

Con los modelos de grúas de Sunrise Medical, sus usuarios elevarán, sobre todo, su calidad de vida.



Gama SUNLIFT

Toma de medidas



Especificaciones técnicas (comunes en los 4 modelos)

Baterías: 2 x 12v de gel ácido
Capacidad baterías: 2,9 Amph
Corriente entrada cargador: 230 v / 50 Hz 0.12 A
Corriente salida cargador: 28 v 0.5 Amph

	SUNLIFT Micro	SUNLIFT Mini	SUNLIFT Midi	SUNLIFT Major
Peso máximo paciente	130 kg	130 kg	150 kg	175 kg
Longitud total máxima (con ruedas hacia fuera)	1.110 mm	1.130 mm	1.225 mm	1.340 mm
Longitud total mínima (con ruedas hacia dentro)	970 mm	1.065 mm	1.160 mm	1.275 mm
Anchura máx. con patas cerradas	545 mm	540 mm	640 mm	650 mm
Altura total máxima (sin carga) (A)	1.725 mm	1.870 mm	1.940 mm	2.006 mm
Altura total mínima (sin carga) (B)	1.130 mm	1.280 mm	1.285 mm	1.435 mm
Altura máxima de la percha (sin carga) (C)	1.483 mm	1.628 mm	1.688 mm	1.813 mm
Altura mínima de la percha (sin carga)	460 mm	513 mm	555 mm	575 mm
Radio de giro con patas abiertas (D)	1.130 mm	1.240 mm	1.380 mm	1.500 mm
Patas abiertas: (E) Anchura máxima (externa) Anchura máxima (interna)	870 mm 740 mm	940 mm 810 mm	1.075 mm 980 mm	1.185 mm 1.105 mm
Patas cerradas: (F) Anchura máxima (externa) Anchura máxima (interna)	545 mm 465 mm	540 mm 470 mm	640 mm 540 mm	650 mm 520 mm
Altura al borde superior de las patas	100 mm	100 mm	100 mm	110 mm
Altura mínima libre sobre el suelo	20 mm	20 mm	20 mm	15 mm
Ruedas delanteras	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Ruedas traseras	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Peso conjunto mástil, brazo y componentes electrónicos	16,6 kg	17,54 kg	17,6 kg	22,75 kg
Peso conjunto de la base	13,34 kg	13,6 kg	15,1 kg	18,1 kg
Peso de las baterías	2,76 kg	2,76 kg	2,76 kg	2,76 kg

Características comunes



Las patas se abren y cierran presionando el pedal ergonómico con el pie para conseguir una mayor o menor anchura de la grúa.



Mando con grado de protección IPX4 contra la humedad y salpicaduras y con un diseño ergonómico.



Amplia asa ergonómica que permite posicionar los codos a 90º para un manejo más cómodo de la grúa sin forzar la muñeca.

Grúas OXFORD



	OXFORD Journey	OXFORD Ascend	OXFORD Advance	OXFORD Presence
Tipo de grúa	Aluminio, plegable, bipedestación	Aluminio, bipedestación	Aluminio, plegable	De aluminio
Peso máximo paciente	155 kg	170 kg	155 kg	227 kg
Longitud total máxima	1.000 mm	1.100 mm	1.300 mm	1.460 mm
Longitud total mínima	935 mm	1.000 mm	1.250 mm	1.400 mm
Altura total máxima	1.600 mm	1.710 mm	1.860 mm	2.065 mm
Altura total mínima	1.130 mm	1.070 mm	1.360 mm	1.460 mm
Altura plegada	525 mm	n/a	450 mm	n/a
Longitud plegada	1.040 mm	n/a	1.180 mm	n/a
Anchura plegada	-	n/a	550 mm	n/a
Altura máxima de la percha	1.530 mm	1.665 mm	1.690 mm	1.910 mm (1.550 con percha de 4 puntos)
Altura mínima de la percha	720 mm	990 mm	390 mm	430 mm (390 mm con percha de 4 puntos)
Radio de giro	1.145 mm	1.320 mm	1.420 mm	1.630 mm
Anchura externa patas abiertas Anchura interna patas abiertas	970 mm 875 mm	995 mm 885 mm	1.080 mm 1.000 mm	1.150 mm 1.020 mm
Anchura externa patas cerradas Anchura interna patas cerradas	685 mm 590 mm	630 mm 510 mm	670 mm 570 mm	670 mm 550 mm
Altura total de las patas	110 mm	120 mm	115 mm	120 mm
Holgura sobre el suelo	30 mm	35 mm	30 mm	35 mm
Ruedas delanteras	75 mm	100 mm	75 mm	100 mm
Ruedas traseras	100 mm (con frenos)	100 mm (con frenos)	100 mm (con frenos)	100 mm (con frenos)
Peso conjunto mástil y brazo	19,2 kg	20,5 kg	14 kg	17 kg
Peso conjunto de la base	18,2 kg	19,5 kg	14,9 kg	20 kg
Peso de las baterías	2,8 kg	3 kg	3 kg	3 kg
Peso total (baterías incluidas)	40,2 kg	47 kgs	31,7 kgs	40 kg

Accesorios Grúa Presence



Percha de 4 puntos de enganche

Con la Presence se pueden utilizar distintos tipos de percha: la percha standard o la de 4 puntos de enganche.

Esto permite al cuidador escoger el sistema que mejor convenga en cada caso, en función del nivel de ayuda y soporte que el paciente precise.

Con la percha de 4 puntos de enganche sólo se pueden utilizar los arneses Comfort.



Báscula

Percha standard de 6 ganchos con báscula, o percha de 4 puntos de enganche con báscula.

Arneses



Gama standard



	Ajuste rápido	Ajuste rápido de lujo	De acceso
Uso indicado	85 % de los casos	95% de los casos	Facilita el acceso al inodoro
Material	Poliester, Acolchado o redecilla	Acolchado	Poliester
Tallas	Mediana o grande	Mediana	Mediana
Nivel de independencia *	1 y 2	1 y 2	2 y 3
Otros	-	Con o sin soporte de cabeza	—



	De asiento largo
Uso indicado	Usuarios amputados
Material	Poliester
Tallas	Mediana
Nivel de independencia*	1 y 2
Otros	-

Selección del arnés adecuado para cada caso

	Inodoro	Silla inodoro a bañera	De silla a silla	De cama a silla	Del suelo a la cama	De silla a silla inodoro
Arnés de ajuste rápido	■	■	■	■	■	
Arnés de ajuste rápido de lujo	■	■	■	■	■	
Arnés de acceso	■		■			■
Arnés de asiento largo	■			■	■	

* Nivel de independencia. 1 = Dependencia total 7 = Independencia total

Profesionales



	Ajuste rápido acolchado	Ajuste rápido de lujo	Respaldo Alto
Uso indicado	85% de los casos	95% de los casos (apto para amputados)	Soporte a nivel de hombros y cabeza
Material	Poliester o redecilla	Poliester	Poliester
Tallas	XS - XL	XS - XL	XS - XL
Nivel de independencia*	1 y 2	1 y 2	1 y 2
Otros	-	Con o sin soporte de cabeza	-



	Comfort	Erguido	Transporte
Uso indicado	Para grúa con percha de 4 puntos	Para grúa de bipedestación	Para grúa de bipedestación
Material	Poliester, redecilla o desechable	Poliester	Poliester
Tallas	XS - XL	Talla única	Talla única
Nivel de independencia*	1 y 2	3 y 4	2, 3 y 4
Otros	Con soporte de cabeza almohadillado	-	-

Selección del arnés adecuado para cada caso

	Inodoro	Silla inodoro a bañera	De silla a silla	De cama a silla	Del suelo a la cama	De silla a silla inodoro
Arnés de ajuste rápido	■	■	■	■	■	
Arnés de ajuste rápido de lujo	■	■	■	■	■	
Arnés con respaldo alto	■		■	■	■	
Arnés Comfort	■	■	■	■	■	
Arnés Erguido	■		■	■		■
Arnés de Transporte	■		■	■		■



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

Rev.7- Mayo 2023