



ZIPPIE SALSA M² SALSA R²

WÓZKI Z NAPĘDEM
ELEKTRYCZNYM
DOPASOWANE DO
POTRZEB TWOJEGO
DZIECKA



ZIPPIE *SALSA M²*

Wózek z napędem elektrycznym dla dzieci, zapewniający doskonałą zwrotność w pomieszczeniach i osiągi na zewnątrz. .

Wózek Zipie Salsa M2 o podstawie z napędem na środkowe koło zapewnia najlepszą możliwą zwrotność w pomieszczeniach dzięki bardzo małemu promieniowi skrętu (670 mm) i kompaktowym rozmiarom. Niewielka szerokość (zaledwie 610 mm) i mała wysokość siedziska znacznie upraszczają dostęp do wózka. Unikatowe zawieszenie, doskonale sprawdzające się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, gwarantuje płynną, bezpieczną i stabilną jazdę nawet na zboczach i pochyłościach. Wózek z napędem elektrycznym ZIPPIE Salsa M2 pokonuje przeszkody o wysokości do 75 mm, a jego zasięg to nawet 32 km na jednym ładowaniu akumulatorów.

ZWROTNOŚĆ. KOMPAKTOWE ROZMIARY.
WSZECHSTRONNOŚĆ.

// AKUMULATORY 60 AH

Zasięg 32 km
zgodnie ze standardami ISO.

// SILNIKI 2- LUB 4-BIEGUNOWE

Wydajne silniki pozwalające
osiągnąć prędkość 6km/h lub 10
km/h

// STABILIZACJA I ZAWIESZENIE

Płynna jazda po nierównym terenie,
przy minimalnej zmianie pozycji ciała
użytkownika.



// CZTERY KOLORY DO WYBORU

czerwony, biały, niebieski i czarny



ZIPPIE *SALSA R²*

Kompaktowy wózek o dużej mocy,
zapewniający doskonałe osiągi na zewnątrz.

Dzięki silnikom o dużej mocy, akumulatorom o pojemności 74 Ah i dużym kołom, ZIPPIE Salsa R2 to wózek z napędem elektrycznym oferujący wyjątkowe osiągi na zewnątrz. Salsa R2 zapewnia możliwość przejeżdżania przez przeszkody o wysokości do 100 mm i jazdy po zboczach o kącie nachylenia do 10°, a także wygodę użytkowania i zasięg 32 km. Ponadto ZIPPIE R2 charakteryzuje się wyjątkowo zwartą podstawą i bardzo niską odległością siedziska od podłoża, co ułatwia dostęp do pojazdów i stołu oraz poruszanie się w ciasnych przestrzeniach.

ODKRYWAJ ŚWIAT



// ZAWIESZENIE

Regulowane zawieszenie koła napędowego.



// MOCOWANIE

4-punktowe mocowanie do przewozu w samochodzie. Możliwość montażu dodatkowego układu dokowania Dahl.



// ZWARTA I STYLOWA PODSTAWA

Dostępna w jednym z trzech kolorów: czerwonym, białym i niebieskim.

// ODCHYLANE PODNÓŻKI

Odchylane podnóżki ułatwiają przesiadanie się. Wózek dostępny także w wersji z centralnie montowanym podnóżkiem.

// OŚWIETLENIE LED

Nowe, wbudowane w podstawę LED-owe światła i kierunkowskazy (opcja)





SYSTEM SIEDZISKA ZIPPIE SALSA

Wózki ZIPPIE Salsa wyposażone są w regulowany system siedziska, który można szybko dostosować w pełnym zakresie szerokości i głębokości, kąta nachylenia i wysokości oparcia, bez potrzeby montażu dodatkowych części. Siedzisko zostało zaprojektowane z myślą o jak najlepszym dostosowaniu go do rosnącego dziecka. W prosty sposób można zamocować na nim alternatywne oparcia i poduszki. System siedziska ZIPPIE Salsa pasuje zarówno do wózków Salsa M2, jak i Salsa R2.

Odchylany i
zdejmowany stolik



Standardowe
podnoszone
podłokietniki
ułatwiają
wsiadanie i
zsiadanie z wózka



Elektryczny moduł unoszenia i
przechylenia środka ciężkości,
pozwalający uzyskać prawidłowe
wyważenie użytkownika

System siedziska Comfort
(opcja), zapewniający dobrą
pozycję



DANE TECHNICZNE

ZIPPIE Salsa M² / ZIPPIE Salsa R² //

Maks. waga Użytkownika	75 kg	Maks. promień skrętu	Salsa M2: 670 mm / Salsa R2: 910 mm
Szerokość siedziska	300 – 400 mm (w skokach co 20 mm)	Maks. kąt nachylenia	8°
Głębokość siedziska	300 – 400 mm (w skokach co 20 mm)	Maks. wysokość krawężnika	Salsa M2: 75 mm / Salsa R2: 100 mm
Wysokość siedziska	Salsa M2: 400 – 455 mm / Salsa R2: 415 – 470 mm	Opcje kół	Salsa M2: 13" koła napędowe; 7" kółka przednie Salsa R2: 12,5" lub 14" koła napędowe; 9" kółka przednie
Kąt pochylenia siedziska	0° – 30°; -5° to 25° (opcjonalnie)	Opcje kolorystyczne:	Salsa M2: czerwony, niebieski, biały, czarny Salsa R2: czerwony, niebieski, biały
Wysokość oparcia	41 0mm (± 25 mm)	Maks. zasięg (ISO 7176-4)	32 km (z akumulatorami 60 Ah & prędkością 6 km/h w zależności od wagi użytkownika i osprzętu)
Kąt pochylenia oparcia	86° – 106° (manualne); 90° – 120° (elektryczne)	Waga wózka	od 120 kg (z akumulatorami)
Całkowita szerokość	Salsa M2: 610 mm Salsa R2: 620 mm (koła 14") / 600mm (koła 12,5")	Crash test	Tak (dozwolony do transportu zgodnie z ISO 7176-19)
Całkowita długość	Salsa M2: 1120 mm / Salsa R2: 1070 mm	Przeznaczenie i środowisko	Dla Użytkowników z ograniczoną mobilnością ruchową, produkt do samodzielnego używania lub opieki, do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Całkowita wysokość	Salsa M2: 925 mm / Salsa R2: 945 mm		
Maks. prędkość	6 kph & 10 kph (opcjonalnie)		
Akumulatory	Salsa M2 60 Ah / Salsa R2 60 Ah & 70 Ah (opcjonalnie)		
Sterowniki	sterowniki R-net & VR2; światła i kierunkowskazy		

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej.
Broszura jest również dostępna w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl



Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl