

# M6 KRYSSRAMMESTOL FOR TUNGE BRUKERE



LIVE WITHOUT LIMITS



## Quickie M6



**Maks brukervekt:  
295 kg!**

**Quickie M6 er en kryssrammestol beregnet for store og tunge brukere.**






Stolen kan fås i setebredder fra 55 til 75 cm med en maksimum brukervekt på 295 kg. Tyngdepunktet kan innstilles etter brukers behov. M6 er sammenleggbar og hurtigkopleing på drivhjulene gjør det enkelt å legge sammen stolen og transportere den. Stolens egenvekt er på kun 24 kg. Stolen egner seg godt i kombinasjon med Jay J2 plus produktene.

<b>Vårt art.nr:</b>	<b>HMS nr:</b>	<b>Beskrivelse:</b>
4000	122488	Quickie M6 sb 55 cm
4001	139245	Quickie M6 sb 60 cm
4002	144940	Quickie M6 sb 65 cm
4003	127146	Quickie M6 sb 70 cm
4004		Quickie M6 sb 75 cm

# LIVE WITHOUT LIMITS



## Tekniske spesifikasjoner Quickie M6



Totalvekt fra ca 24 kg.

Setehøyde :	43*, 47*-50 cm	Maks brukervekt:	295 kg
Bredde sammenslått	35 cm	Svinghjul:	5" og 8"
Vekt tyngste del:	15 kg		
Rammelengder:	45-47 og 50-53 cm		

\*] 43 cm: kun med nedbyggingssett, 47cm: kun med 5" svinghjul



Rygghøyden er justerbar. Ulike ryggvinkler kan oppnås ved å bytte ryggør.



Stolen er sammenleggbar, noe som gjør den lett å transportere.



Tyngdepunktet kan innstilles individuelt.

Angitte verdier kan variere noe avhengig av produktets størrelse og konfigurasjon.



Sunrise Medical AS,  
Delitoppen 3, 1540 Vestby  
T: 66 96 38 00 F: 66 96 38 80  
E: post@sunrisemedical.no





## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

### SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON

#### Viken (HMS Østfold)

Stine Bukholm Tel. 93470066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

#### Viken (HMS Buskerud, inkl Asker)

Tarje Risbøl Tel. 47713030  
tarje.risbol@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

#### Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 90958355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Tarje Risbøl (Bærum) Tel. 47713030  
tarje.risbol@sunrisemedical.no

#### Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

#### Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

#### Agder

Willy Flaten Tel. 48044408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

#### Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

#### Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 48209891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

#### Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 99229766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

#### Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

#### Trøndelag (HMS Sør-Tr.lag)

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

#### Trøndelag (HMS Nord-Tr.lag)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

#### Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

#### Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 94869170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

#### Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål.

Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3, 1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)