

RubiX²

ALLROUND, SAMMENLEGGBAR

BREEZY RUBIX²

Allround, sammenleggbar

Post 5, 2. valg



LETT ALLROUNDROLLESTOL MED GODE TILPASNINGSMULIGHETER

- RubiX² har mange tilpasningmuligheter og valg for optimal tilpasning.
- Setedybden kan stilles hele 10 cm samtidig som kjøreegenskapene opprettholdes.
- Velkroryggen gir god støtte og stabilitet. Syv bånd gir svært gode muligheter til å forme ryggen etter behov.
- Lav egenvekt bidrar til gode trilleegenskaper og enklere transport.
- Enkel å legge sammen for transport, lås holder stolen sammenslått.



SPESIFIKASJONER BREEZY RUBIX²

Setebredde	38 - 52 cm
Setedybde	41 - 51 cm
Setehøyde bak	40 - 48 cm (38 - 53 cm)*
Setehøyde foran	40 - 48 cm (38 - 53 cm)*
Setevinkel	0°
Ryggghøyde	41 - 46 cm
Ryggvinkel	78° - 102°
Totalbredde	Setebredde +19 cm
Vekt rullestol	fra 16,8 kg
Transportvekt	fra 13,4 kg
Maks. brukervekt	125 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON BREEZY RUBIX I POST 5

- Rygg, vinkeljusterbar med høyderegulerbare kjørehåndtak
- Ryggtrekk, polstret
- Armlener, oppfellbare og avtagbare med klesbeskyttere
- Benstøtter 70°, avtagbare, inn-utsvingbare med oppfellbare fotplater
- Tippetring, innsvingbare
- Drivringer aluminium
- Drivhjul 24"
- Svinghjul 6"



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Breezy RubiX² passer ungdom og voksne som trenger en allsidig rullestol og ofte har behov for å ha med rullestolen i bil.



Komfortabel, høydejusterbar velkrorygg med 7 reguleringsbånd. Nylonoverdrag for enklere renhold.



Lav egenvekt og låsbar i sammenslått posisjon gir enkel transport.





Breezy RubiX² Post 5 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde					
		38	40,5	43	45,5	48	52
Setedybde 41-51	Art.nr	RUB38	RUB405	RUB43	RUB455	RUB48	RUB52
	Hms.art.nr.	273188	273189	273190	273191	273192	273193



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygger
- Ledsagerbrems
- Vinkelregulerbar benstøtte
- Drivaggregat
- Kinetic balance belter og seler

Se også egen tilbehørskatalog.



Ledsagerbrems.



Jay rygger og sitteputer for enda bedre stabilitet og avlastning.



Vinkelregulerbare benstøtter er et godt valg for den som sitter lenge av gangen og trenger variasjon.

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.



Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat.



SmartDrive brukerstyrt drivaggregat.

LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreoplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.