


JAY RYGGER utdrag fra JAY produktkatalog

JAY





Innhold

RYGGER.....	4
J3 Rygger	5
J3 rygger - Konturer og høyder	6
J3 SC - Grunn kontur	8
J3 MC - Medium kontur	9
J3 DC - Dyp kontur	10
J3 MDC - Medium dyp kontur	11
J3 XMDC - Medium ekstra dyp kontur ..	12
J3 XDC - Ekstra dyp kontur	12
J3 TC	16
JAY Fit	18
Tilbehør JAY Fit	20
Tilbehør J3 rygger	22
Tilpassing J3 rygger	25
 ARTIKKELOVERSIKT RYGGER.....	 27
 STEPS.....	 34

RYGGER



J3 SC - Grunn kontur

Fast rygg med grunn kontur på 5 cm. For brukere som normalt ikke har behov for sideveis støtte av overkroppen. Se side 8.



J3 MC - Medium kontur

Fast rygg med medium kontur på 8 cm. For brukere som har behov for noe sidestøtte. Se side 9.



J3 DC - Dyp kontur

For rygg med dyp kontur på 15 cm. For brukere som trenger sidestøtte. Se side 10.



J3 MDC - Medium dyp kontur

Fast rygg med dyp kontur på 15 cm og midtplasserte sidestøtter. For brukere som trenger litt til mye sideveis stabilitet i overkroppen. Se side 11.



XMDC - Medium ekstra dyp kontur XDC - Ekstra dyp kontur

To modeller med ekstra dyp kontur på 18 cm. For brukere med ekstra store behov for dyp, omsluttende kontur for sideveis stabilitet og posisjonering. Se side 12.



J3 Carbon

Fast, enda lettere rygg med aktiv kontur på 5 cm. For aktive rullestolbrukere med behov for lav til moderat støtte. Se side 13.



J3 TC rygg

Fast rygg med temperaturkontroll, ulike konturer. For brukere med behov for hjelp til å regulere kroppstemperaturen. Se side 16.



J3 Fit rygg

Fast modulær, justerbar rygg. Spesielt utviklet for barn og unges behov. Se side 18



J3 Rygger

Ved moderate til store behov for posisjonering, tilbyr JAY J3 ryggene det bredeste utvalget av størrelser, konturer og tilbehør for å sikre optimal og individuelt tilpasset ryggstøtte

J3 tar utgangspunkt i antropometriske målinger og er tilgjengelig i bredder fra 31 cm til 51 cm, ulike ryggghøyder og fem konturer. De ulike konturene møter behovene til ulike brukere, fra de aktive i manuell rullestol til de passive brukerne av elektriske rullestoler.

- Egnet for moderat til stor grad av posisjonering
- Mulighet for individuell tilpassing
- Gir presis passform til brukeren (størrelse, kontur, høyde, justeringsintervall, tilbehør)
- Lett i vekt (ideelt for aktive brukere i manuelle rullestoler men også egnet for brukere i elektriske rullestoler)
- Enkel montering med justerbare to- eller fire punktfester

Faste rygger har mange fordeler.

- Stabil støtte av bekkenet og overkroppen gir riktig sittestilling, konstant over tid
- Bedre trykkfordeling med en jevnere støtteflate og bedre posisjonering
- Økt komfort gjennom optimal sittestilling
- Energiøkonomisering ved at mindre krefter benyttes til å sitte
- Økt funksjon og selvstendighet, når mindre krefter benyttes til å sitte



Flere av Jay ryggene er testet og godkjent for bruk i bil i henhold til relevante ISO standarder

J3 rygger - Konturer og høyder

Brukers behov for stabilisering avgjør valg av modell

Fem konturer

Velg kontur basert på behov for støtte, samt plassering av støtte.

J3 SC Grunn kontur

Moderat sidestøtte



5 cm



J3 MC Medium kontur

Medium sidestøtte



8 cm



J3 DC Dyp kontur

Full sidestøtte



15 cm



J3 MDC Medium dyp kontur

Full sidestøtte



15 cm



Høyder

J3 rygger tilbys i høyder fra 17 - 61 cm.



XMDC – Medium ekstra dyp kontur
XDC – Ekstra dyp kontur

Full sidestøtte

18 cm



J3 SC - Grunn kontur



Produktegenskaper:

- Fast rygg med grunn kontur på 5 cm
- Leveres i flere høyder og bredder, fra de lave aktiv-ryggene og helt opp til skulderhøyde
- De laveste ryggene har komfortbøy øverst for bedre bevegelsesfrihet ved stillingendring (for eksempel enklere påkledning).
- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike brukeres individuelle kurvatur
- Hodestøtte og faste eller utsvingbare sidestøtter kan monteres ved behov, på rygger fra h. 42 cm

- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol

Klinisk bruk:

- Brukere som normalt ikke har behov for sideveis støtte av overkroppen
- Brukere med behov for presis posisjonering, oppnås ved bruk av sidestøtter



Fra ryggghøyde 42.

J3 SC - Grunn kontur						
Ryggbredde		31	36	41	46	51
Passer rullestolbredde		31-36	36-41	41-46	46-51	51-56
Brukers ryggbredde maks		28	33	38	43	48
Ryggghøyde	17	Varenummer	SCLTS36	SCLTS41	SCLTS46	
		HMS art.nr.	180892	180893	180894	
	20	Varenummer	SCLTM31	SCLTM36	SCLTM41	SCLTM46
		HMS art.nr.	180891	151692	151693	151694
	24	Varenummer	SCLTT31	SCLTT36	SCLTT41	SCLTT46
		HMS art.nr.	180895	163436	163434	163435
	30	Varenummer	SCMTS31	SCMTS36	SCMTS41	SCMTS46
		HMS art.nr.	180901	160009	159087	180904
	34	Varenummer	SCMTM31	SCMTM36	SCMTM41	SCMTM46
		HMS art.nr.	180900	151695	151696	151697
	38	Varenummer	SCMTT31	SCMTT36	SCMTT41	SCMTT46
		HMS art.nr.	180906	180907	180908	180909
	42	Varenummer	SCUTS31	SCUTS36	SCUTS41	SCUTS46
		HMS art.nr.	180917	161662	168450	158453
	46	Varenummer		SCUTM36	SCUTM41	SCUTM46
		HMS art.nr.		151702	151703	151704
	50	Varenummer		SCUTT36	SCUTT41	SCUTT46
		HMS art.nr.		165449	165452	165455
	53	Varenummer		SCSHS36	SCSHS41	SCSHS46
		HMS art.nr.		180911	180912	180913
	57	Varenummer			SCSHM41	SCSHM46
		HMS art.nr.			151699	151700
	61	Varenummer				SCSHT46
		HMS art.nr.				180915



J3 MC - Medium kontur

Produktegenskaper:

- Fast rygg med medium kontur på 8 cm
- Leveres i flere høyder og bredder
- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike brukeres individuelle kurvatur
- Hodestøtte og faste eller utsvingbare sidestøtter kan monteres på ved behov, på rygger fra h. 42 cm
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol

Klinisk bruk:

- Brukere som har behov for noe sidestøtte
- Brukere med behov for presis posisjonering, oppnås ved bruk av sidestøtter



Fra rygg høyde 42.

J3 MC - Medium kontur								
Ryggbredde			31	36	41	46	51	
Passer rullestolbredde			31-36	36-41	41-46	46-51	51-56	
Brukers ryggbredde maks			28	33	38	43	48	
Rygghøyde	30	Varenummer	MCMTS31	MCMTS36	MCMTS41	MCMTS46	MCMTS51	
		HMS art.nr.	180862	180863	180864	180865		
	34	Varenummer	MCMTM31	MCMTM36	MCMTM41	MCMTM46	MCMTM51	
		HMS art.nr.	180857	173806	180860	180861		
	38	Varenummer		MCMTT36	MCMTT41	MCMTT46	MCMTT51	
		HMS art.nr.		180866	180867	180868	180869	
	42	Varenummer	MCUTS31	MCUTS36	MCUTS41	MCUTS46	MCUTS51	
		HMS art.nr.	180882	180883	180884	180885	180886	
	46	Varenummer		MCUTM36	MCUTM41	MCUTM46	MCUTM51	
		HMS art.nr.		180879	180859	180880	180881	
	50	Varenummer		MCUTT36	MCUTT41	MCUTT46	MCUTT51	
		HMS art.nr.		180887	180888	180889	180890	
	53	Varenummer		MCSHS36	MCSHS41	MCSHS46	MCSHS51	
		HMS art.nr.		180873	180874	180875	180876	
	57	Varenummer			MCSHM41	MCSHM46	MCSHM51	
		HMS art.nr.			180870	180871	180872	
	61	Varenummer				MCSHT46	MCSHT51	
		HMS art.nr.				180877	180878	

J3 DC - Dyp kontur

Produktegenskaper:

- Fast rygg med 15 cm dyp kontur
- Faste, integrerte sidestøtter høyt plassert for stabilisering av overkroppen.
- Leveres i flere høyder og bredder
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol
- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike brukeres individuelle kurvatur
- Hodestøtter tilgjengelig som tilbehør

Klinisk bruk:

- Brukere som trenger sidestøtte
- Godt egnet til brukere med behov for bedre plass i bekkenområdet
- Egnet for brukere med behov for støtte høyt plassert



J3 DC - Dyp kontur						
Ryggbredde			36	41	46	51
Passer rullestolbredde			36-41	41-46	46-51	51-56
Brukers ryggbredde maks			33	38	43	48
Rygghøyde	42	Varenummer	DCUTS36	DCUTS41	DCUTS46	DCUTS51
		HMS art.nr.	158646	157323	164314	168444
	46	Varenummer	DCUTM36	DCUTM41	DCUTM46	DCUTM51
		HMS art.nr.	151688	151689	151690	151691
	50	Varenummer	DCUTT36	DCUTT41	DCUTT46	DCUTT51
		HMS art.nr.	168436	157476	164498	168446
	53	Varenummer	DCSHS36	DCSHS41	DCSHS46	DCSHS51
		HMS art.nr.	157878	164313	180796	180797
	57	Varenummer		DCSHM41	DCSHM46	DCSHM51
		HMS art.nr.		151685	151686	151687
	61	Varenummer			DCSHT46	DCSHT51
		HMS art.nr.			157475	180799





J3 MDC - Medium dyp kontur

Produktegenskaper:

- Fast rygg med 15 cm dyp kontur og midtplasserte sidestøtter
- Sidestøttene gir meget god stabilitet fra litt over bekkenkammen til midt på truncus
- Leveres i et stort utvalg høyder og bredder. Enkelte lave rygger tilbys med både standard og HD feste. Les om fester for J3 rygger på side 21
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol
- Kan ved behov kompletteres med ulike kiler for å tilpasse ryggen til ulike brukeres individuelle kurvatur
- Faste eller utsvingbare sidestøtter samt hode støtte kan monteres på rygger fra h. 46 cm for ytterligere posisjonering og stabilitet

Klinisk bruk:

- Brukere som trenger litt til mye sideveis stabilitet i overkroppen.



Fra rygg høyde 46.

J3 MDC - Medium dyp kontur						
Ryggbredde		31	36	41	46	51
Passer rullestolbredde		31-36	36-41	41-46	46-51	51-56
Brukers ryggbredde maks		28	33	38	43	48
Rygg høyde	20	Varenummer	J3MDCLTM36	J3MDCLTM41	J3MDCLTM46	
		HMS art.nr.				
	24	Varenummer	J3MDCLTT36	J3MDCLTT41	J3MDCLTT46	J3MDCLTT51
		HMS art.nr.				
	30	Varenummer	J3MDCMTS31	J3MDCMTS36	J3MDCMTS41	J3MDCMTS46
		HMS art.nr.		202235	202801	203470
	30*	Varenummer			J3MDCMTS46HD	J3MDCMTS51HD
		HMS art.nr.				
	34	Varenummer	J3MDCMTM31	J3MDCMTM36	J3MDCMTM41	J3MDCMTM46
		HMS art.nr.				
	38	Varenummer	J3MDCMTT31	J3MDCMTT36	J3MDCMTT41	J3MDCMTT46
		HMS art.nr.		202952	202943	202945
	38*	Varenummer			J3MDCMTT46HD	J3MDCMTT51HD
		HMS art.nr.				
	42	Varenummer	J3MDCUTS31	J3MDCUTS36	J3MDCUTS41	J3MDCUTS46
		HMS art.nr.				
	46	Varenummer		J3MDCUTM36	J3MDCUTM41	J3MDCUTM46
		HMS art.nr.		202950	202939	202940
	50	Varenummer		J3MDCUTT36	J3MDCUTT41	J3MDCUTT46
		HMS art.nr.				
	53	Varenummer		J3MDCSHS36	J3MDCSHS41	J3MDCSHS46
		HMS art.nr.		202949	202936	202937
	57	Varenummer			J3MDCSHM41	J3MDCSHM46
		HMS art.nr.				
	61	Varenummer			J3MDCSHT46	J3MDCSHT51
		HMS art.nr.				



* Inklusiv "heavy duty" feste

J3 XMDC - Medium ekstra dyp kontur

J3 XDC - Ekstra dyp kontur

Produktegenskaper:

- Faste rygger med 18 cm dyp kontur.
- Leveres i to modeller. Integrerte lavt plasserte sidestøtter gir optimal stabilisering fra rett over bekkenkammen til midt på trunkus, mens integrerte høyt plasserte sidestøtter sikrer optimal støtte for overkroppen og bedre plass i bekkenområdet
- Faste eller utsvingbare sidestøtter samt hode støtte kan monteres på rygger fra h. 46 cm for ytterlige posisjonering og stabilitet
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol

Klinisk bruk:

- Brukere med ekstra store behov for dyp, omsluttende kontur for sideveis stabilitet og posisjonering



Fra rygg høyde 46.

J3 XMDC - Medium ekstra dyp kontur						
Ryggbredde		41	46	51		
Passer rullestolbredde		41-46	46-51	51-56		
Brukers ryggbredde maks		38	43	48		
Rygg høyde	38	Varenummer	J3XMDCMTT41	J3XMDCMTT46	J3XMDCMTT51	
		HMS art.nr.				
	46	Varenummer	J3XMDCUTM41	J3XMDCUTM46	J3XMDCUTM51	
		HMS art.nr.				

J3 XDC - Ekstra dyp kontur						
Ryggbredde		41	46	51		
Passer rullestolbredde		41-46	46-51	51-56		
Brukers ryggbredde maks		38	43	48		
Rygg høyde	46	Varenummer	J3XDCUTM41	J3XDCUTM46	J3XDCUTM51	
		HMS art.nr.				

Opplev forskjellen

DEN ER SÅ LETT...

Karbon er lett i vekt og sterkt – derfor er dette det ideelle materialet for en rullestolrygg. Karbonryggen tilbyr samme styrke som aluminiumsryggen men er 60% lettere i vekt. J3 Carbon reduserer dermed totalvekten på rullestolen og dermed vekten en rullestolbruker må flytte hver eneste dag - dag etter dag.

... OG STILIG

J3 Carbon imponerer også med sin unike og flotte finish. Et aktivt og rent design kombinert med et elegant utseende – scenen er helt og holdent din.



J3 Carbon



Produktegenskaper:

- Aktiv kontur - dybden på 5 cm gir mild lateral støtte.
- Kan monteres på både fastramme og sammenleggbare rullestoler.
- Kan leveres med fast feste eller feste med hurtigutløser

Klinisk bruk:

- Aktive rullestolbrukere med behov for lav til moderat støtte av overkroppen.

J3 SC - Grunn kontur								
Ryggbredde			31	36	41	46		
Passer rullestolbredde			31-36	36-41	41-46	46-51		
Brukers ryggbredde maks			28	33	38	43		
Rygghøyde	17	Varenummer	J3BCFSCCLTS32xx	J3BCFSCCLTS36xx	J3BCFSCCLTS41xx	J3BCFSCCLTS46xx		
		HMS art.nr.			210910 [QR]			
	20	Varenummer						
		HMS art.nr.						
	24	Varenummer	J3BCFSCCLTT32xx	J3BCFSCCLTT36xx	J3BCFSCCLTT41xx	J3BCFSCCLTT46xx		
		HMS art.nr.						
	30	Varenummer	J3BCFSCCLMTS32xx	J3BCFSCCLMTS36xx	J3BCFSCCLMTS41xx	J3BCFSCCLMTS46xx		
		HMS art.nr.				207210 [QR]		
	34	Varenummer						
		HMS art.nr.						
	38	Varenummer	J3BCFSCCLMTT32xx	J3BCFSCCLMTT36xx	J3BCFSCCLMTT41xx	J3BCFSCCLMTT46xx		
		HMS art.nr.		207203 [QR]				
			XX= QR for hurtigkoblingsbrakett, FX for fast brakett					



J3 Carbon - støtten for å kunne være aktiv

J3 karbonryggen tilbyr god stabilitet og komfort. Ved hjelp av riktig støtte til bekkenet oppmuntres den optimale kurvaturen av ryggspylen. Dette danner grunnlag for stabilisering av overkroppen. Stabiliteten er viktig for å kunne være aktiv, redusere ryggsmarter og oppnå komfort.



→ Rask og enkel å fjerne

Med festet med hurtigutløser kan ryggen raskt og enkelt løsnes fra stolen – ideelt for sammenleggbare rullestoler.

Hvor er nøklene?

Bruker har nå et sted å lagre de tingene som så fort blir borte – i ryggtrekkforlengerens lomme. Tilbehørsbagen samler alle viktige eiendeler på ett sted i tillegg til å dekke åpningen mellom ryggen og sitteputen på en hensiktsmessig måte.

Nyttig og flott ryggtrekkforlenger med lomme



To ulike fester - for fastramme- og sammenleggbare rullestoler

J3 Carbon kan leveres med to ulike fester. Det faste festet tilbyr en svært lett løsning til brukere av fastrammerullestoler. Festet med hurtigutløser gjør det mulig å enkelt løsne ryggen fra rullestolen og er ideelt for sammenleggbare rullestoler. Begge festeløsningene er topunktsfester som er enkle å montere og som er justerbare i vinkel, dybde, høyde og bredde.

Feste med hurtigutløser

Ideelt for sammenleggbare rullestoler



Fast feste

Den letteste løsningen



J3 TC

Temperaturkontroll



Produktegenskaper:

- J3 ryggens gode egenskaper kombinert med kjølende og varmende teknologi for bedre kontroll av mikroklima
- Hurtigkopplingsbrakett gjør det enkelt å ta av og sette ryggen på rullestolen. Dette gjør ryggen også egnet til kryssrammerullestol
- Tilgjengelig i grunn kontur (5 cm dybde), medium kontur (8 cm dybde) og medium dyp kontur (15 cm dybde)

				J3 TC Grunn kontur			
Ryggbredde				41	46	51	
Passer rullestolbredde				41-46	46-51	51-56	
Brukers ryggbredde maks				38	43	48	
Rygghøyde	Grunn kontur - 5 cm dyp	34	Varenummer	J3TCSCMTM41	J3TCSCMTM46	J3TCSCMTM51	
			HMS art.nr.				
		38	Varenummer	J3TCSCMTT41	J3TCSCMTT46	J3TCSCMTT51	
			HMS art.nr.				
		42	Varenummer	J3TCSCUTS41	J3TCSCUTS46	J3TCSCUTS51	
			HMS art.nr.				
		46	Varenummer	J3TCSCUTM41	J3TCSCUTM46	J3TCSCUTM51	
			HMS art.nr.				
		50	Varenummer	J3TCSCUTT41	J3TCSCUTT46	J3TCSCUTT51	
			HMS art.nr.				
		53	Varenummer	J3TCSCSHS41	J3TCSCSHS46	J3TCSCSHS51	
			HMS art.nr.				
	Medium kontur - 8 cm dyp	34	Varenummer	J3TCMCMTM41	J3TCMCMTM46	J3TCMCMTM51	
			HMS art.nr.				
		38	Varenummer	J3TCMCMTT41	J3TCMCMTT46	J3TCMCMTT51	
			HMS art.nr.				
		42	Varenummer	J3TCMCUTS41	J3TCMCUTS46	J3TCMCUTS51	
			HMS art.nr.				
		46	Varenummer	J3TCMCUTM41	J3TCMCUTM46	J3TCMCUTM51	
			HMS art.nr.				
		50	Varenummer	J3TCMCUTT41	J3TCMCUTT46	J3TCMCUTT51	
			HMS art.nr.				
		53	Varenummer	J3TCMC SHS41	J3TCMC SHS46	J3TCMC SHS51	
			HMS art.nr.				
	Medium Dyp kontur - 15 cm dyp	38	Varenummer	J3TCMDCMTT41	J3TCMDCMTT46	J3TCMDCMTT51	
			HMS art.nr.				
		46	Varenummer	J3TCMDCUTM41	J3TCMDCUTM46	J3TCMDCUTM51	
			HMS art.nr.				
		53	Varenummer	J3TCMDCSHS41	J3TCMDCSHS46	J3TCMDCSHS51	
			HMS art.nr.				

Klinisk bruk:

- Ulike konturer for ulike behov for støtte og posisjonering
- Brukere med utfordring med selv å regulere kroppstemperatur

J3 TC rygg – Hold deg varm, kjøøl deg ned

Den første og eneste rullestolryggen utviklet for å hjelpe deg med å opprettholde ditt eget mikroklima. For varm? Ved hjelp av bryteren kan du velge å kjøles ned. For kald? Ved hjelp av bryteren kan du velge å varmes opp. Kjøling ved fordamping bidrar til å fjerne fuktighet fra huden og får deg til å føle deg forfrisket. Varmesystemet varmer opp hele ryggen og gir deg muligheten til å nyte de kalde vinterdagene fullt ut.

3DX™ materialet – Utviklet for optimal luftgjennomstrømming


J3 TC ryggens trekk gir optimal luftgjennomstrømming gjennom bruk av spesialiserte tekstiler og spesielt utviklede luftekanaler. Det porøse 3DX™ trekket promoterer luftgjennomstrømming gjennom ryggputen. Det mikroklimatiske trekket er bygget opp av et hurtigtørkende materiale som bidrar til å redusere magasinering av varme og fuktighet.

Kjølesystem med mikrovifter

J3 TC ryggens kjølesystem består av et ventilerende innlegg med små innebygde vifter. Når kjølesystemet er aktivert, begynner luften å sirkulere fra baksiden av ryggen gjennom ventilasjonskanalene, rundt i trekket og mot brukerens rygg.

Patentert termoteknologi

J3 TC ryggens varmesystem bruker varmetråder for å generere varme. I motsetning til andre varmesystemer er dette spesielt utviklet for rullestolbrukere.



JAY Fit

For barn og unges selvstendighet

Produktegenskaper:

- En modulært justerbar fast rygg
- Spesielt utviklet i forhold til barn og unges behov.
- Fremmer barnets selvstendighet og komfort gjennom stabilitet i overkroppen og riktig posisjonering
- Kollisjonstestet og godkjent for bruk som passasjer sete i bil
- Godt utvalg i tilbehør, som sidestøtter, hodestøtter og posisjoneringskomponenter for økt individuell tilpasning

Klinisk bruk:

- Barn og unge med varierende behov for støtte og posisjonering



		JAY Fit Rygg						
		Ryggbredde	25	30	35	40	45	
Rygghøyde	25	Varenummer	JFB2525EU					
		HMS art.nr.						
	30	Varenummer	JFB2530EU	JFB3030EU				
		HMS art.nr.						
	35	Varenummer	JFB2535EU	JFB3035EU	JFB3535EU	JFB4035EU	JFB4535EU	
		HMS art.nr.						
	40	Varenummer		JFB3040EU	JFB3540EU	JFB4040EU	JFB4540EU	
		HMS art.nr.						
	45	Varenummer		JFB3045EU	JFB3545EU	JFB4045EU	JFB4545EU	
		HMS art.nr.						
	50	Varenummer			JFB3550EU	JFB4050EU	JFB4550EU	
		HMS art.nr.						
	55	Varenummer				JFB4055EU	JFB4555EU	
		HMS art.nr.						

Forbedrede fester – justerbare og enkle å håndtere

Festene er enkle å håndtere og justere, for å gi ryggen optimal støtte.

- Festet er enkelt og raskt å montere og tilpasse
- Festet inkluderer ulike foringer for å kunne passe til ulike rørdiametere og sikre kompatibilitet
- Braketter er ferdig monterte på ryggskallet for enkel bruk og redusert tidsbruk



Braketter



Hurtigfeste



Innovativ teknologi i trekk

- Jay Fit ryggen leveres med et mikroklimatisk trekk over et mykt skum for maksimal komfort
- 3DX™ materialet ventilerer både varme og fuktighet og øker luftgjennomstrømmingen
- Kan vaskes i vaskemaskinen på 60°C og tørker raskt
- Velprøvd trekk som i årevis har vært benyttet på JAY J3 ryggene



Mykt skum



3DX™ mikroklimatisk trekk

Tilbehør JAY Fit

Få det til å passe – mer individualitet og tilpassing

Det er et utvalg muligheter og tilbehør tilgjengelig for å sikre at JAY Fit får en optimal passform for den enkelte bruker.

- Sidestøtter
- Støttekiler
- Posisjoneringskomponenter
- Kinetic Balance posisjoneringsseler
- Whitmyer® hodestøtter



Kinetic Balance posisjoneringsseler

Et bredt utvalg av belter, vester og andre seler er tilgjengelig for å kunne jobbe med ytterligere posisjoneringsbehov.



Whitmyer® hodestøtter

Whitmyer® hodestøtter gir støtte til hodet og nakken ved bruk av en rullestol med tilt eller dersom bruker trenger hjelp til å holde hodet i en god stilling.



Sidestøtter

Justerbare faste eller utsvingbare sidestøtter.



Posisjoneringskomponenter

Posisjoneringskomponentene kan benyttes for å oppnå optimal støtte og økt sittetoleranse.

Fester J3 rygger

JAY J3 festene er enkle å montere, enkle å fjerne, kompakt i størrelse og justerbart i bredde, dybde, vinkel og høyde. Du kan til og med tilpasse ryggen med brukeren sittende i stolen.



Standard feste

Standardfestet er utviklet for å tilfredsstille behovene til den aktive rullestolbrukeren. Festet er standard på rygger med rygghøyde opp til 38 cm. Standardfestet er plasseseffektivt og lett i vekt. Festet er breddejusterbart 5cm, dybdejusterbart 3 cm og vinkeljusterbart $\pm 22^\circ$. Brukervekt 136 kg.



HD festet

HD festet er utviklet for de mer passive brukerne og er standard på rygger fra 42 cm til 61cm.

Dette festet er noe større og tilbyr økt stabilitet og brukervekt. Festet er breddejusterbart 5 cm, dybdejusterbart 3 cm og vinkeljusterbart $\pm 22^\circ$. Rygger i bredde 46 cm, med rygghøyde 30 til 38 cm og rygger i bredde 51 cm med rygghøyde 17 cm til 38 cm kan bestilles med HD festet for økt stabilitet. Brukervekt 225 kg.

Passer ulike ryggrør

- Den todelte klemmen er kompatibel med de fleste rullestoler på markedet
- Festet kan også monteres på utradisjonelle „ovale“ ryggrør
- Det er laget egne festebraketter for utvalgte spesialrygger, kontakt evt. vår kundeserviceavdeling for mer informasjon.



2,8 cm



2,5 cm



1,9 cm

Tilbehør J3 rygger

Hodestøtter

J3 rygger kan leveres med et bredt utvalg hodestøtter fra Whitmyer. I sortimentet finnes hodestøtter for alle behov. To eksempler er vist her.



Standard hodestøtte støtter hodet samt under bakhodet



Kontur hodestøtte for økt lateral støtte

Sidestøtter

Sidestøtter – faste eller utsvingbare. Tilgjengelig i seks størrelser - 10x10cm, 10x12cm, 10x15cm, 15x10cm, 15x12cm og 15x15cm



Vester og seler

Et bredt utvalg belter, vester og seler er tilgjengelig fra Kinetic Balance. Velg mellom ulike utforminger og størrelser.



Tilgjengelig i ulike størrelser



Ta kontakt for å få tilsendt katalog for posisjoneringsbelter fra Kinetic Balance, eller finn den på: www.SunriseMedical.no

Ryggtrekkforlenger med lomme



Dekker åpning mellom ryggen og sitteputen på en hensiktsmessig måte, i tillegg til å gi en lomme for oppbevaring av personlige eiendeler




Tilpassing J3 rygger

Allsidige tilpasningskomponenter

Tilpasningssett

- Komponentene kan benyttes til å forme ryggen for optimal postural stabilitet samt korrigere eller kompensere for milde til moderate feilstillinger
- Økt kontaktflate for maksimal trykkfordeling
- Gi avlastning på utsatte områder
- Komfort og sittetoleranse
- Enkle komponenter i ulike størrelser og fasonger, monteres med borrelås



Se video av Jay ryggtilpassing på:
https://www.youtube.com/watch?v=hyECseTs_e4



Ulike sett er tilgjengelig, bestående av 7, 12 eller 36 deler



ARTIKKELOVERSIKT RYGGER



JAY J3 SC Grunn kontur	27	Tilbehør JAY J3 TC	31
Jay J3 MC Medium kontur	27	Posisjoneringsdeler rygger	31
Jay J3 DC Dyp kontur	28	Posisjoneringsdeler J3	31
Jay J3 MDC Medium dyp kontur	28	Jay J3 Fit rygg	31
Jay J3 XMDC Medium ekstra dyp kontur	29	Tilbehør JAY Fit	31
Jay J3 XDC Ekstra dyp kontur	29	Posisjoneringsdeler	31
Jay J3 Carbon	29	Whitmyer hodestøtter	32
Jay J3 TC rygg	30		
Fester J3 rygger	30		
Sidestøtter J3 rygger	30		
Ryggforlenger/oppbevaringslomme J3	30		
Ryggtrekkforlenger	31		

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



JAY J3 SC Grunn kontur

Moderat sidestøtte

Kontur 5 cm

180891	Jay J3 SC b31 rh20 d5	SCLTM31
180895	Jay J3 SC b31 rh24 d5	SCLTT31
180901	Jay J3 SC b31 rh30 d5	SCMTS31
180900	Jay J3 SC b31 rh34 d5	SCMTM31
180906	Jay J3 SC b31 rh38 d5	SCMTT31
180917	Jay J3 SC b31 rh42 d5	SCUTS31
180892	Jay J3 SC b36 rh17 d5	SCLTS36
151692	Jay J3 SC b36 rh20 d5	SCLTM36
163436	Jay J3 SC b36 rh24 d5	SCLTT36
160009	Jay J3 SC b36 rh30 d5	SCMTS36
151695	Jay J3 SC b36 rh34 d5	SCMTM36
180907	Jay J3 SC b36 rh38 d5	SCMTT36
161662	Jay J3 SC b36 rh42 d5	SCUTS36
151702	Jay J3 SC b36 rh46 d5	SCUTM36
168449	Jay J3 SC b36 rh50 d5	SCUTT36
180911	Jay J3 SC b36 rh53 d5	SCSHS36
180893	Jay J3 SC b41 rh17 d5	SCLTS41
151693	Jay J3 SC b41 rh20 d5	SCLTM41
163434	Jay J3 SC b41 rh24 d5	SCLTT41
159087	Jay J3 SC b41 rh30 d5	SCMTS41
151696	Jay J3 SC b41 rh34 d5	SCMTM41
180908	Jay J3 SC b41 rh38 d5	SCMTT41
168450	Jay J3 SC b41 rh42 d5	SCUTS41
151703	Jay J3 SC b41 rh46 d5	SCUTM41
168452	Jay J3 SC b41 rh50 d5	SCUTT41
180912	Jay J3 SC b41 rh53 d5	SCSHS41
151699	Jay J3 SC b41 rh57 d5	SCSHM41
180894	Jay J3 SC b46 rh17 d5	SCLTS46
151694	Jay J3 SC b46 rh20 d5	SCLTM46
163435	Jay J3 SC b46 rh24 d5	SCLTT46
180904	Jay J3 SC b46 rh30 d5	SCMTS46
151697	Jay J3 SC b46 rh34 d5	SCMTM46
180909	Jay J3 SC b46 rh38 d5	SCMTT46
168453	Jay J3 SC b46 rh42 d5	SCUTS46
151704	Jay J3 SC b46 rh46 d5	SCUTM46
168455	Jay J3 SC b46 rh50 d5	SCUTT46
180913	Jay J3 SC b46 rh53 d5	SCSHS46
151700	Jay J3 SC b46 rh57 d5	SCSHM46
180915	Jay J3 SC b46 rh61 d5	SCSHT46
180899	Jay J3 SC b51 rh24 d5	SCLTT51
180905	Jay J3 SC b51 rh30 d5	SCMTS51
151698	Jay J3 SC b51 rh34 d5	SCMTM51
180910	Jay J3 SC b51 rh38 d5	SCMTT51

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

168456	Jay J3 SC b51 rh42 d5	SCUTS51
151705	Jay J3 SC b51 rh46 d5	SCUTM51
168458	Jay J3 SC b51 rh50 d5	SCUTT51
180914	Jay J3 SC b51 rh53 d5	SCSHS51
151701	Jay J3 SC b51 rh57 d5	SCSHM51
180916	Jay J3 SC b51 rh61 d5	SCSHT51



Jay J3 MC Medium kontur

Medium sidestøtte

Kontur: 8 cm

180862	Jay J3 MC b31 rh30 d8	MCMTS31
180857	Jay J3 MC b31 rh34 d8	MCMTM31
	Jay J3 MC b31 rh38 d8	MCMTT31
180882	Jay J3 MC b31 rh42 d8	MCUTS31
180863	Jay J3 MC b36 rh30 d8	MCMTS36
173806	Jay J3 MC b36 rh34 d8	MCMTM36
180866	Jay J3 MC b36 rh38 d8	MCMTT36
180883	Jay J3 MC b36 rh42 d8	MCUTS36
180879	Jay J3 MC b36 rh46 d8	MCUTM36
180887	Jay J3 MC b36 rh50 d8	MCUTT36
180873	Jay J3 MC b36 rh53 d8	MCSHS36
180864	Jay J3 MC b41 rh30 d8	MCMTS41
180860	Jay J3 MC b41 rh34 d8	MCMTM41
180867	Jay J3 MC b41 rh38 d8	MCMTT41
180884	Jay J3 MC b41 rh42 d8	MCUTS41
180859	Jay J3 MC b41 rh46 d8	MCUTM41
180888	Jay J3 MC b41 rh50 d8	MCUTT41
180874	Jay J3 MC b41 rh53 d8	MCSHS41
180870	Jay J3 MC b41 rh57 d8	MCSHM41
180865	Jay J3 MC b46 rh30 d8	MCMTS46
180861	Jay J3 MC b46 rh34 d8	MCMTM46
180868	Jay J3 MC b46 rh38 d8	MCMTT46
180885	Jay J3 MC b46 rh42 d8	MCUTS46
180880	Jay J3 MC b46 rh46 d8	MCUTM46
180889	Jay J3 MC b46 rh50 d8	MCUTT46
180875	Jay J3 MC b46 rh53 d8	MCSHS46
180871	Jay J3 MC b46 rh57 d8	MCSHM46
180877	Jay J3 MC b46 rh61 d8	MCSHT46
	Jay J3 MC b51 rh30 d8	MCMTS51
	Jay J3 MC b51 rh34 d8	MCMTM51
180869	Jay J3 MC b51 rh38 d8	MCMTT51
180886	Jay J3 MC b51 rh42 d8	MCUTS51
180881	Jay J3 MC b51 rh46 d8	MCUTM51
180890	Jay J3 MC b51 rh50 d8	MCUTT51
180876	Jay J3 MC b51 rh53 d8	MCSHS51
180872	Jay J3 MC b51 rh57 d8	MCSHM51
180878	Jay J3 MC b51 rh61 d8	MCSHT51

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay J3 DC Dyp kontur

Full sidestøtte

Kontur: 15 cm

158646	Jay J3 DC b36 rh42 d15	DCUTS36
151688	Jay J3 DC b36 rh46 d15	DCUTM36
168436	Jay J3 DC b36 rh50 d15	DCUTT36
157878	Jay J3 DC b36 rh53 d15	DCSHS36
157323	Jay J3 DC b41 rh42 d15	DCUTS41
151689	Jay J3 DC b41 rh46 d15	DCUTM41
157476	Jay J3 DC b41 rh50 d15	DCUTT41
164313	Jay J3 DC b41 rh53 d15	DCSHS41
151685	Jay J3 DC b41 rh57 d15	DCSHM41
164314	Jay J3 DC b46 rh42 d15	DCUTS46
151690	Jay J3 DC b46 rh46 d15	DCUTM46
164498	Jay J3 DC b46 rh50 d15	DCUTT46
180796	Jay J3 DC b46 rh53 d15	DCSHS46
151686	Jay J3 DC b46 rh57 d15	DCSHM46
157475	Jay J3 DC b46 rh61 d15	DCSHT46
168444	Jay J3 DC b51 rh42 d15	DCUTS51
151691	Jay J3 DC b51 rh46 d15	DCUTM51
168446	Jay J3 DC b51 rh50 d15	DCUTT51
180797	Jay J3 DC b51 rh53 d15	DCSHS51
151687	Jay J3 DC b51 rh57 d15	DCSHM51
180799	Jay J3 DC b51 rh61 d15	DCSHT51



Jay J3 MDC Medium dyp kontur

Full sidestøtte

Kontur: 15 cm

Jay J3 MDC b31 rh30 d15	J3MDCMTS31
Jay J3 MDC b31 rh34 d15	J3MDCMTM31
Jay J3 MDC b31 rh38 d15	J3MDCMTT31

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------

Jay J3 MDC b31 rh42 d15	J3MDCUTS31
Jay J3 MDC b36 rh20 d15	J3MDCLTM36
Jay J3 MDC b36 rh24 d15	J3MDCLTT36
202235 Jay J3 MDC b36 rh30 d15	J3MDCMTS36
Jay J3 MDC b36 rh34 d15	J3MDCMTM36
202952 Jay J3 MDC b36 rh38 d15	J3MDCMTT36
Jay J3 MDC b36 rh42 d15	J3MDCUTS36
202950 Jay J3 MDC b36 rh46 d15	J3MDCUTM36
Jay J3 MDC b36 rh50 d15	J3MDCUTT36
202949 Jay J3 MDC b36 rh53 d15	J3MDCSHS36
Jay J3 MDC b41 rh20 d15	J3MDCLTM41
Jay J3 MDC b41 rh24 d15	J3MDCLTT41
202801 Jay J3 MDC b41 rh30 d15	J3MDCMTS41
Jay J3 MDC b41 rh34 d15	J3MDCMTM41
202943 Jay J3 MDC b41 rh38 d15	J3MDCMTT41
Jay J3 MDC b41 rh42 d15	J3MDCUTS41
202939 Jay J3 MDC b41 rh46 d15	J3MDCUTM41
Jay J3 MDC b41 rh50 d15	J3MDCUTT41
202936 Jay J3 MDC b41 rh53 d15	J3MDCSHS41
Jay J3 MDC b41 rh57 d15	J3MDCSHM41
Jay J3 MDC b46 rh20 d15	J3MDCLTM46
Jay J3 MDC b46 rh24 d15	J3MDCLTT46
203470 Jay J3 MDC b46 rh30 d15	J3MDCMTS46
Jay J3 MDC b46 rh30 d15 HD feste	J3MDCMTS46HD
Jay J3 MDC b46 rh34 d15	J3MDCMTM46
202945 Jay J3 MDC b46 rh38 d15	J3MDCMTT46
Jay J3 MDC b46 rh38 d15 HD feste	J3MDCMTT46HD
Jay J3 MDC b46 rh42 d15	J3MDCUTS46
202940 Jay J3 MDC b46 rh46 d15	J3MDCUTM46
Jay J3 MDC b46 rh50 d15	J3MDCUTT46
202937 Jay J3 MDC b46 rh53 d15	J3MDCSHS46
Jay J3 MDC b46 rh57 d15	J3MDCSHM46
Jay J3 MDC b46 rh60 d15	J3MDCSHT46
Jay J3 MDC b51 rh24 d15	J3MDCLTT51
202946 Jay J3 MDC b51 rh30 d15	J3MDCMTS51
Jay J3 MDC b51 rh30 d15 HD feste	J3MDCMTS51HD
Jay J3 MDC b51 rh34 d15	J3MDCMTM51
202947 Jay J3 MDC b51 rh38 d15	J3MDCMTT51
Jay J3 MDC b51 rh38 d15 HD feste	J3MDCMTT51HD
Jay J3 MDC b51 rh42 d15	J3MDCUTS51
202941 Jay J3 MDC b51 rh46 d15	J3MDCUTM51
Jay J3 MDC b51 rh50 d15	J3MDCUTT51
202938 Jay J3 MDC b51 rh53 d15	J3MDCSHS51
Jay J3 MDC b51 rh57 d15	J3MDCSHM51
Jay J3 MDC b51 rh60 d15	J3MDCSHT51

HMS art.nr:	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay J3 XMDC Medium ekstra dyp kontur

Full sidestøtte
Kontur: 18 cm

Jay J3 XMDC b41 rh38 d18	J3XMDCMTT41
Jay J3 XMDC b41 rh46 d18	J3XMDCUTM41
Jay J3 XMDC b46 rh38 d18	J3XMDCMTT46
Jay J3 XMDC b46 rh46 d18	J3XMDCUTM46
Jay J3 XMDC b51 rh38 d18	J3XMDCMTT51
Jay J3 XMDC b51 rh46 d18	J3XMDCUTM51



Jay J3 XDC Ekstra dyp kontur

Full sidestøtte
Kontur: 18 cm

Jay J3 XDC b41 rh46 d18	J3XDCUTM41
Jay J3 XDC b46 rh46 d18	J3XDCUTM46
Jay J3 XDC b51 rh46 d18	J3XDCUTM51

HMS art.nr:	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------




Jay J3 Carbon

Moderat sidestøtte
Kontur: 5 cm

Jay J3 Carbon b32 rh17 d5 fester faste	J3BCFSCSLTS32FX
Jay J3 Carbon b32 rh17 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTS32QR
Jay J3 Carbon b32 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT32FX
Jay J3 Carbon b32 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT32QR
Jay J3 Carbon b32 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS32FX
Jay J3 Carbon b32 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS32QR
Jay J3 Carbon b32 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT32FX
Jay J3 Carbon b32 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT32QR
Jay J3 Carbon b36 rh17 d5 fester faste	J3BCFSCSLTS36FX
Jay J3 Carbon b36 rh17 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTS36QR
Jay J3 Carbon b36 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT36FX
Jay J3 Carbon b36 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT36QR
Jay J3 Carbon b36 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS36FX
Jay J3 Carbon b36 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS36QR
Jay J3 Carbon b36 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT36FX
Jay J3 Carbon b36 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT36QR
Jay J3 Carbon b41 rh17 d5 fester faste	J3BCFSCSLTS41FX
Jay J3 Carbon b41 rh17 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTS41QR
Jay J3 Carbon b41 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT41FX
Jay J3 Carbon b41 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT41QR
Jay J3 Carbon b41 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS41FX
Jay J3 Carbon b41 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS41QR
Jay J3 Carbon b41 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT41FX
Jay J3 Carbon b41 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT41QR
Jay J3 Carbon b46 rh24 d5 fester faste	J3BCFSCSLTT46FX
Jay J3 Carbon b46 rh24 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCSLTT46QR
Jay J3 Carbon b46 rh30 d5 fester faste	J3BCFSCMTS46FX

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
207210	Jay J3 Carbon b46 rh30 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTS46QR
	Jay J3 Carbon b46 rh38 d5 fester faste	J3BCFSCMTT46FX
	Jay J3 Carbon b46 rh38 d5 fester hurtigkobling	J3BCFSCMTT46QR



Jay J3 TC rygg

Ulike konturer, temperaturkontroll

Jay J3 TC SC b41 rh34 d5	J3TCSCMTM41
Jay J3 TC SC b41 rh38 d5	J3TCSCMTT41
Jay J3 TC SC b41 rh42 d5	J3TCSCUTS41
Jay J3 TC SC b41 rh46 d5	J3TCSCUTM41
Jay J3 TC SC b41 rh50 d5	J3TCSCUTT41
Jay J3 TC SC b41 rh53 d5	J3TCSCSHS41
Jay J3 TC SC b46 rh34 d5	J3TCSCMTM46
Jay J3 TC SC b46 rh38 d5	J3TCSCMTT46
Jay J3 TC SC b46 rh42 d5	J3TCSCUTS46
Jay J3 TC SC b46 rh46 d5	J3TCSCUTM46
Jay J3 TC SC b46 rh50 d5	J3TCSCUTT46
Jay J3 TC SC b46 rh53 d5	J3TCSCSHS46
Jay J3 TC SC b51 rh34 d5	J3TCSCMTM51
Jay J3 TC SC b51 rh38 d5	J3TCSCMTT51
Jay J3 TC SC b51 rh42 d5	J3TCSCUTS51
Jay J3 TC SC b51 rh46 d5	J3TCSCUTM51
Jay J3 TC SC b51 rh50 d5	J3TCSCUTT51
Jay J3 TC SC b51 rh53 d5	J3TCSCSHS51
Jay J3 TC MC b41 rh34 d8	J3TCMCMTM41
Jay J3 TC MC b41 rh38 d8	J3TCMCMTT41
Jay J3 TC MC b41 rh42 d8	J3TCMCUTS41
Jay J3 TC MC b41 rh46 d8	J3TCMCUTM41
Jay J3 TC MC b41 rh50 d8	J3TCMCUTT41
Jay J3 TC MC b41 rh53 d8	J3TCMCSHS41
Jay J3 TC MC b46 rh34 d8	J3TCMCMTM46
Jay J3 TC MC b46 rh38 d8	J3TCMCMTT46
Jay J3 TC MC b46 rh42 d8	J3TCMCUTS46
Jay J3 TC MC b46 rh46 d8	J3TCMCUTM46
Jay J3 TC MC b46 rh50 d8	J3TCMCUTT46
Jay J3 TC MC b46 rh53 d8	J3TCMCSHS46
Jay J3 TC MC b51 rh34 d8	J3TCMCMTM51
Jay J3 TC MC b51 rh38 d8	J3TCMCMTT51
Jay J3 TC MC b51 rh42 d8	J3TCMCUTS51
Jay J3 TC MC b51 rh46 d8	J3TCMCUTM51

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
	Jay J3 TC MC b51 rh50 d8	J3TCMCUTT51
	Jay J3 TC MC b51 rh53 d8	J3TCMCSHS51
	Jay J3 TC MDC b41 rh34 d15	J3TCMDCMTT41
	Jay J3 TC MDC b41 rh50 d15	J3TCMDCUTM41
	Jay J3 TC MDC b41 rh53 d15	J3TCMDCSHS41
	Jay J3 TC MDC b46 rh34 d15	J3TCMDCMTT46
	Jay J3 TC MDC b46 rh50 d15	J3TCMDCUTM46
	Jay J3 TC MDC b46 rh53 d15	J3TCMDCSHS46
	Jay J3 TC MDC b51 rh34 d15	J3TCMDCMTT51
	Jay J3 TC MDC b51 rh50 d15	J3TCMDCUTM51
	Jay J3 TC MDC b51 rh53 d15	J3TCMDCSHS51

Fester J3 rygger

Feste Jay J3 rygg HD par (del montert på stol)	J3EUHDCHRDW
Feste Jay J3 rygg standard par (del montert på stol)	J3EUCHRDW
Festebrakett Jay J3 rygg HD par (del montert på rygg)	J3EUHDCHRDWS
Festebrakett Jay J3 rygg standard par (del montert på rygg)	J3EUCHRDWS

Sidestøtter J3 rygger

180808	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 fast hø	J3LAT1010FXRH
180810	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 fast ve	J3LAT1010FXLH
180811	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 utsvingbar hø	J3LAT1010SARH
180809	Sidestøtte Jay J3 b10 h10 utsvingbar ve	J3LAT1010SALH
180813	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 fast hø	J3LAT1012FXRH
180812	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 fast ve	J3LAT1012FXLH
180815	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 utsvingbar hø	J3LAT1012SARH
180814	Sidestøtte Jay J3 b10 h12 utsvingbar ve	J3LAT1012SALH
180817	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 fast hø	J3LAT1015FXRH
180816	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 fast ve	J3LAT1015FXLH
180819	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 utsvingbar hø	J3LAT1015SARH
180818	Sidestøtte Jay J3 b10 h15 utsvingbar ve	J3LAT1015SALH
180821	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 fast hø	J3LAT1510FXRH
180820	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 fast ve	J3LAT1510FXLH
180823	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 utsvingbar hø	J3LAT1510SARH
180822	Sidestøtte Jay J3 b15 h10 utsvingbar ve	J3LAT1510SALH
180825	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 fast hø	J3LAT1512FXRH
180824	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 fast ve	J3LAT1512FXLH
180827	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 utsvingbar hø	J3LAT1512SARH
180826	Sidestøtte Jay J3 b15 h12 utsvingbar ve	J3LAT1512SALH
180829	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 fast hø	J3LAT1515FXRH
180828	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 fast ve	J3LAT1515FXLH
180831	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 utsvingbar hø	J3LAT1515SARH
180830	Sidestøtte Jay J3 b15 h15 utsvingbar ve	J3LAT1515SALH
138674	Sidestøtte Jay utsvingbar innvendig mont	477000

Ryggforlenger/oppbevaringslomme J3

218868	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b32 integrert lomme	ABJ3BCF32
218869	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b36 integrert lomme	ABJ3BCF36

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
218870	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b41 integrert lomme	ABJ3BCF41
218871	Trekk ryggforlenger Jay J3 rygg b45 integrert lomme	ABJ3BCF46

Ryggtrekkforlenger

	J3 Ryggtrekkforlenger sb31	J3BVF31
218873	J3 Ryggtrekkforlenger sb36	J3BVF36
213320	J3 Ryggtrekkforlenger sb41	J3BVF41
215552	J3 Ryggtrekkforlenger sb46	J3BVF46
	J3 Ryggtrekkforlenger sb51	J3BVF51

Tilbehør JAY J3 TC

	Batteri Jay J3 TC rygg	15000862A
	Bordstativ lader Jay J3 TC rygg	244335TC

Posisjoneringsdeler rygger

Posisjoneringsdeler J3

	Bekkenstøtte Jay J3 lateral	SPNLP
	Innlegg Jay J3 erterpose liten	SPNSBB
	Innlegg Jay J3 erterpose stor	SPNLBB
	Innlegg Jay J3 buet	SPNCRS
	Innlegg Jay J3/flat	SPNFLS
	Innlegg Jay J3 sidestøtte	SPNLLS
	Kile Jay J3 b36 h16 d4	SPNWE36
	Kile Jay J3 b41 h16 d4	SPNWE41
	Kile Jay J3 b46 h16 d4	SPNWE46
	Kile Jay J3 b51 h16 d4	SPNWE51
	Lumbalstøtte Jay J3 b36 b9 h11 d2,5	SPNSL36
	Lumbalstøtte Jay J3 b36 b9 h18 d4	SPNLL36
	Lumbalstøtte Jay J3 b41 b14 h11 d2,5	SPNSL41
	Lumbalstøtte Jay J3 b41 b14 h18 d4	SPNLL41
	Lumbalstøtte Jay J3 b46 b19 h11 d2,5	SPNSL46
	Lumbalstøtte Jay J3 b46 b19 h18 d4	SPNLL46
	Lumbalstøtte Jay J3 b51 b24 h11 d2,5	SPNSL51
	Lumbalstøtte Jay J3 b51 b24 h18 d4	SPNLL51
	Posisjoneringssett Jay J3 b36 12deler	SPNK236
	Posisjoneringssett Jay J3 b36 7deler	SPNK136
	Posisjoneringssett Jay J3 b41 12deler	SPNK241
	Posisjoneringssett Jay J3 b41 7deler	SPNK141
	Posisjoneringssett Jay J3 b46 12deler	SPNK246
	Posisjoneringssett Jay J3 b46 7deler	SPNK146
	Posisjoneringssett Jay J3 b51 12deler	SPNK251
	Posisjoneringssett Jay J3 b51 7deler	SPNK151
180856	Stillingskorrigering Jay J3 32 deler	SPNKEU

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Jay J3 Fit rygg

	Jay Fit b25 h25	JFB2525EU
	Jay Fit b25 h30	JFB2530EU
	Jay Fit b25 h35	JFB2535EU
	Jay Fit b30 h30	JFB3030EU
	Jay Fit b30 h35	JFB3035EU
	Jay Fit b30 h40	JFB3040EU
	Jay Fit b30 h45	JFB3045EU
	Jay Fit b35 h35	JFB3535EU
	Jay Fit b35 h40	JFB3540EU
	Jay Fit b35 h45	JFB3545EU
	Jay Fit b35 h50	JFB3550EU
	Jay Fit b40 h35	JFB4035EU
	Jay Fit b40 h40	JFB4040EU
	Jay Fit b40 h45	JFB4045EU
	Jay Fit b40 h50	JFB4050EU
	Jay Fit b40 h55	JFB4055EU
	Jay Fit b45 h35	JFB4535EU
	Jay Fit b45 h40	JFB4540EU
	Jay Fit b45 h45	JFB4545EU
	Jay Fit b45 h50	JFB4550EU
	Jay Fit b45 h55	JFB4555EU

Tilbehør JAY Fit

Posisjoneringsdeler

	Bekkenstøtte Jay Fit lateral	SPNLP
	Bekkenstøtte Jay Fit b25 h4,5	476410
	Bekkenstøtte Jay Fit b25 h6	476400
	Bekkenstøtte Jay Fit b30 h4,5	476412
	Bekkenstøtte Jay Fit b30 h6	476402
	Bekkenstøtte Jay Fit b35 h4,5	476414
	Bekkenstøtte Jay Fit b35 h6	476404
	Bekkenstøtte Jay Fit b40 h4,5	476416
	Bekkenstøtte Jay Fit b40 h6	476406
	Bekkenstøtte Jay Fit b45 h4,5	476418
	Bekkenstøtte Jay Fit b45 h6	476408
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b25 h4,5 ekstra	476010
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b25 h6 ekstr.	476011
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b30 h4,5 ekstra	476012

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b30 h6 ekstra	476013
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b35 h4,5 ekstra	476014
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b35 h6 ekstra	476015
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b40 h4,5 ekstra	476016
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b40 h6 ekstra	476017
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b45 h4,5 ekstra	476018
	Bekkenstøttebånd Jay Fit b45 h6 ekstra	476019
	Bekkenstøttepyramider Jay Fit h11,5 d5,7 par	476051
	Bekkenstøttepyramider Jay Fit h9 d5,7 par	476050
	Innlegg Jay Fit erterpose liten	SPNSBB
	Innlegg Jay Fit erterpose stor	SPNLBB
	Innlegg Jay Fit buet	SPNCRS
	Innlegg Jay Fit flat	SPNFLS
	Innlegg Jay Fit sidestøtte	SPNLLS
	Kile Jay Fit b36 h16 d4	SPNWE36
	Kile Jay Fit b41 h16 d4	SPNWE41
	Kile Jay Fit b46 h16 d4	SPNWE46
	Kile Jay Fit b51 h16 d4	SPNWE51
	Lumbalstøtte Jay Fit b36 b9 h11 d2,5	SPNSL36
	Lumbalstøtte Jay Fit b36 b9 h18 d4	SPNLL36
	Lumbalstøtte Jay Fit b41 b14 h11 d2,5	SPNSL41
	Lumbalstøtte Jay Fit b41 b14 h18 d4	SPNLL41
	Lumbalstøtte Jay Fit b46 b19 h11 d2,5	SPNSL46
	Lumbalstøtte Jay Fit b46 b19 h18 d4	SPNLL46
	Lumbalstøtte Jay Fit b51 b24 h11 d2,5	SPNSL51
	Lumbalstøtte Jay Fit b51 b24 h18 d4	SPNLL51
	Posisjoningssett Jay Fit b36 12deler	SPNK236
	Posisjoningssett Jay Fit b36 7deler	SPNK136
	Posisjoningssett Jay Fit b41 12deler	SPNK241
	Posisjoningssett Jay Fit b41 7deler	SPNK141
	Posisjoningssett Jay Fit b46 12deler	SPNK246
	Posisjoningssett Jay Fit b46 7deler	SPNK146
	Sidestøtter	
	Sidestøtte Jay Fit b10 h10 fast par	476220
	Sidestøtte Jay Fit b10 h10 utsvingbar buet pad par	101789
	Sidestøtte Jay Fit b10 h10 utsvingbar par	476250
	Sidestøtte Jay Fit b12 h12 fast par	476221
	Sidestøtte Jay Fit b12 h12 utsvingbar buet pad par	101790
	Sidestøtte Jay Fit b12 h12 utsvingbar par	476251
	Sidestøtte Jay Fit b15 h15 fast par	476222
	Sidestøtte Jay Fit b15 h15 utsvingbar buet pad par	101791
	Sidestøtte Jay Fit b15 h15 utsvingbar par	476252

HMS art.nr.	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
-------------	-------------	-----------------------



Whitmyr hodestøtter

161737	Hodestøttepute Kontur	EUHDLCP
161738	Hodestøttepute Standard	EUHDLSP
217972	Støttestag hodestøtte nedfellbar	EUHDFH
217973	Støttestag hodestøtte standard	EUHDXH
218932	Universalfeste nakkestøtte	EUUHM



Høyere kunnskap gir bedre løsninger

Våre STEPS kurs gir helsepersonell og andre økt kunnskap, bedre produktkjennskap og en større forståelse for individuelle krav.







SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms, Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål.
Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
F: +47 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no