

DELPHIN DUSJ- OG TOALETSTOL



Solid og velprøvet dusjstol med drivhjul

DELPHIN

SELVSTENDIGHET NÅR DU ØNSKER DET, STØTTE NÅR DU TRENGER DET



Delphin kan også leveres med små låsbare hjul bak.



Delphin er et godt valg for de aller fleste! Dusj- og toalettstolen har svært god funksjonalitet og små ytre mål som gjør at den passer godt inn i private hjem.

- Delphin med drivhjul egner seg svært godt til personer som er aktive og selvhjulpne i forbindelse med personlig hygiene.
- Allsidige Delphin er svært komfortabel og kan også brukes som transportrullestol når åpningen i setet dekkes av det medfølgende seteilegget.
- Delphin er stabil og trygg i bruk og er svært enkel å manøvrere, også over terskler og i trangere miljøer.
- Delphin kan plasseres over toalettet eller benyttes med bøtte.
- Maksimal brukervekt på 130 kg sikrer en god dusj- og toalettstol til de fleste.
- Delphin med små låsbare hjul gir en smalere løsning for personer som har hjelp i dusj- og toalettsituasjon.
- Delphin er delbar uten bruk av verktøy og kan derfor fint tas med på reise.

Hovedproduktets størrelse og artikkelnummer

Modell	Setebredde	Setehøyde	Varenummer	HMS art.nr.
Delphin m. drivhjul	43 cm	63 cm	30100101NO	297113
Delphin m. drivhjul	43 cm	55 cm	30100102NO	297112
Delphin m. drivhjul	48 cm	63 cm	30100103NO	297115
Delphin m. drivhjul	48 cm	55 cm	30100104NO	297114
Delphin m. små låsbare hjul	43 cm	63 cm	30100105	
Delphin m. små låsbare hjul	43 cm	55 cm	30100106	
Delphin m. små låsbare hjul	48 cm	63 cm	30100107	
Delphin m. små låsbare hjul	48 cm	55 cm	30100108	



KAN OGSÅ BENYTTES I BASSENG



Solide og oppfellbare armlener for enklere forflytning.



Helt tette drivringer hindrer vannansamlinger og vannskader på gulv.



Gode bremses og tippesikring som kan felles inn under setet bidrar til økt sikkerhet.



Sete og rygg er ergonomisk formet i mykt og hudvennlig polyuretanskum.




Seteilegg leveres som standard og gir økt bruksområde.



Fotbrettet er høydejusterbart og kan felles opp innunder stolen, for eksempel ved forflytning.



Bøyle på ryggen for plassering av håndkle.



Godt grep på kjørehåndtakene.



Kan benyttes over toalettet eller med bøtte.



Brukervekt, 130 kg.



Drivhjulsinnfestningen sikrer svært gode kjøreegenskaper.



Korrosjonsbehandlet for god motstand mot rust.

Tilbehør

Beskrivelse	Varenummer	HMS art.nr.
Sikkerhetsbøyle sb43	30109210-001	297214
Sikkerhetsbøyle sb48	30109210-002	297215
Transitthjul, h=ve*	760858020	152710
Bremsespakforlenger, par*	000861253	027211
Vippestuss*	740815110	006624
Tippesikring utsvingbar, h=ve*	30109026	297219
Krykholder (betinging vippestuss)*	740815120	139035
*kun i kombinasjon med Delphin med drivhjul		

Tekniske spesifikasjoner

Setebredde:	43 cm og 48 cm
Setedybde:	42 cm
Setehøyde	55 cm og 63 cm
Toalettthøyde	46 cm og 54 cm
Rygg:	42,5 cm
Maks. totalbredde uten drivhjul:	Setebredde + 19cm
Maks. brukervekt:	130 kg
Vekt stol med drivhjul	fra 17 kg
Rengjøres i vann uten klor etter bruk i basseng.	

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frøde Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frøde Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.

