

**zippie**<sup>®</sup>  
Explore your world!



# Zippie RS

DEIN FREUND IN ALLEN  
LEBENSLAGEN




EINZIGARTIG.  
KINDGERECHT.  
FARBENFROH.



→ Modernes Design mit patentierter Technik bei einem kurzen Radstand.






Der Sitzrahmen dreht sich um den Schwerpunkt des Nutzers und sorgt für große Stabilität bei einem sehr kurzen Radstand und ermöglicht eine gleichmäßige, kontrollierte Sitzkantelung über einen Bereich von 45° (-5° bis 40°).



Die **Zubehörbox** bietet maximalen Stauraum in jeder Kantelposition.



Das neue **Zippie RS** Sitzschalenuntergestell ist für viele unterschiedliche Positionierungsbedürfnisse ausgelegt und verbessert zusammen mit dem serienmäßigen 30° Rückenwinkel signifikant die Durchblutung am Gesäß, welche Hautschäden in diesem Bereich vermeidet.





# INDIVIDUELL EINSTELLBAR

Durch die vielfältigen Verstellmöglichkeiten kann der Zippie RS sehr einfach an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.

---

## EINSTELLEN DER SITZTIEFE

Die Sitztiefe ist von 375 mm bis 450 mm einstellbar. Eine nützliche Funktion, die die Anpassung an das Wachstum des Kindes oder bei fortschreitenden Krankheiten ermöglicht.



---

## VERSTELLBARE ACHSAUFNAHME

Zwei verschiedene Schwerpunktpositionen bestimmen den Charakter des Sitzschalenuntergestelles. In der passiven Position ist das Sitzschalenuntergestell sehr kippstabil (auch mit zusätzlichen Anbauten). Die aktive Konfiguration verbessert die Manövrierfähigkeit und sorgt für einen kurzen Radstand.

Des Weiteren kann man nachträglich die Sitzhöhe um bis zu 8 cm verändern, um die ideale Sitzhöhe des Nutzers zu ermöglichen.



---

## VERSTELLBARER RÜCKEN

Optionale Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfedern ermöglicht auch die problemlose Versorgung einer Sitzschale mit flexibler Rückenverstellung.

---

## HÖHEN- UND WINKELVERSTELLBARER SCHIEBEBÜGEL

In jeder Kante positioniert kann der Rücken um bis zu 150 mm stufenlos verlängert und der Winkel des Schiebegriffes einfach auf die Bedürfnisse der Begleitperson eingestellt werden. Dies beugt Rückenbeschwerden vor.



---

## ZENTRALES FUßBRETT

Das zentrale Fußbrett ist höhen- und winkelverstellbar und verfügt über einen Hochklappmechanismus und eine Fersenkante. Es nutzt 15 x 15 mm Vierkanthrohre und ist damit sehr flexibel, selbst wenn es um die nachträgliche Anpassung an den Nutzer geht.

---

## ABSCHWENKBARE FUßRASTE

Die abschwenkbare Fußraste aus Aluminium ermöglicht eine Abduktion von bis zu 70 mm pro Seite und bietet mehr Positionierungsmöglichkeiten der Beine.





# Zippie RS



→ **Sitzschalen**  
können problemlos adaptiert werden.



# OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Weitere Informationen zu Optionen entnehmen Sie dem Bestellformular für den Zippie RS.



## Crash getesteter Trapezadapter

Zum Verbinden des Sitzrahmens mit maßgeschneiderten Sitzschalen. Der doppelte Verriegelungsmechanismus sorgt für mehr Festigkeit und Sicherheit im Auto sowie im täglichen Leben.



## Rückenfixierung

Wird an den Rückenrohren befestigt und ermöglicht es, die Sitzschale zusätzlich am Rücken zu befestigen und sorgt damit für mehr Stabilität. Der Gleitmechanismus ermöglicht die Rückenwinkelverstellung.



## Zubehörbox herausziehbar

Befindet sich unter dem Sitzrahmen. Darin können Beatmungs-, Absauggeräte oder andere nützliche Gegenstände (max. Zuladung 13 kg) aufbewahrt werden. Sie hat den Vorteil, dass sie durch die Sitzkantelung nicht beeinträchtigt wird.



## Seitenteil mit Radschutz

Zur Abdeckung der 22" und 24" Antriebsräder. Bleibt in der gleichen Position und deckt das Rad in allen Sitzpositionen ab.



## Seitenteil, Zentralstütze

Bietet die Möglichkeit einen Therapietisch zu befestigen oder die Arme zu positionieren.



## Kniehebelbremse

Zusatzbremse für mehr Sicherheit, verhindert das Wegrollen des Rollstuhls. Das Sitzschalenuntergestell wird serienmäßig mit Trommelbremse ausgeliefert.



## Ankippbügel

Eine intelligente Lösung für einfacheres Kippen.



## Sicherheitsrad

Mehr Stabilität, ohne das Gewicht wesentlich zu erhöhen. Die Sicherheitsräder können von Hand hochgeklappt werden.



## Vierkantaufnahmen

Für die weit verbreiteten 15 x 15 mm Vierkantrohre. Für Fußrasten, Armlehnen und Kopfstützen erhältlich. Dadurch wird die Montage von diagnosebildbezogenen Zurüstungen erleichtert.

# TECHNISCHE DATEN

Max. Zuladung:	125 kg
Sitzbreite:	300 / 350 / 400 mm
Sitztiefe:	375 – 450 mm (in 25 mm Schritten)
Sitzhöhe:	430 – 520 mm
Rückenwinkel:	0° bis 30°
Kantelbereich:	-5° bis 40°
Lenkrad:	6" / 7" / 8"
Antriebsrad:	16" / 22" / 24"
Gewicht:	ab 18 kg
Farben:	32
Crash getestet:	ja
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:	26.99.01.1044



Für weitere Informationen sehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung auf unserer Internetseite. Fragen beantwortet Ihnen auch gerne der Sunrise Medical Kundenservice. Diese Unterlage können Sie auch unter [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.



## Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)

[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)