

# J3 CARBON KÄNN SKILLNADEN

# DEN ÄR SÅ LÄTT...

---

Kolfiber är lätt och starkt – och därför det perfekta materialet för denna ryggen. Kolfiber är lika starkt som aluminium (men 60 % lättare). J3 Carbon ryggen reducerar vikten som en rullstolsbrukare behöver dras med varje dag. Du känner skillnaden!



## ... OCH SNYGG

---

J3 Carbon ryggen kommer också imponera på dig med dess unika och snygga stil. En aktiv och ren design i kombination med ett elegant utseende – scenen är din.



# STÖDET DU BEHÖVER FÖR ATT VARA AKTIV

---

J3 Carbon ryggen ger mycket bra stabilitet och komfort. Genom rätt stöd för bäckenet ger kolfiberryggen stabilitet åt bålen, vilket ger optimalt stöd för ryggraden. Detta ger den stabilitet du behöver för ett väldigt aktivt liv, minskar risken för ryggvärk och leder till bra komfort.

Dessutom, kraften som genereras när du kör din rullstol överförs mer effektivt med en fast rygg. Det betyder att stolen rullar längre sträckor med mindre kraft.

Testa den...



## För alla typer av stolar

Oavsett om du har en fast ram eller en kryssfälld stol, så passar J3 Carbon ryggen din stol. Den fasta monteringen eller quick release fästet passar alla typer av rullstolar.

### → Snabb & enkel att ta av

Med quick release fäste är ryggen snabb och enkel att ta av – perfekt för kryssfällda stolar.



## Var är mina nycklar?

Nu finns det någonstans att förvara de där småprylarna som lätt kommer bort, nämligen i den nya tillbehörsväskan. Den förvarar inte bara alla dina värdefulla föremål på ett ställe, den täcker också mellanrummet mellan sitsen och ryggen på ett smart sätt. Du kommer undra hur du klarade dig utan den!

Den användbara, snygga tillbehörsväskan



# ANPASSNINGSBAR EFTER DINA BEHOV

---

## Två olika monteringsystem för kryssfällda och fastramsstolar

J3 Carbon ryggen finns med två olika monteringar. Den fasta monteringen ger möjligheten till en viktoptimerad lösning för fastramsstolar. Alternativt, quick-release monteringen gör det enkelt att ta av ryggen, vilket är idealt för kryssfällda stolar. Oavsett val, båda monteringsalternativen är designade på ett sätt som är enkelt att hantera, 2-punktsmontering och samma möjlighet till justering i vinkel, djup, höjd och bredd, allt för att anpassa J3 Carbon ryggen efter dina individuella behov..



**Quick release fäste**  
idealt för kryssfällda  
rullstolar

---



**Fast montering**  
lösningen för minimal vikt

---





→ **Aktiv kontur**  
Måttlig lateral support  
med 5 cm konturdjup



→ **Olika nivåer av stöd**  
Alltid rätt stöd  
(fyra höjder från 17 till 38 cm)

## Välj din rygg...!

Olika behov kräver olika lösningar. De fyra rygghöjderna (från 17 till 38 cm) fokuserar på den aktiva brukaren med litet till måttligt behov av stöd för bålen. Måttligt, lateralt stöd ges också med ett konturdjup på 5 cm.



## “Look cool and stay cool” med luftgenomsläppligt överdrag och mjukt skum i basen

J3 Carbon ryggens överdrag består av 3DX™ material, vilket släpper igenom både värme och fukt och ökar luftgenomströmningen genom ryggen. Överdraget kan tvättas i maskin på 60°C och torkar snabbt, överdraget och skuminlägget går en bit utanför skalet för att ge extra skydd. Du kan också anpassa formen på ryggen efter behov med hjälp av lumbalstöd.

→ **J3 Carbon rygg - överdrag**  
3DX™ teknologin ger en skön,  
luftgenomsläpplig rygg.



# TEKNISK SPECIFIKATION

Max brukarvikt:	125 kg
Ryggstödetets bredd:	32 / 36 / 41 / 46 cm
Ryggstödetets höjd:	17 / 24 / 30 / 38 cm
Konturdjup:	5 cm
Ryggvinkel:	± 20°
Ryggstödetets vikt:	Från 690 g
Montering	Fast montering eller quick-release fäste
Tillbehör	Tillbehörsväska och lumbalstöd

För ytterligare information om tillval och tillbehör, vänligen se beställningsunderlag.  
All information kan komma att ändras utan förvarning. Vänligen kontakta Sunrise Medical vid frågor.



NR10504\_1406



## Sunrise Medical AB

Box 9232  
400 95 Göteborg  
Tel.: +46 (0) 31 748 37 00  
Fax: +46 (0) 31 748 37 37  
E-Mail: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)