

TECHNISCHE DATEN

	Easy Life Teen	Easy Life RTeen
Max. Nutzergewicht:	100 kg	100 kg
Sitzbreite:	28 - 50 cm	28 - 48 cm
Sitztiefe:	32 – 46 cm	32 – 46 cm
Vordere Sitzhöhe:	40 – 53 cm	36 – 50 cm
Hintere Sitzhöhe:	40 – 50 cm	36 – 45 cm
Rückenhöhe:	25 – 47,5 cm	25 – 45 cm
Rückenwinkel:	78° bis 102° in 4° Schritten	78° bis 98° in 4° Schritten
Schwerpunkt:	2,3 – 8,3 cm	2,3 – 8,3 cm
Radsturz:	0° – 6°	0° – 6°
Vorderrahmen mit integrierter Fußraste:	105°; 105° mit Abduktion; 95°; 95° mit Kröpfung	105°; 105° mit Abduktion; 95°; 95° mit Kröpfung
Vorderrahmen mit wegschwenkbarer Fußraste:	100°	100°
Rollstuhlgewicht (fahrfähig):	ab 10 kg	ab 10 kg
Rahmenfarben:	32	32
Crashgetestet:	ja	ja



Weitere Informationen zu den kompletten technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular.
 Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.
 Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4
 D-69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de



EASY LIFE Teen & EASY LIFE RT^{Teen}

JUNG UND AKTIV – SO WIE DU!



COOL, STYLISH, MODERN.

ZWEI ROLLSTÜHLE – EINE FAMILIE

Mit den Freunden zum Shopping treffen? Einen Ausflug in den Park machen? Egal, welche Aktivitäten für den Tag geplant sind, Easy Life RT und Easy Life T sind zwei Rollstühle, die sich perfekt für einen aktiven Lebensstil eines Teenagers eignen.

Der Easy Life RT ist stark, zuverlässig und bietet die Unterstützung für coole Aktivitäten. Wird ein faltbarer Rollstuhlrahmen benötigt? Der Easy Life T ist nicht nur einfach zu transportieren, sondern auch der perfekte Allrounder für den normalen Tagesablauf. Unabhängig davon für welches Modell man sich entscheidet, beide Rollstühle sind für die Körpergröße und die Bedürfnisse von Jugendlichen ausgelegt. Egal, ob ein Vorderrahmen mit integrierter Fußraste (mit einer Auswahl von geraden, Abduktions- oder nach innen gekrüpfen Vorderseiten) oder die Version mit weg-schwenkbaren Fußrasten – ein Easy Life passt immer.



EASY LIFE Teen

Der Faltbare
Faltbarer Rahmen mit
integrierten Fußrasten



EASY LIFE RT_{teen}

Der sportliche Starrrahmen
Starrrahmen mit integrierten Fußrasten





EASY LIFE T & EASY LIFE RT – SUPER FLEXIBEL, EASY UNTERWEGS

→ Abduktionsrahmen für Easy Life T & Easy Life RT

Diese Rahmenversion bietet eine Abduktion von 2,5 cm auf beiden Seiten. Die Abduktion beginnt bereits unter der Sitzbespannung.



Der Rollstuhl kann nach dem persönlichen Geschmack und den individuellen Bedürfnissen gestaltet werden. Der eigene Stil kann mit einer Auswahl von über 30 Rahmenfarben, drei verschiedenen Stylepaketen für Gabel und Lochplatte sowie einem kompletten Sortiment von modernen Speichenschützern umgesetzt werden. Zur Auswahl steht ein breites Spektrum von Seitenteilen, Armlehnen, Fußrastenhaltern und Fußrasten. Zusätzlich kann der eigene Rollstuhl mit einem sportlichen Radsturz, stilvollen Rädern und Greifringen oder tollen Optionen aus Carbon individuell abgestimmt werden.

→ Großer Verstellbereich für den Radsturz bei Easy Life T & Easy Life RT

Der Radsturz verbessert die seitliche Stabilität des Rollstuhls, schützt die Finger beim Durchfahren von engen Türen und sorgt für einen sportlichen Look. Beide Rollstühle bieten einen Verstellbereich von 6° für den Radsturz in 1°-Schritten.





→ **Die innovative Carbotecture® Gabel**

Extrem leicht und maximal stabil – dank Carbonfaserwerkstoff. Als Stylepaket in drei verschiedenen Farben erhältlich.



→ **Durchgehendes Fußbrett aus Carbon**

Für die individuelle Gestaltung kann ein durchgehendes Fußbrett und ein Seitenteil aus Carbon gewählt werden.

KARL LAGER'S K14



→ Easy Life RT –
der sportliche Starrrahmen



→ Easy Life T –
der moderne Faltbare

Optionen und Funktionen des Easy Life T und Easy Life RT – konfiguriere den eigenen Rollstuhl für individuellste Anforderungen. Weitere Informationen zu den Produktoptionen bitte dem Bestellformular entnehmen.

→ Für Easy Life T & Easy Life RT



// ABDUKTIONSRAHMEN

Diese Rahmenversion bietet eine Abduktion von 2,5 cm je Seite. Die Abduktion beginnt bereits unter der Sitzbespannung.



// CARBONFUSSBRETT DURCHGEHEND

Leichtes Fußbrett mit Winkel- und Tiefenverstellung.



// ÜBERZEUGENDE SAFARI-BREMSE

Durch die intuitive Handhabung ist das Anhalten mit der Safari-Bremse, positioniert am Seitenteil, sehr schnell und sicher.



// SITZHÖHE 7-FACH VERSTELLBAR

Gepaart mit einem optional erhältlichen Radsturz von 0° bis 6° und vier Schwerpunktpositionen (von sehr aktiven 8,3 cm bis zu stabileren 2,3 cm).

→ Für Easy Life RT



// WINKLEINSTELLBARER RÜCKEN

Der winkleinstellbare Rücken kann in 4°-Schritten von 78° bis 98° verstellt werden.



// MEHR ERGONOMIE

Der Schiebebügel ist winkel- und höhenverstellbar zur Verbesserung der Ergonomie der Begleitperson.



// TIEFENVERSTELLBARE SITZBESpannung

In Kombination mit einem langen Rahmen bietet diese Funktion die Möglichkeit der längerfristigen Nutzung.

→ Für Easy Life T



// WINKLEINSTELLBARER RÜCKEN

Leicht und einfach zu verstellen. Kann in 4°-Schritten von 78° bis 102° verstellt werden.