


WHEEL BLADES 



WWW.WHEELBLADES.COM



SKLI GJENNOM VINTEREN

Ønsker du å kunne komme deg frem med rullestolen på både snø og is? Wheelblades S gjør at dette nå er mulig. Takket være den store bæreflaten, blir vekten fordelt optimalt på undersiden, slik at de to fremhjulene ikke synker ned i snøen. Festesporene til Wheelblades S kan justeres i bredden fra 2 cm til 6,5 cm, noe som gjør at dette praktiske hjelpemiddelet passer til en hvilken som helst rullestol. Les mer på www.sunrisemedical.no

SLIK FUNGERER DET



1. Legg Wheelbladesskiene på bakken



2. Vipp rullestolen noe bakover



3. Plasser forhjulene i festesporene



4. Lås festesporene

BESTILL NÅ

Føler du at Wheelblades S vil kunne være til hjelp for deg? Bestill nå på post@sunrisemedical.no eller på telefon: +47 66 96 38 00.

Art nr:

9080

9082

9083

HMS art nr:

206889

206930

232124

Beskrivelse:


Rullestolski Wheelblades for svinghjul par

Wheelblades XL for barnevogn par

Wheelblades XL for barnevogn stk



reddot design award
winner 2013



SUNRISE MEDICAL AS DELITOPPEN 3 1540 VESTBY

Telefon: +47 66 96 38 00

www.SunriseMedical.no

post@SunriseMedical.no