



Life T



Cool, stylé et  
moderne !





# Live Life, without Limits!

---

Faire la fête avec vos amis ? Faire les magasins ou simplement vous détendre dans le parc ? Quels que soient vos projets, le Life T convient parfaitement à votre style de vie actif ! Un fauteuil roulant polyvalent et branché ! Le Life est robuste, fiable et léger. Il vous procure le soutien dont vous avez besoin. Et puisqu'il est personnalisable, il devient votre « Life » !



» **Châssis avant compact**

Angle de châssis de 75° ou 85°.

---

## // UN FAUTEUIL SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Le Life T associe un cadre modulable à un design élégant sans compromettre sa légèreté. Optez pour un **châssis fixe (Life RT)** ou un **châssis pliant (Life T)**, mais aussi entre un cadre avant fixe ou avec repose-pieds escamotables, pour un transfert aisé. Quels que soient vos choix, ces deux Life ont été conçus pour les adolescents.

Grâce à ses nombreux réglages et ajustements, options et accessoires, couleurs de châssis, le Life s'adaptera en toute simplicité à vos désirs. Malgré tout, vous souhaitez apporter une touche personnelle à votre Life, le programme Built-4-Me peut vous aider.

## » Fourches avant ultralégères en Carbotecture

Disponibles dans les couleurs Black, Tutti Frutti Orange et Matt Silver.



Réglage de la hauteur d'assise

# Encore plus de possibilités, intégrées dans un concept connu !

---

C'est votre Life ! Obtenez votre propre design en choisissant entre différentes couleurs de châssis, trois différents packs d'options et les protège-rayons que vous aurez conçus vous-mêmes (via Built-4-Me). Une large gamme d'options est également disponible : côtés, accoudoirs, supports pour jambes et repose-pieds. Vous pouvez même parer votre fauteuil roulant d'un carrossage sportif, de roues stylées et d'accessoires en carbone léger.



#### » Look sportif

Le carrossage réglable améliore la stabilité et donne à votre fauteuil roulant un aspect sportif.

---

#### // LIFE RT

Le Life RT est un fauteuil roulant à **châssis fixe** présentant une haute rigidité de construction. Il combine à la perfection la maniabilité et les possibilités de réglage personnalisé. La légèreté de ce fauteuil roulant à châssis fixe vous permet de vous déplacer plus facilement.

Un choix multiple d'options et de réglages caractérise le concept du châssis modulable comme opter pour un cadre avant fixe ou pour des repose-pieds escamotables (SA). C'est votre « Life », alors nous vous proposons diverses options pour une bonne position assise : cadre avant de 75° ou de 85°, de l'abduction permettant une ouverture plus large, ou un ajustement de 2 cm pour un fauteuil le plus compact possible.








## // LIFE T

Le **châssis pliant** du Life T offre une grande stabilité. Comme pour le Life RT, vous pouvez choisir entre un cadre avant fixe et un cadre avant muni de supports pour jambes rabattables qui peuvent être facilement retirés pour faciliter le transfert. Le Life T reste compact une fois plié et est idéal à transporter.

Outre ses excellentes caractéristiques de conduite, le Quickie Life T possède un vaste assortiment d'options et accessoires, notamment des protège-vêtements avec garde-boue, des protège-vêtements amovibles, des accoudoirs réglables, des repose-pieds escamotables, différents types de freins et roues avant et arrière, un système antibasculer escamotable, un porte-béquille, ... et cela ne s'arrête pas là !







Inclinaison du dossier peut être facilement adapté.

» **La hauteur du siège et le centre de gravité sont facilement réglables.**

La hauteur du siège du Life RT et du Life T peut être facilement réglée de 36 à 53 cm. Le centre de gravité est en outre réglable entre 2,3 et 8,3 cm.



Les innombrables possibilités du Quickie Life T en font le fauteuil roulant adolescent parfait en toute situation. Il propose un vaste assortiment de couleurs de châssis, options, accessoires et possibilités de réglage.



**// REPOSE-PIEDS RABATTABLES EN COMPOSITE**

Les repose-pieds en composite sont facilement réglables en hauteur et peuvent être rabattus pour le transfert.



**// REPOSE-PIED RABATTABLE D'UN SEUL TENANT**

Le repose-pied rabattable offre plus de place pour un transfert du ou vers le Life T.



**// POIGNEE DE POUSSÉE EN CONTINU (OPTION LIFE RT)**

La poignée de poussée peut aisément être ajustée en inclinaison et en hauteur pour une position ergonomique optimale.



**// CADRE D'ABDUCTION**

Le châssis avant fixe offre une possibilité d'abduction de 2,5 cm de chaque côté.



**// MAIN-COURANTES MAXGREPP**

Grâce aux arceaux MaxGrepp, vous avez une meilleure prise pendant les déplacements de votre fauteuil roulant.



**// FREINS SAFARI**

Les freins Safari sont intégrés aux garde-boue et sont faciles à utiliser et simples à manœuvrer.

# Données techniques

	Life RT	Life RTSA	Life T	Life TSA
Largeur d'assise :	28 - 48 cm	28 - 48 cm	28 - 50 cm	28 - 50 cm
Profondeur d'assise :	32 - 46 cm	32 - 46 cm	32 - 46 cm	32 - 46 cm
Hauteur du siège - avant :	36 - 50 cm	36 - 50 cm	40 - 53 cm	40 - 53 cm
Hauteur du siège - arrière :	36 - 45 cm	36 - 45 cm	40 - 50 cm	40 - 50 cm
Largeur totale :	LA + 20 cm	LA + 20 cm	LA + 20 cm	LA + 20 cm
Hauteur du dossier :	25 - 45 cm	25 - 45 cm	25 - 47.5 cm	25 - 47.5 cm
Inclinaison du dossier :	-12° - +8°	-12° - +8°	-12° - +12°	-12° - +12°
Longueur de jambe :	22 - 50 cm	22 - 50 cm	22 - 50 cm	22 - 50 cm
Angle d'assise :	0° - 12°	0° - 12°	0° - 12°	0° - 12°
Angle de châssis :	75° ou 85°	-	75° ou 85°	-
Ajustement de châssis (chaque côté) :	2 cm	-	2 cm	-
Repose-pieds :	-	70° ou 80°	-	70° ou 80°
Centre de gravité :	2.3 - 8.3 cm	2.3 - 8.3 cm	2.3 - 8.3 cm	2.3 - 8.3 cm
Carrossage :	0° - 6°	0° - 6°	0° - 6°	0° - 6°
Charge de transport à partir de :	8 kg	8 kg	7 kg	7 kg
Poids à partir de :	10 kg	10.6 kg	10.8 kg	11.3 kg
Charge maximale :	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg

Différents coloris de châssis, mains courantes et jantes. Il est possible d'obtenir plus d'éléments de couleur via Built-4-Me.

Large choix d'options et d'accessoires fonctionnels et modernes lifestyle.

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au formulaire de commande.

Toutes ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d'inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.

- Le Quickie Life T est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.



## Sunrise Medical B.V.

Groninghaven 18-20  
3433 PE Nieuwegein  
The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800  
E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be  
FB/QuickieWheelchairsBE