

WHEEL BLADES 

XIL



WWW.WHEELBLADES.COM



SKLI GJENNOM VINTEREN

Ønsker du å kunne komme deg frem med barnevognen på både snø og is? Wheelblades XL gjør at dette nå er mulig. Takket være den store bæreflaten, blir vekten fordelt optimalt på undersiden, slik at de to fremhjulene ikke synker ned i snøen. Festesporene til Wheelblades XL kan justeres i bredden fra 2 cm til 7 cm, noe som gjør at dette praktiske hjelpemiddelet passer til en hvilken som helst barnevogn/rehabvogn eller rollator.

SLIK FUNGERER DET



1. Legg Wheelblades-skiene på bakken



2. Vipp barnevognen noe bakover



3. Plasser forhjulene i festesporene



4. Lås festesporene

BESTILL NÅ!

Føler du at Wheelblades XL vil kunne være til hjelp for deg? Bestill nå på post@sunrisemedical.no eller på telefon: +47 66 96 38 00.

Art.nr: 9082 Wheelblades XL PAR, Art.nr: 9083 Wheelblade XL STK.



reddot design award
winner 2014



Sunrise Medical AS Delitoppen 3 1540 Vestby Norway T +47 66 96 38 00,
www.SunriseMedical.no