

Dossier souple JAY SHAPE

Réglage asymétrique en tension pour un positionnement élevé



CONFORTABLE ET PERSONNALISABLE POUR DES BESOINS EN POSITIONNEMENT ELEVÉS

Le dossier **souple JAY Shape** combine des sangles réglables en tension de façon asymétrique et une housse aérée 3DX™ offrant un excellent confort et une répartition optimale des pressions. Idéal pour les personnes présentant des déformations fixées ou semi-réductibles. Vous l'apprécierez également pour sa légèreté et son pliage.

Les **cales tronc multi-réglables** apportent un support latéral important permettant un maintien optimal dans le cadre d'un positionnement complexe lors de déformations du tronc.

Le dossier peut être personnalisé avec des **cales de positionnement** pour optimiser la répartition des pressions pour s'adapter, par exemple, à une cyphose, une scoliose ou une hyper lordose.





SANGLES REGLABLES EN TENSION

Le dossier souple JAY Shape offre un réglage précis et rapide. De larges sangles présentent sur toute la hauteur du dossier se réglent individuellement à droite et à gauche, assurant:

- confort
- répartition des pressions
- stabilité optimale
- accompagnement des déformations

Des boucles autobloquantes maintiennent la tension des sangles, sans risque de se dérégler involontairement. Deux fermetures éclair, avec verrouillage automatique permettent la mise en place des cales tronc et autres éléments du fauteuil roulant (ex: tendeur de dossier, barre stabilisatrice) sans interférer sur la bonne utilisation du dossier souple. Une sangle inférieure et supérieure viennent augmenter la stabilité générale du dossier. Installation simple à réaliser et compatible avec la majorité des fauteuils roulants.

Larges sangles

Protection tube de dossier avec fermetures éclair à l'avant et à l'arrière

Boucles autobloquantes pour des réglages sûrs et rapides





→ Housse 3DX hautement aérée avec mousse souple et confortable

MOUSSE SOUPLE ET HOUSSE AEREE POUR PLUS DE CONFORT

Le dossier souple JAY Shape impressionne par son confort. Sa mousse interne de 3 cm d'épaisseur épouse parfaitement la morphologie du patient et permet la mise en tension des sangles sans occasionner de gêne. Soutien vertébral, positionnement et immersion sont ainsi optimisés. Les personnes douloureuses ou avec des os saillants apprécieront la souplesse et le confort.

La housse aérée 3DX™ augmente la ventilation du dossier limitant ainsi la transpiration et l'humidité et favorisant la prévention anti-escarre.

Le JAY Shape est équipé de série d'une protection de dossier comblant l'espace entre le bas du dossier et le coussin.



→ Cales de positionnement



→ Bande velcro pour le maintien des cales



CALES TRONC POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL

Le dossier souple JAY Shape est fourni avec des supports latéraux pour éviter l'effondrement latéral de l'utilisateur. Cela permet également la mise en place d'un appui/contre appui important, requis notamment lors de scoliose.

Ces cales tronc sont multi-réglables: en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur pour s'adapter avec précision à chaque besoin clinique. De plus, ils se fixent sur la majorité des tubes de dossier des fauteuils, grâce à une fixation pratique et efficace.



→ Multi-réglables



→ Cales tronc

Deux tailles disponibles:
10/12 cm et 15/15 cm



DONNEES TECHNIQUES

Largeurs	36 cm – 48 cm (par incréments de 2 cm)
Hauteurs	40 / 46 / 50 cm
Poids max. Utilisateur	135 kg
Poids du dossier	0,98 kg (Largeur 40 cm x Hauteur 46 cm)
Housse	Aérée 3DX
Mousse	Souple 3 cm
Accessoires	Cales troncs & cales de positionnement

Pour plus d'informations sur les options disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure sur notre site internet.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr