

XENON²
DOSKONAŁE SKŁADANIE
I WYDAJNOŚĆ JAZDY

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

XENON² – STYLÓWA LINIA, ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Jeśli cenisz sobie dynamiczną jazdę albo interesuje Cię możliwie najmniejszy rozmiar wózka po złożeniu, Xenon2 to model właśnie dla Ciebie.

Podoba Ci się prosty, aerodynamiczny design wersji Xenon2 FF? A może wolisz wzmocniony, sztywniejszy Xenon2 Hybrid? Albo bardzo praktyczny i wygodny w transporcie Xenon2 SA? Niezależnie od tego, którą z bogato wyposażonych wersji wybierzesz, wysmakowana elegancja modelu Xenon2 sprawi, że znajdziesz się w centrum zainteresowania



” Muzyka jest jej pasją. Jej głos jest pełen wyrazu. Monika Kuszyńska reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu, gdzie zaśpiewała „In the Name Of Love”. Piosenkarka odniosła już sukces w kraju, teraz swoim przestaniem dzieli się ze światem.



XENON² FF NAJLŹEJSZY

Najlżejszy składany wózek na świecie.
Otwarta rama z zamkniętym przodem.
Modny, prosty, aerodynamiczny design.



XENON² HYBRID NAJTRWALSZY

Bez kompromisów, jeśli chodzi o trwałość.
Wzmocniona rama z zamkniętym przodem.
Maksymalna waga użytkownika 140 kg.



XENON² SA WSZECHESTRONNY

Łatwość przenoszenia się na wózek i z wózka
w pozycji stojącej
Wzmocniona rama z odchylanymi podnóżkami.
Najbardziej kompaktowe wymiary po złożeniu
ułatwiające przewożenie w samochodzie.





NAJLŹEJSZY SKŁADANY WÓZEK NA ŚWIECIE...

W jaki sposób składany wózek może ważyć jedynie 8,8 kg?
Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów ramy,
takich jak aluminium stosowane w lotnictwie oraz
innovacyjnej technologii ShapeLoc, używanej wyłącznie w
wózkach z serii Quickie

Dzięki obróbce cieplnej, zwiększamy trwałość aluminium, przez co ściany rur
tworzących ramę mogą być cieńsze, lżejsze i mocniejsze od rur w konwencjonalnych
wózkach składanych. Przekonaj się sam(a)...





...SKŁADANY JAK ŻADEN INNY

Serce konstrukcji Xenon2 stanowi wyjątkowy krzyżak, umieszczony pod siedziskiem tak, że jest niemal niewidoczny, dzięki czemu rama sprawia wrażenie minimalistycznej i otwartej, jak w wózkach z ramą sztywną.

Podobieństwa te nie kończą się jednak na wyglądzie – całkowicie przeprojektowane mocowanie osi w połączeniu z nowym krzyżakiem zapewnia trwałość i stabilność jazdy typowe dla ramy sztywnej przy poręczności ramy składanej.

→ Prosty w obsłudze mechanizm składania

Nowe aluminiowe zatrzaski na krzyżaku utrzymują koła podczas składania w położeniu równoległym, dzięki czemu Xenon2 pozostaje stabilny w każdej sytuacji.





STYL W RUCHU

Wyróżnij się z tłumu, nadając swojemu wózkowi Xenon2 indywidualny charakter dzięki palecie 24 dostępnych kolorów ramy. Do wyboru są także anodowane widelce i kółka w 5 wyrazistych kolorach. Dodatkowo można podkreślić wybraną kolorystykę, dopasowując do niej lamówkę tapicerki oparcia EXO w kolorze podobnym lub kontrastującym.

→ **Nadaj swojemu wózkowi Xenon2 indywidualny charakter**
dzięki jednemu z 24 przyciągających uwagę kolorów

” **Monika Kuszyńska:** lubię modne ubrania. Atrakcyjne wzornictwo Xenon2 znakomicie podkreśla mój kreatywny styl.



→ **Oparcie nabiera kolorów**

To niezwykle wygodna i stylowa tapicerka oparcia EXO jest do wyboru z 5 różnymi rodzajami lamówek



→ **Wybierz widelec i kółko w swoim stylu**

Dostępne są anodowane kółka przednie i widelce w kolorach: srebrnym, niebieskim, czerwonym, pomarańczowym i czarnym, nadających wózkowi wyjątkowy charakter.

” **Monika Kuszyńska:** Mój Xenon2 jest jak moja muzyka – wydaje się być częścią mnie. To mój towarzysz podróży po całym świecie.



DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

Tak, jak chcesz – mocowanie osi Xenon2 umożliwia łatwą regulację wysokości, zgodnie z Twoimi zmieniającymi się potrzebami.

Chcesz zmienić charakterystykę siedziska z pasywnej na bardziej aktywną lub na odwrót? Wystarczy zmienić ustawienie środka ciężkości dzięki przesunięciu mocowania osi. Nie zapomnij także o wyregulowaniu oparcia, aby uzyskać ergonomiczną pozycję

❶ Środek ciężkości

Zmienia charakterystykę jazdy od bardzo aktywnej po pasywną.

❷ Kąt oparcia

Odpowiednie ustawienie oparcia jest ważne dla zachowania ergonomicznej pozycji.

❸ Wysokość siedziska z tył

Eak, jak Ty chcesz – dostosuj wysokość do własnych potrzeb.





XENON² FF
NJAŁŻEJSZY



XENON² HYBRID
NAJTRWAŁSZY



XENON² SA
WSZECHSTRONNY

XENON²

Bardzo lekkie wózki, wyjątkowe
pod względem jazdy i łatwości
składania



Opcje i funkcje wózków z serii Xenon2 – skonfiguruj swój wózek tak, by pasował do Twoich potrzeb. Więcej informacji dotyczących dostępnych opcji można znaleźć w formularzach zamówienia Xenon2 i Xenon2 SA.



// SKŁADANE OPARCIE

Składane oparcie odchyła się w połowie do przodu, ograniczając ilość miejsca zajmowanego przez wózek w środkach transportu.



// CIĄGI ELLIPSE 3R

Pasek z gumy Gripton w górnej części owalnej, ergonomicznej obręczy zapewnia maksymalną przyczepność.



// REGULACJA NACHYLENIA OPARCI

Stylowe, designerskie oparcie zintegrowane z ramą. Możliwość regulacji nachylenia od 75° do 103° co 4 stopnie



// PODŁOKIETNIKI STOLIKOWE

Ta odchylana i zdejmowana osłona boczna może mieć podłokietniki mocowane na stałe lub regulowane.



// WYŚCIEŁANE RUROWE PODŁOKIETNIKI

Dzięki możliwości odchylenia podłokietniki mogą w razie potrzeby posłużyć jako podpora i nie przeszkadzają w napędzaniu wózka.



// KARBONOWE OSŁONY BOCZNE

Bardzo indywidualna i lekka osłona o niebanalnym wyglądzie.



// AUTOMATYCZNIE SKŁADANY PODNÓŻEK

Podnóżek można regulować pod kątem oraz góra-dół. Może być wykonany z włókna węglowego lub tworzywa kompozytowego. Dla wersji z zamkniętą ramą przednią.



// MOCOWANIA TRANSPORTOWE

W tej opcji wózek jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).

DANE TECHNICZNE

	Xenon ² FF	Xenon ² Hybrid	Xenon ² SA
Maks. waga użytkownika:	110 kg	140 kg	125 kg
Szerokość siedziska:	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Głębokość siedziska	34 - 50 cm	34 - 50 cm	34 - 50 cm
Wysokość siedziska z przodu:	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Wysokość siedziska z tyłu:	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Wysokość oparcia:	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm
Kąt oparcia:	75° do 103° co 4°	75° do 103° co 4°	75° do 103° co 4°
Środek ciężkości (COG):	4 – 13 cm	4 – 13 cm	4 – 13 cm
Pochylenie kół (Camber):	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Wersja ramy:	Otwarta rama z zamkniętym przodem	Wzmocniona rama z zamkniętym przodem	Wzmocniona rama z odchylanymi podnóżkami
Waga wózka:	od 8,8 kg	od 9,5 kg	od 10,3 kg
Kolory ramy:	24	24	24
Crash test:	tak	tak	tak

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia.

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

