



KINETIC BALANCE

POSITIVE

POSITIONING

POSISJONERINGSBELTER



RETT OG SLETT

GOD KVALITET



KINETIC BALANCE HAR SOM MÅL Å UTVIKLE OG PRODUSERE REHABILITERINGSHJELPEMIDLER AV HØY KVALITET, SOM ER KARAKTERISTISKE I BÅDE UTSEENDE OG FUNKSJONALITET.

VEST	6/7
VEST FLEX-KONTROLL	8/9
MÅLTAKING OG SPENNETYPER	10/11
2-PUNKTS HOFTEBELTE	12
4-PUNKTS HOFTEBELTE	13
SKRITTSELE	14
ANKELSELE	15
ABDUKSJONSSELE	16
BRYSTBELTE	18
MULTIBELTE	19
DUSJBELTE	19
ARTIKKELOVERSIKT	20/21



PRODUKTEGENSKAPER

KINETIC BALANCE - UNIKE EGENSKAPER

Kinetic Balance har levert posisjoneringsprodukter siden oppstarten i 2004.

Kinetic Balance produktene er gode på detaljer og utpeker seg med sine unike egenskaper.

Kinetic Balance setter nye standarder gang på gang. Først med innføringen av vannbestandige materialer og dekkede fester, så med de nye flex-kontrollvestene som både ser bedre ut og føles bedre mot kroppen.



VANN- OG SMUSSAVVISENDE
MATERIALE



GOD MERKING FOR ENKLERE
TILPASSING



KBs ORIGINALE POLSTREDE
SPENNER



KVALITETSKONTROLL



ANTISKLIMATERIALE HOLDER
PRODUKTET PÅ Plass



AVRUNDEDE STROPPER





SUPER-SOLIDE SØMMER



KVALITETSMATERIALER



TYDELIG MERKING AV
STØRRELSE



FESTEMATERIELL FØLGER MED




ANVISNINGER I HENHOLD TIL
DIREKTIV 93/42/EEC



FORSTERKNINGER

OG MER ...

- MYK NEOPRENKANT
- HØYKVALITETS KALKSTEINS-NEOPREN
- RYNKEFRIE FESTEBÅND
- PRODUKSJON I HENHOLD TIL **ISO 9001:2015**



ORIGINALE KINETIC BALANCE IDEER
FOR POSITIV POSISJONERING.

VEST




SKAL ALLTID BENYTTES I
KOMBINASJON MED HOFTEBELTE

X CHEST POSITIONING

ARTIKKELNUMMER: 5.71014.X

STØRRELSE: S & M



	A	B	C	D
S	220	300	220	600
M	280	360	250	600

Alle mål i mm

CHEST POSITIONING

ARTIKKELNUMMER: 5.71012.X

STØRRELSE: XS TIL L



CHEST POSITIONING ZIPPER

ARTIKKELNUMMER: Z5.71022.X


STØRRELSE: S & M



CHEST POSITIONING JUNIOR

ARTIKKELNUMMER: 5.71001.2

STØRRELSE: JUNIOR S



	A	B	C	D
XS	190	210	140	600
S	220	300	210	600
JUNIOR	220	300	220	600
M	250	350	230	600
L	280	400	250	600

Alle mål i mm

VEST FLEX-KONTROLL

SKAL ALLTID BENYTTES I
KOMBINASJON MED HOFTEBELTE



FLEX-KONTROLL LAR DEG JUSTERE
FLEKSIBILITETEN I VESTEN TILPASSET DITT
BEHOV



MERKINGEN PÅ JUSTERINGSSTOPPEN
GJØR KORREKT TILPASSING ENDA
ENKLERE

X CHEST POSITIONING FLEX CONTROL

ARTIKKELNUMMER: 5.71034.X

STØRRELSE: S & M



Halsgrop

H < 29cm = S
< 34cm = M
< 34cm = L
> 39cm = XL

Fremre hoftespiss

CHEST POSITIONING FLEX CONTROL

ARTIKKELNUMMER: 5.71032.X


STØRRELSE: S TIL XL



H-CHEST POSITIONING FLEX CONTROL

ARTIKKELNUMMER: 5.81001.X

STØRRELSE: S TIL XL




	A	B	C	D
S	320	50	80	80
M	400	50	100	100
L	480	50	120	120
XL	540	70	150	140

Alle mål i mm




MÅLTAKING

VEST



OVERKROPPENS LENGDE MÅLT SITTENDE, FRA FRA HALSGROP TIL FREMRE HOFTESPISS

HOFTEBELTE, SKRITTSELE OG ABUDUKSJONSSELE



HOFTE MÅLT FRA FREMRE HOFTESPISS TIL FREMRE HOFTESPISS

ANKELSELE



OMKRETS MÅLT VED ANKELKNOKE

SPENNETYPER

SPENNE

SPENNE

TRYKKNAPP

TRYKKNAPP

KULEPENNLÅS

BRUK AV KULEPENNLÅS, ELLER ANNEN LÅS SOM BRUKER IKKE KAN ÅPNE SELV, KREVER VEDTAK OM TVANG

FLYLÅS



2-PUNKTS HOFTEBELTE

HIP BELT DOUBLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70001.X



HIP BELT SINGLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70002.X



HIP BELT CENTRE RELEASE SINGLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70003.X



HIP BELT CENTRE RELEASE DOUBLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70004.X



HIP BELT PIN RELEASE DOUBLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70005.X



HIP BELT AVIATION RELEASE SINGLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: S TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70006.X



4-PUNKTS HOFTEBELTE

4-POINT HIP BELT SINGLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70042.X



4-POINT HIP BELT DOUBLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70044.X



4-POINT HIP BELT CENTRE RELEASE DOUBLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70043.X



4-POINT HIP BELT PIN RELEASE DOUBLE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL


ARTIKKELNUMMER: 6.70045.X



4 POINT HIP BELT CENTER RELEASE ADJUSTABLE

STØRRELSE: XS TIL XL

ARTIKKELNUMMER: 6.70047.X



	A	B	C	D	E
XS	50	175	40	600	500
S	70	175	50	650	500
M	75	220	55	750	600
L	80	280	55	800	600
XL	95	330	60	800	700
TOTALLENGDE = Bx2 + Dx2					

Alle mål i mm

SKRITTSELE



PELVIC POSITIONING NON-STRETCH

ARTIKKELNUMMER: 7.70001.X

STØRRELSE: S TIL XL



PELVIC POSITIONING STRETCH

ARTIKKELNUMMER: 7.70002.X

STØRRELSE: S TIL XL



X < 18cm = S
 < 22cm = M
 < 30cm = L
 < 40cm = XL

FREMRE
 HOFTE-
 SPISS

FREMRE
 HOFTE-
 SPISS



	A	B	C	D	E	F
S	180	180	45	45	550	400
M	220	220	50	50	600	450
L	300	300	60	60	650	500
XL	400	400	80	80	750	550

Alle mål i mm

ANKELSELE

ANKLE POSITIONING QUICK RELEASE CLOSURE

ARTIKKELNUMMER: 8.70002.X

STØRRELSE: XS TIL L




ANKLE POSITIONING VELCRO CLOSURE

ARTIKKELNUMMER: 8.70001.X

STØRRELSE: XS TIL L




SKAL ALLTID BENYTTES I
KOMBINASJON MED HOFTEBELTE



Omkrets målt ved
ankelknokkene

O < 18cm = XS
< 22cm = S
< 26cm = M
> 26cm = L




	A	B	C	D	E	F	G
XS	80	65	55	45	80	210	210
S	110	75	60	55	110	210	210
M	140	95	65	60	140	260	260
L	170	110	65	60	170	260	260

Alle mål i mm

ABDUKSJONSSELE



ARTIKKELNUMMER: 9.70001.X
STØRRELSE: XS TIL L



VÅR PRODUSENT MØTER KRAVENE TIL DENNE
STANDARDE. DETTE SIKRER HØY KVALITET PÅ ALLE
VÅRE PRODUKTER SLIK AT VI KAN TILBY DEG DE BESTE
POSISJONERINGSPRODUKTERNE.

[illegible]

DIVERSE POSISJONERINGS- PRODUKTER



NEOPRENE CHEST BELT X

BRYSTBELTE X ER ET STORT SKRITT FRAMOVER I MYK
KOMFORTABEL BRYSTPOSISJONERING

ARTIKKELNUMMER:
KB4020X

STØRRELSE: XS TIL L

	A	B	C
XS	310	80	500
S	400	100	500
M	500	125	500
L	570	130	500

Alle mål i mm



MULTIBELTE

ARTIKKELNUMMER: KB500X

STØRRELSE: S-L



SHOWER BELT

DUSJBELTET ER LAGET AV DE BEST MULIGE MATERIALER FOR Å SIKRE KOMFORT OG TILPASSING NÅR DET ER VÅTT

ARTIKKELNUMMER:
KB300X

STØRRELSE: S TIL L

	A	B	C
S	250	90	500
M	400	100	500
L	500	110	500

Alle mål i mm



ARTIKKELOVERSIKT

BRYST

Chest Positioning Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
5.71012.0	216474	XS
5.71012.1	238026	S
5.71011.0	251529	Junior
5.71012.2	216475	M
5.71012.3	215322	L

X Chest Positioning Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
5.71014.1	215258	S
5.71014.2	216476	M

Chest Positioning zipper Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
Z5.71022.1	216812	S
Z5.71022.2	216813	M

Chest Positioning Flex control Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
5.71032.1	216477	S
5.71032.2	216478	M
5.71032.3	216479	L
5.71032.4	216114	XL

X chest Positioning Flex control Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
5.71034.1	238025	S
5.71034.2	231676	M

Endres til: H-Chest Positioning Flex control Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
5.81001.1	216480	S
5.81001.2	216481	M
5.81001.3	216482	L
5.81001.4	216483	XL

Neoprene Chest Belt X Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
KB4020	251347	XS
KB4021	251346	S
KB4022	251345	M
KB4023	251344	L

SKRITTSELE

Pelvic Positioning Non-Stretch Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
7.70001.1	216526	S
7.70001.2	216527	M
7.70001.3	216528	L
7.70001.4	216529	XL

Pelvic Positioning Stretch Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
7.70002.1	216530	S
7.70002.2	215257	M
7.70002.3	216531	L
7.70002.4	216532	XL

ABDUKSJON

Abduction positioning Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
9.70001.0	216540	XS
9.70001.1	216541	S
9.70001.2	216542	M
9.70001.3	216543	L

ANKEL

Ankle Positioning Velcro Closure Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
8.70001.0	216534	XS
8.70001.1	216535	S
8.70001.2	215256	M
8.70001.3	213224	L

Ankle Positioning Quick Release Closure Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
8.70002.0	216536	XS
8.70002.1	216537	S
8.70002.2	216538	M
8.70002.3	216539	L

MULTI

KB_Neoprene MP Band Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
KB5001	251493	S
KB5002	251492	M
KB5003	251491	L

HOFTE

Hip Belt Single Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70002.0	216484	XS
6.70002.1	216485	S
6.70002.2	216486	M
6.70002.3	216487	L
6.70002.4	216488	XL

Hip Belt Double Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70001.0	251435	XS
6.70001.1	251432	S
6.70001.2	251431	M
6.70001.3	251430	L
6.70001.4	251433	XL

Hip Belt Centre Release Single Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70003.0	216489	XS
6.70003.1	216490	S
6.70003.2	216491	M
6.70003.3	216492	L
6.70003.4	216493	XL

Hip Belt Centre Release Double Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70004.0	216494	XS
6.70004.1	216495	S
6.70004.2	216496	M
6.70004.3	216497	L
6.70004.4	216498	XL

Hip Belt Pin Release Double Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70005.0	216499	XS
6.70005.1	216500	S
6.70005.2	216501	M
6.70005.3	216502	L
6.70005.4	216503	XL

Hip Belt Aviation Release Single Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70006.1	216504	S
6.70006.2	216505	M
6.70006.3	216506	L
6.70006.4	216507	XL

4-point Hip Belt Single Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70042.0	216508	XS
6.70042.1	216509	S
6.70042.2	216510	M
6.70042.3	216511	L
6.70042.4	216512	XL

4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70043.0	216116	XS
6.70043.1	216513	S
6.70043.2	216514	M
6.70043.3	216515	L
6.70043.4	216516	XL

4-point Hip Belt Double Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70044.0	216517	XS
6.70044.1	216518	S
6.70044.2	216519	M
6.70044.3	216520	L
6.70044.4	251424	XL

4-point Hip Belt Pin Release Double Adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70045.0	216521	XS
6.70045.1	216522	S
6.70045.2	216523	M
6.70045.3	216524	L
6.70045.4	251425	XL

4 point hip belt center release adjustable		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
6.70047.0	251434	XS
6.70047.1	251428	S
6.70047.2	251427	M
6.70047.3	251426	L
6.70047.4	251429	XL

DUSJ

Shower belt		
Art.nr.	Hms art.nr.	Størrelse
KB3001		S
KB3002		M
KB3003		L



KINETIC BALANCE



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medial tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.