



NEON²

**STYLE DE VIE RIME
AVEC PERFORMANCE**



NEON²

MODERNE. CHIC. UNIQUE.

Débordant de personnalité, le fauteuil roulant pliant et léger **Neon²** procure une conduite si efficace sans le moindre effort, qu'il sera difficile de sortir sans lui. Son châssis ouvert, épuré et pliable se glisse dans la plus petite des voitures – profitez au maximum de votre mobilité et de votre autonomie!

Vous recherchez la petite touche qui vous rendra unique? Alors, exprimez votre personnalité avec la belle sélection de couleurs pour le châssis de votre **Neon²**, le liseré de sa toile, pour ses roues et ses fourches. Une fois personnalisé à votre image, toutes les têtes se retourneront et vous ferez qu'un avec votre fauteuil!

Visuel ci-contre non contractuel
Main-courante SURGE LT remplacée par ELLIPSE 3R

// EMBELLISSEZ VOTRE TOILE DE DOSSIER

Elle n'est pas juste confortable – Démarquez-vous avec l'une des 5 couleurs de galon de toile.



// LA VIE EN COULEUR

Stylez votre **Neon²** parmi une sélection de 30 coloris attrayants.



// LOOK RENVERSANT

5 styles distinctifs pour les fourches et roues avant.



// LA TOUCHE FINALE

Harmonisez ou apportez une note de contraste avec les 3 coloris disponibles pour les moyeux et les jantes de vos roues arrière 24"



REMARQUABLE POLYVALENCE

Au coeur du **Neon²**, un châssis ouvert résistant. La robustesse des tubes de croisillon et d'assise fournit une telle rigidité dans la conduite que vous oublierez vite la sensation de flexibilité d'un fauteuil en mouvement – sans pour autant compromettre les avantages d'un cadre pliant.

Avec son châssis arrière ouvert, le **Neon²** devient le fauteuil peu encombrant par excellence. Les potences escamotables n'assurent pas seulement des transferts faciles, mais aussi un gain de place en étant amovibles. De plus, si vous optez pour le dossier rabattable vers l'avant, vous obtenez un fauteuil ultra compact ... conçu pour s'adapter à un style de vie actif, toujours en mouvement.

Les prouesses du **Neon²** ne s'arrêtent pas là. Son support d'axe de roues arrière, en aluminium, permet de régler l'assise à la hauteur qui vous convient le mieux et la position de votre centre de gravité. Vous souhaitez modifier l'angle d'inclinaison du dossier? Aucune difficulté là encore, l'opération s'effectue directement par le support de dossier – tout en restant confortablement assis dans votre fauteuil.



Visuel ci-contre non contractuel
Main-courante SURGE LT remplacée par ELLIPSE 3R



❶ Angle du Dossier

Un angle de dossier bien réglé est important pour une bonne posture.

❷ Centre de Gravité

Influence la conduite plus ou moins active.

❸ Hauteur d'Assise Arrière

Exactement comme elle doit être – réglée à vos besoins personnels.



// POTENCES ESCAMOTABLES ET AMOVIBLES

Elles facilitent vos transferts et vous garantissent des dimensions très compactes une fois le fauteuil plié - vous l'emporterez partout!



NEON²

QUAND COMPACTE,
FONCTIONNALITE
ET FACILITE SE RENCONTRENT



OPTIONS ET CARACTERISTIQUES DU NEON²

Configurez votre fauteuil roulant selon vos besoins et vos préférences.



// TOILE DE DOSSIER EXO PRO

Cette toile très confortable et modulable, grâce aux différents éléments qui la compose, se distingue par son revêtement aéré et ses rainures pour faciliter le pliage du **Neon²**.



// DIFFERENTES POIGNEES DE PUSSEE

Choisissez le type qui vous convient le mieux. Peut-être préférez-vous les poignées standards (photo) ou les escamotables ou les réglables en hauteur.



// DOSSIER REGLABLE EN ANGLE

Dossier intégré dans la continuité du châssis. Inclinaison du dossier de -15° à +13° par palier de 4°.



// FOURCHE MONOBRAS

Cette fourche monobras en aluminium, et particulièrement lorsqu'elle est de couleur, apporte à votre fauteuil la touche finale pleine d'élégance.



// PALETTE MONOBLOC CARBONE

Légère et stylée, cette palette se relève sur un côté et se règle en angle et en profondeur.



// GARDE BOUE CARBONE

Très léger et au look unique.



// DOSSIER CASSANT

Son dossier se rabat sur l'assise pour un gain de place indiscutable dans le transport.



// MAINS COURANTE ELLIPSE 3R

Sa forme ergonomique ovale permet une meilleure prise en main. Sa bande de caoutchouc antidérapant réduit l'effort pour la propulsion.

DONNEES TECHNIQUES

NEON ²			
Poids max. Utilisateur:	140 kg	Angle de dossier :	-15° à +13° par paliers de 4°
Type de châssis:	Ouvert à potences escamotables	Centre de gravité:	2 – 12 cm
Largeur d'assise:	30 – 50 cm	Roues arrière:	22" / 24" / 25" / 26"
Profondeur d'assise:	34 – 50 cm	Carrossage:	0° / 2° / 4°
Hauteur d'assise avant:	35 – 57 cm	Poids du fauteuil:	à partir de 11,5 kg
Hauteur d'assise arrière:	33 – 53 cm	Marquage CE:	oui
Hauteur de dossier:	25 – 47,5 cm	Crash test:	oui

Tolérance usine: +/- 1 cm

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet.

Visuels et données techniques non contractuels, fournis à titre indicatif. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données et design de ses produits, sans préavis.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

