



≡ **JAY Your Way** è un programma di modifiche progettato per personalizzare i prodotti JAY e può essere utilizzato per creare cuscini e schienali secondo le esigenze cliniche ed individuali degli utenti. Questo catalogo contiene informazioni sulla personalizzazione di cuscini, schienali, componenti per il posizionamento, inserti in fluido e fodere colorate.
"Non aspettare, **AFFRETTATI** a personalizzare il TUO JAY".

Modifiche delle misure



Riduzione delle misure

Dettagli: rimozione della schiuma dalla base del cuscino in lunghezza o larghezza. Fodera adattata alla nuova dimensione del cuscino.

Applicazione Clinica: adattare il cuscino alle dimensioni dell'utente e/o della seduta.



Incremento delle misure

Dettagli: aggiunta di schiuma alla base del cuscino in lunghezza o larghezza. Fodera adattata alla nuova dimensione del cuscino.


Applicazione clinica: adattare il cuscino alle dimensioni dell'utente e/o della seduta.



Incremento dell'altezza

Dettagli: aggiunta di schiuma alla base del cuscino per incrementare l'altezza del cuscino.

Applicazione clinica: esigenze ambientali, facilitare i trasferimenti.



Dimensionamento della PLA (area di appoggio pelvica)

Dettagli: incremento o riduzione dell'area di appoggio pelvica (PLA).

Applicazione clinica: consentire di ottimizzare l'area di carico anatomica, così da migliorare l'immersione, la stabilità laterale e la riduzione della pressione nelle aree più a rischio.


Modifiche della Base e di Posizionamento



Intagli per tubi della seduta

Dettagli: rimozione della schiuma dalla parte inferiore della base lungo i bordi laterali.

Applicazione clinica: posizionare il cuscino tra i tubi della seduta così da raggiungere l'altezza più bassa possibile da terra.



Intagli per montanti dello schienale

Dettagli: intaglio della schiuma agli angoli posteriori della base.

Applicazione clinica: posizionare il cuscino tra i montanti dello schienale quando la superficie di carico è dietro ai montanti dello schienale, bloccare il cuscino in caso di trasferimenti frequenti e costruire opportunità di crescita della profondità di seduta.



Taglio della base in lunghezza (destra/sinistra)

Dettagli: riduzione della lunghezza della schiuma della base e del fluido, se possibile, a destra o sinistra. Fodera adattata alla nuova dimensione del cuscino.


Applicazione clinica: accomodare le diverse lunghezze dei femori o facilitare la propulsione con un piede.



Intaglio per contrattura

Dettagli: taglio ad angolo della schiuma nella parte anteriore della base così da renderla rientrante.


Applicazione clinica: migliorare l'alloggiamento dei polpacci e accogliere accorciamenti dei muscoli flessori delle cosce, chiudere ulteriormente l'angolo del ginocchio in posizione seduta, facilitare la propulsione a piede.



Alloggio scrotale

Dettagli: rimozione di una piccola parte di schiuma anteriormente alla zona di carico pelvica.

Applicazione clinica: accomodare i tessuti scrotali, ridurre il disagio e aumentare la tolleranza della seduta.



Sedile rigido ribassato

Dettagli: applicazione di un sedile rigido ribassato alla base del cuscino.

Applicazione clinica: ridurre al minimo l'altezza del sedile da terra, consentendo così la spinta a piede della carrozzina e trasferimenti più adeguati.



Taglio a zepa della base

Dettagli: rimozione a "zepa" della schiuma sotto la base del cuscino.

Applicazione clinica: **pendenza anteriore:** accomodare una limitazione di flessione delle anche, facilitare la propulsione a piede o i trasferimenti. **Pendenza posteriore:** chiudere l'angolo tra seduta e schienale (esempio: migliorare la stabilità posturale).



Cuneo incollato sotto la base anteriormente o posteriormente

Dettagli: aggiunta di un cuneo in schiuma sotto la base del cuscino.

Applicazione clinica - Pendenza anteriore: accomodare una limitazione di flessione delle anche e facilitare la propulsione a piede o i trasferimenti. **Pendenza posteriore:** chiudere l'angolo tra seduta e schienale (esempio: migliorare la stabilità posturale).



Eliminazione del cuneo centrale

Dettagli: rimozione del cuneo sagomato del cuscino.


Applicazione clinica: migliorare il posizionamento quando i femori non sono allineati, ad esempio anche a "colpo di vento", o quando i trasferimenti sono complicati dalla presenza del cuneo centrale.



Carico femorale

Dettagli: smussare la parte anteriore della PLA per favorire lo spostamento dall'area di carico pelvica alla zona di supporto dei femori.


Applicazione clinica: ridurre la pressione nella zona anteriore della PLA, per aumentare la tolleranza alla seduta ad utenti con elevata sensibilità nella stessa area.



Scavo degli incavi per i femori

Dettagli: scavare eliminando 2,5 cm di schiuma anteriormente alla PLA sino al bordo anteriore del cuscino.

Applicazione clinica: migliorare il posizionamento mediale e laterale dei femori ed il loro supporto ed accogliere le limitazioni alle anche aprendo i relativi angoli.



Scarico trocanterico

Dettagli: rimozione di schiuma nelle parti laterali della PLA nell'area trocanterica.

Applicazione clinica: ridurre la pressione in corrispondenza dei trocanteri, così da distribuire uniformemente il carico su tutta la superficie di seduta.



Sottoriempimento

Dettagli: riduzione del volume del fluido standard all'interno della sacca in fluido.

Applicazione clinica: migliora l'immersione del bacino nel fluido così da ottenere una protezione della pelle appropriata e/o stabilità laterale quando il fenomeno del "toccare il fondo del cuscino" (bottoming out) non è una preoccupazione.



Sovrariempimento

Dettagli: incremento del volume del fluido standard all'interno della sacca in fluido.


Applicazione clinica: ridistribuire il carico e ridurre la pressione sulle prominenze ossee quando un utente sperimenta con il fluido Jay standard il fenomeno del "toccare il fondo del cuscino" (bottoming out) come un forte disagio.



Accomodare l'obliquità pelvica

Dettagli: applicazione di un sovrariempimento in fluido dal lato destro o sinistro della sacca in fluido standard.

Applicazione clinica: nei casi di obliquità pelvica permettere con un sottoriempimento da un lato di ottimizzare l'immersione e con un sovrariempimento dall'altro lato di evitare il fenomeno del "toccare il fondo del cuscino" (bottoming out).



Cucitura termica sacrale o scrotale

Dettagli: aggiungere una cucitura termica nell'area sacrale o scrotale del fluido Jay.

Applicazione clinica: controllare la migrazione del fluido al fine di ridurre la pressione nelle zone cutanee a maggiore rischio di lesioni da pressione, di dolore o disagio.

Modifica delle fodere

Cuscini e schienali JAY vengono forniti con una fodera accuratamente progettata e realizzata con materiali di altissima qualità con lo scopo di migliorare l'efficacia clinica e il comfort. Jay Your Way può essere utilizzato per aggiungere il proprio tocco e un po' di colore così da adattare il cuscino al proprio stile di vita.



Fodera interna sigillata

Dettagli: Fodera elastica (stretch) idrorepellente, riduce la tensione superficiale e protegge da polvere, umidità e cattivi odori.

Applicazione clinica: ridurre la tensione superficiale per proteggere la base in schiuma da sporcizia e accumulo di umidità e per evitare il crearsi di cattivi odori.



Personalizzazioni delle fodere esterne

Speciali fodere esterne disponibili su alcuni cuscini e schienali JAY. Le opzioni includono:

- Fodera a cuffia per incontinenza
- Fodera stretch con cerniera
- Fodera in Dartex™ con cerniera impermeabile
- Fodera in Dartex™ rovesciato con cerniera impermeabile
- Fodera per incontinenza con cerniera
- Fodera X-static® con inserto di tessuto traspirante

Modifiche dello schienale



Stemmi del Servizio Militare

E' possibile applicare sugli schienali J3 gli stemmi militari in stoffa delle forze armate degli USA.



Fodera schienale

Possibilità di scegliere una fodera colorata al posto della fodera nera standard.



Insero spinale in fluido

Dettagli: aggiunta di un inserto spinale in fluido Jay sulla schiuma dello schienale.

Applicazione clinica: ridurre la pressione lungo la colonna vertebrale, che è spesso ad alto rischio di lesioni cutanee a causa della conformazione della struttura ossea.



Insero in schiuma a bassa memoria

Dettagli: aggiunta di un inserto con schiuma a bassa memoria con fodera cucita abbinata.

Applicazione clinica: aggiungere uno strato di schiuma per il comfort sopra lo strato di schiuma standard per una maggiore tolleranza di seduta e riduzione della pressione.



Guscio dello schienale colorato

Una selezione di schienali Jay è disponibile con gusci colorati, così da abbinarli al colore della carrozzina. Scegliere uno dei colori disponibili mostrati qui a fianco - riportati anche sulle schede d'ordine degli schienali - che rappresentano i colori delle nostre carrozzine Quickie e Zippie di produzione americana.



Modifica delle fodere



Tasca anteriore con cerniera

La tasca anteriore con cerniera permette di conservare piccoli oggetti tra cui chiavi, cellulari o carte di credito.



Fodere con bande laterali colorate con cerniera

Una selezione di cuscini JAY è disponibile con con bande laterali semi-elastiche colorate.



Matrice delle modifiche

Cuscini																		
Personalizzazioni	Dettagli personalizzazioni	Codice	Sovraprezzo	Pag. catalogo	Cuscino JAY Basic	Cuscino JAY Zip	Cuscino JAY Lite	Cuscino JAY Soft Combil P	Cuscino JAY Care	Cuscino JAY Duo	Cuscino JAY Easy	Cuscino JAY Xtreme Active	Cuscino JAY J2L2 Recline	Cuscino JAY J2DC	Cuscino JAY J2 Plus	Cuscino JAY GS	Cuscino JAY Balance	Cuscino JAY J3

Modifiche delle misure

Incremento della lunghezza (aggiunta di schiuma alla parte anteriore del cuscino)	1"	IL1	NO	2														
	2"	IL2	NO	2														
	3"	IL3	NO	2														
	4"	IL4	NO	2														
Riduzione della lunghezza (rimozione di schiuma dalla parte anteriore del cuscino)	1"	RL1	NO	2														
	2"	RL2	NO	2														
	3"	RL3	NO	2														
	4"	RL4	NO	2														
Incremento della larghezza (aggiunta di schiuma alle aree laterali del cuscino)	1" - 1/2" di aggiunta per lato	IW1	NO	2														
	2" - 1" di aggiunta per lato	IW2	NO	2														
	3" - 1 1/2" di aggiunta per lato	IW3	NO	2														
	4" - 2" di aggiunta per lato	IW4	NO	2														
Riduzione della larghezza (rimozione di schiuma dalle aree laterali del cuscino)	1" - 1/2" di rimozione per lato	RW1	NO	2														
	2" - 1" di rimozione per lato	RW2	NO	2														
	3" - 1 1/2" di rimozione per lato	RW3	NO	2														
	4" - 2" di rimozione per lato	RW4	NO	2														
Incremento dell'altezza (aggiunta di schiuma alla base del cuscino)	1"	IH1	NO	2														
	2"	IH2	NO	2														
	3"	IH3	NO	2														
Incremento della PLA (area di carico pelvica)	1" - 1/2" di incremento per lato	IWS1	NO	2														
	2" - 1" di incremento per lato	IWS2	NO	2														
	3" - 1 1/2" di incremento per lato	IWS3	NO	2														
	4" - 2" di incremento in ogni direzione	IWS4	NO	2														
Riduzione PLA (area di carico pelvica)	1" - 1/2" di decremento in ogni direzione	RWS1	NO	2														
	2" - 1" di decremento in ogni direzione	RWS2	NO	2														
	3" - 1 1/2" di decremento in ogni direzione	RWS3	NO	2														
	4" - 2" di decremento in ogni direzione	RWS4	NO	2														
Spostamento della PLA (area di carico pelvica)	1" anteriormente	CPLAL1	NO															
	2" anteriormente	CPLAL2	NO															
	3" anteriormente	CPLAL3	NO															

Modifiche della BASE

Intagli per tubi della seduta	1,25" di rimozione per lato e 1,5" da sotto	NR	NO	2														
Intagli per montanti dello schienale	1,25" di rimozione per lato, 1,5" da dietro	NP	NO	2														
Taglio della base in lunghezza, a destra (rimozione della schiuma dalla parte anteriore destra del cuscino)	1"	LLCR1	NO	2														
	2"	LLCR2	NO	2														
	3"	LLCR3	NO	2														
	4"	LLCR4	NO	2														
Taglio della base in lunghezza, a sinistra (rimozione della schiuma dalla parte anteriore sinistra del cuscino)	1"	LLCL1	NO	2														
	2"	LLCL2	NO	2														
	3"	LLCL3	NO	2														
	4"	LLCL4	NO	2														
Intaglio per contrattura	(1" x 45°)	CCT	NO	2														
Intaglio per alloggiamento scrotale		SR	NO	2														
Sedile rigido ribassato		CDS	SI	3														
Taglio a zeppa della base (pendenza sinistral)	1/2"	ACP12	NO	3														
	1"	ACP1	NO	3														
	1 1/2"	ACP112	NO	3														
	1/2"	ACA12	NO	3														
Taglio a zeppa della base (pendenza in avanti)	1"	ACA1	NO	3														
	1 1/2"	ACA112	NO	3														
	Pendenza posteriore	WGP	NO	3														
Cuneo incollato	Pendenza anteriore	WGA	NO	3														
		MSC	NO	3														
Eliminazione del cuneo centrale		FR	NO	3														
Carico femorale		LTCL1R	NO	3														
Scavo degli incavi per i femori, profondità 2,5 cm	Destra	LTCL1L	NO	3														
Scarico trocanterico	Sinistra	TR	NO	3														

1" = 2,54 cm



Indica che la modifica è disponibile per il prodotto.



Indica che la modifica non è disponibile per il prodotto.

Per eventuali sovrapprezzi, si prega di consultare la sezione Jay Your Way della scheda d'ordine del prodotto al quale si è interessati ed il listino prezzi dedicato JYW.



PB_Jay_your_way_IT_Rev4

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
E-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



MODIFICHE JAY YOUR WAY - Listino degli eventuali sovrapprezzi

Personalizzazioni	Descrizione: dettagli personalizzazioni	Codice	Sovraprezzo in € (IVA ESCLUSA)	Pag. catalogo
-------------------	---	--------	--------------------------------	---------------

MODIFICHE DELLE MISURE DEL CUSCINO	DESCRIZIONE	CODICE		
Incremento della lunghezza (aggiunta di schiuma alla parte anteriore del cuscino)	Incremento della lunghezza 1"	IL1	NO	2
	Incremento della lunghezza 2"	IL2	NO	2
	Incremento della lunghezza 3"	IL3	NO	2
	Incremento della lunghezza 4"	IL4	NO	2
Riduzione della lunghezza (rimozione di schiuma dalla parte anteriore del cuscino)	Riduzione della lunghezza 1"	RL1	NO	2
	Riduzione della lunghezza 2"	RL2	NO	2
	Riduzione della lunghezza 3"	RL3	NO	2
	Riduzione della lunghezza 4"	RL4	NO	2
Incremento della larghezza (aggiunta di schiuma alle aree laterali del cuscino)	1" - 1/2" di aggiunta per lato	IW1	NO	2
	2" - 1" di aggiunta per lato	IW2	NO	2
	3" - 1 1/2" di aggiunta per lato	IW3	NO	2
	4" - 2" di aggiunta per lato	IW4	NO	2
Riduzione della larghezza (rimozione di schiuma dalle aree laterali del cuscino)	1" - 1/2" di rimozione per lato	RW1	NO	2
	2" - 1" di rimozione per lato	RW2	NO	2
	3" - 1 1/2" di rimozione per lato	RW3	NO	2
	4" - 2" di rimozione per lato	RW4	NO	2
Incremento dell'altezza (aggiunta di schiuma alla base del cuscino)	Incremento dell'altezza 1"	IH1	NO	2
	Incremento dell'altezza 2"	IH2	NO	2
	Incremento dell'altezza 3"	IH3	NO	2
Incremento della PLA (area di carico pelvica)	1" - 1/2" di incremento in ogni direzione	IWS1	NO	2
	2" - 1" di incremento in ogni direzione	IWS2	NO	2
	3" - 1 1/2" di incremento in ogni direzione	IWS3	NO	2
	4" - 2" di incremento in ogni direzione	IWS4	NO	2
Riduzione della PLA (area di carico pelvica)	1" - 1/2" di decremento in ogni direzione	RWS1	NO	2
	2" - 1" di decremento in ogni direzione	RWS2	NO	2
	3" - 1 1/2" di decremento in ogni direzione	RWS3	NO	2
	4" - 2" di decremento in ogni direzione	RWS4	NO	2
Spostamento della PLA (area di carico pelvica)	1" anteriormente	CPLAL1	NO	
	2" anteriormente	CPLAL2	NO	
	3" anteriormente	CPLAL3	NO	

MODIFICHE JAY YOUR WAY - Listino degli eventuali sovrapprezzi

Personalizzazioni	Descrizione: dettagli personalizzazioni	Codice	Sovraprezzo in € (IVA ESCLUSA)	Pag. catalogo
-------------------	---	--------	--------------------------------	---------------

MODIFICHE DELLA BASE DEL CUSCINO

Intagli per tubi della seduta	1,25" di rimozione per lato e 1,5" da sotto	NR	NO	2
Intagli per montanti dello schienale	1,25" di rimozione per lato, 1,5" da dietro	NP	NO	2
Taglio della base in lunghezza, a destra (rimozione della schiuma dalla parte anteriore destra del cuscino)	Taglio della base di 1" in lunghezza, a destra	LLCR1	NO	2
	Taglio della base di 2" in lunghezza, a destra	LLCR2	NO	2
	Taglio della base di 3" in lunghezza, a destra	LLCR3	NO	2
	Taglio della base di 4" in lunghezza, a destra	LLCR4	NO	2
Taglio della base in lunghezza, a sinistra (rimozione della schiuma dalla parte anteriore sinistra del cuscino)	Taglio della base di 1" in lunghezza, a sinistra	LLCL1	NO	2
	Taglio della base di 2" in lunghezza, a sinistra	LLCL2	NO	2
	Taglio della base di 3" in lunghezza, a sinistra	LLCL3	NO	2
	Taglio della base di 4" in lunghezza, a sinistra	LLCL4	NO	2
Intaglio per contrattura	(1" x 45°)	CCT	NO	2
Intaglio per alloggio scrotale		SR	NO	2
Sedile rigido ribassato		CDS	€ 50,00	3
Taglio a zeppa della base (pendenza all'indietro)	Taglio a zeppa della base di 1/2" - pendenza all'indietro	ACP12	NO	3
	Taglio a zeppa della base di 1" - pendenza all'indietro	ACP1	NO	3
	Taglio a zeppa della base di 1 1/2" - pendenza all'indietro	ACP112	NO	3
Taglio a zeppa della base (pendenza in avanti)	Taglio a zeppa della base di 1/2" - pendenza in avanti	ACA12	NO	3
	Taglio a zeppa della base di 1" - pendenza in avanti	ACA1	NO	3
	Taglio a zeppa della base di 1 1/2" - pendenza in avanti	ACA112	NO	3
Cuneo incollato	Cuneo articolo B114 - Pendenza posteriore	WGP	NO	3
	Cuneo articolo B114 - Pendenza anteriore	WGA	NO	3
Eliminazione del cuneo centrale		MSC	NO	3
Carico femorale		FR	NO	3
Scavo degli incavi per i femori, profondità 2,5 cm	Destra	LTC1R	NO	3
	Sinistra	LTC1L	NO	3
Scarico trocanterico		TR	NO	3

MODIFICHE JAY YOUR WAY - Listino degli eventuali sovrapprezzi

Personalizzazioni	Descrizione: dettagli personalizzazioni	Codice	Sovraprezzo in € (IVA ESCLUSA)	Pag. catalogo
-------------------	---	--------	--------------------------------	---------------

MODIFICHE INSERTO IN FLUIDO DEL CUSCINO

Sottoriempimento	Sino al 20% di riempimento in meno rispetto allo standard	UF20	NO	4
	Sino al 10% di riempimento in meno rispetto allo standard	UF10	NO	4
Sovrariempimento	Sino al 40% di riempimento in più rispetto allo standard	OF40	NO	4
	Sino al 30% di riempimento in più rispetto allo standard	OF30	NO	4
	Sino al 20% di riempimento in più rispetto allo standard	OF20	NO	4
	Sino al 10% di riempimento in più rispetto allo standard	OF10	NO	4
Sottoriempimento per obliquità pelvica	A destra, sino al 20% di riempimento in meno rispetto allo standard	OUF-20R	NO	4
	A sinistra, sino al 20% di riempimento in meno rispetto allo standard	OUF-20L	NO	4
	A destra, sino al 10% di riempimento in meno rispetto allo standard	OUF-10R	NO	4
	A sinistra, sino al 10% di riempimento in meno rispetto allo standard	OUF-10L	NO	4
Sovrariempimento per obliquità pelvica	A destra, sino al 40% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+40R	NO	4
	A sinistra, sino al 40% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+40L	NO	4
	A destra, sino al 30% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+30R	NO	4
	A sinistra, sino al 30% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+30L	NO	4
	A destra, sino al 20% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+20R	NO	4
	A sinistra, sino al 20% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+20L	NO	4
	A destra, sino al 10% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+10R	NO	4
	A sinistra, sino al 10% di riempimento in più rispetto allo standard	OOF+10L	NO	4
Cucitura termica sacrale		SAS	NO	4
Cucitura termica scrotale		SCS	NO	4

MODIFICHE JAY YOUR WAY - Listino degli eventuali sovrapprezzi

Personalizzazioni	Descrizione: dettagli personalizzazioni	Codice	Sovraprezzo in € (IVA ESCLUSA)	Pag. catalogo
-------------------	---	--------	--------------------------------	---------------

MODIFICHE DELLE FODERE DEL CUSCINO

Fodera interna	Fodera interna sigillata	ZIC	€ 25,00	4
Personalizzazioni delle fodere esterne	Fodera esterna a cuffia per incontinenza	JISC	€ 20,00	4
	Fodera esterna per incontinenza con cerniera	JIOC	€ 25,00	4
	Fodera esterna stretch con cerniera	JSOC	€ 25,00	4
	Fodera esterna X-static® con inserto di tessuto traspirante	JBOC	€ 35,00	4
	Fodera esterna in Dartex® con cerniera	JDOC	€ 45,00	4
	Fodera esterna in Dartex® rovesciato con cerniera	JRDOC	€ 45,00	4
Ricamo (fino a 32 caratteri - un solo colore)		EMBROIDERY	€ 22,00	
Fodere esterne con bande laterali colorate	Digital Camouflage		€ 10,00	5
	Giallo Elettrico		€ 10,00	5
	Grigio		€ 10,00	5
	Arancione		€ 10,00	5
	Blue Navy		€ 10,00	5
	Rosa Chiaro		€ 10,00	5
	Rosa Shocking		€ 10,00	5
	Turchese		€ 10,00	5
	Rosso University		€ 10,00	5
	Viola		€ 10,00	5
Aggiunta di una tasca anteriore	Giallo Acceso		€ 10,00	5

MODIFICHE JAY YOUR WAY - Listino degli eventuali sovrapprezzi

Personalizzazioni	Descrizione: dettagli personalizzazioni	Codice	Sovraprezzo in € (IVA ESCLUSA)	Pag. catalogo
-------------------	---	--------	--------------------------------	---------------

MODIFICHE DEGLI SCHIENALI

Stemmi militari americani	Medaglia per i caduti	VAPH	NO	5
	Marines	VAM	NO	5
	Esercito	VAA	NO	5
	Aeronautica Militare	VAAF	NO	5
	Marina Militare	VAN	NO	5
	Guardia Costiera	VACG	NO	5
Insero spinale in fluido	basso - altezza 16"	SFPS	€ 50,00	5
	medio - altezza 18"	SFPM	€ 50,00	5
	alto - altezza 20"	SFPT	€ 50,00	5
	extra alto - altezza 23"	SFPXT	€ 50,00	5
Insero in schiuma a bassa memoria		VF	€ 50,00	5
Fodera interna	Fodera interna sigillata	ZIC	€ 25,00	4
Personalizzazioni delle fodere esterne	Fodera esterna per incontinenza con cerniera	JIOC	€ 25,00	4
	Fodera esterna X-static® con inserto di tessuto traspirante	JBOC	€ 35,00	4
	Fodera esterna in Dartex® con cerniera	JDOC	€ 45,00	4
	Fodera esterna in Dartex® rovesciato con cerniera	JRDOC	€ 45,00	4
Ricamo anteriore (fino a 32 caratteri - un solo colore)		EMBROIDERY	€ 22,00	
Fodere esterne colorate con cerniera	Digital Camouflage		€ 25,00	5
	Giallo Lime Elettrico		€ 25,00	5
	Grigio		€ 25,00	5
	Arancione		€ 25,00	5
	Blue Navy		€ 25,00	5
	Rosa Chiaro		€ 25,00	5
	Rosa Shocking		€ 25,00	5
	Turchese		€ 25,00	5
	Rosso University		€ 25,00	5
	Viola		€ 25,00	5
	Giallo Acceso		€ 30,00	5
Guscio colorato	Sono disponibili tutti i colori delle carrozzine Quickie e Zippie di produzione americana (vedi scheda d'ordine dello schienale al quale si è interessati).	CBS	NO	5