

ROLLATORS 100%



GEMINO



GEMINO - VOTRE ROLLATOR À 100 % !

Vous êtes à la recherche d'un rollator sur mesure qui vous permet de vous déplacer confortablement et en toute confiance, à l'intérieur comme à l'extérieur ? Le rollator Gemino est sans aucun doute le choix idéal. Nos rollators légers sont révolutionnaires en matière de conception, de confort et de sécurité.

Le Gemino est disponible en différents modèles, dimensions et coloris. Besoin d'un petit quelque chose en plus pour marcher en toute sécurité ? Dans ce cas, le Gemino spécial confort/confort médical est fait pour vous. Vous trouverez toujours un rollator Gemino correspondant à votre style personnel et à vos besoins.

Quel que soit votre choix, votre rollator sera toujours le vôtre à 100 %. 100 % confort, sécurité et design.

Pouvoir faire confiance à 100 % : quel bonheur !





100%
CONFORT



POUR UNE MARCHÉ AGRÉABLE

Nos rollators Gemino ont été conçus afin d'assurer confort et plaisir de marche. Leur conception légère, l'utilisation de matériaux de qualité supérieure et leur excellente stabilité garantissent une maniabilité et un confort d'utilisation exceptionnels, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'ajustement de la hauteur avec fonction de mémorisation garantit la position adéquate des poignées de conduite. Si vous souhaitez vous reposer un instant en cours de route, installez-vous tout simplement sur la large assise du rollator, également disponible pourvu d'un soutien dorsal. Vous envisagez un déplacement plus long ? Pas de problème. Il vous suffit tout bonnement de placer votre rollator dans votre véhicule après l'avoir plié en format compact.

Testez le Gemino de votre choix, et découvrez comme la marche peut être facile et agréable !!

// OPTEZ POUR LE SUR MESURE

Le choix des dimensions adéquates ne vous aide pas uniquement à marcher confortablement et en toute sécurité. Chaque dimension est associée à une hauteur d'assise différente. C'est important pour le maintien d'une bonne posture assise (pour de plus amples informations, consultez la section « Spécifications techniques » page 26/27).

// POIGNÉES DE CONDUITE — RÉGLAGES INTELLIGENTS

Découvrez comment adapter les poignées de conduite ergonomiques à votre hauteur en toute simplicité. Elles s'immobilisent d'un seul clic dans la position souhaitée et n'en changent plus grâce à la fonction de mémorisation !

// SE REPLIE FACILEMENT GRÂCE AU SYSTÈME DE PLIAGE EN UN CLIC

Grâce à son système de pliage unique, le rollator est facile à replier et ne nécessite que très peu d'espace (de rangement), même dans votre maison. Placez les poignées de conduite en position inférieure pour obtenir le format le plus compact possible. Très pratique pour les espaces étroits et le transport en voiture. Saviez-vous que votre rollator est manœuvrable dans des espaces réduits en toute sécurité même lorsqu'il est (partiellement) replié ?

// PRATIQUE POUR UN USAGE QUOTIDIEN

Votre Gemino vous permet de marcher confortablement, et de vous asseoir tranquillement lorsqu'il est temps de faire une pause. Ajoutez-y éventuellement un dossier, pour un meilleur soutien. Des emplettes prévues ? Servez-vous du panier très pratique ou optez pour un sac au style ravageur.



100 % SÉCURITÉ



OÙ QUE VOUS ALLIEZ

Où que vous alliez, le rollator Gemino vous donne un sentiment de sécurité. Sa solide conception vous garantit une stabilité et une sécurité maximales en tous lieux. Les poignées de conduite ergonomiques vous apportent un excellent soutien à la marche. Et ce n'est pas tout ! La sécurité est la priorité de Sunrise Medical, comme en attestent les nombreuses fonctions et détails techniques innovants de nos rollators. Rollators Gemino : le partenaire de votre vie active en toute sécurité.

// FREINS ULTRALÉGERS DE HAUTE QUALITÉ

Grâce à leur conception ergonomique, les freins se laissent manœuvrer presque sans aucun effort. Le système de freinage novateur s'enclenche précautionneusement au niveau des roues pour assurer une adhérence optimale, même lorsque les roues présentent des signes d'usure.

// PRISE EN COMPTE DES OBSTACLES

Les monte-trottoirs vous permettent de franchir aisément les seuils et bordures. Les pare-chocs de protection vous aident à éviter les obstacles.

// BONNE VISIBILITÉ DANS L'OBSCURITÉ

Vous sortez après la tombée de la nuit ? Six réflecteurs intégrés de chaque côté vous rendent parfaitement visible dans l'obscurité. Pour une visibilité accrue, optez pour un dispositif d'éclairage supplémentaire.

// STEP TIP

La zone de marche est plus proche du sol, ce qui facilite la montée et la descente et réduit le stress sur les articulations. La conception légère réduit l'effort lors des manœuvres, améliorant ainsi la mobilité globale de votre rollator.



GEMINO 20



GEMINO 20 FONCTIONNALITÉS SUPÉRIEURES À UN PRIX ATTRACTIF

Vous êtes à la recherche d'un rollator de qualité supérieure avec un excellent rapport qualité/prix ? Le Gemino 20 est ce qu'il vous faut. Ce rollator design est facile à manier en toute sécurité. Emportez-le où vous voulez grâce à son système unique de pliage en un clic. Il vous offre une conduite stable et légère et est par ailleurs équipé d'un panier pratique amovible et d'une large assise — pour des pauses confortables. Bref, un véritable Gemino !

Gemino 20 est disponible avec un cadre gris en trois dimensions différentes. Optez pour le modèle qui convient à votre taille, pour 100 % de qualité et de fonctionnalité, toujours à un prix attractif.

// GEMINO 100 % — LE CHOIX MALIN POUR MA MOBILITÉ

Déplacez-vous agréablement et en toute sécurité avec le rollator Gemino 20. Il possède toutes les caractéristiques techniques du Gemino 30 déjà primé et peut être associé à de nombreux accessoires très pratiques.

// RANGEMENT ET TRANSPORT FACILES

Votre Gemino 20 se plie facilement pour former un ensemble compact grâce à un système unique de pliage en un seul clic. C'est ce qui le rend facile à ranger et à transporter dans votre véhicule.


Les nouvelles fourches sont essentielles pour réduire le poids total du rollator et simplifier le montage des roues. Le changement de roues devient ainsi un jeu d'enfant.






GEMINO 30


LE ROLLATOR 100 % ORIGINAL




Silver grey




Champagne




Sapphire blue




Pink



Apple green



Scarlett red



Black

// LA VIE EST PLEINE DE COULEURS

Exprimez votre personnalité en choisissant la couleur qui lui sied le mieux parmi une sympathique gamme de six coloris de cadre anodisés.

// PANIERS DE LUXE À COMBINER ET ASSORTIR

Combinez votre Gemini 30 à un sac à bandoulière élégant et pratique — dans votre coloris préféré !



Graphite grey



Blue



Mint green



Pink



Alcantara black



Green



Black



Red



GEMINO 30 ENTièrement PERSONNALISABLE SELON VOS ENVIES

Le Gemino 30 attire tous les regards. Ce rollator 100 % original dépassera toutes vos attentes en matière de confort, de sécurité et de design. De conception moderne, il évoque classe et qualité et s'adaptera intégralement à votre mode de vie actif — et à votre personnalité !

Notre Gemino 30 déjà primé, c'est l'assurance d'obtenir « the best of the best ». Ce rollator design combine une grande maniabilité et une stabilité maximale, de sorte à vous permettre de garder votre indépendance et de continuer à profiter pleinement de la vie. Complétez votre rollator en choisissant l'un des nombreux coloris et accessoires. À vous de choisir. Restez vous-même et exprimez votre personnalité!

Les nouvelles fourches sont essentielles pour réduire le poids total du rollator et simplifier le montage des roues. Le changement de roues devient ainsi un jeu d'enfant.



GEMINO 30 Carbon



GEMINO 30 CARBON

LE ROLLATOR EN CARBONE HAUT DE GAMME POUR UNE VIE ACTIVE

Voulez-vous un rollator qui se place au-dessus de tous les déambulateurs ?
Le Gemino 30 Carbon a tous les avantages du Gemino 30 ; le système de pliage en un clic unique ; la large gamme d'accessoires... De plus, ce rollator est le choix parfait pour ceux qui recherchent quelque chose de spécial parce que le Gemino 30 Carbon est particulièrement léger, particulièrement élégant et particulièrement maniable !

// LÉGÈRETÉ ABSOLUE

Avec un poids de 5,4 (M) / 5,6 kg seulement, le Gemino 30 Carbon est facile à soulever, facile à transporter et facile à ranger. Son poids plume le rend aussi très maniable dans les espaces restreints.

// BEAUCOUP DE PLACE POUR LES JAMBES

Les tubes de cadre parallèles à l'avant du rollator offrent plus d'espace d'assise car les jambes ne touchent pas les tubes.

// MONTE-TROTTOIR INTÉGRÉ DANS LE CADRE

Le monte-trottoir, discrètement intégré dans le cadre en carbone, permet de franchir facilement les trottoirs et autres obstacles.





**// GEMINO 30 CARBON COMFORT -
ROUES CONFORT EN OPTION**

Les grandes roues souples et confortables sont désormais également disponibles pour le Gemini 30 Carbon. Ces roues offrent un confort supplémentaire et un excellent amortissement, réduisant les vibrations, même sur les terrains accidentés. Avec un design moderne, elles offrent un look stylé et moderne et une conduite plus douce.



// POIGNÉES ANATOMIQUES

Ces poignées ergonomiques offrent une bonne préhension pour un soutien optimal, un grand confort et des déplacements en toute confiance.



// CADRE EN CARBONE

Le carbone est extrêmement solide et en même temps très léger. En plus de sa légèreté, le Gemino Carbon offre aussi une grande stabilité et une utilisation en toute confiance et sécurité. Même les rues pavées ou les sentiers cahoteux ne posent aucun problème !



// SANGLE DORSALE CONFORT RÉGLABLE

Grâce à la sangle dorsale confort, vous pouvez vous asseoir et vous adosser confortablement. La sangle est facile à régler, offre un soutien agréable et se plie lorsque vous pliez votre rollator.



// EMPORTER VOS COURSES FACILEMENT

Avez-vous beaucoup de choses à emporter avec vous ? Le grand panier avec rabat peut contenir 5 kg. Le rabat permet de fermer le panier pour protéger vos affaires et en plus il a une poche intérieure zippée pour mettre les objets de valeur.



GEMINO 30

Comfort

GEMINO 30

comfort avec pack PLUS gratuit

Le rollator avec de grandes roues souples pour encore plus de sécurité et de confort à l'usage. Le Gemino 30 Comfort PLUS est le rollator parfait, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Un soutien dorsal, un porte-béquille en un sac de luxe avec fermeture sont fournis en standard.



+



+



GEMINO 30 COMFORT

MANIABLE AU MAXIMUM A L'INTÉRIEUR AVEC UN CONFORT EXCEPTIONNEL À L'EXTÉRIEUR

Le rollator Gemino 30 vous permet de vous déplacer facilement dans votre maison mais les grandes roues souples rendent les sorties très agréables aussi.

// LES ROUES QUI FONT LA DIFFERENCE

Ses grandes roues avant souples vous permettent de négocier pratiquement tous les obstacles avec aisance. Elles vous offrent un confort de marche – sur toutes les surfaces.

// UTILISATION A L'INTERIEUR COMME A L'EXTERIEUR

La maniabilité à l'intérieur avec des prestations exceptionnelles à l'extérieur combiné.

// PANIER TRES SOLIDE

Le panier peut supporter jusqu'à 10 kg.



GEMINO 60



// DES ROUES QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Les roues souples de grande dimension vous permettent de négocier tout en douceur presque tous les obstacles. Un confort de marche optimal vous est donc garanti, peu importe la surface.



// CONÇU POUR UNE STABILITÉ OPTIMALE

Le Gemini 60 est d'une extrême solidité. Son long châssis extra large et ses roues de grande dimension assurent une stabilité et une sécurité optimales, même sur terrains accidentés.



// GAGNEZ DE L'ESPACE

Stabilité maximale garantie grâce au large empattement du rollator. Par ailleurs, Gemini 60 vous offre un espace de marche élargi ainsi qu'une assise généreuse. Également disponible pourvu d'un confortable soutien dorsal réglable parfait pour les petites pauses.



// UN POIDS PLUS IMPORTANT ? PAS DE PROBLÈME !

Tous les modèles Gemini 60 conviennent à un usage lourd et sont capables de supporter un poids maximal de 150 kg. Des emplettes prévues ? Pas de problème ! Le panier renforcé peut contenir jusqu'à 10 kg.



GEMINO 60 UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ INÉGALÉS SUR TOUS LES TERRAINS

Allons-y ! Le Gemino 60 est le compagnon idéal de votre vie active. Ses roues souples de grande dimension vous garantissent des déplacements confortables en toute confiance, même sur des surfaces accidentées. Seuils de maison délicats à franchir, rues pavées longées de hautes bordures ou encore sentiers cahoteux ? Les franchir devient un jeu d'enfant avec Gemino 60 !

Le rollator Gemino 60 a été conçu pour un usage intensif en extérieur et peut supporter des poids supplémentaires tout en se repliant sans effort. Il est donc très facile à ranger et à transporter. Léger comme une plume, mais solide comme un roc. Gemino 60 – restez actif et profitez du confort ultime, où que vous alliez !

// GEMINO 60 ATR - EN OPTION ROUES TOUT-TERRAIN (ATR)

Le Gemino 60 peut désormais être équipé de roues tout-terrain (ATR), spécialement conçues pour marcher sans effort sur des terrains accidentés. Que ce soit en hiver ou sur d'autres terrains difficiles, ce déambulateur offre une stabilité et des performances inégalées. Les grandes roues souples offrent une adhérence et un amortissement supplémentaires, garantissant un déplacement confortable et sûr.



GEMINO 30

Walker



Plus de stabilité grâce à la sangle réglable pour un soutien sous les coudes.



// ACCOUDOIRS POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ ET PLUS DE SÉCURITÉ

Vous pouvez facilement régler la hauteur, la profondeur, et l'angle des accoudoirs de sorte qu'ils correspondent en tout point à vos besoins. Les freins et les poignées de conduite sont entièrement intégrés, ce qui les rend accessibles et maniables. Ainsi, vous pouvez vous déplacer confortablement et en toute sécurité.

// OPTIONS DE FREINS OPTIMISÉS POUR DAVANTAGE DE STABILITÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour une sécurité accrue, vous avez la possibilité d'utiliser le Gemino 30 Walker en combinaison avec le système de freinage SpeedControl ou un frein de ralentissement. Le SpeedControl ralentit automatiquement votre rollator lorsque vous accélérez. De cette façon, vous maintenez une posture correcte et marchez confortablement près du rollator.

ENCORE PLUS DE SOUTIEN, IDÉAL POUR LA RÉÉDUCATION À LA MARCHÉ

Si vous avez besoin d'un support supplémentaire lorsque vous marchez, le Gemino 30 Walker constitue la solution idéale. Ce rollator léger est pourvu d'accoudoirs entièrement réglables. Les freins et poignées de conduite intégrés aux accoudoirs sont facilement accessibles et se manient aisément. Le Gemino 30 Walker combine les avantages du Gemino 30 à un plus grand soutien et une meilleure stabilité. Il convient donc particulièrement à la rééducation à la marche.



// WALKER À FONCTION LASER

La fonction laser est désormais disponible pour le Walker, spécialement conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Cette fonction fournit des repères visuels pour initier le mouvement, améliorant ainsi la démarche et réduisant le risque d'épisodes de freeze. En cas d'immobilisation, il suffit d'activer la ligne laser à l'aide d'un bouton situé sur les poignées de poussée. En vous concentrant sur la ligne apparaissant sur le sol, vous pouvez l'enjamber et continuer à marcher facilement.



Les nouvelles fourches sont essentielles pour réduire le poids total du rollator et simplifier le montage des roues. Le changement de roues devient ainsi un jeu d'enfant.

GEMINO 60

Walker

Plus de stabilité grâce à la sangle réglable pour un soutien sous les coudes.



UN MAXIMUM DE SOUTIEN ET DE STABILITÉ – À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR

Vous sortez souvent ? Le Gemino 60 vous offre le meilleur, à l'intérieur comme à l'extérieur : toutes les confortables options de conduite du Gemino 60 ainsi que le soutien et la sécurité optimisés que vous attendez d'un « walker ». Réglez les accoudoirs et les poignées de conduite selon vos besoins et profitez d'une liberté accrue, tant dans la maison qu'en dehors. Vous pouvez évidemment aussi utiliser le Gemino Walker pour des exercices supplémentaires.

// ACCOUDOIRS RÉGLABLES POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ

Les accoudoirs conçus avec freins et poignées de conduite intégrés l'ont été pour une stabilité et un soutien de qualité optimale. Réglez le rollator en fonction de votre taille et adoptez une confortable posture de marche.

// USAGE EXTÉRIEUR CONFORTABLE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le châssis d'une extrême solidité, soutenu par des roues souples de grande dimension, vous permet de sortir en toute sécurité et en bénéficiant du plus grand confort. Seuils ? Bordures hautes ? Ces obstacles ne représentent pas un problème pour le Gemino 60 !



GEMINO 30 SpeedControl



// LE COMPAGNON IDÉAL DES ENFANTS

Le modèle Gemini 30 SpeedControl de taille réduite offre aux enfants la possibilité d'explorer le monde. L'enfant peut marcher en toute sécurité grâce à son système de freinage dynamique. La rééducation à la marche en devient amusante !



Les nouvelles fourches sont essentielles pour réduire le poids total du rollator et simplifier le montage des roues. Le changement de roues devient ainsi un jeu d'enfant.

GEMINO 30 SPEEDCONTROL

UN SYSTÈME DE FREINAGE INNOVANT

Vous êtes à la recherche d'un rollator pouvant vous assurer le niveau de sécurité le plus élevé lors de vos déplacements à pied ? Le Gemino 30 muni du système de freinage novateur SpeedControl est exactement la solution dont vous avez besoin. Vous vous sentez tout à fait en sécurité et vous marchez aisément tout en gardant une posture droite. Le SpeedControl convient aussi parfaitement à la rééducation à la marche, tant pour les adultes que pour les enfants.

// SYSTÈME DE FREINAGE TRIPLE

Le système de freinage innovant SpeedControl s'adapte facilement à vos besoins. Les freins arrière s'actionnent automatiquement lorsque vous accélérez. Vous ne ressentez évidemment aucune résistance, ni dans les pentes ni si vous adoptez un rythme de marche lent. Le système SpeedControl vous permet de garder une démarche régulière et d'adopter une position confortable au plus près du rollator tout en empêchant celui-ci de vous « échapper ».

// STEP TIP

La zone de marche est plus proche du sol, ce qui facilite la montée et la descente et réduit le stress sur les articulations. La conception légère réduit l'effort lors des manœuvres, améliorant ainsi la mobilité globale de votre rollator.



GEMINO 30

Parkinson



CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES PARKINSONIENS

Parfois, marcher en toute sécurité nécessite un petit quelque chose en plus. C'est vrai aussi pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. C'est votre cas ? Le Gemino 30 a été conçu tout spécialement pour vous, en fonction de vos besoins spécifiques. Ce rollator vous permet de sortir sans le moindre souci.

// LE FREIN DE RALENTISSEMENT ASSURE UN RYTHME RÉGULIER

Le Gemino 30 Parkinson est pourvu d'un frein de ralentissement assurant une résistance supplémentaire et un rythme régulier. Il vous suffit de sélectionner le niveau de résistance souhaité en fonction de vos besoins.

// SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE À LA FONCTION DE FREIN INVERSÉ

Grâce à la fonction de frein inversé, le rollator s'immobilise immédiatement dès que vous lâchez le frein, ce qui accroît votre sécurité en cas d'enrayage cinétique à la marche (« freezing »).

// LIGNE LASER D'ASSISTANCE EN CAS DE « FREEZING »

Lorsqu'un freezing survient, activez la ligne laser en appuyant sur un bouton situé sur les poignées de conduite. En vous concentrant sur cette ligne laser au sol, vous pourrez la franchir et continuer à marcher.

// STEP TIP

La zone de marche est plus proche du sol, ce qui facilite la montée et la descente et réduit le stress sur les articulations. La conception légère réduit l'effort lors des manœuvres, améliorant ainsi la mobilité globale de votre rollator.

// ROUES CONFORT EN OPTION

De larges pneus souples qui offrent plus de confort et de stabilité, même sur les terrains accidentés.



Les nouvelles fourches sont essentielles pour réduire le poids total du rollator et simplifier le montage des roues. Le changement de roues devient ainsi un jeu d'enfant.

Roues confort

100 % DE CHOIX D'ACCESSOIRES PRATIQUES RIEN QUE POUR VOUS

Les rollators Gemino, c'est bien plus que des possibilités de réglage exceptionnelles. Ils sont assortis d'une vaste gamme d'accessoires attrayants pour vous faciliter la vie. Sac élégant, porte-béquille très pratique, soutien dorsal confortable ou éclairage pour une sécurité accrue ? Sélectionnez l'option qui s'adapte à votre mode de vie et à vos besoins !

// AMPLES PANIERS COLORÉS

Assortissez votre Gemino du panier stylé fermé de votre couleur favorite. Les poignées et la bandoulière permettent de transporter le sac sans problème.

Non disponible pour Gemino 60 M et Gemino 30 Comfort avec pack d'accessoires PLUS.



Blue



Graphite grey



Black



Pink



Green



Red



Alcantara black



Mint green




// SAC TROLLEY SHOP-N-GO

Le sac à provisions Shop-n-Go est l'accessoire parfait pour votre rollator. Les courses quotidiennes deviennent un jeu d'enfant. Rangez et protégez facilement vos courses dans le sac, ramenez-les à la maison en toute sécurité avec votre rollator, et retirez le sac sans effort en un seul mouvement grâce au mécanisme de fixation intelligent. Grâce aux roues à roulement souple et à la poignée extensible, vous pouvez tirer le sac sans effort, ce qui est idéal pour franchir des escaliers ou lorsque le rollator ne doit pas être emmené dans l'espace de vie. Compatible avec les derniers modèles Gemino 20, Gemino 30 et Gemino 60, le Shop-n-Go peut également être adapté aux modèles plus anciens.



// PARAPLUIE*

La pluie se met à tomber ? Vous pouvez quand même sortir en toute sécurité grâce à ce parapluie à hauteur réglable, car il vous permet notamment de laisser vos deux mains sur les poignées de conduite.



// SOUTIEN DORSAL*

Bénéficiez d'encore plus de confort et de soutien en position assise. Le soutien dorsal reste en place, même lorsque vous repliez le rollator.



// SOUTIEN DORSAL CONFORT RÉGLABLE *

Envie d'encore plus de confort et de soutien ? Optez pour le soutien dorsal extra large légèrement rembourré. Réglage rapide et pliage aisé concomitant à celui du rollator.



// TABLETTE

Tablette pratique pourvue d'un porte-gobelet, pour emporter nourriture et boissons partout avec vous.



// PORTE-BÉQUILLE

Insérez vos béquilles ou votre canne dans le porte-béquille pendant vos déplacements. Accès et montages faciles.



// PORTE-BOUTEILLES D'OXYGÈNE*

Sac en bandoulière pour le transport sécurisé des bouteilles d'oxygène.




// FREIN DE RALENTISSEMENT*

Ce frein assure une résistance supplémentaire pour vous permettre de garder une démarche régulière. Facilement réglable au niveau qui vous convient le mieux. Enclenchement/désenclenchement aisés.



// DISPOSITIF DE VERROUILLAGE UNIVERSEL

Ce dispositif vous permet de sécuriser vos accessoires personnels.




// ÉCLAIRAGE

L'éclairage vous permet d'être bien visible dans l'obscurité. Pour une sécurité accrue.



// PORTE-SÉRUM AMOVIBLE*

Porte-sérum à hauteur et angle réglables.



Freinage automatique en cas d'accélération soudaine.

// SPEEDCONTROL

Grâce au système de freinage SpeedControl innovant vous sentirez tout à fait en sécurité lors de vos déplacements. Votre rollator freinera automatiquement en cas d'accélération. Le système SpeedControl vous garantit une posture confortable. Vous ne ressentez évidemment aucune résistance, ni dans les pentes ni si vous adoptez un rythme de marche lent. SpeedControl prévient les chutes et convient parfaitement à la rééducation à la marche des adultes comme des enfants !



// POIGNÉE DE POUSSÉE À TUBE EXTRA LONG

100 mm supplémentaires pour les clients très grands.



// FREIN UNILATÉRAL

Commande avec une seule main en tout confort et en toute sécurité.



// KIT FREIN INVERSÉ

Le rollator s'immobilise immédiatement dès que vous lâchez le frein.



// BARRE DE STABILISATION

Pour un maximum de confiance, s'enlève sans effort lors d'un transport. Disponible uniquement sur les modèles Gemino 30 et Gemino 60 Walker.

*Vérifiez la disponibilité de cet accessoire en fonction du modèle .



GEMINO - APERÇU DE LA SÉLECTION



GEMINO 20

Rollator léger, fonctionnel à 100 %, à un prix attractif..



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux enfants



GEMINO 30 Carbon

Design primé combiné à une maniabilité et à une stabilité maximales. Disponible en six coloris avec paniers assortis et de nombreux accessoires.



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux enfants



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Créez votre style en sélectionnant vous-même la couleur du châssis et les paniers assortis. Vaste choix d'accessoires.



Grande légèreté
Version en carbone :
5,4 (M) / 5,6 kg
Très facile à soulever et à transporter



GEMINO 30 confort

Conçu pour plus de confort à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce aux grandes roues souples, les obstacles ne sont plus un problème



Usage quotidien, tout terrain

Usage quotidien



150 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Solide panier supplémentaire (capacité de charge de 10 kg)



GEMINO 30 confort avec pack PLUS

Conçu pour plus de confort à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce aux grandes roues souples, les obstacles ne sont pas un problème. Avec soutien dorsal, porte-bébé et sac de luxe noir à fermeture.



Usage quotidien, tout terrain

Usage quotidien



150 kg



150-200 cm



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Solide panier supplémentaire (capacité de charge de 10 kg)

OPTEZ POUR LE ROLLATOR QUI VOUS CONVIENT À 100 %



GEMINO 60

Usage actif. Confortable, très stable. Grandes roues souples permettant de franchir aisément tous les obstacles. Tous les avantages du Gemino 30 déjà primé et bien plus encore.



Usage quotidien, tout terrain

Usage actif



150 kg
150 kg (M)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)



Long châssis extra large pour une stabilité optimale



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Assise extra large



Solide panier supplémentaire (capacité de charge de 10 kg)



GEMINO 30 walker

Tous les avantages du rollator Gemino 30 avec un plus grand soutien et une meilleure stabilité lors de vos déplacements.



Usage intérieur

Usage quotidien/
rééducation de l'équilibre



150 kg
130 kg (M)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)



Accoudoirs à hauteur et angle réglables pour un soutien et une stabilité accrus



GEMINO 60 walker

Maximum de stabilité et de soutien à l'intérieur comme à l'extérieur. Combine les avantages du Gemino 60 au soutien et à la sécurité optimisés d'un « walker ».



Usage quotidien, tout terrain

Usage quotidien/
rééducation de l'équilibre



130 kg
130 kg (M)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)



Accoudoirs à hauteur et angle réglables pour un soutien et une stabilité accrus



Long châssis extra large pour une stabilité optimale



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Solide panier supplémentaire (capacité de charge de 10 kg)



GEMINO 30 SpeedControl

Le dispositif SpeedControl bloque automatiquement les roues en cas d'accélération soudaine.



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien



100 kg



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux enfants



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Le dispositif SpeedControl bloque automatiquement les roues en cas d'accélération soudaine.



GEMINO 30 parkinson

La ligne laser peut être activée pour remédier aux « blocs moteurs ».



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien



130 kg
130 kg (M)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Freins inversés : le rollator s'arrête immédiatement lorsque les freins sont relâchés.



Le frein de ralentissement assure une résistance supplémentaire et un rythme de marche régulier.



Activez la ligne laser pour remédier au « freezing ».



GEMINO - APERÇU DE LA SÉLECTION



GEMINO 20

Rollator léger, fonctionnel à 100 %, à un prix attractif..



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux enfants



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



GEMINO 30

Design primé combiné à une maniabilité et à une stabilité maximales. Disponible en six coloris avec paniers assortis et de nombreux accessoires.



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux enfants



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Créez votre style en sélectionnant vous-même la couleur du châssis et les paniers assortis. Vaste choix d'accessoires



Grande légèreté



GEMINO 30
comfort

Conçu pour plus de confort à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce aux grandes roues souples, les obstacles ne sont plus un problème.
+ Pack Plus: Avec soutien dorsal, porte-béquille et sac de luxe noir à fermeture.



Usage quotidien, tout terrain

Usage quotidien



150 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Solide panier supplémentaire (capacité de charge de 10 kg)



GEMINO 30
Carbon

Les roues souples offrent un confort et un amorti supérieur pour réduire les impacts et les vibrations, même sur les terrains irréguliers. Cadre en carbone super léger.



Usage quotidien, tout terrain

Usage quotidien



150 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Grande légèreté



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



GEMINO 30
SpeedControl

Le dispositif SpeedControl bloque automatiquement les roues en cas d'accélération soudaine.



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien



100 kg



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux enfants



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Le dispositif SpeedControl bloque automatiquement les roues en cas d'accélération soudaine

OPTEZ POUR LE ROLLATOR QUI VOUS CONVIENT À 100 %



GEMINO 30 parkinson

Spécialement conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, il comprend un frein de décélération, une ligne laser et un frein de recul.

GEMINO 30 confort parkinson

Spécialement conçu pour les personnes atteintes de Parkinson. Comprend un frein de décélération, une ligne laser et un frein de marche arrière. Roues confortables pour une conduite stable.

GEMINO 60

Usage actif. Confortable, très stable. Grandes roues souples permettant de franchir aisément tous les obstacles. Tous les avantages du Gemino 30 déjà primé et bien plus encore.

GEMINO 60 ATR

Les roues tout-terrain (ATR) sont conçues pour être utilisées sur des terrains accidentés, ce qui les rend idéales pour les conditions hivernales et les terrains accidentés.

GEMINO 30 walker

Tous les avantages du rollator Gemino 30 avec un plus grand soutien et une meilleure stabilité lors de vos déplacements.

GEMINO 60 walker

Maximum de stabilité et de soutien à l'intérieur comme à l'extérieur. Combine les avantages du Gemino 60, au soutien et à la sécurité optimisés d'un « walker ».



Usage intérieur et extérieur



Usage quotidien, tout terrain



Usage quotidien, tout terrain



Usage quotidien, tout terrain



Usage intérieur



Usage intérieur et extérieur

Usage quotidien

Usage quotidien

Usage quotidien

Usage quotidien

Usage quotidien/
rééducation de l'équilibre

Usage quotidien/
rééducation de l'équilibre



130 kg
130 kg (M)



130 kg
130 kg (M)



150 kg
150 kg (M)



150 kg
150 kg (M)



150 kg
130 kg (M)



130 kg
130 kg (M)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Long châssis extra large pour une stabilité optimale



Long châssis extra large pour une stabilité optimale



Accoudoirs à hauteur et angle réglables pour un soutien et une stabilité accrus



Accoudoirs à hauteur et angle réglables pour un soutien et une stabilité



Freins inversés : le rollator s'arrête immédiatement lorsque les freins sont relâchés



Freins inversés : le rollator s'arrête immédiatement lorsque les freins sont relâchés



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Roues souples de grande dimension pour un maximum de confort et de sécurité. Franchissez aisément tous les obstacles



Rayon de braquage réduit pour une bonne maniabilité en intérieur



Long châssis extra large pour une stabilité optimale



Le frein de ralentissement assure une résistance supplémentaire et un rythme de marche régulier



Le frein de ralentissement assure une résistance supplémentaire et un rythme de marche régulier



Assise extra large



Assise extra large



Activez la ligne laser pour remédier au « freezing »



Activez la ligne laser pour remédier au « freezing »




Solide panier supplémentaire (capacité de charge de 10 kg)




Solide panier supplémentaire (capacité de charge de 10 kg)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GEMINO



		GEMINO 20			GEMINO 30 GEMINO 30 Carbon GEMINO 30 Carbon comfort			GEMINO 30 Comfort avec PLUS pack	
		20	20M	20S	30	30M	30S	30	30M
DIMENSIONS							not Carbon		
Poids maximal utilisateur	kg	150	130	125	150	130	125	150	130
Taille utilisateur recommandée	cm	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170
Charge maximale du panier	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Longueur totale A	cm	65	65	68	65	65	68	68	68
Largeur totale B	cm	60	60	55	60	60	55	62	62
Poids total panier inclus (sans panier)	kg	7.1 (7.3)	7.0 (7.2)	6.8 (6.6)	7.1 (7.4) 5.6 (5.9) Carbon	7.0 (7.3) 5.4 (5.7) Carbon	6.6 (6.8)	7.7 (8)	7.5 (7.8)
Distance entre les poignées C	cm	47	47	42	47	47	42	47	47
Hauteur d'assise D	cm	62	55	48	62	55	48	64	57
Hauteur totale E	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88 73 - 88 Carbon	65 - 77	80 - 102	71 - 90
Hauteur replié	cm	80	76	69	80	76	69	82	77
Longueur replié	cm	65	65	68	65	65	68	68	68
Largeur replié	cm	23	23	23	23	23	23	23	23
Diamètre des roues avant F	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
Diamètre des roues arrière G	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
PRESTATION									
Rayon de braquage	cm	84	84	79	84	84	79	88	88
OPTIONS DE COLORIS									
Silver grey					√	√ seulement le Carbon M			
Champagne					√ sans carbone	√ sans Carbon	√	√	√
Sapphire blue					√ sans carbone	√ sans Carbon			
Pink					√ sans carbone	√ sans Carbon	√	√	√
Apple green					√ sans carbone		√		
Black					√ sans carbone	√ sans carbone			
Scarlett red					√ sans carbone			√	√
CE									
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3									





	GEMINO 60 GEMINO 60ATR		GEMINO 30 Walker		GEMINO 60 Walker		GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 Parkinson		GEMINO 30 comfort parkinson		
	60	60M	30	30M	60	60M	30	30M	30S	30	30M	30	30M	
DIMENSIONS														
Poids maximal utilisateur	kg	150	150	150	130	130	130	100	100	100	130	130	150	130
Taille utilisateur recommandée	cm	150-200	135-170	150-200	135-170	150-200	135-170	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	150-200	135-170
Charge maximale du panier	kg	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
Longueur totale A	cm	74	74	65	65	74	74	65	65	68	65	65	68	68
Largeur totale B	cm	64	64	60	60	64	64	60	60	55	60	60	62	62
Poids total panier inclus (sans panier)	kg	8.5 (8.8)	8.2 (8.5)	10.6 (10.9)	10.4 (10.7)	11.8 (12.1)	11.6 (11.9)	8.7 (8.9)	8.6 (8.8)	8.2 (8.4)	7.5 (7.8)	7.4 (7.7)	8.1 (8.4)	7.9 (8.1)
Distance entre les poignées C	cm	51	51	41	41	45	45	47	47	42	47	47	47	47
Hauteur d'assise D	cm	62	53	62	55	62	53	62	55	48	62	55	64	57
Hauteur totale E	cm	76-95	73 - 83	98 - 115	84 - 100	98 - 115	89 - 98	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88	80 - 102	71 - 90
Hauteur replié	cm	84	80	97	89	109	101	80	76	69	80	76	82	77
Longueur replié	cm	74	74	65	65	74	74	65	65	68	65	65	68	68
Largeur replié	cm	23	23	35.5	35.5	35.5	35.5	23	23	23	23	23	23	23
Diamètre des roues avant F	cm	28 x 4.2	28 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	28 x 4.2	28 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
Diamètre des roues arrière G	cm	23 x 4.2	23 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
PRESTATION														
Rayon de braquage	cm	95	95	84	84	95	95	84	84	79	84	84	84	84
OPTIONS DE COLORIS														
Silver grey														
Champagne		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sapphire blue														
Pink										√	√			
Apple green										√				
Black														
Scarlett red														
CE														
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3		√	√					√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3				√	√	√	√							

Pour tout complément d'information relatif à l'intégralité des spécifications, options et accessoires, veuillez vous référer au formulaire de commande. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Veuillez contacter Sunrise Medical pour toute question éventuelle.



WHERE YOU WANT TO BE.

TROPHY

- Disponible en versions trois ou quatre roues
- Cinq coloris métallisés tendance
- 12 ou 15 km/h au choix
- Confort d'assise exceptionnel
- Aussi facilement manœuvrable qu'une voiture
- Double système de freins pour une sécurité optimale
- Suspension réglable unique tout confort
- Excellent champ de vision et visibilité optimale
- Convient aux longues distances
- Vaste gamme d'accessoires

À utiliser avec votre rollator Gemini



Sparkling champagne



Moonstone blue



Platinum white



Graphite black



Ruby red

LE SCOOTER TOUT CONFORT



Contactez votre revendeur pour de plus amples informations sur le rollator Gemini et les scooters Trophy :



**EDUCATION
IN MOTION**



www.SunriseMedical.be