

WheelDrive

Compatibiliteitsoverzicht

WheelDrive, de nieuwe generatie hulpaandrijving van Sunrise Medical, kan eenvoudig worden gemonteerd op vrijwel alle bekende manuele rolstoelmodellen. Zonder extra onderdelen of aanpassing van de rolstoel ('snap-on principe'). Mocht uw rolstoel niet in dit overzicht staan, neemt u dan contact op met Sunrise Medical.



Sunrise Medical voert een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kan de informatie op deze sheet afwijken van de werkelijkheid.

Rolstoel Merk/Model	Asmaat	Rolstoel Merk/Model	Asmaat
Sunrise Medical		Panthera	
Breezy UniX ²	A	S2	C
Breezy PariX ²	A	S2 Swing	C
Breezy BasiX ²	A	U2	C
Breezy RubiX ²	A	U2 Light	C
Breezy HeliX ²	A	S3	
Breezy Cirrus 4	B	S3 Swing	
Breezy Cirrus G5	B	U3	
Breezy Emineo	B	U3 Light	
Breezy Exigo 20	B	Bambino	
Breezy Exigo 30	B	Invacare	
Breezy Ibis	D	Myon HC	
Quickie Argon ²	C	Action 5	
Quickie Easy 200	C	Action 4	B
Quickie Easy 300	C	Action 4 NG	
Quickie Helium	C	Action 3	
Quickie HeliX ²	A	Action XT	
Quickie HeliX ² Comfort	A	XLT	
Quickie Life i	C	SpinX	B
Quickie Life i Sedeo	C	Rea Focus	B
Quickie Life	C	Top End Terminator	C
Quickie Life R	C	Küschall	
Quickie Life T	C	Advance	
Quickie Life RT	C	K-Series	C
Quickie Neon ² SA	C	K-Series attract	
Quickie Nitrum	C	Champion	E
Quickie Xenon ² / Xenon ² SA	C	Ultra-Light	
QuickieQS5 X	C	Compact	
		Compact attract	

Asmaat	Diameter asgat	Lengte as instelbaar
A	12,7 mm	25 - 75 mm
B	12 mm	25 - 65 mm
C	12,7 mm	25 - 65 mm
D	12 mm	28 - 38 mm
E	12,7 mm	28 - 38 mm

Opmerking: de bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de WheelDrive wielen gemonteerd kunnen worden. Een voorwaarde is dat de ontvanger van de quick release assen een diameter asgat van 12 mm of 12,7 mm hebben. Daarnaast zijn ook bouwjaar, zwaartekrachtinstelling en wielmaat van invloed. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag uw leverancier om advies.

WheelDrive

Compatibiliteitsoverzicht

WheelDrive, de nieuwe generatie hulpaandrijving van Sunrise Medical, kan eenvoudig worden gemonteerd op vrijwel alle bekende manuele rolstoelmodellen. Zonder extra onderdelen of aanpassing van de rolstoel ('snap-on principe'). Mocht uw rolstoel niet in dit overzicht staan, neemt u dan contact op met Sunrise Medical.



Sunrise Medical voert een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kan de informatie op deze sheet afwijken van de werkelijkheid.

Rolstoel Merk/Model	Asmaat	Rolstoel Merk/Model	Asmaat
Meyra		Start M5 Comfort	B
Hurricane		Start4 M2	B
ZX1 / ZX3		Ventus	
X-Star		LEVO	
Avanti / Avanti Pro		LEVO active-easy LAE	
Eurochair ² 2.750	B	LEVO compact-easy LCEV	
Eurochair ² 2.850	B	LEVO Summit E	
Eurochair 1.750	B	LEVO Summit M	
Eurochair 1.850	B	DIETZ	
Service 3.600	B	AS 01	
Smart ^F /Smart ^S		O⁴	
X1		Multihopper	C
Nano		Olympichopper	C
Vassilli		Swayhopper	
Hi-Lo M		Etac	
Hi-Lo M Alu Line		Cross 5	
Berolka		Ki Mobility	
Phoenix		Rogue	
Cobra Sport		Little Wave Click	
Slade SLT/AR		SORG	
Basic		Vector (vanaf ZB 280 mm)	
Finess		Vector BSA	
Sprint AR/SLT		Jump Alpha (vanaf ZB 280 mm)	
Kayou		Jump Beta	
Otto Bock		Veldink4kids	
Motus		Kiddo Classic	A*
Motus CV/CS		Kiddo Tilt	A*
Avantgarde CV/CS/4/VR/T		Adapt	A*
Start M2 Effect	B	Kiddo Xperience	A*

Asmaat	Diameter asgat	Lengte as instelbaar
A	12,7 mm	25 - 75 mm
B	12 mm	25 - 65 mm
C	12,7 mm	25 - 65 mm
D	12 mm	28 - 38 mm
E	12,7 mm	28 - 38 mm

* incl. 065117

Opmerking: de bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de WheelDrive wielen gemonteerd kunnen worden. Een voorwaarde is dat de ontvanger van de quick release assen een diameter asgat van 12 mm of 12,7 mm hebben. Daarnaast zijn ook bouwjaar, zwaartekrachtinstelling en wielmaat van invloed. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag uw leverancier om advies.