

WheelDrive

Liste de produits compatibles

WheelDrive, la nouvelle génération d'assistance électrique de Sunrise Medical, permet un montage facile sur presque tous les modèles courants de fauteuils roulants manuels. Sans pièces de montage supplémentaires ni adaptations du fauteuil (principe de montage rapide 'snap-on'). Si vous ne trouvez pas votre fauteuil roulant dans le tableau cidessous, veuillez contacter Sunrise Medical pour plus d'informations.



Sunrise Medical vise à améliorer ses produits en permanence. Pour cette raison, il est possible que les informations fournies dans cette brochure ne concordent pas avec le réel.

| Fauteuil roulant/Model | Taille des cendres | Fauteuil roulant/Model | Taille des cendres |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Sunrise Medical | | Panthera | |
| Breezy UniX ² | A | S2 | C |
| Breezy PariX ² | A | S2 Swing | C |
| Breezy BasiX ² | A | U2 | C |
| Breezy RubiX ² | A | U2 Light | C |
| Breezy HeliX ² | A | S3 | |
| Breezy Cirrus 4 | B | S3 Swing | |
| Breezy Cirrus G5 | B | U3 | |
| Breezy Emineo | B | U3 Light | |
| Breezy Exigo 20 | B | Bambino | |
| Breezy Exigo 30 | B | Invacare | |
| Breezy Ibis | D | Myon HC | |
| Quickie Argon ² | C | Action 5 | |
| Quickie Easy 200 | C | Action 4 | B |
| Quickie Easy 300 | C | Action 4 NG | |
| Quickie Helium | C | Action 3 | |
| Quickie HeliX ² | A | Action XT | |
| Quickie HeliX ² Comfort | A | XLT | |
| Quickie Life i | C | SpinX | B |
| Quickie Life i Sedeo | C | Rea Focus | B |
| Quickie Life | C | Top End Terminator | C |
| Quickie Life R | C | Küschall | |
| Quickie Life T | C | Advance | |
| Quickie Life RT | C | K-Series | C |
| Quickie Neon ² SA | C | K-Series attract | |
| Quickie Nitrum | C | Champion | E |
| Quickie Xenon ² / Xenon ² SA | C | Ultra-Light | |
| Quickie QS5 X | C | Compact | |
| | | Compact attract | |

| Taille des cendres | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre réglable |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A | 12,7 mm | 25 - 75 mm |
| B | 12 mm | 25 - 65 mm |
| C | 12,7 mm | 25 - 65 mm |
| D | 12 mm | 28 - 38 mm |
| E | 12,7 mm | 28 - 38 mm |

Remarque: la liste ci-dessus donne une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels les roues WheelDrive peuvent être montées. Néanmoins l'année de fabrication, le réglage du centre gravité et la taille des roues jouent également un rôle. Une condition à remplir en tout cas est la présence d'un récepteur d'axe de verrouillage rapide (« quick release ») de 12 ou 12,7 mm de diamètre. Pour ces raisons il est essentiel de faire des essais et tests préalables pour être 100% sûr, ou alternativement de demander des conseils auprès de votre revendeur.

WheelDrive

Liste de produits compatibles

WheelDrive, la nouvelle génération d'assistance électrique de Sunrise Medical, permet un montage facile sur presque tous les modèles courants de fauteuils roulants manuels. Sans pièces de montage supplémentaires ni adaptations du fauteuil (principe de montage rapide 'snap-on'). Si vous ne trouvez pas votre fauteuil roulant dans le tableau cidessous, veuillez contacter Sunrise Medical pour plus d'informations.



| Fauteuil roulant/Model | Taille des cendres | Fauteuil roulant/Model | Taille des cendres |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Meyra | | Start M5 Comfort | B |
| Hurricane | | Start4 M2 | B |
| ZX1 / ZX3 | | Ventus | |
| X-Star | | LEVO | |
| Avanti / Avanti Pro | | LEVO active-easy LAE | |
| Eurochair ² 2.750 | B | LEVO compact-easy LCEV | |
| Eurochair ² 2.850 | B | LEVO Summit E | |
| Eurochair 1.750 | B | LEVO Summit M | |
| Eurochair 1.850 | B | DIETZ | |
| Service 3.600 | B | AS 01 | |
| Smart ^F /Smart ^S | | O⁴ | |
| X1 | | Multihopper | C |
| Nano | | Olympichopper | C |
| Vassilli | | Swayhopper | |
| Hi-Lo M | | Etac | |
| Hi-Lo M Alu Line | | Cross 5 | |
| Berollka | | Ki Mobility | |
| Phoenix | | Rogue | |
| Cobra Sport | | Little Wave Click | |
| Slade SLT/AR | | SORG | |
| Basic | | Vector (vanaf ZB 280 mm) | |
| Finess | | Vector BSA | |
| Sprint AR/SLT | | Jump Alpha (vanaf ZB 280 mm) | |
| Kayou | | Jump Beta | |
| Otto Bock | | Veldink4kids | |
| Motus | | Kiddo Classic | A* |
| Motus CV/CS | | Kiddo Tilt | A* |
| Avantgarde CV/CS/4/VR/T | | Adapt | A* |

| Taille des cendres | Diamètre du trou de l'arbre | Longueur de l'arbre réglable |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A | 12,7 mm | 25 - 75 mm |
| B | 12 mm | 25 - 65 mm |
| C | 12,7 mm | 25 - 65 mm |
| D | 12 mm | 28 - 38 mm |
| E | 12,7 mm | 28 - 38 mm |

* incl. 065117

Remarque: la liste ci-dessus donne une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels les roues WheelDrive peuvent être montées. Néanmoins l'année de fabrication, le réglage du centre gravité et la taille des roues jouent également un rôle. Une condition à remplir en tout cas est la présence d'un récepteur d'axe de verrouillage rapide (« quick release ») de 12 ou 12,7 mm de diamètre. Pour ces raisons il est essentiel de faire des essais et tests préalables pour être 100% sûr, ou alternativement de demander des conseils auprès de votre revendeur.