

Rullator GEMINO 20



Rullator med unik funksjonalitet og fleksibilitet

Gemino 20 er en meget stabil, sammenleggbar rullator. Gemino 20 leveres i tre størrelser slik at du enkelt finner den rullatoren som passer deg.

Gemino 20 har ergonomisk utformende håndtak med integrerte bremses. Lav egenvekt og små utvendige mål sammenlagt gjør Gemino 20 enkel å frakte med seg.

GEMINO 20

GEMINO 20M

GEMINO 20S



Trygghet, støtte og stabilitet

Det unike designet gir en meget stabil ramme - du ferdes trygt i alle miljøer. Når du trenger en hvil, har Gemini 20 et sete med en god og bred sitteflate. Setet og kurven er laget i et gjennomsiktig materiale, slik at du har full kontroll på underlaget foran rullatoren.

Riktig og komfortabel gåstilling

Med et enkelt håndgrep reguleres Gemini 20 i riktig høyde. Håndtaket er utstyrt med memoryfunksjon, som sikrer riktig høyde hver gang. Brems og kjørehåndtak er utformet for enkel og komfortabel betjening.

Sikker og smidig i bruk

Integrerte høykvalitetsreflekser gjør Gemini 20 svært synlig i trafikken. Unik bremsekloss-design gjør at bremsene låser hjulene svært godt. Vippestussens utforming gjør det meget enkelt å forsure hindringer som fortauskanter og dørterskler. En unik kantavviser gjør det tryggere å passere dørkarmen, bordben og annet inventar - uten fare for å sette seg fast med bakhjulene.

Gemino - design

Tingene vi omgir oss med er viktig for hvordan vi oppfattes. Geminos design appellerer til både eldre og yngre brukergrupper.

SPESIFIKASJONER

		Gemino 20	Gemino 20M	Gemino 20S
Maks brukervekt	kg	150	130	125
Anbefalt brukerhøyde	cm	150 - 200	135 - 170	125 - 165
Maks vekt i kurv	kg	5	5	5
Total lengde	cm	65	65	68
Total bredde	cm	60	60	55
Total vekt med kurv	kg	7	6,9	6,8
Bredde mellom midten av håndtakene	cm	47	47	42
Setehøyde	cm	62	55	49
Total høyde	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 76
Høyde sammenfoldet	cm	80	76	69
Snu-diameter	cm	84	84	79

Transport og lagring

Gemino 20 er svært enkel å slå sammen, og har en unik lås som låser rullatoren i oppslått eller sammenslått stilling. Når rullatoren er låst sammenslått, er den, med sine små ytre mål og lave vekt, svært enkel å transportere og kompakt å lagre.



Sunrise Medical AS
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no