

# 100% RULLATOR



**GEMINO**

Gemino rullatorer er funksjonelle, lette i vekt og meget stabile. De finnes i flere modeller og flere størrelser



GEMINO



## GEMINO – 100% RULLATOR

Ser du etter en rullator som passer din aktive livsstil og som tillater deg å gå komfortabelt og trygt både innendørs og utendørs? Da er Gemini rullatorene fra Sunrise Medical det perfekte valget for deg. Våre lette rullatorer setter en ny standard innen kvalitet, sikkerhet, komfort og design.

Gemino kommer i ulike modeller, størrelser og farger. Det er alltid en Gemini som passer dine behov og din personlige stil. Uansett valg vil du alltid få 100% rullator. 100% komfort, sikkerhet og design.

**Det er fint å kunne stole på noe 100%**







**100%  
KOMFORT**



# HYGGELIG TUROPLEVELSE

Våre Gemini rullatorer er utviklet med tanke på din komfort og fornøyelse. Lett i vekt, materialer i høy kvalitet og maksimal stabilitet sikrer en god opplevelse både innendørs og utendørs. Memory funksjonen sikrer at de ergonomiske kjørehåndtakene alltid er i riktig høyde. Når det er på tide med en pause kan du hvile trygt på setet. Ved behov er en komfortabel ryggstøtte tilgjengelig som tilbehør.



**Prøv Gemini og oppdag hvor enkelt og fornøyetil gange kan være.**

**// VELG DIN RAMMESTØRRELSE**

Å velge riktig størrelse vil ikke bare hjelpe deg å gå komfortabelt og trygt. Hver rammestørrelse har også ulik setehøyde - viktig for å opprettholde optimal holdning i sittende (for mer informasjon, se tekniske data på s.28)

**// SMART REGULERING AV HÅNDTAK**

Du kan enkelt regulere de ergonomiske håndtakene til ønsket høyde. Håndtakene låses trygt på plass, og minnefunksjonen sørger for at de alltid er i riktig posisjon for deg.

**// ENKEL Å FRAKTE MED SEG**

Den unike sammenfoldingsmekanismen låser rullatoren automatisk både i sammenslått og utslått posisjon. Håndtakene kan settes i laveste posisjon for å ytterligere redusere størrelsen. Du kan også trygt manøvrere deg rundt på smale områder når rullatoren er delvis sammenfoldet.

**// PRAKTISK HVERDAGSBRUK**

Med din Gemini rullator vil du nyte komfortabel gange, du vil også sitte komfortabelt når det er tid for en pause. Kombiner med en komfortabel rygg for ekstra støtte. Har du mange ting du ønsker å ta med deg? Bruk den praktiske kurven - eller velg en stilig veske.



# 100% SIKKERHET



## HVOR ENN DU FERDES

Hvor enn du ferdes kan du gå trygt med en Gemini rullator. Den solide og stabile rammen sikrer maksimal trygghet i alle situasjoner. I tillegg finnes mange smarte løsninger, et bevis på at Sunrise Medical går ett skritt lenger, for din sikkerhet. Gemini – Nyt ditt aktive liv, helt trygt!

### // ULTRALETT BREMSING

Ergonomisk utformede håndtak sikrer godt grep. Bremsene er enkle å betjene, selv ved liten håndkraft. Bremsen er designet for å ta lett på hjulene og sikrer optimalt grep, selv når hjulene viser tegn til slitasje.

### // ENKEL MANØVRERING OVER UJEVNHETER

Vippestuss gjør det enklere å forsure fortauskanter eller terskler. Kantavviseren hjelper deg å passere hindringer uten fare for å henge seg fast.

### // GODT SYNLIG I MØRKET

Skal du ut en tur på kvelden? Integreerte reflekser på alle sider sikrer at du er synlig i mørket. For ekstra sikkerhet kan rullatoren utstyres med lykt.







## GEMINO 20 UNIK FUNKSJONALITET HELT ENKELT

Gemino 20 er en meget stabil rullator. Med Gemino 20 kan du ferdes trygt i alle miljøer og et godt sete gir støtte dersom du har behov for en hvil. Gemino 20s ergonomisk utformede håndtak og gode håndbrems gir trygghet. Den unike låsemekanismen holder Gemino 20 sammen i sammenslått stilling og bidrar, sammen med rullatorens lave vekt og små ytre mål, til enkel transport av Gemino 20 i for eksempel bil. Gjennomtenkte valg av materialer og løsninger gir en rullator med svært god funksjonalitet til en rimeligere pris.

Gemino 20 kommer i tre forskjellige rammestørrelser (farge grå). Velg den modellen som passer din høyde og nyt 100% kvalitet og funksjonalitet - til en attraktiv pris.

### // 100% GEMINO - DET SMARTE VALGET FOR MOBILITET

Gemino 20 har alle de tekniske egenskapene til vår prisbelønte Gemino 30 rullator, og kan kombineres med mye praktisk tilbehør.

### // ENKEL Å FRAKTE MED SEG OG OPPBEVARE

Lav egenvekt og små utvendige mål sammenlagt gjør Gemino 20 enkel å frakte med seg. Den unike sammenfoldingsmekanismen låser rullatoren automatisk både i sammenslått og utslått posisjon.



Nye gaffler bidrar til vektreduksjon, og forenkler hjulmonteringen, noe som gjør det enklere å bytte hjul.






# GEMINO 30

## DEN ORIGINALE 100% RULLATOREN




### // LIVET ER FARGERIKT


Ser du etter individualitet? Uttrykk din personlighet med et utvalg av 7 attraktive rammefarger.




Silver grey




Champagne




Sapphire blue




Pink



Apple green



Scarlett red



Alcantara black

### // MIKS OG MATCH MED ULIKE BAGER

Kompliment din Gemini 30 med en praktisk og stilig bag med skulderstropp - i din favoritt farge!



Mint green



Black



Black



Graphite grey



Blue



Pink



Green



Red



## GEMINO 30 PERSONLIG. DET ER OPP TIL DEG.

Gemino 30 skiller seg ut. Den originale 100% rullatoren fra Sunrise Medical vil overgå dine forventninger når det kommer til komfort, sikkerhet og design. Gemino 30s moderne design uttrykker kvalitet. Et perfekt valg for din aktive livsstil.

Med vår prisvinnende Gemini 30 vil du få "det beste av det beste". Ved å kombinere manøvrerbarhet innendørs med ytelse utendørs vil denne lette rullatoren forbedre din selvstendighet og livskvalitet. Velg din favorittfarge og legg til ønsket tilbehør. En veske som matcher, en praktisk krykkeholder eller en komfortabel ryggstøtte? Det er opp til deg. Nyt livet og uttrykk deg med din Gemini 30.

### // PRISVINNENDE DESIGN

Vår ordinale 100% rullator er anerkjent av internasjonale design institutter som Red Dot og IF, og det tyske forbrukermagasinet Öko-Test.







## GEMINO 30 CARBON SUPERLETT PREMIUM RULLATOR FOR EN AKTIV LIVSSTIL

Hvorfor velge Gemini 30 Carbon? Utstyrt med alle fordelene til Gemini 30, som Geminos unike sammenfoldingsmekanisme og det enorme utvalget av tilbehør, er Gemini 30 Carbon valget for de som leter etter noe spesielt. Spesielt lett, spesielt elegant og spesielt manøvrerbar er funksjonene som karakteriserer vår premium rullator, og som gjør at den virkelig skiller seg ut.

### // SUPERLETT

Gemino 30 Carbon veier kun 5,6 kg, som gjør den enkel å løfte, enkel å transportere og oppbevare. I tillegg er den svært enkel å manøvrere på smalere steder.

### // FRIHET TIL BEVEGELSE

Parallele frontrør gir økt sitteplass fordi bena ikke treffer borti rørene.

### // INTEGRERT VIPPESTUSS

Vippestussen er diskret integrert i karbonrammen, og gjør det enkelt å forsere fortauskanter.





# 100% LETTHET



## // ERGONOMISK UTFORMEDE HÅNDTAK

Ergonomisk utformede håndtak gir et komfortabelt og trygt grep.



## // KARBONRAMME

Karbon gir god styrke og robusthet kombinert med lav vekt. Dette gjør Gemini 30 Carbon til den perfekte følgesvenn for en aktiv livsstil.



## // REGULERBAR RYGGSTØTTE

Den regulerbare ryggstøtten gjør det mulig å lene seg tilbake og slappe av. Ryggstøtten kombinert med setet gir en komfortabel hvile når det trengs (tilbehør).



## //ENKEL OPPBEVARING

Har du mye å bære på? Kurven kan enkelt åpnes med en hånd, gir god plass til varer, og bærer inntil 5 kg.





# GEMINO 30

Comfort

## GEMINO 30 COMFORT DEN IDEELLE PARTNER BÅDE INNE OG UTE!

Gemino 30 Comfort er kompakt og lett i vekt samtidig som den har svært gode bruksegenskaper både inne og ute. Med sine store og myke hjul vil den være komfortabel og stabil også i ujevnt terreng.

### // STORE MYKE HJUL

Gemino 30 Comfort triller godt på alle underlag. Store, myke og støtabsorberende hjul sikrer at du enkelt kan forsure hindringer.

### // INNEN- OG UTENDØRS BRUK

Den kompakte rammen gir deg høy innendørs manøvrerbarhet, og de store myke hjulene tillater ferdsel over hindringer med letthet, enten det er terskler innendørs eller kantstein utendørs.

### // EKSTRA VEKT HÅNTERES ENKELT

Har du mye å bære på? Rullatoren er utstyrt med en kurv som kan bære opp til 10 kg.





# GEMINO 60



## // STORE MYKE HJUL

Store, myke hjul tillater deg å gå komfortabelt og trygt på alle underlag.



## // KURV MED LOKK

I motsetning til kurv med gjennomsiktig materiale, garanterer den nye værbestandige kurven ingen problemer med regn eller fuktighet. Kurven kan lukkes helt for å forhindre uønsket tilgang, og legger til et ekstra lag med sikkerhet til dine eiendeler.



## // ULTIMAT KOMFORT

Det større fotavtrykket bidrar til maksimal stabilitet, samtidig som rullatoren har større gangplass og et bredere sete. En komfortabel regulerbar ryggstøtte er tilgjengelig - perfekt hvis du trenger en hvilepause.



## // EKSTRA VEKT HÅNTERES ENKELT

Alle Gemino 60 modeller har en maks brukervekt på 150 kg. Har du mye å bære på? Rullatoren er utstyrt med en kurv som kan bære opp til 10 kg.



## // DESIGNET FOR OVERLEGEN STABILITET

Gemino 60's solide, ekstra brede og lange ramme kombinert med store hjul sørger for utmerket stabilitet og sikkerhet, også på ulendt terreng.

# GEMINO 60

## ØKT KOMFORT OG SIKKERHET PÅ ALLE UNDERLAG

Bli med!

Ser du etter en rullator som passer din livsstil og som tillater deg å gå trygt og komfortabelt på alle underlag? Da er Gemino 60, med sine store, myke hjul, det perfekte valget for deg. Gemino 60 er utviklet for aktivt bruk og optimal komfort – lett i vekt og samtidig bunnsolid. Å rusle gjennom brosteinsbelagte gater i gamlebyen, nyte en tur i skogen eller rett og slett forsere terskler innendørs – alt er mye enklere med Gemino 60.

Gemino 60 er designet for aktivt utendørsbruk. Lett i vekt og samtidig solid. Den unike sammenfoldingsmekanismen låser rullatoren automatisk både i sammenslått og utslått posisjon - for enkel oppbevaring og transport. Gemino 60 - hold deg aktiv og nyt ultimat komfort, uansett hvor du går!





# GEMINO 30

## Walker



Forbedret stabilitet med vår nye regulerbare stabiliseringsstropp for underarmsstøtte

## EKSTRA STØTTE OG STABILITET. EGNET FOR GÅTRENING.

Dersom det er behov for ekstra støtte i gående er Gemini Walker det perfekte valget for deg. Den lette rullatoren er utstyrt med fullt justerbare underarmsstøtter som gjør deg i stand til å gå trygt og komfortabelt. De integrerte kjørehåndtakene og bremsene er enkle å rekke og lette å betjene. Gemini Walker har de samme gode egenskapene som Gemini 20 og Gemini 30. Ytterligere funksjonalitet i form av underarmsstøtter gjør Gemini Walker ideell for gåttrening.

### // UNDERARMSTØTTER FOR FORBEDRET STABILITET OG SIKKERHET

Du kan enkelt justere høyden, dybden og vinkelen på underarmstøttene slik at de passer dine behov. Bremsene og kjørehåndtakene er fullt integrerte – enkle å nå og lette å betjene. For komfortabel og sikker gange.

### // HASTIGHETSBREGENSER FOR ENDA BEDRE KONTROLL

Ser du etter enda mer trygghet? Kompletter din Gemini 30 Walker med hastighetsbegrenser, den innovative SpeedControl (tilbehør). Med SpeedControl vil gåbordet bremse automatisk når farten øker. Du vil opprettholde en oppreist stilling og gå trygt og komfortabelt, tett inntil rullatoren.



# GEMINO 60

## walker



Forbedret stabilitet med vår nye regulerbare stabiliseringsstropp for underarmsstøtte

## OPTIMAL STØTTE OG STABILITET. UTE SOM INNE.

Forestill deg kjøreegenskapene til Gemini 60 kombinert med støtten du opplever i en Walker – dette er det du kan forvente av Gemini 60 Walker. Gemini 60 Walker gir deg mer frihet og større stabilitet til å ferdes der du ønsker.

### // FORBEDRET STABILITET MED JUSTERBARE UNDERARMSTØTTER

Underarmstøttene kan enkelt tilpasses til riktig høyde og kjørehåndtaket kan justeres i vinkel. Dette gir optimal støtte og funksjon for den enkelte. Bremsen og kjørehåndtakene er plassert slik at de er enkle i bruk og lett tilgjengelige samtidig som du har god støtte for underarmene.

### // KOMFORTABEL OG SIKKER BRUK UTENDØRS

Med store, myke hjul forserer du enkelt alle ujevnheter – brosteinsbelagte gater eller terskler innendørs. Den stabile konstruksjonen sikrer at du kan gå helt trygt.







## SPESIELT TILPASSET EKSTRA TRYGGHET

Enkelte grupper har behov som ikke imøtekommes av vanlige rullatorer på markedet. Personer med Parkinsons sykdom er et eksempel på en slik gruppe. Gemini 30 Parkinson har funksjonelle egenskaper spesielt tilpasset utfordringene som ofte følger med slike diagnoser. Funksjoner som gir deg litt ekstra støtte for å gå trygt når du trenger det.

### // REGULERBAR SLEPEBREMS FASILITETERER EN STØDIG GANGE

Den enkelt regulerbare slepebremsen gir økt motstand og kan bidra til stødigere og jevnere gange. Slepebremsen sliter ikke på dekkene på rullatoren.

### // ØKT SIKKERHET MED OMVENDT BREMSFUNKSJON

Gemino 30 Parkinson gir ekstra trygghet ved hjelp av en såkalt omvendt bremsefunksjon. Straks bremsehendlene slippes vil rullatoren stoppe. Det er ingen fare for at Gemini 30 Parkinson triller av gårde ved for eksempel fryse episoder.

### // LASERLYS HJELPER DEG Å KOMME I GANG IGJEN

Ved behov kan et laserlys aktiveres for å komme i gang med gange igjen etter for eksempel fryse episoder. Laserlyset aktiveres enkelt ved hjelp av en bryter på kjørehåndtaket.



Monteres på høyre eller venstre side







## FORBEDRET MOBILITET FOR PERSONER MED PARKINSON

Bli kjent med Parkinson versjonen av vår populære Gemini 30 Comfort rollator - manøvrerbarheten opprettholdes samtidig som den tilbyr kompakt og letthet. Opplev overlegen stabilitet og jevne rulleegenskaper med store, myke hjul. Hjulene gir en komfortabel og sikker tur selv i ulent terreng. Gemini 30 Comfort Parkinson har funksjoner som gir deg litt ekstra støtte for å gå trygt når du trenger det.

### // 20% MER KOMFORT ENN VANLIGE HJUL!

Enkel gange på hvilket som helst underlag med vår Gemini 30 Comfort Parkinson-rollator. Rollatoren er utstyrt med store, myke og støtdempende hjul, som sikrer deg en komfortabel spasertur og uanstrengt navigering over ujevnheter.

### // REGULERBAR SLEPEBREMS FASILITETERER EN STØDIG GANGE

Gemino 30 Comfort Parkinson leveres med slepebrems. Slepebremsen gir ekstra motstand og bidrar til en jevnere gange. Trenger du mer eller mindre motstand? Motstanden kan enkelt reguleres i forhold til ditt behov, helt uten bruk av verktøy.

### // LASERLYS HJELPER DEG Å KOMME I GANG IGJEN

Et laserlys kan hjelpe deg til å komme i gang med å gå igjen etter en „fryseepisode“. Med denne spesialrollatoren kan du aktivere en grønn laserlinje ved å trykke på knappen på kjørehåndtaket. Ved å konsentrere deg om linjen som dukker opp på bakken kan du trække over den - og komme i gang med å gå igjen.

### // ØKT SIKKERHET MED OMVENDT BREMSEFUNKSJON

Noen personer trenger litt ekstra hjelp for å kunne gå trygt. Omvendt bremsefunksjon gir økt trygghet ved at rollatoren stopper når kjørehåndtaket slippes. Dette bidrar til økt sikkerhet, for eksempel ved „fryseepisoder“ når du er ute og går - når føttene føles som om de er limt til underlaget.



Monteres på høyre eller venstre side





# 100 % VALG PRAKTISK TILBEHØR FOR DEG

Gemino-rullatorer er ikke bare enkelt justerbare. De kommer også med et stort utvalg av tilbehør for å gjøre hverdagen enklere. En stilig veske, en praktisk krykkehoder, en behagelig ryggstøtte eller et lys for ekstra sikkerhet? Velg alternativene som passer dine behov og livsstil!

## // FARGERIKE VESKER

Kompliment din Gemino med en stilig, lukkbar veske i din favoritt farge. Med håndtak og skulderstropp for enkel bæring.

*Ikke tilgjengelig for Gemino 60 M*



Blue

Graphite grey

Black

Pink

Green

Red

Alcantara black

Mint green

## // VESKER TIL GEMINO 30 S



## // PARAPLY\*\*\*\*

Regn ute? Med denne høyde-regulerbare paraplyen kan du gå trygt ute, samtidig som du kan holde begge hendene på håndtaket.



## // RYGGSTØTTE\*

Gir deg støtte til å sitte komfortabelt og trygt når det er på tide med en pause. Ryggstøtten trenger ikke fjernes når du slår sammen rullatoren.



## // REGULERBAR COMFORT RYGGSTØTTE\*\*

For ekstra komfort kan den mykt polstrede regulerbare ryggstøtten velges. Enkel å regulere, brettes enkelt sammen med rullatoren.



## // SERVERINGSBRETT

Praktisk brett med kopperholder, som lar deg transportere mat og drikker trygt og enkelt.



## // KRYKKEHOLDER

Holder krykken sikkert festet. Enkel å montere, lett tilgjengelig.



## // VESKE OKSYGENHOLDER\*\*\*/\*\*\*\*

Veske med skulderstropp for sikker transport av oksygenbeholder.




## // SLEPEBREMS\*\*\*\*

Slepebremsen gir ekstra motstand og bidrar til en jevnere gange. Motstanden kan enkelt reguleres i forhold til ditt behov, helt uten bruk av verktøy.



## // UNIVERSALBRACKET

Egnet for å passe ditt valg av personlig tilbehør.



## // LYKT

Sikrer at du er godt synlig i mørket – for ekstra sikkerhet.



## // INFUSJONSSTATIV\*\*\*\*

Høyde- og vinkelregulerbar infusjonsholder.



## // ENHÅNDSBREMS

Komfortabel og sikker bruk med en hånd.




## // OMVENDT BREMSFUNKSJON

Rullatoren stopper umiddelbart dersom bremsehendene slippes.



## // STABILISERENDE STAG

For en ekstra trygg følelse, lett avtakbar for transport. Kun tilgjengelig for Gemino 30 - og Gemino 60 Walker



Automatisk bremsing ved plutselig akselerasjon

## // HASTIGHETSBEGRENSER\*

Ser du etter enda mer trygghet? Kompletter din Gemineo 30 med hastighetsbegrenser, den innovative SpeedControl (tilbehør). Med SpeedControl vil gåbordet bremse automatisk når farten øker. Du vil opprettholde en oppreist stilling og gå trygt og komfortabelt, titt inntil rullatoren.

SpeedControl har tre fartsinnstillinger, slik at tillatt fart kan tilpasses dine behov. Det er ingen bremsemotstand på hjulene ved vanlig bruk.

- \* sjekk tilgjengelighet per modell
- \*\* ikke tilgjengelig for Gemino 30/30 M Walker
- \*\*\* ikke tilgjengelig for Gemino 60 M
- \*\*\*\* ikke tilgjengelig for Gemino 30 Carbon/30M Carbon



## VELG DEN GEMINO RULLATOREN SOM PASSER DEG 100%



**GEMINO 20**



**GEMINO 30**  
**GEMINO 30 Carbon**



**GEMINO 30**  
**Comfort**



**GEMINO 60**



**GEMINO 30**  
**Walker**



**GEMINO 60**  
**Walker**



**GEMINO 30**  
**Parkinson**



**GEMINO 30**  
**comfort parkinson**

Rullator med lav vekt. God funksjonalitet til en rimelig pris.

Sunrise Medical 100% rullator. Prisivinnende design som kombinerer manøvrerbarhet innendørs med ytelse utendørs. Mange fargemuligheter og stort utvalg av tilbehør for enkel tilpassing.

Designet for komfortabel gange inne- og utendørs, også i ujevnt terreng. Store, myke hjul tillater forsering av hindringer med letthet.

Utviklet for alle underlag og kraftigere personer. Lett i vekt og fortsatt bunnsolid. Alle fordelene ved den prisvinnende Gemino 30, samt ytterligere funksjonalitet.

Optimal stabilitet og framkommelighet - på alle underlag. Kombinerer kjøreegenskapene til Gemino 60 med støtten og stabiliteten du opplever i en Walker


Optimal support and stability – indoors and out. Combines the comfortable rolling characteristics and stability of the Gemino 60 with the additional support and safety you'd expect from a walker.

Spesielt utviklet for personer med Parkinsons sykdom. Slepebrems for ekstra motstand. Rullatoren stopper umiddelbart når håndtakene og bremsen slippes og gir ekstra trygghet ved for eksempel fryse episoder.


Spesielt designet for personer med Parkinsons, har denne innovative løsningen slepebrems som fremmer et jevnt tempo, omvendt bremsefunksjon, og laserlys for å komme i gang igjen etter "fryse-episoder". Designet for komfortabel gange også på ujevnt terreng.




Innendørs og utendørs bruk



Innendørs og utendørs bruk, utendørs hovedsakelig i bymiljø




Innendørs og utendørs bruk også på ujevnt underlag




Hovedsakelig utendørs, også på ujevnt underlag, av og til innendørs



Innendørs bruk



Innendørs og utendørs bruk også på ujevnt underlag



Innendørs og utendørs bruk, utendørs hovedsakelig i bymiljø



Innendørs og utendørs bruk også på ujevnt underlag

Daglig bruk

Daglig bruk

Daglig bruk / aktiv bruk

Aktiv bruk/ kraftigere personer

Daglig bruk / gåtreening


Daglig bruk / gåtreening

Daglig bruk


Daglig bruk / aktiv bruk




150 kg  
130 kg (M)  
125 kg (S)



150 kg  
130 kg (M)  
125 kg (S)



150 kg  
130 kg (M)



150 kg  
150 kg (M)



150 kg  
130 kg (M)




130 kg  
130 kg (M)




130 kg  
130 kg (M)



150 kg  
130 kg (M)



150-200 cm  
135-170 cm (M)  
125-165 cm (S)  
Også egnet for barn




150-200 cm  
135-170 cm (M)  
125-165 cm (S)  
Også egnet for barn



150-200 cm  
135-170 cm (M)



150-200 cm  
135-170 cm (M)



150-200 cm  
135-170 cm (M)



150-200 cm  
135-170 cm (M)



150-200 cm  
135-170 cm (M)



150-200 cm  
135-170 cm (M)




Liten vendediameter for manøvrerbarhet innendørs

Stort utvalg tilbehør



Liten vendediameter for manøvrerbarhet innendørs




Store, myke hjul sikrer optimal komfort og enkel hindertaking



Ekstra bred og lang ramme for optimal stabilitet



Høyderegulerbare underarmstøtter for ekstra støtte og stabilitet




Høyderegulerbare underarmstøtter for ekstra støtte og stabilitet




Liten vendediameter for manøvrerbarhet innendørs




Store, myke hjul sikrer optimal komfort og enkel hindertaking




Enkel å personliggjøre ved hjelp av rammefarger og farge på veske. Stort utvalg tilbehør



Ekstra sterk kurv (10 kg kapasitet)




Store, myke hjul sikrer optimal komfort og enkel hindertaking




Small turning radius for great indoor manoeuvrability




Ekstra bred og lang ramme for optimal stabilitet




Omvendt bremsefunksjon: rullatoren stopper umiddelbart dersom bremsen slippes



Omvendt bremsefunksjon: rullatoren stopper umiddelbart dersom bremsen slippes





Super lightweight 5.4 (M)/5.6 kg Carbon version available for easy transportation and lifting




Ekstra bredt sete




Økt maksimal belastning i kurv - 10 kg




Store, myke hjul sikrer optimal komfort og enkel hindertaking




Slepebrems gir ekstra motstand og en jevn gange



Slepebrems gir ekstra motstand og en jevn gange




Laserlys kan aktiveres for å komme i gang ved fryse episoder



Laserlys kan aktiveres for å komme i gang ved fryse episoder



## GEMINO TEKNISKE SPESIFIKASJONER



		GEMINO 20			GEMINO 30 GEMINO 30 Carbon			GEMINO 30 Comfort	
		20	20M	20S	30	30M	30S	30	30M
<b>DIMENSIONS</b>									
Maksimal brukervekt	kg	150	130	125	150	130	125	150	130
Anbefalt brukerhøyde	cm	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170
Maksimal belastning i kurven	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Total lengde <b>A</b>	cm	65	65	68	65	65	68	68	68
Total bredde <b>B</b>	cm	60	60	55	60	60	55	62	62
Total vekt uten kurv (med kurv)	kg	7.1 (7.3)	7.0 (7.2)	6.6 (6.8)	7.1 (7.4) 5.6 (5.9) Carbon	7.0 (7.3) 5.4 (5.7) Carbon	6.6 (6.8)	8 (7.7)	7.8 (7.5)
Bredde mellom senter av kjørehåndtakene <b>E</b>	cm	47	47	42	47	47	42	47	47
Setehøyde <b>D</b>	cm	62	55	48	62	55	48	64	57
Total høyde <b>D</b>	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88 73 - 88 Carbon	65 - 77	80 - 102	71 - 90
Total høyde sammenlagt	cm	80	76	69	80	76	69	82	77
Total lengde sammenlagt	cm	65	65	68	65	65	68	68	68
Total bredde sammenlagt	cm	23	23	23	23	23	23	23	23
Diameter forhjul <b>F</b>	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
Diameter bakhjul <b>G</b>	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
<b>YTELSE</b>									
Vendediameter	cm	84	84	79	84	84	79	88	88
<b>FARGEVALG</b>									
Sort					√				
Solvgrå					√ ikke Carbon	√ ikke Carbon	√	√	√
Champagne					√ ikke Carbon	√ ikke Carbon			
Midnattblå					√ ikke Carbon	√ ikke Carbon	√	√	√
Rosa					√ ikke Carbon		√		
Eplegrønn					√ ikke Carbon	√ ikke Carbon			
Rød					√ ikke Carbon			√	√
<b>CERTIFICATES</b>									
CE		√	√	√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3									

	GEMINO 60		GEMINO 30 Walker		GEMINO 60 Walker		GEMINO 30 Parkinson		GEMINO 30 comfort parkinson	
	60	60M	30	30M	60	60M	30	30M	30	30M
150	150	150	130		130	130	130	130	150	130
150-200	135-170	150-200	135-170		150-200	135-170	150-200	135-170	150-200	135-170
10	10	5	5		10	10	5	5	5	5
74	74	65	65		74	74	65	65	65	65
64	64	60	60		64	64	60	60	60	60
8.5 (8.8)	8.2 (8.5)	10.6 (10.9)	10.4 (10.7)		11.8 (12.1)	11.6 (11.9)	7.5 (7.8)	7.4 (7.7)	7.8	7.7
51	51	41	41		45	45	47	47	47	47
62	53	62	55		62	53	62	55	62	55
76-95	73 - 83	98 - 115	84 - 100		98 - 115	89 - 98	78 - 100	69 - 88	78 - 100	69 - 88
84	80	97	89		109	101	80	76	80	76
74	74	65	65		74	74	65	65	65	65
23	23	35.5	35.5		35.5	35.5	23	23	23	23
28 x 4.2	28 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6		28 x 4.2	28 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
23 x 4.2	23 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6		23 x 4.2	23 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6
95	95	84	84		95	95	84	84	84	84
√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
√	√	√	√		√	√	√	√	√	√

CE Gemini Walker rullatorer: EN 12182, ISO 11199-3 - Alle andre Gemini rullatorer: EN 12182, ISO 11199-2

All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical ved eventuelle spørsmål.



# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.