

WHEELDRIVE



2.1 Oppdatert juni 2024

Empulse

Drivaggregat med elektrisk
styring motor i drivhjulene og
med manuell styring



Empulse Wheeldrive DK16

EMPULSE WHEELDRIVE

Drivhjul med elektrisk motor
Delkontrakt 16, tredje valg



Empulse WheelDrive Delkontrakt 16 - Artikkelnr hovedprodukt

| | Art.nr | Hms.art.nr. |
|---|------------|-------------|
| WheelDrive drivaggregat hjulboltdiameter 1,2 std | WD150012 | 270589 |
| WheelDrive drivaggregat hjulboltdiameter 1,27 std | WD1500127 | 270591 |
| WheelDrive drivaggregat hjulboltdiameter 1,2 kort | WD150012K | 270588 |
| WheelDrive drivaggregat hjulboltdiameter 1,27 kort | WD1500127K | 270590 |
| Montasjesett til 1 hjul Wheeldrive inkl. QR 12,0 mm std. justerbar bolt (trenger 2 Stk) | 9008490 | 251624 |
| Montasjesett til 1 hjul Wheeldrive inkl. QR 12,0 mm kort justerbar bolt (trenger 2 Stk) | 9008494 | 251625 |
| Montasjesett til 1 hjul Wheeldrive inkl. QR 12,7 mm std. justerbar bolt (trenger 2 Stk) | 9008491 | 251626 |
| Montasjesett til 1 hjul Wheeldrive inkl. QR 12,7 mm kort justerbar bolt (trenger 2 Stk) | 9008495 | 251627 |



Krasjtestet og godkjent som passasjersele i bil i henhold til 7176-19.



Wheeldrive enkelt og greit

- Passer «alle» manuelle rullestoler med 24" drivhjul
- Enkel betjening
- Ryggesperre i motbakke
- Hjelp til å holde stabil fart i nedoverbakker
- Enkelt på reise. Batteriet kan medbringes som håndbagasje på fly
- Rask opplading, 2 timer
- Tre kjøreprogram, individuelt justerbare for fart, følsomhet, akselerasjon
- Monteres helt uten behov for braketter eller ekstra tippesikringer montert på stolen

DET BESTE FRA MOTORISERTE HJUL OG DRIVAGGREGATER

- Kraftforsterker eller kontinuerlig drift - WheelDrive har et unikt dobbelt drivringkonsept.
- Den store drivringen gir kraftassistanse og gjør rullestolen lettere å kjøre. Brukeren kan velge mellom tre kjøreprogram for krafttilførsel. Den lille drivringen gir brukeren kontinuerlig drift og tre hastighetsvalg. Nesten ingen håndkraft er nødvendig.
- Det er lett å bytte mellom bruk av drivringene, slik at brukeren alltid vil få riktig drivhjelp avhengig av dagsform og situasjon.
- Mer frihet og uavhengighet - WheelDrive bistår ved lengre turer, i motbakke eller når hindringer skal forseres og gir enklere manøvrering i trange rom og på vanskelig underlag.
- Batterier skiftes på noen sekunder av bruker selv, og med et ekstra batterisett kan lengden på turen doubles.
- Wheeldrive leveres nå med ryggesperre for enklere forsering av motbakker.
- Mulighet for å programmere kjøreprofilene i hjulene. (Utføres av autorisert personell).



Eget service og programmeringsverktøy, PowerTalk 2 - PC basert verktøy for blant annet tilpassing av kjøreegenskaper.



Lettfattelig bryterpanel. Av/På bryter, fartsmodus og batteristatus er plassert lett tilgjengelig.



Med hurtigkobling er det enkelt å ta av hjulene og eventuelt bytte til rullestolens originale drivhjul. Ingen braketter sitter igjen på rullestolen.



Flytransport. Med et enkelt grep kan batteriene tas av og pakkes separat for flytransport.

| SPESIFIKASJONER EMPULSE WheelDrive | | | |
|---|---------|---|---------|
| Maksimum totalvekt (bruker+stol) | 130 kg | Maks. hastighet framover med hjelpedrivring | 6 km/t |
| Ekstra totalbredde sammenlignet med manuelle hjul | 43 mm | Maks. hastighet framover med motordrivring | 10 km/t |
| Vekt batterier (stk.) | 1,8 kg | Rekkevidde (ISO 7176-4) hjelpedrivring* | 20 km |
| Totalvekt inklusiv batteri (ett hjul) | 11,5 kg | Rekkevidde (ISO 7176-4) motordrivring* | 12 km |
| Transportvekt uten batteri (ett hjul) | 9,7 kg | Hindertakning (utendørs), ved rygging | 50 mm |
| Hjuldiameter | 24" | Ladetid (fulladet), ca. | 2 t |

STANDARD KONFIGURASJON EMPULSE WHEELDRIVE I DELKONTRAKT 16

- Batteri og lader
- Høytrykksdekk Schwalbe Marathon Plus
- Tippesikring
- Monteringsbeslag
- Ryggesperre i motbakke

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.