

Før du tar sykkelen i bruk

Sjekk at sykkelen og batteri/batterilader er skadefri ved mottak. Ved skade, gi beskjed til den som leverte sykkelen til deg, og vent med å bruke den til skade er utbedret.

Påse at alle skruer til sete, pedaler og ratt er festet, og stilt inn korrekt (ref. brukermanual) før bruk.

Batteri og kabler skal være korrekt festet, og batteriene skal alltid lades før første gangs bruk. Baklykt er ikke montert pga. fare for skade ved transport. Denne skal monteres slik at sykkelen er i hht. kjøretøyforskriften og gjeldende lovgivning.

Les igjennom hele brukermanualen, og gjør deg kjent med alle sykkelens funksjoner før du legger ut på tur.

Lykke til med ny sykkel,

Sunrise Medical AS / Nijland Products

