

ZIPPIE VOYAGE

FÜR KLEINE
ENTDECKER



DAS BESTE FÜR IHR KIND.



Der Reha-Kinderwagen Zippie Voyage, die Kombination aus einem leichtgewichtigen, einfach zu faltendem Fahruntergestell und einem vielseitigen Sitzsystem für im Wachstum befindliche Kinder.

// VERDECK MIT SICHTFENSTER

Schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und kann für schnellen direkten Kontakt geöffnet werden.

// GROSSER EINKAUFSKORB

Bietet viel Stauraum für wichtige Utensilien und Einkäufe bis zu 7 kg.

// SCHWENKBARE LENKRÄDER MIT FEDERUNG

Garantieren ein hohes Maß an Wendigkeit und lassen sich für eine gute Spurtreue bei längeren Spaziergängen feststellen.



// WINKLEINSTELLBARER SCHIEBEGRIFF

Gut ansprechende, einhändige Lenkung, an die Körpergröße der Eltern anpassbar.

// MODERNES AUSSEHEN

Das schlanke und leichtgewichtige Design des Zippie Voyage Untergestells wurde speziell entwickelt, um die Sitzeinheit optimal anzupassen.

// FUSSBEDIENTE FESTSTELLBREMSE

Freie Hände! Die Bremse kann einfach mit dem Fuß bedient werden.

// PANNENSICHERE BEREIFUNG

Damit Pannen der Vergangenheit angehören.





// SITZNEIGUNG NACH VORNE

Unterstützt bei der Positionierung, um Meilensteine der Entwicklung mit zu unterstützen - beispielsweise die Hände zum Mund bringen, nach Gegenständen greifen oder die Teilhabe an Aktivitäten zu unterstützen.

// SITZNEIGUNG & RÜCKENWINKELVERSTELLUNG NACH HINTEN

Gewährleistet eine individuelle Positionierung, um Aktivitäten wie die Nahrungsaufnahme, Verdauung, Atemfunktion und visuelle Orientierung zu erleichtern.

// HÖHEN- UND WINKELVERSTELLBARE FUSSRASTE

Wächst mit Ihrem Kind mit und kann divers eingestellt werden, um Aktivitäten und erforderliche Positionen zu ermöglichen.



// EINFACHES VERSTELLEN VON SITZNEIGUNG UND RÜCKENWINKEL

Die verstellbare Sitzneigung und der verstellbare Rückenwinkel garantieren eine optimale Positionierung und erleichtern die Nahrungsaufnahme, Verdauung, Atemfunktion und visuelle Orientierung. Verstellen Sie die Sitzneigung (Bereich 35°) und den Rückenwinkel (bis 180°) des Zippie Voyage schnell und unkompliziert mit zwei einfach zugänglichen Stellhebeln.



DAS SITZSYSTEM, DAS MITWÄCHST.

Die richtige Positionierung Ihres Kindes hat beim Zippie Voyage oberste Priorität. Für ein gesundes Wachstum und eine gute körperliche Entwicklung vom Säuglingsalter durch das gesamte Kleinkindalter hindurch.

// JAY BECKENGURTE
Zur sicheren Positionierung

// ABDUKTIONSKEIL
Zur optimalen
Beinführung

// FUSSRASTE
Höhen- und winkelverstellbare
Fußraste mit optionalen
Fußriemen und Schuhhaltern

// KOPFSTÜTZE
Einstellbar

// JAY BRUSTGURTE
Zur sicheren Positionierung

// SITZNEIGUNG
Einfaches Vor- und Zurückstellen

// RÜCKEN
Höhenverstellbar

**// SEITLICHE
RUMPFUNTERSTÜTZUNG**
Einstellbar

// HÜFTPELOTEN
Einstellbar



EINFACH PRAKTISCH

Der Sitz lässt sich mit einem Handgriff schnell und einfach vom Untergestell abnehmen und wieder befestigen. Das erleichtert den Transport und gewährleistet, dass der Reha-Kinderwagen auch in einen Kleinwagen passt.



// INTUITIVES FALTEN

Lässt sich mit einem Handgriff kompakt zusammenfalten, so dass er auch im kleinsten Kofferraum Platz hat und leicht zu verstauen ist.

// SLIDE-N-LOCK SITZADAPTER

Mit dem Slide-n-Lock-Adapter kann der Sitz ganz einfach abgenommen und wieder angebracht werden. Der Sitz wird auf Schienen in Position gebracht. Ein Klickgeräusch zeigt an, dass der Sitz ordnungsgemäß eingerastet ist.



// BLICKRICHTUNG EINFACH WÄHLBAR

Richten Sie den Sitz zu sich aus, damit Sie Blickkontakt mit Ihrem Kind haben oder nach vorne, so dass es die Umgebung erkunden kann.



DAS LEBEN IST BUNT!

Das moderne Design wird durch eine Auswahl von vier attraktiven Farben ergänzt.



FUNKTIONALES ZUBEHÖR FÜR DEN ZIPPIE VOYAGE

Für den Reha-Kinderwagen ist vielfältiges Zubehör erhältlich, das Ihnen den täglichen Umgang erleichtert. So haben Sie mehr Zeit, sich der Fürsorge Ihres Kindes zu widmen.



// BUGGY-BOARD

Mit dem Buggy-Board kann ein älteres Kind einfach mitfahren. Es wird an der Hinterachse Ihres Reha-Kinderwagens befestigt und verfügt über eine rutschfeste Oberfläche.



// BECHERHALTER

Für eine Wasserflasche oder einen Kaffee „to go“. Dank des automatischen Niveauegleichs wird bei der Fahrt nichts verschüttet.



// HALTEBÜGEL

Mit dem Haltebügel sitzt Ihr Kind noch sicherer im Reha-Kinderwagen und kann sich während der Fahrt daran festhalten.



// THERAPIETISCH

Der Therapietisch ist in zwei Ausführungen erhältlich: in hellgrau oder aus transparentem Kunststoff. Beide Ausführungen sind tiefen- und höhenverstellbar.



// UNIVERSALHAKEN

Nützlicher Haken zum Aufhängen einer zusätzlichen Tasche. Einfache Befestigung mit Klettverschluss, der fest sitzt und nicht verrutscht.



// PLATTFORM FÜR MEDIZINISCHE ZUSATZGERÄTE

Vielseitige Ablage, z. B. für Beatmungsgeräte. Maximale Zuladung 23 kg.



// PLATTFORM ZUR FRONTMONTAGE

Die Plattform am Wagen ermöglicht den einfachen Zugang zu mitgeführten Gegenständen.



// SCHUHHALTER

Der Schuhhalter bietet festen Halt für den Fuß und trägt damit zur Verbesserung der Positionierung insgesamt bei.

TECHNISCHE DATEN

Zippie Voyage // DER FRÜHE BEGLEITER

Max. Nutzergewicht	34 kg	Wendekreis	1780 mm
Sitzbreite	240 – 300 mm, mit Einsatz bis zu 155 mm (ohne Bespannung)	Max. sichere Neigung	9° (für die Feststellbremse)
Sitztiefe	200 – 330 mm (ohne Bespannung)	Hinterrad	12"
Unterschenkellänge	155 – 310 mm	Lenkrad	8"
Rückenhöhe	410 – 610 mm (ohne Bespannung)	Gewicht des Sitzes	9,8 kg
Rückenwinkel	80° bis 180°	Gewicht des Fahrgestells	12,7 kg
Sitzneigung	35° (-5° bis 30°)	Abnehmbare Teile	Sitz und Räder – nur für den Transport
Sitzhöhe	575 – 640 mm (3 Schritte möglich 575 / 600 / 640 mm)	Farben	4 Farben – Blau, Rot, Beige, Grau
Gesamtbreite	615 mm	Rahmenmaterial	Aluminium
Gesamtlänge	1100 mm	Crashgetestet	Ja; geprüft gemäß Anhang A von ISO 7176-19 (2008)
Gesamthöhe	810 – 1220 mm	Bestimmungsgemäße Verwendung und Umgebung	Für gehbehinderte Kinder: Gebrauch im Innen- und Außenbereich, Bedienung durch Pflegeperson
Faltlänge	800 mm	Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.	18.99.01.2084
Falthöhe	310 mm		

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular.
 Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.
 Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.de zur Verfügung oder es ist auch im Großdruck erhältlich.



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
 69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de