

ZIPPIE VOYAGE

PRZYGODY
CZEKAJĄ

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

NOWOCZESNY. PROSTY W UŻYCIU. NAJLEPSZY DLA DZIECKA.



Uniwersalne urządzenie wczesnej interwencji Zippie Voyage łączy w sobie wygodę szybko składanej lekkiej ramy, niezwykle wszechstronnego siedziska Zippie dla rosnących dzieci oraz największy wybór funkcjonalnych akcesoriów w branży! Rezultatem jest intuicyjny, łatwy w obsłudze wózek spacerowy, który nie uznaje kompromisów, jeśli chodzi o to, co najlepsze dla dziecka.

// DASZEK Z OKIENKIEM Z SIATKI

Dziecko jest chronione przed słońcem, a okienko pozwala spojrzeć, czy wszystko jest w porządku

// REGULOWANY KĄT RĄCZKI DO PCHANIA WÓZKA

Responsywne sterowanie jedną ręką, które dostosowuje się do wzrostu opiekuna.

// NOWOCZESNY STYL

Baza Zippie Voyage o eleganckiej stylistyce i lekkiej konstrukcji została specjalnie zaprojektowana z myślą o zastosowaniu systemu siedziska Zippie Voyage.

// POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA POTRZEBNYCH RZECZY

Wygodny kosz mieści do 7 kg niezbędnych rzeczy.

// OBROTOWE PRZEDNIE KOŁA Z ZAWIESIENIEM I BLOKADĄ POZYCJI

Płynnie pokonuj nierówności i omijaj przeszkody, zapewniając dziecku spokój, bezpieczeństwo i komfort. Możliwość zablokowania przednich kół przydaje się podczas dłuższych spacerów.

// HAMULEC OBSŁUGIWANY STOPĄ

Wolne ręce! Łatwo zablokuj koła stopą.

// BEZPOWIETRZNE KOŁA

Przebite opony to już przeszłość dzięki bezpowietrznym kołom.





// PRZECHYLENIE SIEDZISKA DO PRZODU

Pomaga w pozycjonowaniu, aby zachęcić do osiągania kamieni milowych w rozwoju, takich jak przykładanie rąk do ust, sięganie po przedmioty lub angażowanie się w różne czynności.

// PRZECHYLENIE SIEDZISKA I ODCHYLENIE OPARCIA DO TYŁU

Poprawia pozycjonowanie, aby pomóc w karmieniu, trawieniu, funkcjonowaniu układu oddechowego i orientacji wzrokowej.

// PODNÓŻEK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I KĄTA

Rośnie wraz z dzieckiem i dostosowuje się do różnych czynności i wymagań dotyczących pozycji w ciągu dnia.



// PROSTA REGULACJA PRZECHYLENIE SIEDZISKA I ODCHYLENIA OPARCIA

Przechylenie siedziska i odchylenie oparcia poprawiają pozycjonowanie i pomagają w karmieniu, trawieniu, funkcjonowaniu układu oddechowego i orientacji wzrokowej. Przechylenie siedziska (zakres 35°) i odchylenie oparcia (do 180°) w Zippie Voyage za pomocą łatwo dostępnych dźwigni.

FOTELIKI DLA ROSNĄCYCH DZIECI!

Jeśli chodzi o miejsce do siedzenia, priorytetem Zippie Voyage jest zapewnienie dziecku zdrowego wzrostu i rozwoju od niemowlęcia do pierwszych lat życia.

// BIODROWY PAS STABILIZUJĄCY JAY

// KLIN

Dostępny w dwóch różnych wersjach

// PODNÓŻEK

Podnóżek z regulacją wysokości i kąta z opcjonalnymi paskami na stopy i uchwytami na buty

// ZAGŁÓWEK

Regulowana wysokość i

// PIERSIOWY PAS STABILIZUJĄCY JAY

// SZYBKA REGULACJA PRZECHYLENIA

Łatwe przechylenie do przodu lub do tyłu w celu pozycjonowania.

// OPARCIE

Z możliwością dostosowania wysokości

// PELOTY PIERSIOWE BOCZNE

Regulowana wysokość i szerokość

// PELOTY BIODROWE

Regulowana wysokość i szerokość



ŁATWA OBSŁUGA DO CODZIENNEGO UŻYTKU

Szybko i wygodnie zamocuj i zdejmij siedzisko z wózka jednym prostym ruchem. Ułatwia to transport i gwarantuje, że wózek zmieści się nawet w małym samochodzie.



// INTUICYJNE SKŁADANIE

Łatwo dostępne uchwyty do składania umożliwiają błyskawiczne złożenie wózka do poręcznego rozmiaru, dzięki czemu możesz szybko ruszać w drogę.

// ADAPTER SIEDZISKA TYPU SLIDE-N-LOCK

Zdejmowanie i ponowne mocowanie fotelika jest równie proste dzięki adapterowi Slide-n-Lock. Szyny prowadzą siedzisko na miejsce, aż słyszalne zatrzaśnięcie zasignalizuje, że zostało ono bezpiecznie zamocowane.



// ODWRACALNE SIEDZISKO

Ustaw fotelik przodem do siebie, aby wchodzić w interakcję z dzieckiem, lub do przodu, aby mogło odkrywać otoczenie.



ŻYCIE JEST KOLOROWE!

Wózek Zippie Voyage to nowoczesny design. Do estetycznej tapicerki w groszki możemy dobrać jeden z czterech wyrazistych kolorów, by podkreślić jego indywidualny charakter.



FUNCTIONAL ACCESSORIES OF THE ZIPPIE VOYAGE

Zippie Voyage jest dostępny z opcjami i akcesoriami zaprojektowanymi tak, aby codzienne zadania były dziecinnie proste, dzięki czemu możesz cieszyć się małymi radościami związanymi z opieką nad rodziną.



// PODSTAWA JCM HI-LO

Ta opcjonalna podstawa hi-low z regulacją położenia góra-dół pozwala dziecku uczestniczyć w zajęciach przy stole lub na podłodze, a jednocześnie pozostać w wygodnej i prawidłowej pozycji siedzącej.



// UCHWYT NA KUBEK

Uchwyt na butelkę wody czy kubek z kawą. Dzięki mechanizmowi samopoziomującemu nic się nie rozleje podczas spaceru.



// POPRZECZKA ZABEZPIEZAJĄCA

Drążek znajdujący się na wysokości brzucha dziecka to bezpieczny i wygodny uchwyt, idealny na spacer.



// STOLIK

Stolik dostępny jest w dwóch wersjach: z jasnoszarego lub przezroczystego szkła akrylowego. Obie wersje mają regulację wysokości i głębokości.



// HACZYK

Praktyczny haczyk na torby. Łatwy w montażu pasek zapinany na rzep, który nie przesuwają się.



// STOLIK NA RESPIRATOR

Wszechstronny stolik na respirator montowany centralnie pod ramą. Maksymalny udźwieg 23 kg.



// PLATFORMA MONTOWANA Z PRZODU

Montowana z przodu platforma ułatwia dostęp to przewożonych przedmiotów.



// SANDAŁY

Uchwyt na buty unieruchamia stopy, pomagając dziecku w utrzymaniu właściwej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Zippie Voyage // Wczesna interwencja

Maks. waga użytkownika:	34 kg	Średnica skrętu:	1780 mm
Szerokość siedziska:	240 – 300 mm, z wkładkami wew. 15,5 cm (bez tapicerki)	Maks. bezp. nachylenie	9° (podczas korzystania z hamulca postojowego)
Głębokość siedziska:	200 – 330 mm (bez tapicerki)	Koła przednie:	12" Pneumatyczne z wkładkami Airless
Długość podudzia:	155 – 310 mm	Koła tylne:	8"
Wysokość oparcia:	410 – 610 mm (bez tapicerki)	Waga siedziska:	9,8 kg
Zakres kąta oparcia:	80° do 180°	Waga podstawy	12,7 kg
Zakres kąta siedziska:	35° (-5° do 30°)	Części demontowalne:	Siedzisko i koła - tylko do transportu
Wysokość siedziska:	575 – 640 mm (3 możliwe wysokości: 575 / 600 / 640 mm)	Opcje kolorystyczne::	4 kolory - niebieski, czerwony, beżowy i szary
Całkowita szerokość:	615 mm	Rama	Aluminiowa
Całkowita długość:	1100 mm	Crash test:	Tak; testowany zgodnie z ISO 7176-19 (2008)
Całkowita wysokość:	810 – 1220 mm	Transport bez użytkownika:	Dozwolony do transportu (w samochodzie czy samolocie)
Długość po złożeniu:	800 mm	Przeznaczenie i środowisko:	Dla dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej; do użytku wewnątrz i na zewnątrz, obsługiwany przez opiekuna
Wysokość po złożeniu:	310 mm		

Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia.

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.



Producent:
Sunrise Medical (US) LLC
2842 N Business Park Avenue
Fresno, CA 93727, USA
Tel. 1-800-333-4000

Upoważniony przedstawiciel:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl

