

CIRRUS G5



2.1 Oppdatert juni 2024



Cirrus G5 DK9

BREEZY CIRRUS G5

Komfortrullestol
Delkontrakt 9, 3. valg



- KOMFORT, STABILITET OG UENDELIGE TILPASSINGSMULIGHETER**
- Mange personer tilbringer mye tid i rullestolen hver eneste dag. Derfor er komfort viktig. Seteenheten har gode innstillingsmuligheter og et behagelig og mykt stoff. Armlenene følger ryggen når denne legges tilbake og gir optimal støtte til enhver tid.
 - Bruk av tilt og ryggvinkelregulering sikrer enkel og komfortabel stillingsendring i løpet av dagen. Flere tilpasninger foregår uten bruk av verktøy og kan selvfølgelig utføres mens personen sitter i rullestolen.
 - Sleidesete og godt balansert tilt samt utsvingbare og avtagbare benstøtter er blant de mange detaljene som skaper en lettere og mer komfortabel hverdag for omsorgspersoner.
 - Cirrus G5 har en kvalitet som møter brukerens behov for komfort og stabilitet, terapeutens behov for å kunne tilpasse rullestolen til den enkeltes og hjelpemiddelsentralenes behov for et produkt med god kvalitet og fleksibilitet for enkel gjenbruk.

Når brukeren sitter godt øker den generelle trivselen og aktiviteten

SPESIFIKASJONER BREEZY CIRRUS G5

Setebredde	39, 42, 45, 48, 51 og 54 cm
Setedybde	39 - 55 cm
Setehøyde	48 cm (37 - 55 cm)*
Setevinkel	0°-33°
Rygghøyde	65 cm
Ryggvinkel	0° - 35°
Totalbredde	setebredde +24 cm
Transportvekt	fra 40 kg
Vekt rullestol	fra 44 kg
Maks. brukervekt	135 kg

* med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON BREEZY CIRRUS G5 I DELKONTRAKT 9

- Vinkeljusterbar rygg
- Hodestøtte
- Setetilt
- Kjørebøyle
- Velkrorygg med polstret ryggoverdrag
- Avtagbare armlener med klesbeskyttere
- Benstøtter, avtagbare, inn- utsvingbare med oppfellbare fotplater
- Tippetisering
- Kompakte dekk
- Drivring aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Breezy Cirrus G5 passer ungdom og voksne som sitter lenge av gangen og har behov for stillingsendringer.



Med et enkelt håndgrep kan setet trekkes fram eller skyves tilbake for enklere og tryggere forflytning inn og ut av rullestolen. Ved å skyve setet tilbake kommer personen godt inn i rullestolen uten behov for ekstra løft.



Håndgrep og spaker har kontrastfarger og er enkle og ofte selvforklarende i bruk. Dette gjør det enkelt å se hva som kan reguleres og hvordan dette utføres.

Breezy Cirrus G5 Delkontrakt 9 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde					
		39	42	45	48	51	54
Setedybde	39-55	Art.nr 3500039-2N02024	3500042-2N02024	3500045-2N02024	3500048-2N02024	3500051-2N02024	3500054-2N02024
		Hms.art.nr. 322145	322146	322147	322148	322149	322150



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygg
- Drivaggregat
- Elektrisk rygg- og tiltregulering
- Ledsagerbrems
- Hodestøtter med ulik utforming
- Fotkasse
- Amputasjonsstøtte
- Sidestøtte
- Ryggkiler

Se også egen tilbehørskatalog.



Rygggramme klargjort for montering av alle typer faste rygger eller støpte ryggskall, f.eks. Jay-rygg. Kan ikke kombineres med armlener som følger rygg



Dacor rygg- og setepute er enklere å tørke av. Trekket kan vaskes i vaskemaskinen på 90°C og egner seg svært godt til sykehusmiljø.



Stillingsendringer i løpet av dagen gjøres enda enklere med elektrisk rygg- og tiltregulering.



Sidestøtte for økt sideveis stabilitet. Utsvingbar, høyde- og dybdejusterbar.



Se tilbehørskatalogen for de ulike hodestøttene du kan velge til Cirrus G5.

Komfort



Komfort

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat.

LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreopplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Vestfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.