

Manuelle rullestoler

Prisforhandlede produkter

Gyldig fra oktober 2016



Versjon 2/2020

 **QUICKIE** **RGK** **zippie** **JAY** **Breezy** **STERLING** **GEMINO**

OM SUNRISE MEDICAL AS

Improving peoples lives ved å fremskaffe innovative produkter med høy kvalitet!

Sunrise Medical er ledende innen utvikling, design, produksjon og distribusjon av blant annet manuelle rullestoler, elektriske rullestoler, scootere, og sittesystemer. Sunrise Medical produserer sine produkter i egne fabrikker i USA, Mexico, Tyskland, Storbritannia, Spania og Kina.

Våre nøkkelprodukter, som markedsføres under merkenavnene Quickie, Zippie, Breezy, Sterling, JAY og Gemino, distribueres gjennom et nettverk av forhandlere og/eller egne distributører i over 130 land.

Sunrise Medicals hovedkontor i Europa ligger i Malsch, Tyskland og det nord-amerikanske kontoret ligger i Fresno, California. Selskapet sysselsetter over 2000 ansatte over hele verden.

Ved Sunrise Medical er vi ikke bare opptatt av "Å forbedre menneskers liv", men også måten vi driver vår bedrift på.

Enten det gjelder å vise respekt for våre omgivelser og bidra til å bedre miljøet eller gi våre ansatte myndighet til å tenke og handle på en ansvarlig måte. Å lede vår bedrift på en ansvarsfull måte er svært viktig for alle i Sunrise Medical.



Landsdekkende salgs- og serviceorganisasjon

Vårt team i Norge er her for å gi support og å bygge relasjoner med deg og din virksomhet. Om du har behov for hjelp eller støtte i noe som er relatert til oss eller våre produkter, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe deg.

Kontaktinformasjon til våre salgskonsulenter i hvert fylke kan du finne på baksiden av denne brosjyren.

Vårt hovedkontor

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3 (Vareadresse: Port B)
1540 Vestby
Norge
Telefon: +(47) 66 96 38 00
Faks: +(47) 66 96 38 80
Epost: post@sunrisemedical.no

Produktsortimentsoversikt gyldig fra oktober 2016

I denne brosjyren vil du finne en kort oversikt over produktene fra Sunrise Medical AS som fra oktober 2016 er på avtale i anbudet for Manuelle rullestoler. I tillegg vil du finne enkelte kompletterende produkter som et alternativ eller som tilbehør til et hovedprodukt.

Om du vil vite mer om våre produkter vil du finne god informasjon på vår hjemmeside, www.SunriseMedical.no samt at du er velkommen til å ta kontakt med oss for visning eller utprøving av et eller flere produkter.

Vi håper at brosjyren vil være til hjelp for deg som vil finne frem i en stor verden av hjelpemidler og at vi vil kunne hjelpe deg frem til det ideelle Sunrise-produktet du måtte ha behov for.

Sunrise Medical - Improving peoples lives





God støtte og komfort i en rollestol med gode tilpasningsmuligheter og unik tiltfunksjon

- Lett betjenelig tiltfunksjon på 33° for variasjon i sittestilling
- God komfort og sittestabilitet
- Armlener som følger ryggen for maksimal støtte for armene
- Sleidesete for enklere forflytning uten behov for ekstra-løft
- Utsparing i seteplaten gir økt trykkfordeling og bedre stabilitet
- Enkel tilpassing med gode intervaller og måleskalaer



Cirrus G5 er Sunrise Medicals helt nye komfortrollestol. Rollestolen er utviklet med tanke på brukernes behov for stabilitet, tilpasningsmuligheter og komfort og ledsagers behov for enkel håndtering. Men først og fremst er Cirrus G5 en svært komfortabel rollestol – din nye Go'stol på hjul.

Cirrus G5 leveres med setetilt på 33°. Setetiltet er enkel å betjene for ledsager. Tiltutslaget, sammen med 35°

ryggvinkelregulering, gir svært gode muligheter for variasjon i sitte- og hvilestilling.

Sleidesetet gjør forflytning til og fra rollestolen enklere og tryggere. Ved hjelp av sleidesetet kan brukeren komme ordentlig inn i stolen uten behov for tunge ekstra-løft. Seteplaten til Cirrus G5 har fått utsparing under sitteknutene. Utsparingen gir bedre trykkfordeling samt bidrar til bedre sittestabilitet.



CIRRUS G5

Cirrus G5 leveres med armlener som følger ryggvinkelen. Dette gir maksimal støtte og komfort for armene uavhengig av sittestilling. Armlenene er enkle å slå opp og kan fjernes ved for eksempel forflytning.

En svært komfortabel og tilpasningsvennlig rygg gir optimale muligheter for individuell tilpassing. Det tykke polstret er behagelig og utformingen av ryggen gir sidestabilitet. Ved behov for ytterligere sidestabilitet kan ryggpolsteret kompletteres med ryggkiler, sidestøtter eller alternativ ryggpute. Alternative rygger slik som Jay kan monteres på Cirrus G5 ved hjelp av tredjepartsryggen (tilbehør). Den nye, komfortable hodestøtten har reguleringsbånd inne i hodeputen for økt støtte til hodet.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	39, 42, 45, 48, 51, 54 cm
Setedybde	39-55 cm
Rygghøyde	65 cm/55 cm (tilbehør)
Setehøyde	38-55 cm
Ryggvinkling	35°
Tilt	33°
Maks brukervekt	135 kg

Cirrus G5 leveres standard med kjørebøyle som gir god arbeidsstilling for ledsager. Betjeningshendler for tilt, ryggvinkel og ledsagerbrems sitter montert på kjørebøylen for enkel og trygg håndtering. En vinkelregulerbar kjørebøyle, som gir ytterligere muligheter for tilpassing av betjeningshøyde, er tilgjengelig som tilbehør.

Cirrus G5 er enkel å tilpasse. Rullestolen leveres med gode intervaller på de viktige målene, samt måleskalaer som bidrar til enkel tilpassing. Alle daglige funksjoner er merket med grep i kontrastfarge og er intuitive i bruk.

Cirrus G5 er kollisjonstestet og godkjent for bruk til persontransport i bil. Feste-punkter er tydelig merket.





Lett å trille og gode muligheter for stillings- endring for den som sitter lenge og kjører selv

- Aktivitet og hvile i samme rullestol
- Unik setefunksjon for stillingsendring og selvstendig aktivitet
- Triller svært lett og er lett å manøvrere
- Individuelt vinkel- og dybdejusterbare benstøtter
- Tryggere og enklere forflytning

Emineo gir mulighet for aktivitet og hvile i en og samme rullestol. Emineo er derfor det smarteste valget for brukere som sitter jevnlig og lenge i rullestol.

Emineo er en multifunksjonell rullestol som kan konfigureres til den enkelte brukers behov. Emineo kan settes opp med minimalt av tilpasninger og utstyr for å være en komfortabel og lett kjørt allround rullestol med mulighet for stillingsendring.

I den andre enden av skalaen kan Emineo tilpasses ved hjelp av tilbehør for å gi en komfortabel og lett manøvrerbar rullestol med god støtte for brukere som trenger en "aktiv komfort-rullestol".

Emineo har en unik setetilt som gir bruker mulighet for viktig stillingsendring i løpet av dagen. Å endre stilling i løpet av dagen er svært viktig for komfort, funksjon og fysikk.



Tilthendelen er plassert under armlenet for enkel betjening av bruker selv. Dersom tiltfunksjonen skal betjenes av ledsager vil plasseringen av tilthendelen gi trygghet og kontakt mellom ledsager og bruker. Tilt-hendelen kan monteres på kjørebøylen dersom det er ønskelig at denne plasseres utenfor brukers rekkevidde.

Emineo triller svært lett og er enkel å manøvrere, enten for bruker selv eller for ledsager. Setetilt-funksjonen påvirker ikke tippekunktet på rullestolen. Dette bidrar til gode kjøreegenskaper og stabilitet uavhengig av bruk av setetiltfunksjonen.

Vinkeljusterbare benstøtter gir unike muligheter til å oppnå optimal sittestilling. Emineos benstøtter er i tillegg individuelt dybdejusterbare.



Emineo bidrar til tryggere og enklere forflytning ved at føttene kan plasseres direkte på gulvet. Dette kan også være gunstig i spisesituasjonen. I og med at Emineo kan oppnå en svært lav setehøyde og er konstruert for å gi god plass i rammen, egner stolen seg svært godt til å gå seg fram med bena.

Emineo har et stort tilbehørsprogram for ytterligere tilpasning av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av rullestolen.

Emineo er kollisjonstestet og godkjent i henhold til ISO 7176-19. Festepunkter er merket.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 cm
Setedybde	39-45 cm (34-40 cm for sb 33 og 36cm)
Setehøyde	36-50 cm
Rygghøyde	50-60 cm
Ryggvinkel	90°-110°
Ryggvinkel (ved ryggregulering/tilbehør)	90°-120°
Setetilt	0°-16°
Armlenehøyde	23-33 cm
Total bredde	Setebredde + 23 cm
Maks brukervekt	135 kg



LEVO



Du får større rekkevidde i stående stilling!

- Raskt opp, så høyt du trenger - og ned igjen
- Mange tilpasningsmuligheter for optimal kjøre-, sitte- og ståstilling

Sitter du i en rullestol som gir deg disse mulighetene i dag? Barn, voksne og eldre kan ivareta egenaktivitet og får økt selvhjulpenheten i Levo. Levo har det tilbehøret du trenger for at stolen passer til din bruk og ditt behov.

Fordelen ved å kunne stå er mange. Det vil påvirke hvordan du omgås andre, men aller mest vil Levo gi deg økt selvstendighet gjennom økt rekkevidde, til å hente ned tallerkner fra overskapet, røre i en gryte eller nå en vare fra øverste hylle i butikken.

LEVO ACTIVE EASY

En mer selvstendig hverdag med manuell ståfunksjon

- Lett aktivrullestol med topp kjøreegenskaper
- Enkel oppreisning ved hjelp av gassfjær
- Meget god sitte- og kjørekomfort
- Store muligheter for individuelle tilpasninger

Levo Active Easy er en lett aktivstol med manuell ståfunksjon. Meget gode trilleegenskaper bidrar til stor aktivitet. Kom opp i stående stilling hvor du vil og når du vil. Levo Active Easy fungerer ypperlig på skole, arbeidsplass og kjøkken da sittestillingen hurtig kan endres fra kjørestilling til arbeidsstilling eller stående.

Levo Active Easy er ideell for alle som ikke kan stå på egenhånd feks. personer med cerebral parese, Multipel Sklerose, muskeldystrofi, polio, reumatisme eller ryggmargsskade. Rullestolen er, til å være en stårullestol, utrolig lett og kompakt. Den har meget gode tilpasningsmuligheter og er meget lettkjørt.

POST 10 – Rullestol med manuell ståfunksjon **Eneste valg**



Levo Active Easy er kollisjonstestet og godkjent for bruk til transport i bil med person sittende i rullestolen. Rullestolen er testet og godkjent med og uten nakkestøtte.

SPESIFIKASJONER LAE

Setebredde	35-48 cm
Setedybde	35-54 cm
Setehøyde foran	48 - 57 cm (med skifte av deler)
Rygg høyde	31-41 cm
Totalbredde	SB+22 cm
Totalvekt fra	18 kg
Maks brukervekt	120 kg



LEVO COMPACT EASY V

POST 11– Rullestol med elektrisk ståfunksjon **Eneste valg**

En manuelt drevet rullestol med elektrisk ståfunksjon

- Triller lett og er enkel å tilpasse
- Lettvint elektrisk ståfunksjon
- Stort tilbehørsortiment

Levo Compact Easy V har meget gode kjøreegenskaper og oppleves som en fullverdig aktivrullestol. Dette skyldes først og fremst en fast aktivramme. Rullestolen har alle nødvendige tilpasningsmuligheter slik at brukeren kan oppnå en god posisjon, både i sittende og stående stilling.

Levo Compact Easy V gir mange muligheter til å variere stilling fra sittende til stående og fungerer derfor også som en arbeidsstol. Ståfunksjonen er elektrisk og gjør at man enkelt kan endre stilling ut i fra hvilke oppgaver som skal utføres. For mange rullestolbrukere vil dette oppleves som frihet og gi økt selvstendighet.

Levo Compact Easy V passer utmerket til alle rullestolbrukere med behov for variasjon. De gode tilpasningsmulighetene og utvalget av tilbehøret gjør at selv de som har lite stabilitet i overkroppen kan ha glede av rullestolen. Den forsterkede seterammen gjør stolen velegnet til tyngre og spastiske brukere.



SPESIFIKASJONER LCEV

Setebredde	35-50 cm
Setedybde	30-54 cm
Setehøyde foran	48 - 57 cm
Rygghøyde	31 - 41 cm
Totalbredde	SB + 18 cm
Totallengde	86/93 cm
Totalvekt fra	25 kg
Maks brukervekt	120 kg



Levo Compact Easy V er kollisjonstestet og godkjent for bruk til transport i bil med person sittende i rullestolen. Rullestolen er testet og godkjent med og uten nakkestøtte.



Lett allroundrullestol for den som sitter i kort eller lang tid og kjører selv

- Enkel og rask tilpassing av sitte- og kjørestilling
- Vinkeljusterbare benstøtter 70°, 80° og 90°
- Oppfellbare armlener
- Smal totalbredde

Exigo 20 er en allsidig rullestol. Exigo 20 er god å sitte i og egner seg for personer som sitter lenge og/eller ofte i rullestol. Exigo 20 har gode innstillingsmuligheter for sitte- og kjørestilling. Rullestolen har svært gode kjøreegenskaper både for brukere som skal trille rullestolen selv og for ledsager. Små ytre mål gir bedre fremkommelighet.

Vinkeljusterbare benstøtter gir unike muligheter til å oppnå optimal sittestilling. Oppfellbare armlener forenkler forflytning ut og inn av stolen, samt gjør det enklere å komme godt inntil f.eks. bord.

Exigo 20 har et stort tilbehørsprogram for ytterligere tilpassing av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av rullestolen.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	36, 39, 42, 45, 48, 51 cm
Setedybde	39-44 cm
Setehøyde foran	36-54 cm (med bytte av deler)
Rygg høyde	42-46 cm
Armlene høyde	22-27 cm
Total bredde	Setebredde + 18 cm
Total lengde	97 cm
Maks brukervekt	135 kg



Exigo er kollisjonstestet og godkjent for bruk til transport i bil med person sittende i rullestolen. Rullestolen er testet og godkjent med nakkestøtte



Stabil og smal rullestol for brukere som kjører mye/”går seg fram”

- Stabil, triller svært godt
- Enkel tilpassing, fleksibel
- Kollisjonstestet og godkjent med nakkestøtte
- Smal totalbredde

Impera er en rullestol som har svært gode trilleegenskaper og egner seg derfor spesielt godt til personer som har behov for en lett kjørt rullestol. Impera egner seg godt til å kjøre med en fot og en arm. Impera er konstruert for å tåle røff bruk og er kjent for å bevare stabilitet og trilleegenskaper over tid.

Impera har justerbar setedybde, rygg høyde og legg-lengde. Det er derfor lett å tilpasse rullestolen til brukers mål.

Benstøttehenger med mulighet for 70°, 80° og 90° i en og samme henger bidrar til optimal sittestilling. Imperas lave vekt og smale mål gjør stolen enkel å manøvrere. Totalbredden er setebredde +17 cm. Sammenslått er Impera kun 27 cm bred. Det gjør stolen enkel å frakte med seg.

Impera har et komplett tilbehørsprogram.



IMPERA SHORT

Impera leveres også i en utgave med kortere setedybde for ungdom og mindre voksne.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	33, 36, 39 cm (Impera Short) 36, 39, 42, 45 og 48 cm
Setedybde	33-40 cm (Impera Short) 40-45 cm
Setehøyde foran	39-60 cm (med bytte av deler)
Rygg høyde	35-45 cm
Totalbredde	Setebredde +17 cm
Totalbredde sammenslått	27 cm
Maks brukervekt	135 kg




Impera er kollisjonstestet og godkjent for bruk til transport i bil med person sittende i rullestolen. Rullestolen er testet og godkjent med nakkestøtte.

Det komplette sittesystemet!

JAY er Sunrise Medicals eget brand innen trykksårforebyggende og posisjonerende sitteputer og faste rullestolrygger.


Jay sittesystem stabiliserer bekkenet og overkroppen:

- Puten stabiliserer bekkenet og lårene fra undersiden
- Ryggen stabiliserer bekkenet og overkroppen bakfra og sideveis




JAYs sortiment av sitteputer inneholder puter for ethvert behov, fra enkle og komfortable skumputer til puter med maksimale trykksårforebyggende egenskaper og mulighet for individuell, presis posisjonering.

En Jay-pute i kombinasjon med en Jay J3-rygg utgjør et komplett sittesystem. Fordelene med Jay-puten vil ptimaliseres når den brukes sammen med en rygg som kan gi god posisjonering, stabilitet, komfort og funksjon.



God stabilitet til bekkenet er en grunnstein i sittende stilling. Stabilitet i forhold til bevegelser både i frontalplanet og sagittalplanet er viktig for å kunne oppnå og opprettholde en god stilling. JAY putene tilbyr god stabilitet til bekkenet og strukturene rundt slik at den gode sittestillingen kan opprettholdes over tid, uten bruk av unødvendige krefter.

JAY putene benytter ulike trykksårforebyggende materialer. Oljefluid er, sammen med luft, vårt mest trykksårforebyggende materiale. Materialet former seg etter brukers anatomiske form, uten å gi mottrykk, og fordeler trykket jevnt på vektbærende flater. Dette er grunnsteinen i optimal trykkfordeling. Oljefluid er selvjusterende, enkel i bruk og krever svært lite vedlikehold. Den trykksårforebyggende massen er konstant slik at både bruker og omgivelsene kan være trygge på at puten yter god trykkfordeling til enhver tid.



Flere av JAY putene har muligheter for tilpassing i forhold til ytterligere stabilitet, posisjonering og tilpassing til eller korrigering av feilstillinger. Tilbehør samt evt. tilpassing av setebasen gjør det enkelt å tilpasse sitteputen til alle individuelle behov.

Det komplette sittesystemet!



JAY BASIC

Jay Basic er en lett anatomisk formet sittepute i skum. Jay Basic er en god basispute som passer både i hegekøyesete og plansete. Puten leveres med to avtakbare inkontinenstrekk.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	25-52 cm
Setedybde	25-50 cm
Brukervekt	25-113 kg



JAY EASY VISCO

Jay Easy Visco er en pute som passer svært mange brukere og spesielt de som har behov for noe trykkfordeling og komfort. Den anatomiskformede puten leveres med viskoelastisk materiale under bekkenet. Leveres med to avtakbare inkontinenstrekk.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	25-60 cm
Setedybde	25-60 cm
Brukervekt	40-150 kg



JAY EASY

Jay Easy er en anatomisk formet pute og leveres med oljepfluid i setebrønnen. Sammen med den anatomiske formen gir derfor Jay Easy god trykkfordeling. Leveres med to avtakbare inkontinenstrekk.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	34-50 cm
Setedybde	34-46 cm
Maks brukervekt	150 kg



JAY XTREME ACTIVE

Jay Xtreme Active er en forholdsvis lav og flat pute, godt egnet for aktive rullestolbrukere. Puten gir god trykkfordeling og har en flat og myk putefront som gir muligheter for selvstendig stillingsendring. I tillegg sikrer puten en kontrollert sideveisforflytning og minimerer faren ved en "subbe"-forflytning.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	25-60 cm
Setedybde	25-60 cm
Brukervekt	25-150 kg



JAY J2/J2 DYP

Jay J2 gir optimal trykkfordeling og stabilitet og er ideel for individuell tilpasning, feks. coxit løsning og andre asymmetrier eller ekstra stabilisering og posisjonering. Et bredt spekter av tilbehør for individuell posisjonering er tilgjengelig.

Jay J2 Dyp gir maksimal trykkfordeling for spesielt utsatte personer.

SPESIFIKASJONER J2 J2 dyp

Setebredde	35-60 cm	35-40 cm
Setedybde	41-51 cm	35-50 cm
Maks brukervekt	175 kg	175 kg



JAY BALANCE

Jay Balance leveres med oljepfluid eller luftpad for optimal trykkfordeling. Skumbasen er dekket med et tykt og mykt skumlag, som kombinerer stabilitet med ekstrem komfort. Puten er meget stabil, og kan kompensere for feilstillinger og asymmetrier. Den flate myke fronten fasilerer for trygg sideveisforflytning.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	34-60 cm
Setedybde	34-60 cm
Brukervekt	25-225 kg

JAY - Det komplette sittesystemet!

En Jay-pute i kombinasjon med en Jay J3-rygg utgjør et komplett sittesystem. Fordelene med Jay-puten vil optimaliseres når den brukes sammen med en rygg som kan gi god posisjonering, stabilitet, komfort og funksjon.


Jay sittesystem stabiliserer bekkenet og overkroppen:

- Puten stabiliserer bekkenet og lårene fra undersiden.
- Ryggen stabiliserer bekkenet og overkroppen bakfra og sideveis

Sunrise Medical AS tilbyr et stort utvalg faste rullestolrygger via JAY J3 ryggene.

Fast rygg på rullestolen har mange fordeler, blant annet:

- Stabil støtte av overkroppen over tid for bedret sittestabilitet
- Riktig sitteergonomi over tid for bedret sittestilling
- Bedre trykkfordeling
- Økt komfort
- Energiøkonomisering for økt funksjon



Sortimentet av Jay J3 rygger inneholder seks ulike modeller samt ulike høyder for optimal støtte til den enkelte brukers individuelle behov.

Jay J3 ryggene er enkle å montere og enkel å tilpasse. Festebraketten kan, i tillegg til høyde, tilpasses 5 cm i bredde, 3 cm i dybde og +/-22° vinkel for optimal støtte.

Jay J3 ryggene er enkle å demontere for transport, noe som gjør ryggene like egnet på kryssrammestoler som på fastrammerullestoler.

Jay J3 rygger kan kompletteres med sidestøtter eller hodestøtte, samt vester og belter, for ytterligere posisjonering og stabilitet.

For ytterligere informasjon om JAY J3 rygger er du velkommen til å besøke vår nettside eller be om vår JAY katalog.



Posisjonering og stabilisering

- Mykt og komfortabelt materiale
- Smarte løsninger og mange muligheter
- Stort størrelsesspekter
- Ulike typer låser til ulike behov

Belter og vester fra Kinetic Balance er gode på detaljer og utmerker seg med et stort sortiment hva gjelder fester, fasong og lås på selene. Produktene produseres i et materiale som er komfortabelt mot kroppen og mange av produktene kommer i stretch og anti-stretch materiale.

Kinetic Balance sortiment

- Hoftebelter
- 4-punktsbelter
- Abduksjonssele
- Skrittsele
- Ankelstøtte
- Vester

Se vårt utvalg av Kinetic Balance i egen brosjyre



WHEELDRIVE

DRIVAGGREGAT MED MANUELL STYRING - 1. VALG

Hjelp til et mobilt liv, mer frihet og uavhengighet

- To kjørefunksjoner
- Intuitiv og enkel i bruk
- Enkel å montere, uten noe feste på stolen
- Passer de fleste rullestoler

WheelDrive kombinerer det beste fra motoriserte hjul og hjelpemotor i en og samme løsning og er neste generasjons motoriserte hjul for manuelle rullestoler. Brukeren kan velge mellom ekstra drivhjulshjelp i tillegg til egen armkraft, eller full motorhjelp uten bruk av armkraft. Når WheelDrive er avslått, vil drivhjulene fungere som vanlige drivhjul. WheelDrive er en 3 i 1-løsning, der valget er ditt!

WheelDrive er svært enkel å bruke. Ved bruk av de store drivringene kan WheelDrive mer enn fordoble kraften som brukeren tilfører drivhjulet. Ved å skyve de små drivringene noen centimeter frem, kan rullestolen kjøres som en elektrisk rullestol. Ved behov kan rullestolens originale drivhjul settes tilbake, uten behov for endringer.

Motoren betjenes på to ulike måter

Enkel betjening enten du ønsker litt hjelp (A) – eller du ønsker å kjøre den med konstant motordrift (B). Du veksler selv ut fra behov og miljø du kjører i.

Typisk bruksområde

- Når du skal kjøre inne eller ute på varierte underlag
- Avlaste armer og skuldre
- Lange dager på tur med venner og familie
- Som permanent løsning når armstyrke ikke strekker til
- Manøvrering i trange miljøer der finmanøvrering er viktig

WheelDrive kan svært raskt byttes mot stolens originale hjul uten at det er behov for noen brakett montert på stolen.

SPESIFIKASJONER WHEELDRIVE

Max fart	10 km/t / 6 km/t (Assist/Kjøre)
Vekt	11,5 kg (pr. hjul inkl. batteri)



Passer alle rullestoltyper og rammer

Aktiv



Allround



Komfort



Levo ståstol



SMARTDRIVE

Større frihet med lettvtint kraftig og fleksibel hjelpemotor!

- Kraftfull - kjører lett opp bakker/over tykke tepper
- Utrolig enkel i bruk
- Beveger seg lett over dumper og kanter
- Så lett at du ikke merker at den er der!
- Lett å ta med på reise

SmartDrive er en revolusjonerende hjelpemotor som gir større frihet for rullestolbrukere. Den er kraftfull, intuitiv, enkel, fleksibel og veier veldig lite.

Installasjonen er svært enkel da det oppladbare batteriet er bygget inn. Koble til og motoren er klar til bruk.

SmartDrive passer også til kryssrammestoler.



Motoren betjenes på to ulike måter

Enkel betjening enten via armbånd eller ved brytere som kan monteres på rammen. Brytere gir god manøvrering på mindre områder og ved lav hastighet.

Det intelligente armbåndet registrerer dine bevegelser og vet når du er klar til å kjøre og når du er klar til å stoppe.

Typisk bruksområde

- SmartDrive velger du når du skal kjøre inne eller ute på faste underlag
- Avlaste armer og skuldre deler av dagen
- Øker ikke stolens totale bredde
- Ekstra kraft for å kunne kjøre i krevende bakker og hellinger
- Den optimale løsningen å ta med på reise og ferie for økt rekkevidde
- Smart Drive hukes enkelt på stolen og er montert på sekunder

SmartDrive er en genial løsning spesielt i kombinasjon med aktiv og allround rullestol. Bruk av SmartDrive på komfortstol gir ledsager en enkel og kraftfull hjelp ved kjøring inne og ute.



SPESIFIKASJONER SMARTDRIVE

Max fart	8,6 km/t
Vekt	6,1 kg

Passer de fleste rullestoltyper og rammer

Aktiv



Allround



Komfort



Levo LAE ståstol



Den letteste fullt justerbare rullestolen

- Fullt justerbar til individuelle behov
- Suverene kjøreegenskaper

Med hjelp av den mest avanserte konstruksjonsteknologien, det gjenkjennelige designet og de beste materialene tilgjengelig, har vi tatt fram den ultimate Quickie rullestolen – Krypton R.

Bruk av karbonmaterialer gir redusert vekt, samtidig som materialets egenskaper gir fenomenal stivhet og sylskarp manøvrering – rett og slett en helt ny kjøreooplevelse.

En optimal sittende stilling er ofte vel så viktig som redusert vekt på rullestolen. Krypton R er fullt justerbar for en funksjonell kjøre- og sittestilling tilpasset egne behov.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	32-46 cm (2 cm intervaller)
Setedybde	34-48 cm (2 cm intervaller)
Rygghøyde	25-45 cm (2,5 cm trinn)
Setehøyde	43-55 cm (foran) / 38-50 cm (bak)
Maks brukervekt	125 kg

Verdens letteste sammenleggbare rullestol

- Suverene kjøreegenskaper
- Fullt justerbar til individuelle behov
- Kryssramme for enklere transport og lagring

Krypton F's hjerte er det unike krysset som ligger så tett opp under setet at det bare så vidt er synlig. Krysset, og låsingene av dette, bidrar til en rullestol som er sammenleggbar for smidig transport, samtidig som Krypton F beholder utseende og kjøreegenskapene tilsvarende en fastrammerullestol.

Krypton F er fullt justerbar for den viktige tilpassingen av optimal sitte- og kjørestilling. Karbonmaterialet gir redusert vekt, en unik stivhet i rammen og en unik kjøreooplevelse.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	32-46 cm (2 cm intervaller)
Setedybde	34-48 cm (2 cm intervaller)
Rygghøyde	25-47,5 cm (2,5 cm trinn)
Setehøyde	43-55 cm (foran)
Maks brukervekt	110 kg

Funksjonalitet og tilpasningsvennlighet

- Fullt justerbar for optimal sitte- og kjørestilling
- Superbe kjøreegenskaper
- Valgmuligheter for praktisk bruk

Funksjonalitet, valgmuligheter og brukervennlighet står i fokus når vi snakker om Helium. Minimale toleranser og stabilitet i hver minste del sørger for kjøreegenskaper som overgår det meste.

Helium er fullt justerbar i henhold til dine spesifikke behov. Skulle dine behov endre seg kan Helium tilpasse seg din nye situasjon.

Helium har blitt testet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176-19.



HELIUM

SPESIFIKASJONER

Setebredde	32-46 cm (2 cm intervaller)
Setedybde	34-48 cm (2 cm intervaller)
Rygghøyde	25-45 cm (2,5 cm trinn)
Setehøyde	43-57 cm (foran) / 37-50 cm (bak)
Maks brukervekt	120 kg



Enkel å legge sammen, superbe kjøreegenskaper

- Svært lett kryssrammerullestol
- Enkel å legge sammen for transport
- Velg den modellen som passer dine behov

Xenon² tilbyr en svært lett kryssrammerullestol. Dersom du er ute etter en lett aktivrullestol som også kan legges sammen er Xenon² rullestolen for deg.

Xenon² leveres i tre utgaver: Xenon² FF med fast front for lavest mulig vekt, Xenon² SA med utsvingbare benstøtter for de mest kompakte transportmålene og Xenon² Hybrid med fast front og forsterket for økt brukervekt.

Ingen er like. I tillegg til den lette vekten tilbyr Xenon² muligheter til å tilpasse rullestolen til dine individuelle behov.

Xenon² har blitt testet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176-19.



XENON²

SPESIFIKASJONER

Setebredde	32-50 cm (2 cm intervaller)
Setedybde	34-50 cm (2 cm intervaller)
Rygghøyde	25-47,5 cm (2,5 cm trinn)
Setehøyde	43-56 cm (foran)
Maks brukervekt	125 kg/140 kg (Hybrid)



Lav vekt og muligheter for å vokse

- Fastrammerullestol spesielt utviklet for barn
- Lett i vekt for enkel håndtering
- Fullt justerbar i forhold til individuelle behov

Simba er den perfekte lettvektsstolen for aktive barn. Med en totalvekt fra ca 8kg er dette en av de letteste barnerullestolene på markedet i dag. Det gjør det lettere for barnet å manøvrere stolen. Lettere å manøvrere gjør at barnet kan være i aktivitet i lengre tid av gangen.

Ingen er like. Derfor er Simba fullt justerbar i forhold til individuelle behov for optimal sitte- og kjørestilling. Stolen kan i standardversjonen økes noe i såvel setedybde som setebredde uten bytte av deler. Dette gjør at stolen "vokser" med barnet.

Du kan få mange ulike farger til rammen og det finnes også mange nye eikebeskyttere å velge i.

Simba har blitt testet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176-19.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	22-36 cm (2 cm intervaller)
Setedybde	24-38 cm (2 cm intervaller)
Rygg høyde	20-40 cm (2,5 cm trinn)
Setehøyde	36-48 cm (foran) / 29-46 cm (bak)
Maks brukervekt	65 kg

Lav vekt, enkel transport og muligheter for å vokse

- Lett kryssrammerullestol spesielt utviklet for barn
- Fullt justerbar i forhold til individuelle behov
- Sammenleggbare for enkel transport

Youngster 3 er en lett kryssrammerullestol, utviklet spesielt i forhold til barns ergonomi og spesifikke behov. Den lette og sammenleggbare rammen gjør Youngster 3 spesielt godt egnet for transport og evt lagring.

Rullestolen er fullt justerbar og kan tilpasses individuelle behov innen sitte- og kjørestilling. Youngster 3 har innebyggede muligheter for vekst, 2cm bredde og 4cm dybde. Rullestolen kan derfor følge barnet over lengre tid.

Youngster 3 har gode kjøreegenskaper og er lett å håndtere for barnet eller omsorgspersonene. Ved valg av abduisert front er det bedre plass for forflytning.

Youngster 3 er testet og godkjent i henhold til kravene i ISO 7176-19.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	22-40 cm (2 cm intervaller)
Setedybde	24-40 cm (2 cm intervaller)
Rygg høyde	25-40 cm (2,5 cm trinn)
Setehøyde	37-50 cm (foran) / 32-47 cm (bak)
Maks brukervekt	85 kg

Maksimal støtte og komfort til den passive bruker

- Omsluttende støtte
- Tilpasning til den foretrukne sittestillingen

Nuage PLS er stolen for den passive bruker med begrensede muligheter til å endre stilling uten hjelp. Setesystemet følger den individuelle kroppsformen og gir komfortabel støtte til den foretrukne sittestillingen.



Nuage PLS leveres i tre modeller på Ibis rullestol-understell for en komplett funksjonell sitteløsning

Løsningen for de tyngste

- Brukervekt 295 kg
- Sammenleggbar for enkel transport

M6 er kryssrammerullestolen for de tyngste blant oss. Med setebredder fra 55-75 cm og en vektkapasitet på hele 295 kg er rullestolen en virkelig tøffing.

Den sammenleggbare rammen og den lave egenvekten gir enkel håndtering ved transport.



M6 har et utvalg justeringsmuligheter for å tilpasse sitte- og kjørestilling i henhold til individuelle behov.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	25-38/38-55 cm
Setedybde	35-45/44-55 cm
Maks brukervekt	80/120 kg

SPESIFIKASJONER

Setebredde	55-75 cm (5 cm intervaller)
Setedybde	45-55 cm (2,5 cm intervaller)
Rygg høyde	42,5-51 cm
Setehøyde	47-50
Maks brukervekt	295 kg

Frihet både ved trening og på fritiden

- Ekstra kraftig på tur
- Rask og enkel tilkobling
- Passer de fleste fastrammerullestoler
- Stort utvalg av tilbehør

Om du ønsker å trene eller dersom du trenger å forflytte deg fra A til B raskt og effektivt, er Attitude Hybrid sykkelfront til manuell rullestol produktet for deg.

Attitude Hybrid passer de aller fleste manuelle rullestoler med fast front og produktet er samsvarserklært med de aller fleste fastrammerullestolene på det norske markedet.

Den svært effektive og enkle sammenkoblingen gjør at du raskt kan være på tur. Attitude Hybrid gir deg ekstra kraft opp til 25 km/t og har en rekkevidde på som holder for de fleste langturer.


NYHET! Nå med vinkel- og dybdejusterbar ramme som tilbehør.



SPESIFIKASJONER

Rammebredde	26-46* cm (2 cm intervaller)
Antall gir	10
Batteri	14.5 Ah
Maks fart-hjelp	25 km/t

* Måles utside - utside ved fotbrett



PRODUKTOVERSIKT

Post 4 - Aktiv rullestol med sammenleggbar ramme og avtakbare benstøtter

Produktnavn	HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Impera Short	218329	3120021	33 cm	33-39 cm	135 kg
Impera Short	218330	3120022	36 cm	33-39 cm	135 kg
Impera Short	218332	3120023	39 cm	33-39 cm	135 kg
Impera	218335	3120024	36 cm	40-45 cm	135 kg
Impera	218339	3120025	39 cm	40-45 cm	135 kg
Impera	218331	3160021	42 cm	40-45 cm	135 kg
Impera	218333	3160022	45 cm	40-45 cm	135 kg
Impera	218334	3160023	48 cm	40-45 cm	135 kg

Post 5 - Allround rullestol med sammenleggbar ramme og avtakbare benstøtter

Produktnavn	HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Exigo 20	218344	3340236-2NO	36 cm	39-44 cm	135 kg
Exigo 20	218345	3340239-2NO	39 cm	39-44 cm	135 kg
Exigo 20	218346	3340242-2NO	42 cm	39-44 cm	135 kg
Exigo 20	218347	3340245-2NO	45 cm	39-44 cm	135 kg
Exigo 20	218348	3340248-2NO	48 cm	39-44 cm	135 kg
Exigo 20	218349	3340251-2NO	51 cm	39-44 cm	135 kg

Post 7 - Allround rullestol med fastramme, tilt og avtakbare benstøtter

Produktnavn	HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Emineo	218337	3400033-2NO	33 cm	34-40 cm	135 kg
Emineo	218338	3400036-2NO	36 cm	34-40 cm	135 kg
Emineo	218339	3400039-2NO	39 cm	39-44 cm	135 kg
Emineo	218340	3400042-2NO	42 cm	39-44 cm	135 kg
Emineo	218341	3400045-2NO	45 cm	39-44 cm	135 kg
Emineo	218342	3400048-2NO	48 cm	39-44 cm	135 kg
Emineo	218343	3400051-2NO	51 cm	39-44 cm	135 kg

Post 8 - Komfortrullestol

Produktnavn	HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Cirrus G5	218350	3500039-2NO	39 cm	39-55 cm	135 kg
Cirrus G5	218351	3500042-2NO	42 cm	39-55 cm	135 kg
Cirrus G5	218352	3500045-2NO	45 cm	39-55 cm	135 kg
Cirrus G5	218353	3500048-2NO	48 cm	39-55 cm	135 kg
Cirrus G5	218354	3500051-2NO	51 cm	39-55 cm	135 kg
Cirrus G5	218355	3500054-2NO	54 cm	39-55 cm	135 kg

Post 10 - Rullestol med manuell ståfunksjon

Produktnavn	HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Levo Active Easy (LAE)	218356	LAESM35	35 cm	30-40 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218358	LAESM38	38 cm	30-40 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218360	LAESM40	40 cm	30-40 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218362	LAESM42	42 cm	30-40 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218364	LAESM45	45 cm	30-40 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218357	LAEXL35	35 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218359	LAEXL38	38 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218361	LAEXL40	40 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218363	LAEXL42	42 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218365	LAEXL45	45 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Active Easy (LAE)	218366	LAEXL48	48 cm	43-54 cm	120 kg

Post 11 - Rullestol med elektrisk ståfunksjon

Produktnavn	HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Levo Compact Easy V (LCEV)	218367	LCEVSM35	35 cm	30-40 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218369	LCEVSM38	38 cm	30-40cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218371	LCEVSM40	40 cm	30-40cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218373	LCEVSM42	42 cm	30-40cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218375	LCEVSM45	45 cm	30-40 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218377	LCEVSM48	48 cm	30-40cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218368	LCEVLXL35	35cm	43-54 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218370	LCEVLXL38	38 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218372	LCEVLXL40	40 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218374	LCEVLXL42	42 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218376	LCEVLXL45	45 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218378	LCEVLXL48	48 cm	43-54 cm	120 kg
Levo Compact Easy V (LCEV)	218379	LCEVLXL50	50 cm	43-54 cm	120 kg

Andre produkter:

Produktnavn	Lev. art. nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Quickie Attitude sykkelfront	47500001.XX	26 (rammebredde)	46 (rammebredde)	100 kg
JAY Basic	JBsbsd*	25-52 cm	25-50 cm	113 kg
JAY Easy	JEsbsd*	25-60 cm	25-60 cm	150 kg
Jay Easy Visco	JEVsbsd*	25-60 cm	25-60 cm	150 kg
Jay Xtreme Active	CIJXAXsbsdSEU*	34-50 cm	34-46 cm	150 kg
Jay J2	21XXAT***	35-60 cm	41-51 cm	175 kg
Jay J2 dyp	24XXAT***	35-40 cm	35-50 cm	175 kg
Jay Balance	JBAKCsbsdADMEU****	34-60 cm	34-60 cm	225 kg
WheelDrive (Post 16)	WDrive24-K120K**	Max fart 10 km/t	Vekt 11,5 pr. stk.	-
SmartDrive	MSD1100	Max fart 8,6 km/t	Vekt 6,1 kg	-
Kinetic Balance - hoftebelte	6.70003.3**	Str. XS - L	-	-

*sb=setebredde/sd=setedybde **Ulikt art.nr. for ulike størrelser/produkt ***XX=ulikt art.nr. for ulike størrelser

**** eks. på pute med luft (A=air D=2-kammer) / eks. på pute Olje JBAKCsbsdFLMEU (FL=Fluid/Olje/Gel)



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON

Viken (HMS Østfold)

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Buskerud, inkl Asker)

Tarje Risbøl Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Tarje Risbøl (Bærum) Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Sør-Tr.lag)

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Nord-Tr.lag)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord, Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no