

EMINEO

ALLROUND MED TILT

BREEZY EMINEO

Allround med tilt

Post 7, 1. valg



Ergonomisk utformet, høyderegulerbar kjørebøyle bidrar til riktig arbeidsstilling og mindre belastning for ledsager.

Mykt polstret overdrag. Stropper for regulering av kurvatur sikrer riktig støtte.

Plansete gir mulighet for ulike typer sitteputer, eksempelvis JAY puter for økt trykkfordeling og posisjonering.

Unik setetilt som gir mulighet for viktig stillingsendring i løpet av dagen.

Avtagbare, inn- og utsvingbare benstøtter som kan vinkeljusteres til 70°, 80° eller 90° er standard på Emineo.

Mulighet for setehøyde ned til 36 cm og god plass for bena gjør stolen ideell for framdrift med bena.

AKTIVITET OG HVILE I SAMME RULLESTOL

- Emineo kombinerer allround-rullestolens kjøreegenskaper med komfortrullestolens stabilitet og komfort i en og samme stol.
- Emineo har svært gode kjøreegenskaper.
- Lav setehøyde og god plass under setet gjør Emineo velegnet til å kjøre med ett eller begge ben.
- Unik balansert tiltfunksjon som er trygg og enkel å betjene både for brukeren og pårørende. Brukeren kan variere mellom en aktiv sittestilling og en mer bakoverlønt stilling på en god og smidig måte samtidig som stolens kjøreegenskaper opprettholdes.
- Med den patenterte setetiltten åpnes hoftvinkelen ved tilting og gir en mer behagelig sittestilling.
- Benstøtte med justerbar vinkel gir optimale muligheter til å tilpasse sittestillingen uten bytte av deler.
- Du kan enkelt tilpasse Emineo til mange ulike behov, samt komplettere med et bredt utvalg tilbehør. Dette gjør rullestolen god å arbeide med - og perfekt for gjenbruk.



SPESIFIKASJONER BREEZY EMINEO

Setebredde	33 - 51 cm (36 - 50)*
Setedybde	34 - 39/39 - 45 cm
Setehøyde bak	39 - 46 cm (36 - 50 cm)*
Setehøyde foran	38 - 43 cm (36 - 50 cm)*
Setevinkel	0°
Ryggghøyde	50 - 60 cm
Ryggvinkel	90° - 110°
Totalbredde	setebredde +17 cm
Transportvekt	fra 23,7
Vekt rullestol	fra 28 kg
Maks. brukervekt	135 kg

* med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON BREEZY EMINEO I POST 7

- Vinkeljusterbar rygg
- Hodestøtte
- Setetilt
- Kjørebøyle
- Velkrørygg med polstret ryggoverdrag
- Avtagbare armlener med klesbeskyttere
- Benstøtter, avtagbare, inn- utsvingbare med oppfellbare fotplater
- Tippekasting
- Kompakte dekk
- Drivring aluminium



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Breezy Emineo passer ungdom og voksne som sitter lenge av gangen og har behov for stillingsendringer.



Tilthendelen er plassert under armlenet. Tiltfunksjonen er balansert for at brukeren trygt og enkelt skal kunne betjene denne på egenhånd.



Emineo kan framstå som en lettkjørt og komfortabel allroundrullestol, eller en lett komfortrullestol med svært gode kjøreegenskaper.



emineo

Breezy Emineo Post 7 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde						
		33	36	39	42	45	48	51
Setedybde	34-39	Art.nr 3400033-2NO	3400036-2NO					
		Hms.art.nr. 218337	218338					
39-45		Art.nr		3400039-2NO	3400042-2NO	3400045-2NO	3400048-2NO	3400051-2NO
		Hms.art.nr.		218339	218340	218341	218342	218343



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygg
- Drivaggregat
- XStabil ryggpute
- Ryggvinkelregulering
- Ledsagerbrems
- Vinkelregulerbar benstøtte
- Elektrisk tilt- og vinkelregulering
- Hodestøtter med ulik utforming
- Sidestøtter

Se også egen tilbehørskatalog.



Der enkelt renhold er viktig, kan Emineo leveres med ryggoverdrag og sittepute i polyuretan.



Vinkelregulerbare, lengdekompenenserende benstøtter er et godt valg for den som trenger ekstra variasjon.



Stillingsendringer i løpet av dagen gjøres enda enklere med elektrisk rygg- og tiltregulering.



Ledsagerbrems velges ofte der brukeren i liten grad kjører stolen selv.



Se tilbehørskatalogen for de ulike hodestøttene du kan velge til Emineo.

GODE VALG TIL RULLESTOLEN

EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.



Empulse R20 ledsagerstyrt drivaggregat.



SmartDrive brukerstyrt drivaggregat.

LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreopplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på www.SunriseMedical.no eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.





MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale salgsrepresentanter hjelper deg gjerne med å vurdere alternative løsninger og tilpasse disse.

SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMASJON

Viken (HMS Østfold)

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Buskerud, inkl Asker)

Tarje Risbøl Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Tarje Risbøl (Bærum) Tel. 47713030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Sør-Tr.lag)

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (HMS Nord-Tr.lag)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord, Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 94869170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no