


Mirror
Speilet
Spegeln



Sedeo Lite / Pro Sedeo Pro+





Mirror





ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING

EN
NO
SV

SEDEO

9010215C





Mounting the mirror

Preparation

Note! Switch off the wheelchair via remote control.

Instructions

Note! Suitable work area required!

Follow the illustrated instructions

1-4 joystick side

5-8 not joystick side

- **Note!** Adjust mirror bracket when charger plug not in reach
- **Note!** Replace the bolt in step 7.6 by a new precoted bolt

Relevant article numbers


1012269 Mirror joystick side right

1012320 Mirror joystick side left

1012319 Mirror not joystick side right

1012321 Mirror not joystick side left

Tools used



Montere speilet

Forberedelser

Merk! Slå av rullestolen via styreboksen

Anvisninger

Merk! Bruk et egnet arbeidsområde!

Følg de illustrerte anvisningen

1-4 joystick side

5-8 ikke joystick side

- **Merk!** Juster speilbrakketen hvis man ikke når ladepluggen.
- **Merk!** Bytt skruen i trinn 7.6 med en ny skrue som er forbelagt med låsemiddel.

Relevante artikkelnumre


1012269 Speil joystickside høyre

1012320 Speil joystickside venstre

1012319 Speil joystickside høyre

1012321 Speil ikke joystickside venstre

Verktøy som brukes



Montering av spegeln

Förberedelser

Obs! Stäng av manöverboxens av- och påknapp

Anvisningar

Obs! Lämpligt arbetsområde krävs!

Följ de illustrerade anvisningarna

1-4 samma sida som joystick

5-8 motsatt sida joystick

- **Obs!** Justera spegelfästet när det inte går att komma åt laddningskontakten.
- **Obs!** Byt ut bulten i steg 7.6 mot en ny förbehandlad bult.

Relevanta artikelnummer


1012269 Mirror joystick side, right

1012320 Mirror joystick side, left

1012319 Mirror not joystick side, right

1012321 Mirror not joystick side, left

Verktyg som krävs



AU
Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood
NSW 2148
Australia
T: +61 (2) 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

BE
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +32 (0)78 150 159
E: customerservice@sunrisemedical.be
www.SunriseMedical.be

CH
Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Schweiz/Suisse/Svizzera
T: +41 (0)31 958 3838
E: info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

DE / AT
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0) 7253/980-0
E: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

DK
Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
T: +45 70 22 43 49
Email: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es

FR
Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
T: + 33 (0) 2 47 55 44 00
E: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

IT
Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
T: +39 0523 573111
E: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

NO
Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

PL
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
T: + 48 42 275 83 38
E: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

SE
Sunrise Medical AB
Box 9232
400 95 Göteborg
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

UK
Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
United Kingdom
T: +44 (0) 845 605 66 88
E: enquiries@sunmed.co.uk
www.SunriseMedical.co.uk

Dealer / distributor:

Serial number:



MD_Sedeo_mirror_EU_EN_NO_SE_RevC_2016_11_25

