



VÁ MAIS LONGE COM WHEELDRIVE





WHEELDRIVE

NÃO HÁ LIMITES

WheelDrive é um inovador dispositivo de ajuda elétrica à propulsão, que, aplicado na sua cadeira de rodas manual, facilitará as suas deslocações para que possa ir mais longe e com menos esforço... Revoluciono a forma como se desloca com WheelDrive!

Desenhado para facilitar a sua vida, o dispositivo de ajuda elétrica para cadeiras de rodas WheelDrive pode-lhe proporcionar grandes benefícios para a sua saúde, reduzindo o esforço que é necessário na auto propulsão. Com o sistema de duplo aro, não só poderá beneficiar de assistência elétrica na propulsão, como também poderá “conduzir” sem esforço a sua cadeira de modo elétrico continuado ...WheelDrive é único!

Selecione o grau de assistência necessário em cada momento e aproveite de uma maior mobilidade e liberdade com a sua cadeira de rodas!

// SISTEMA DE DUPLO ARO:

O aro de maior diâmetro aciona a assistência elétrica, enquanto o mais pequeno ativa o modo de condução contínuo elétrico. Com Wheeldrive terá a ajuda que precisa!

// MUITO INTUITIVO E FÁCIL DE USAR:

Tão fácil e natural como a propulsão habitual na cadeira de rodas.

// MAIS LIBERTADE E INDEPENDÊNCIA:

Para chegar onde quiser, com muito menos esforço.

// MANTENHA-SE ATIVO REDUZINDO DANOS FÍSICOS:

Graças à redução da tensão nos músculos e articulações e à estimulação da mobilidade ativa.

// COMPATÍVEL COM QUASE TODAS AS CADEIRAS:

Wheeldrive é muito fácil e rápido de instalar, e não requer nenhuma peça ou ajuste adicional na sua cadeira.



UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA

WheelDrive é muito mais que um dispositivo elétrico de ajuda à propulsão. Também permite usar a cadeira manual como se fosse uma elétrica, para que se possa deslocar sem esforço e superar terrenos mais inacessíveis. WheelDrive abre um novo mundo de experiências.



Aro de ASSISTÊNCIA à propulsão



Aro de CONDUÇÃO CONTÍNUA ELÉTRICA

ASSISTÊNCIA OU CONDUÇÃO ELÉTRICA

WheelDrive é único pelo seu sistema de duplo aro. O aro de maior diâmetro, de assistência proporciona ajuda para que possa propulsar a sua cadeira mais facilmente. E se o que pretende é deslocar-se sem esforço, o aro mais pequeno de condução contínua elétrica faz as funções de um joystick na roda, proporcionando uma condução ininterrupta. Com 3 perfis de condução, para que possa definir a assistência necessária e a que velocidade se quer deslocar. Sempre que quiser, poderá facilmente passar de um aro para o outro.



MUITO INTUITIVO E FÁCIL DE UTILIZAR

Utilizar WheelDrive será tão natural como a propulsão na sua cadeira de rodas, e rapidamente constatará como é simples mudar de uma aro para o outro. Através dos interruptores da própria roda poderá ativar ou desativar o sistema e também configurar os perfis de condução: até 10 km/h máx. com o aro de assistência e até 6 km/h com o aro de condução contínua elétrica. E com a confiança de que o controle é sempre seu: ao descer uma rampa os motores travam automaticamente para garantir a sua segurança.

MAIS LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA

Quer ir mais longe ou conseguir superar inclinações?

Com WheelDrive verá como o seu esforço é reduzido.

Poderá utilizá-lo sem problemas em espaços apertados. E para o levar no automóvel, poderá extrair facilmente as rodas para o transporte. Aprecie a sua mobilidade – e reserve a sua energia para viver a vida ao máximo!

MANTENHA-SE SAUDÁVEL E ATIVO COM WHEELDRIVE!

O uso prolongado de uma cadeira de rodas manual pode provocar lesões nos braços e ombros ou a diminuição da força. O dispositivo WheelDrive reduz a tensão sobre os músculos e articulações ajudando a prevenir esse tipo de problemas, promovendo simultaneamente uma mobilidade ativa para manter a sua independência e boa forma física.



PREPARADO PARA SUPERAR OS SEUS LIMITES?



O controlo, a funcionalidade e o aspeto de uma cadeira de rodas manual combinada com a melhor tecnologia de assistência elétrica. Com WheelDrive poderá ter o melhor de dois mundos – ir mais além e usufruir de um passeio sem esforço!

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DO WHEELDRIVE



// FÁCIL DE TRANSPORTAR NO CARRO OU NO AVIÃO

As rodas WheelDrive retiram-se facilmente da cadeira para se colocarem na mala do carro. Vai viajar de avião? Não há problema. WheelDrive cumpre os requisitos IATA pelo que pode ser transportado como equipamento faturado. (Retirar as baterias antes do transporte)



// BATERIAS EXTRAÍVEIS DE CARGA RÁPIDA

WheelDrive obtém o seu grande rendimento das suas 2 baterias leves, que se podem retirar facilmente. A carga destas baterias atinge-se em aproximadamente 2 horas – cerca de 60% mais rápido que as restantes baterias do mercado. E durante a carga, poderá continuar a utilizar a sua cadeira como uma cadeira manual normal. Nada o irá parar!



// FÁCIL COLOCAÇÃO EM PRATICAMENTE QUALQUER CADEIRA

As rodas WheelDrive podem-se colocar facilmente na grande maioria das cadeiras de rodas manuais e ativas, sem necessidade de peças nem ajustes adicionais na cadeira. Não terá que renunciar nem ao design nem à personalização da sua cadeira manual. Poderá voltar a colocar as rodas originais sempre que precisar – e sem necessidade de ferramentas.

PARA QUEM ESTÁ INDICADO O WHEELDRIVE?*

Se sofre de dores nos ombros ou nos braços, se nota que ao longo do dia a sua energia se vai esgotando ou se simplesmente não quiser propulsionar-se o tempo todo, WheelDrive irá converter-se no seu melhor aliado, proporcionando-lhe inúmeras vantagens. E se está em boa forma física e simplesmente quer ir mais longe, WheelDrive também é para si!

*Os sistemas de Hemiplegia e propulsão com os pés não são compatíveis com WheelDrive.
O uso do WheelDrive não é recomendado para utilizadores com diminuição das capacidades cognitivas ou espasmos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WheelDrive // Dispositivo de ajuda elétrica à propulsão

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| Peso máx. suportado | 130 kg | Velocidad máx (para a frente) | 10 km/h (aro de assistência) 6 km/h (aro de condução contínua) |
| Largura total adicional | 43 mm (21,5 mm de cada lado) | Altura máxima de passeios, marcha atrás | 50 mm |
| Peso das baterías (par) | 3.6 kg | Tempo de carga (carga completa) | 2 horas aprox. |
| Peso total com bateria (cada roda) | 11.5 kg | Uso indicado | Pessoas com mobilidade reduzida ou capacidade limitada para a propulsão. Ideal para usar no interior ou no exterior. |
| Peso de transporte, sem bateria (cada roda) | 9.7 kg | | |
| Diâmetro da roda | 24" | | |

Tolerância de fábrica: +/- 1cm



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt



Para mais informações sobre opções e disponibilidades consulte o formulário de encomenda. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.