



ALLEZ PLUS LOIN AVEC
WHEELDRIVE





WHEELDRIVE

AUCUNE LIMITE

WheelDrive est un dispositif innovant d'aide électrique à la propulsion qui, une fois combiné à votre fauteuil roulant manuel facilite vos déplacements pour aller plus loin sans effort... Révolutionnez votre mobilité avec **WheelDrive**!

Conçu pour faciliter votre conduite, le dispositif d'assistance électrique **WheelDrive** offre également des bénéfices thérapeutiques. Grâce à son concept unique de **double main-courante** à double fonction, non seulement vous appréciez l'assistance électrique lorsque vous vous propulsez, mais vous pouvez aussi „conduire” votre fauteuil roulant en mode tout électrique, sans effort ... **WheelDrive est unique!**

Choisissez le degré d'assistance dont vous avez besoin à chaque moment et profitez d'une plus grande mobilité et autonomie avec votre fauteuil roulant manuel!

// SYSTÈME DE DOUBLE MAIN-COURANTE:

La main-courante de grand diamètre offre l'assistance électrique alors que la petite active le mode de conduite 100% électrique. Avec **WheelDrive** vous obtenez toujours l'aide dont vous avez besoin!

// INTUITIF, SUR ET SIMPLE A UTILISER:

Si facile et naturel, vous vous propulsez comme vous le faites habituellement avec votre fauteuil roulant manuel.

// PLUS DE LIBERTÉ ET D'AUTONOMIE:

Pour aller où vous voulez sans effort.

// RESTEZ ACTIF AVEC MOINS DE DOULEUR:

Grâce à la réduction des tensions musculaires, articulaires et à la stimulation de la mobilité active.

// COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES FAUTEUILS ROULANTS:

WheelDrive est très facile et rapide à installer et ne requiert aucune pièce supplémentaire, ni réglage additionnel à votre fauteuil roulant. Votre fauteuil roulant manuel demeure inchangé!



UNE EXPÉRIENCE COMME AUCUNE AUTRE

WheelDrive est beaucoup plus qu'un simple dispositif d'aide à la propulsion. Il vous permet d'utiliser votre fauteuil roulant manuel comme un fauteuil roulant électrique, pour vous déplacer sans effort et surmonter les endroits les plus inaccessibles. Avec **WheelDrive** s'ouvre devant vous un nouveau monde d'expériences!



Main-courante
mode **ASSISTANCE**
à la propulsion



Main-courante
mode **CONDUITE**
ELECTRIQUE

ASSISTANCE ET CONDUITE ELECTRIQUE

WheelDrive se distingue par son concept de double main-courante à double fonction. La grande main-courante apporte une assistance électrique à votre propulsion, vous poussez votre fauteuil roulant plus facilement. Et si vous souhaitez vous déplacer sans effort, la petite main-courante offre les mêmes fonctions qu'un joystick en vous proposant une conduite continue. Avec trois profils de conduite, vous choisissez le degré d'assistance souhaité et la vitesse à laquelle vous voulez aller. Vous passez d'une main-courante à une autre très aisément pour obtenir l'aide nécessaire à chaque moment !



INTUITIF ET SUR

Manipuler **WheelDrive** avec votre fauteuil roulant vous paraîtra si naturel que vous vous habituerez très rapidement à passer d'une main-courante à une autre. Avec les boutons de commande sur le moyeu de la roue, vous activez ou désactivez le système et définissez votre profil de conduite – jusqu'à 10 km/h avec le mode assistance électrique ou 6 km/h en conduite électrique continue. Et avec **WheelDrive** vous gardez toujours le contrôle. En descente, les freins moteurs s'activent automatiquement – pour une sécurité maximale!

PLUS DE LIBERTÉ ET D'AUTONOMIE

Vous voulez aller plus loin ou affronter des pentes? Avec **WheelDrive** vous limitez incontestablement vos efforts. Vous manœuvrez également dans des espaces restreints. Et lorsque vous vous déplacez en voiture, vous retirez facilement les roues pour le transport. Profitez d'une plus grande mobilité - et réservez votre énergie pour une vie toujours plus active!

RESTEZ EN BONNE FORME PHYSIQUE ET ACTIF

L'usage prolongé d'un fauteuil roulant manuel peut entraîner des douleurs dans les bras et les épaules ou une diminution de la force. Le dispositif **WheelDrive** réduit la tension sur les muscles et les articulations et aide à prévenir de ces problèmes, tout en favorisant une mobilité active pour maintenir votre autonomie et votre forme physique.



PRÊT À DÉPASSER VOS LIMITES ?

Contrôle, fonctionnalité et apparence d'un fauteuil roulant manuel combinés à la meilleure technologie d'assistance électrique – avec **WheelDrive** vous bénéficiez du meilleur des deux mondes – allez plus loin et profitez d'une promenade sans effort!



CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES DE WHEELDRIVE



// TRANSPORT EN VOITURE & AVION

Les roues du dispositif **WheelDrive** se retirent facilement de votre fauteuil pour les entreposer dans le coffre d'une voiture. Vous voyagez en avion? Aucun problème, **WheelDrive** répond aux réglementations IATA et peuvent être transportées comme bagages enregistrés. (Retirer les batteries avant transport)



// CRASH TEST

Ce produit a répondu avec succès aux essais de collision et répond aux exigences de performance de la norme ISO 7176-19.



// BATTERIES AMOVIBLES ET CHARGE RAPIDE

WheelDrive bénéficie d'une grande autonomie grâce à ses deux batteries légères et amovibles. La charge de ces batteries est complète en seulement deux heures – soit 60% plus rapide que n'importe quelles autres du marché. De plus, pendant la charge vous continuez à utiliser votre fauteuil comme un fauteuil roulant manuel classique! Rien ne vous arrête!



// MISE EN PLACE SIMPLE SUR LA MAJORITÉ DES FAUTEUILS

Les roues **WheelDrive** se montent sur la plupart des fauteuils roulants manuels légers et standards, sans ajout de pièces ni modification sur le fauteuil. Ainsi, vous ne renoncez pas à la légèreté et à la personnalisation de votre fauteuil roulant manuel. Bien entendu, vous pouvez replacer les roues d'origine de votre fauteuil roulant à tout moment - aucun outils requis.

A QUI S'ADRESSE WHEELDRIVE?*

Si vous ressentez des douleurs dans les bras ou les épaules, si vous notez qu'au fil de la journée votre force diminue ou que tout simplement pousser votre fauteuil devient contraignant, alors **WheelDrive** devient votre meilleur allié. Et si vous êtes en pleine forme physique et que vous souhaitez aller encore plus loin, **WheelDrive** est aussi fait pour vous!

*Les systèmes hémiplegiques et à propulsion podale ne sont pas compatibles avec WheelDrive. En cas de diminution des capacités cognitives ou spasmes, l'utilisation de l'aide à la propulsion WheelDrive n'est pas recommandée.

DONNEES TECHNIQUES

WheelDrive // Dispositif d'assistance électrique à la propulsion

Poids maximal supporté	130 kg	Vitesse max. (marche avant)	15 km/h (Vitesse max. en pente - mode assistance électrique) 6 km/h (mode conduite électrique continue)
Largeur totale additionnelle	43 mm (21.5 mm par côté)	Autonomie max. (ISO 7176-4)	20 km (assistance); 12 km (conduite continue) (varie selon poids de l'utilisateur, programme de conduite, conditions climatiques, état de la chaussée, état des batteries et des pneus, etc.)
Poids des batteries (paire)	3.6 kg		
Poids total avec batterie (une roue)	11.5 kg	Franchissement max. (en marche arrière)	50 mm
Poids de transport sans batterie (une roue)	9.7 kg	Temps de charge (charge complète)	Environ 2 heures
		Usage indiqué	Personnes à mobilité réduite ou à capacité limitée pour se propulser. Usage intérieur et extérieur. Fauteuil roulant classe B
Diamètre de roue	24"	Marquage CE	Oui



« Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation ».

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

