



Diamond /LS /E

BESTILLINGSSKJEMA

OF_Diamond_Rev3.1_190625_no

Kunde/HMS		Lever til:
Kont.person		Br.ref.:
e-post:		e-post:
Tlf:		Tlf:
Best.dato:	Selger:	Merkes:
Best.nr:		
Kommentar:		Sunrise ordrenr

- ☐ Ordre
☐ Pristilbud
☐ Built 4 me



Kundeservice E-post mailordre@sunrisemedical.no

Maks brukervekt: 120 kg

Brukervekt: kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

● = Standard ○ = valg uten kostnad □ = Tilbehør/endring i pris

HOVEDPRODUKTER Sykkel Diamond

Rammen leveres i 3 forskjellige utgaver (std, LS og E (motor))

	Lev. Art. nr	HMS artnr.
	Ledsagerstyrt (-LS)	
☐ Diamond LS (DK 2: fast nav, uten gir, skrittlengde 70-94 cm) Ledsagerstyrt,	N740811	315339
Sykkel 3hjul , fast nav, 0gir, innstigningshøyde 34cm, lukket kjedekasse. håndbrems, parkeringsbrems,		
24" hjul m/skjerm foran, 20" hjul m/skjermer bak, aluminiumsfelger, ringeklokke og bagasjebrett	Forberedt f/skyvestang	
☐ Diamond (DK 2: fast nav, uten gir, skrittlengde 70-94 cm) pedalbrems, forberedt for skyvestang	N740810	315333
	Pedalbrems DK3	
☐ Diamond (DK 3, pedalbrems) 7 gir, skrittlengde 70-94 cm	N740846	315342
Sykkel 3hjul, 7gir, håndbrems, innstigningshøyde 34cm, ramme med lukket kjedekasse. Håndbrems,		
parkeringsbrems, 24" hjul m/skjerm foran, 20" hjul m/skjermer bak, alu-felger, ringeklokke og bagasjebrett.	Frinav DK4	
☐ Diamond (DK 4, frinav), 7 gir, skrittlengde 70-94 cm	N740847	315341
	Frinav DK6	
☐ Diamond E (DK 6, m/hjelpemotor frinav, skrittlengde 70-94cm) *) se note om motor	N741121	315337
Sykkel 3hjul Bondo E, 7gir skivebrems hjelpemotor Bafang 250W m/ oppstarthjelp, håndbrems		
parkeringsbrems, 20" hjul m/skjerm foran, 16" hjul m/skjermer bak, alu-felger, ringeklokke og bagasjebrett.	Pedalbrems DK6	
☐ Diamond E (DK 6, m/hjelpemotor. Pedalbrems skrittlengde 70-94cm) *) se note om motor	N741120	315338

*) Som standard er motor programmert til å gi hjelp opptil 25 km/t og oppstarthjelp inntil 6 km/t.

Dersom lavere max hastighet ønskes, og/eller hvor mye kraft motor skal yte i forhold til brukers kraft i bena, kontakt en Sunrise Medical representant for riktig innstilling.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby T: 66 96 38 00

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no



Side 1

© Sunrise Medical 2024

Diamond/Diamond LS. DK 2 (2 serier)

Standard:

- Skrittlengde Diamond 70-94cm
- Innstigningshøyde: 34cm
- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Pedalbrems
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (24" foran og 20" bak)
- Bjelle
- Fast nav(0 gir)
- Ramme for ledsagerstyring (-LS) (serie 1)
- Forberedt for skyvestang (serie 2)



Diamond DK 3 & 4

Standard:

- Skrittlengde Diamond 70-94cm
- Innstigningshøyde: 34cm
- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Pedalbrems eller håndbrems tilpasset aldersgruppen
- Valg mellom Pedalbrems (DK 3) eller frinav (DK 4).
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (20" foran og 24" bak)
- Bjelle
- Pedalbrems (DK3) eller Frinav (DK4)
- 7 gir



Diamond E. DK 6 (2 serier)

Standard:

- Skrittlengde Diamond 70-94cm
- Innstigningshøyde: 34cm
- Styresperre for å begrense ukontrollerte styrebevegelser
- Lukket kjedekasse for økt sikkerhet og mindre vedlikehold
- Pedalbrems eller håndbrems tilpasset aldersgruppen
- Valg mellom frinav eller pedalbrems (2 serier)
- Parkeringsbrems
- Kraftig bagasjebærer
- Mindre bakhjul for lavere tyngdepunkt og økt stabilitet
- Aluminiumsfelger (20" foran og 24" bak)
- Bjelle
- 7 gir
- Hjelpemotor Bafang 250W
- Batteri og lader



Diamond

● = Standard

○ = valg uten kostnad

□ = Tilbehør/ending i pris

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Pedaler	Illustrasjoner
●	AAND.10076	266526	Pedaler Diamond (sett) std	
□	OPTI.005050BCDR	192815	Pedal Diamond stropp utjevningsvekt plast hø	
□	OPTI.005050BCDL	192813	Pedal Diamond stropp utjevningsvekt plast ve	
□	OPTI.005061DR	251696	Pedal Diamond foth utjevn.vekt velcro br:105mm l:280mm hø	
□	OPTI.005060DL	251693	Pedal Diamond foth utjevn.vekt velcro br:105mm l:280mm ve	
□	OPTI.005051BCDR	192828	Pedal Diamond tåklips hø	
□	OPTI.005051BCDL	231613	Pedal Diamond tåklips ve	
□	OPTI.005044DR	251704	Pedal Diamond fotholder leggst hreg velcro hø	
□	OPTI.005043DL	251700	Pedal Diamond fotholder leggst hreg velcro ve	
□	OPTI.005063	192922	Trådføring for pedalposisjon	
□	OPTI.005102	192852	Pedalstangforkorter Diamond ve	
□	OPTI.005103	192851	Pedalstangforkorter Diamond hø	
□	OPTI.005100	spes	Pedalstang leddet Ve 1) (Husk skjema s4, totalmål og mål på hver del)	
□	OPTI.005101	spes	Pedalstang leddet Hø 1) (Husk skjema s4, totalmål og mål på hver del)	
MÅL leddet pedalstang:			A+B Totallengde: A: Nav til ledd B: Ledd til feste:	
	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	SETER	
●	ZADE.15050	031148	Sete std Diamond gele	
●	ZADE.150226	242509	T-stolpe for dybdeforskyvning	
□	ZADE.15010	229731	Setepinne uten dybdejust. (For 3-4cm kortere skrittlengde)	
□	OPTI.005080S	266399	Sete Diamond bredt	
□	OPTI.05080NA	231616	Sete Diamond ekstra bredt	
□	OPTI.005081	192878	Sete Diamond banansadel	
□	OPTI.005085	231618	Abduksjonssete lite	
□	OPTI.005086	231619	Abduksjonssete stort	
	Lev.art.nr:	HMS artnr:	Batteri og lader (kun post 6)	
●	AAND.130724	256376	Batteri, (ramme) 36V 10,4Ah 378Wh Diamond E	
●	AAND.13073	315503	Lader Diamond E 36V 2A/2.5A li-ion	
Kommentar:				
1) Spesialtilpasning, beregn lenger lev.tid.				

Besøk vår hjemmeside
www.sunrisemedical.no
© Sunrise Medical 2024

● = Standard

○ = valg uten kostnad

☐ = Tilbehør/ændring i pris

Illustrasjoner:

OPTI.005135

1) Kun i kombinasjon med ryggstøtte

2) Kun i kombinasjon med ryggbøyle



Besøk vår hjemmeside

www.sunrisemedical.no


© Sunrise Medical 2024

● = Standard

○ = valg uten kostnad

☐ = Tilbehør/ændring i pris

Illustrasjoner:	
 OPTI.005135	
 STUD.05037	



● = Standard

○ = valg uten kostnad

☐ = Tilbehør/endring i pris


side 6

RYGG OG BELTE

A



B



C



D



E



F



OPTI.005045

Måleskjema belter

Art. nr.	Betegnelse	Størrelse		Størrelse		Størrelse		Størrelse	
		min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)	min (cm)	max (cm)
		005090A	005090A	005090B	005090B	005090C	005090C	005090D	005090D
		Kroppsstøtte A		Kroppsstøtte B		Kroppsstøtte C		Kroppsstøtte D	
OPTI. 005091AB	Belte Med spenne	53	66	60	71				
OPTI. 005091CD	Belte Med spenne					75	100	91	105
OPTI. 005092AB	Belte Med velcro	53	67	60	73				
OPTI. 005092CD	Belte Med velcro					75	103	91	111

OPTI.005045 Lav

M




OPTI.005091AB




OPTI.005091CD



OPTI.005092AB




OPTI.005092CD



Kroppsstøtte uten

Lengde



Bredde

Artikkelnummer	Betegnelse	Lengde	Bredde (cm)
OPTI. 005090A	Kroppsstøtte u belte	31	25
OPTI. 005090B	Kroppsstøtte u belte	33	28
OPTI. 005090C	Kroppsstøtte u belte	43	35
OPTI. 005090D	Kroppsstøtte u belte	51	43