

ATTITUDE JUNIOR

LE DÉBUT D'UNE
NOUVELLE AVENTURE



LA BONNE ATTITUDE POUR LES VRAIS EXPLORATEURS

LA CINQUIÈME ROUE QUI PERMET DE
DÉCOUVRIR UN NOUVEAU MONDE
PLEIN DE POSSIBILITÉS EN
TOUTE INDÉPENDANCE

Installe-toi et amuse-toi ! L'Attitude Junior
ouvre le monde à de nouvelles aventures.

Empulse Attitude Junior
avec Zippie Youngster 3

ATTITUDE
Junior

LE VÉLO EST UNE ACTIVITÉ IDÉALE POUR LES ENFANTS

- Faire du vélo compte parmi les éléments du développement naturel de l'enfant pendant la croissance
- Faire du vélo permet à l'enfant de gagner de l'assurance en lui faisant prendre des initiatives, et de conquérir son indépendance
- Faire du vélo permet à l'enfant d'améliorer sa coordination et la conscience de son corps
- Faire du vélo stimule le système cardiovasculaire

ASSEMBLAGE RÉALISÉ EN QUELQUES SECONDES !

L'Attitude possède un mécanisme d'ancrage intelligent et novateur, permettant d'accrocher ou de détacher votre Attitude en quelques secondes et sans difficultés.

Idéal si vous ne souhaitez pas perdre de temps ou si vous êtes pressé. Le système de fixation du Empulse Attitude est simple et solidement verrouillé à l'avant de votre fauteuil roulant. Aucun autre mécanisme est nécessaire, donc aucune perte d'espace. Rien ne vient vous gêner ni réduire le confort de votre fauteuil roulant.

Après désassemblage, il ne reste que deux petits axes de 170 grammes sur le fauteuil roulant.

- 1 Accrochez l'Attitude aux axes du fauteuil roulant.
- 2 Tournez le mécanisme d'ancrage vers le bas.
- 3 Verrouillez l'Attitude en tirant le levier rouge vers l'arrière.



1



2



3



→ Prêt à regarder la vidéo du système d'ancrage de l'Attitude !
VOYEZ PLUTÔT !

IDÉAL POUR LES ENFANTS EN PLEINE CROISSANCE !



Faire du vélo fait grandir. L'inclinaison et la profondeur de l'Attitude Junior sont simples à régler. C'est important pour garantir une expérience de conduite à l'ergonomie parfaite, et indispensable pour les enfants qui ne cessent de grandir.

CE QUE L'ON APPREND JEUNE RESTE ANCRÉ TOUTE LA VIE

Un enfant qui apprend jeune à faire du vélo acquiert l'expérience de la circulation, sait à quoi il doit faire attention et ce qu'il peut faire (ou ne pas faire). L'Attitude Junior dispose de toutes les fonctions permettant de se balader en gardant le contrôle, en toute confiance et en tout confort.

Les dimensions des roues avant (16 pouces), les 8 vitesses et les poignées horizontales garantissent des prestations de conduite exceptionnelles, sur tous les sols. Il est également très simple de s'arrêter grâce au dispositif de rétro-pédalage facile à commander.

L'Attitude Junior est léger et maniable : plaisir garanti !



ATTITUDE Junior



100 mm

28°



ROULEZ JEUNESSE

Les 8 vitesses conviennent parfaitement pour tous les sols. Le dispositif de rétropédalage facilite le freinage.



POIGNÉES HORIZONTALES

La position des poignées horizontales est idéale pour les enfants et soutient l'ergonomie du bras de l'enfant.



POIGNÉE ERGONOMIQUE

Grâce à la poignée ergonomique, le vélo peut être manœuvré facilement d'une seule main pendant le découplage du mécanisme d'ancrage ou le rangement.



REIN DE STATIONNEMENT

Tous les vélos Attitude sont systématiquement équipés d'un frein de stationnement supplémentaire simple à actionner et doté d'une fonction de verrouillage.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ATTITUDE JUNIOR // Cinquième roue pour les enfants

| | | | |
|--|--------------|--|-----------------------------|
| Poids maximal utilisateur : | 100 kg | Largeur du pédalier : | 240 mm |
| Largeur châssis avant (régl. + 2 cm) : | 260 - 460 mm | Longueur du pédalier : | 110 mm / 130 mm / 150 mm |
| Poids du mécanisme d'accouplement : | 170 g | Hauteur réglable du pédalier : | 100 mm |
| Poids total : | 14,5 kg | Réglage de l'inclinaison du pédalier : | 28° |
| Dimension des roues : | 16" | Frein : | Dispositif de rétropédalage |
| Changement de vitesse : | Grip shift | Frein de stationnement : | ja |
| Vitesses : | 8 | Couleur de châssis : | 3x31 |

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au formulaire de commande.
Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d'inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.



EDUCATION
IN MOTION



built4me



www.SunriseMedical.be