



ATTITUDE JUNIOR
EN AVANT L'AVENTURE !

L'ATTITUDE DES PETITS EXPLORATEURS

LE PREMIER HANDBIKE DE CHOIX
POUR ÉLARGIR SON CHAMP
D'EXPLORATION ET DE LIBERTÉ.

Nous souhaitons que les enfants apprécient la pratique du vélo autant que nous. Pour qu'ils profitent de belles ballades et de la liberté que procure ce moyen de déplacement. C'est pourquoi nos handbikes Junior sont performants et fiables pour qu'ils partent à la découverte de nouveaux endroits en toute sécurité et passent de bons moments en toute autonomie.

// Empulse Attitude Junior
avec Zippie Youngster 3

Photo non contractuelle - Coloris Citron Vert
(arrêt du coloris)



ATTITUDE
Junior

LES BIENFAITS DU HANDBIKE POUR LES ENFANTS


- Contribue au développement naturel de l'enfant
- Favorise la confiance en soi, la sociabilité de l'enfant à travers la participation et l'autonomie
- Améliore la coordination et le système neurosensoriel de son corps
- Renforce le système cardiovasculaire

PRÊT EN QUELQUES SECONDES

Le mécanisme d'ancrage de l'Attitude Junior est si astucieux qu'il suffit de quelques secondes pour l'accrocher et le décrocher du fauteuil roulant. Idéal quand on sait que les enfants aiment changer d'activité, souvent et rapidement ... entre faire du handbike ou se déplacer avec leur fauteuil, à eux de décider!

C'est par un système d'ancrage simple et fiable que la troisième roue Attitude Junior s'accroche à l'avant du fauteuil roulant – sans pièces additionnelles ou câbles autour des genoux. Rien pour gêner ... votre enfant peut profiter pleinement de son autonomie en plein air tout en étant confortablement assis dans son fauteuil roulant.

Après avoir détaché le handbike, seuls deux petits axes non contondants (170 g) restent en place sur le fauteuil.



- 1 Positionnez le handbike sur les axes d'ancrage.
- 2 Ramenez vers le bas le levier de verrouillage.
- 3 Verrouillez la connexion en tirant le levier rouge.



Prêt à regarder la vidéo du système d'ancrage de l'Attitude!

IDÉAL POUR LES ENFANTS EN PLEINE CROISSANCE !



Aller ensemble – grandir ensemble !
Réglage en profondeur et en angle simple à réaliser, garantissant ainsi une position ergonomique du pédalier (jusqu'à 100 mm en profondeur et jusqu'à 28° en angle). Une possibilité technique indispensable pour que l'énergie soit répercutée efficacement au cours de la conduite. Réglage indispensable pour un équipement de mobilité destiné à des enfants en pleine croissance !

28°

100 mm

EN QUÊTE D'AVENTURES

L'Attitude Junior est doté de telles fonctionnalités, que votre enfant roule en toute aisance, confiance et confort. Roue 16", 8 vitesses dans le moyeu et poignées horizontales pour une performance de conduite optimale, quel que soit le terrain. Et pour sa sécurité, un puissant frein rétropédalage pour qu'il contrôle sa vitesse tout en douceur. Léger et facilement manoeuvrable, il est fait pour s'amuser partout où il passe.



ATTITUDE Junior



// LAISSEZ-LE ROULER

8 vitesses dans le moyeu adaptées à tous types de terrain. Puissant frein rétropédalage pour un contrôle de la vitesse tout en douceur.



// POIGNÉES HORIZONTALES

Poignée horizontale idéale pour l'enfant. Support ergonomique du bras.



// POIGNÉE ERGONOMIQUE

La poignée ergonomique aide à manoeuvrer le handbike facilement d'une seule main pour le détacher du fauteuil ou le ranger.



// FREIN DE PARKING

Frein de parking avec verrouillage de série.

DONNÉES TECHNIQUES

ATTITUDE JUNIOR // Handbike enfant pour fauteuil roulant

Poids max. Utilisateur	100 kg
Largeur châssis avant (réglage + 2 cm)	260 - 460 mm
Poids pièce additionnelle sur fauteuil	170 g
Poids total handbike	14,5 kg
Diamètre roue	16"
Changement de vitesses	Grip shift
Système changement de vitesses	8 vitesses dans le moyeu
Largeur pédalier en V	240 mm

Longueur pédalier en V	110 mm / 130 mm / 150 mm
Réglage en profondeur du pédalier	100 mm
Réglage en angle du pédalier	28°
Frein	Frein rétropédalage
Frein de parking	oui
Coloris	24
Marquage CE	oui



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: +33 (0) 2 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr



Pour plus d'informations sur les spécifications complètes, les options et les accessoires, veuillez vous reporter à la fiche de mesure. Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la Société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, veuillez vous reporter à la fiche technique/fiche de mesure ou au manuel d'utilisation.