

KRYPTON R



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.		
Name:			Name:		
Straße:			Straße:		
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Bestellinformation			Nutzergewicht		
Bestellung	Kostenvoranschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 125 kg		
Kommission:			Nutzergewicht:	kg	
Art.-Nr.: 770 00 000 , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.5006					
Stand 01.01.2025. Preise gültig bis auf Widerruf					
				Grundpreis	€ 5.912,-
Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.					

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Gewicht: ab 6,2 kg mit Rädern, Transportgewicht (ohne Räder): ab 3,7 kg

Gesamtbreite:		Gesamtbreite mit:	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
		0° Sturz:	SB + 170 mm	SB + 170 mm
Gesamthöhe:	950 mm	3° Sturz:	SB + 230 mm	SB + 240 mm
Gesamtlänge:	930 mm	6° Sturz:	SB + 290 mm	SB + 300 mm

Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhe verändern. Herstellungsbedingte Toleranzen von ± 10 mm.

Der Krypton R ist nicht für die Nutzung mit anklemmbaren Handbikes oder Zuggeräten freigegeben.

Gewicht

Wir wollen mit dem Gewicht des Krypton R so transparent wie möglich sein. Deswegen wollen wir im Folgenden zeigen wie die 6,2 kg- Version des Krypton R aussieht und wie die leichteste, individuelle Konfiguration auf dem Bestellblatt gefunden werden kann

Krypton R: 6,2 kg-Konfiguration

Rahmen: hoher Rahmen, 92°, 30 mm Einzug.
Sitzbreite: 360 mm.
Sitztiefe: 400 mm.
Sitzhöhe: vorne 470 mm, hinten 420 mm.
Sitzbespannung: Airflow superlight.

Bremse: Leichtgewicht-Kompaktbremse

Fußbraste: Fußbügel, Leichtgewicht, Aluminium



Rücken: Carbon Rücken, Ohne Schiebegriffe.

Seitenteil: Carbon, schmal

Antriebsräder: 24" Proton Räder mit Aluminium Greifreifen (beschichtet oder eloxiert) und Schwalbe One Bereifung

Lenkradgabeln und Lenkräder: 111 mm Carbotecture Lenkradgabeln, 3" Lenkräder

(Herstellungsbedingte Toleranzen von max. $\pm 5\%$ auf alle Gewichtsangaben)

Leichtgewichts-Guide für die Bestellung des Krypton R

Sunrise Medical bietet eine Reihe von Optionen für den Krypton R an, um den Anforderungen die jeder Nutzer an seinen Rollstuhl hat gerecht zu werden. Viele dieser Optionen machen den Rollstuhl aber deutlich schwerer. Darum unterstützen wir Sie bei der Bestellung und kennzeichnen die jeweils leichteste Option sowie Optionen, die das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöhen.

- (L) Zeigt die jeweils leichteste Option für jeden Auswahlbereich an.
- (+) Ist der Indikator, dass diese Option das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöht (verglichen mit der jeweils leichtesten Option)

Leichtgewichts-Optionen für den Krypton R

Diese Optionen wurden entwickelt, um Gewicht zu sparen ohne Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und Komfort zu reduzieren.



// **Carbon Rücken (KRR030006):** Vollcarbon, transparent lackiert, Querstrebe eng an der Rückenbespannung anliegend (ca. 20 mm Distanz) (-100 g im Vergleich zum Aluminium Rücken)



// **Sitzbespannung „Airflow superlight“ (KRR020019):** einzeln spannbar, mit Kunststoff-Ösen und leichtem Gurtmaterial (max. Nutzergewicht 85 kg) (-100 g im Vergleich zur „Airflow“ Sitzbespannung)



// **Sturzadapter superlight (KRR070049):** (nur 0° Sturz): direkt ins Achsrohr eingeklebt, keine Einstellbarkeit der Spurweite möglich (-160 g im Vergleich zum verstellbaren Sturzadapter)

Sitzbreite (gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr)

(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sitztiefe

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vordere Sitzhöhe (in mm)

Lenkrohr-Durchmesser / Länge der Gabel	Rahmen	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3 Zoll														
3" / 111 mm	Tief				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 115 mm	Tief	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
3" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
3" / Einarm-Gabel	Tief				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
3" / 115 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
3" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
3" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
4 Zoll														
4" / 111 mm	Tief	-					-	-	-	-	-	-	-	-
4" / 115 mm	Tief	-	-					-	-	-	-	-	-	-
4" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
4" / Einarm-Gabel	Tief	-					-	-	-	-	-	-	-	-
4" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-	-					-	-	-	-
4" / 115 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-					-	-	-
4" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
4" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-	-					-	-	-	-
5 Zoll														
5" / 111 mm	Tief	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
5" / 115 mm	Tief	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
5" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
5" / Einarm-Gabel	Tief	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
5" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-						-	-
5" / 115 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
5" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-	-	-					-	-	-
6 Zoll														
6" / 115 mm (3)	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
6" / Frog Leg	Hoch													

Hintere Sitzhöhe (Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen)

Hintere Sitzhöhe in mm	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" Räder	(1)	(2)	(2)									(3)	-
25" Räder	-	(1)	(2)	(2)									(3)

Die hintere Sitzhöhe ist um ± 10 mm einstellbar.

Achtung: Bei hinterer Sitzhöhe 460 mm aufwärts verbreitert sich das Maß zwischen den Seitenteilen um 35 mm.

Der hohe Rahmen ermöglicht die Verwendung kürzerer 111 mm Carbotecture-Gabeln um zusätzlich Gewicht zu sparen.



(1): Keine Einstellung der hinteren Sitzhöhe möglich
 (2): Keine Verkleinerung der hinteren Sitzhöhe möglich, Einstellbarkeit nur +10 mm

(3): Keine Vergrößerung der hinteren Sitzhöhe möglich, Einstellbarkeit nur -10 mm

Sitz €

Sitzbespannung

KRR020012	Sitzbespannung Airflow, mit Utensilientasche					0,-
KRR020017	Sitzbespannung Airflow, mit zwei Utensilientaschen					56,-
KRR020018	Sitzbespannung Airflow, mit Utensilientasche und Kathetertasche					56,-
KRR020019	Sitzbespannung Airflow superlight, ohne Tasche, max. Nutzergewicht 85 kg (1)				(L)	186,-
KRR020000	Ohne Sitzbespannung					

Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz

KRR020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	KRR020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	110,-
-----------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-------

Zubehör Sitz

KRR090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	84,-
KRR020150	Sitzkissenwechselbezug, Bezug mit Reißverschluss, schwarz	50,-

JAY Kissen (Auswahl – das komplette JAY-Angebot finden Sie in der JAY-Broschüre)

JAY020002	JAY Basic	176,-
JAY020003	JAY Soft Combi P	227,-
JAY020001	JAY Easy Visco, Curved Base	320,-
JAY020007	JAY Easy Fluid, Curved Base	566,-
JAY020004	JAY Lite	560,-

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nur die Größen verfügbar sind, die auf den entsprechenden JAY Bestellblättern angegeben sind.

Rücken €

KRR030001	Aluminium Rücken (Farbe: schwarz, matt)	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	0,-
Wählen Sie die Werkseinstellung (mm). Höheneinstellung nachträglich möglich im Bereich von 250 - 300 mm, 300 - 350 mm, 350 - 400 mm, 400 - 450 mm		250	300	350	400	
		275	325	375	425	
		300	350	400	450	
KRR030006	Carbon Rücken (fixe Höhe, Querbügel eng an der Rückenbespannung) (2)					(L) 520,-
Wählen Sie die Rückenhöhe aus. Keine nachträgliche Höheneinstellung möglich		250	325	400		
		275	350	425		
		300	375	450		
KRR030012	Winkeleinstellbar, nicht abklappbar (-31° bis 15°) (Rückenwinkelplatte schwarz)					0,-
KRR030015	Winkeleinstellbar, abklappbar (-31° bis 15°) (Rückenwinkelplatte schwarz)					0,-
KRR030102	Verriegelung in abgeklapptem Zustand (-31° bis 15°, nur mit KRR030015) Farbe Rückenwinkelplatte: schwarz					70,-
	Farben:	KRR030036 Orange	KRR030037 Silber	KRR030038 Rot	KRR030039 Blau	19,-

Schiebegriffe

KRR030200	Ohne Schiebegriffe	(L)	0,-
KRR030201	Schiebegriffe lang		0,-
KRR030203	Schiebegriffe abklappbar (ab Rückenhöhe 325 mm)		189,-
KRR030204	Schiebegriffe höhenverstellbar (ab Rückenhöhe 325 mm, nur mit Standard Rückenrohren)		301,-
KRR030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken (ab Rückenhöhe 325 mm nur mit Standard Rückenrohren)		301,-

Rückenbespannung

KRR030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz (neue Exo Evo Version)						0,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
KRR030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, 1 Rückentasche, schwarz (neue Exo Evo Version)						175,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
KRR030300	Ohne Rückenbespannung						0,-

(1) Max. Nutzergewicht 85 kg, nur bis Sitzbreite 400 mm

(2) Nicht mit höhenverstellbaren Schiebegriffen, Jay J3 Rücken oder Beckengurt

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Sitzbespannung



// KRR020012 Sitzbespannung
Airflow



// KRR020019 Sitzbespannung
Airflow superlight

Rücken



// KRR030006 Carbon Rücken



// KRR030102 Verriegelung in
abgeklapptem Zustand, blau



// KRR030201 Schiebegriff, lang



// KRR030203 Schiebegriffe ab-
klappbar



// KRR030204 Schiebegriffe
höhenverstellbar



// KRR030316 EXO Rücken-
bespannung (Exo Evo Version)



// KRR030317 EXO PRO Rücken-
bespannung (Exo Evo Version)

Fußraste



// KRR050029 Fußbügel, Leicht-
gewicht, Aluminium



// KRR050025 Fußbrett, durch-
gehend, Leichtgewicht, Kunststoff



// KRR050127 Seitenschutz, ein-
stellbar, zur seidl. Abgrenzung des
Fußbretts



// KRR050125 Fußbrett, durch-
gehend, Performance, Aluminium

JAY 3 Rücken inkl. Befestigung und Zubehör (nur mit Standard Rückenrohr Aluminium) (+) €

JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	806,-
Hoch (UT)		JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	897,-
JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	887,-
Hoch (UT)		JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	999,-
Schulterhoch (SH)		JAY030016	530 mm					1.034,-

JAY J3 Carbon Rücken, flache Kontur (SC) (nur mit Aluminium Rücken) €

		Kurz (S)				Hoch (T)		
Tief (LT)		JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1.280,-
Mittelhoch (MT)		JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1.280,-

WHITMYER Kopfstütze inkl. Befestigung

WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit Jay J3 Rücken)							560,-
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit Jay J3 Rücken)							335,-
JAY090058	Zubehörtasche (nur mit JAY J3 Carbon Rücken)							91,-

Armlehnen und Seitenteile €**Armlehne**

KRR040052	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar (1)							(+) 258,-
KRR040117	Armlehnenrohr, Aluminium, abschwengbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz (2)							(+) 247,-

Seitenteil

KRR040101	Seitenteil Carbon, schmal, schwarz (2)							(L) 138,-
KRR040102	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (Farbe: schwarz, matt)							230,-
KRR040103	Seitenteil Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz (ab Sitzhöhe 390 mm) (Farbe: schwarz, matt)							314,-
KRR040104	Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm)							418,-
KRR040107	Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz							138,-
KRR040000	ohne Seitenteil							0,-

Fußbraste €

KRR050029	Fußbügel, Leichtgewicht, Aluminium							(L) 0,-
KRR050030	Fußbügel, Leichtgewicht, Aluminium, mit Abdeckung							78,-
KRR050025	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel- / tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz							118,-
KRR050024	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Aluminium, winkel- / tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz matt							118,-
KRR050026	Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel- / tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz							257,-
KRR050125	Fußbrett, durchgehend, Performance, Aluminium, winkeleinstellbar, Wadenband, schwarz (3)							246,-
KRR050128	Fußbrett, durchgehend, Kunststoff, winkel- / tiefeneinstellbar, hochklappbar (nach hinten), schwarz (3) (4)							246,-
KRR050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes (nur mit Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht)							68,-

Unterschenkellänge (UL) (Achtung max. UL muss 30 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe)

360	370	380	390	400	410	420	430
440	450	460	470	480	490	500	510

(1) Nur mit Schwerpunkt 56 mm

(2) Mit 24" Antriebsrad kleinste hintere Sitzhöhe 410 mm;
Mit 25" Antriebsrad kleinste hintere Sitzhöhe 430 mm

(3) Nicht in SB 320 mm mit Einzug 30 mm

(4) Max. Nutzergewicht 75 kg, nur mit 6" Lenkrad

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Zubehör Rahmen



// KRR090032 Federung



// KRR090001 Ankippbügel



// KRR090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar



// KRR090007 Sicherheitsrad, aufsteckbar



// KRR090033 Sicherheitsrad, hochklappbar



// KRR090010 Transitrollen



// KRR090577 Rahmenschutz, Kunststoff (Kunststoff, aufgeklebt)

Armlehnen und Seitenteile



// KRR040101 Seitenteil Carbon, schmal



// KRR040104 Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz



// KRR040107 Seitenteil Kunststoff, abnehmbar



// KRR040117 Seitenteil Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar




// KRR040052 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm)

Rahmen: Lenkradposition

Breitere, nach vorne gerichtete Position der Lenkräder für minimierten Rollwiderstand und höhere Frontstabilität

// KRF010301 Lenkradanbindung weit



Schmalere (-24 mm pro Seite), nach hinten gerichtete (+22 mm) Position der Lenkräder für kompaktere Abmessungen und verbesserte Manövrierfähigkeit. Geringere Frontstabilität ggü. Lenkradanbindung weit- wir empfehlen diese Option nur in Kombination mit Sitzwinkeln > 40 mm (Unterschied vordere/ hintere Sitzhöhe) oder Sitztiefen über 420 mm.



// KRF010302 Lenkradanbindung eng



Rahmen		€
Rahmenlänge		
KRR010206	Rahmen, Standard	0,-
KRR010207	Rahmen, lang (20 mm zus. Länge zwischen Sitzbespannung und Rahmenbiegung – nicht mit Sitztiefe 480 mm)	0,-
Rahmenwinkel		
KRR010012	Rahmen 100°	0,-
KRR010013	Rahmen 92°, Performance	171,-
Rahmenkröpfung		
KRR010101	Kröpfung: Leicht (10 mm)	0,-
KRR010103	Kröpfung: Performance (30 mm) (nicht mit Sitzbreite 320 mm)	171,-
Lenkradposition		
KRR010301	Lenkradanbindung weit (Breitere, nach vorne gerichtete Position der Lenkräder für minimierten Rollwiderstand)	0,-
KRR010302	Lenkradanbindung eng (Schmalere, nach hinten gerichtete Position der Lenkräder für kompakte Abmessungen und verbesserte Manövrierfähigkeit) (nicht mit Sitztiefen kleiner 400 mm, bitte Hinweis auf der vorherigen Seite beachten)	0,-

Schwerpunkt (56 = sehr passiv, 104 = sehr aktiv), gemessen von der Vorderseite Rückenrohr bis zur Mitte der Achse

COG56	Schwerpunkt 56 mm	
COG68	Schwerpunkt 68 mm	
COG80	Schwerpunkt 80 mm	
COG92	Schwerpunkt 92 mm	
COG104	Schwerpunkt 104 mm	

Zubehör Rahmen (Bitte entweder Sicherheitsrad oder Ankippbügel je Seite wählen)

Zubehör Rahmen		€
Federung (Krypton wird mit Aluminium-Achsträgern und -Achse geliefert)		
KRR090031	Federung bis 70 kg (1)	(+) 587,-
KRR090032	Federung bis 120 kg (1)	(+) 587,-
Ankippbügel (2)		
KRR090001	links	68,-
KRR090002	rechts	68,-
KRR090003	Paar (nicht in Kombination mit Sicherheitsrad möglich)	135,-
KRR090009	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)	38,-
Sicherheitsrad, abschwenkbar (2)		
KRR090004	links	(+) 163,-
KRR090005	rechts	(+) 163,-
KRR090006	Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel möglich)	(+) 322,-
Sicherheitsrad, aufsteckbar		
KRR090007	Paar (2)	(+) 156,-
Sicherheitsrad, hochklappbar (2) (Bitte nur eine Seite wählen)		
KRR090033	links	(+) 211,-
KRR090008	rechts	(+) 211,-
KRR090010	Transitrollen (2)	(+) 277,-
KRR090016	Rahmenschutz, schwarz (Textiler, gepolsterter Rahmenschutz mit Klettbefestigung)	70,-
KRR090577	Rahmenschutz, Kunststoff (Kunststoff, aufgeklebt)	167,-

(1) Nicht möglich mit Carbon-Achsträgern und -Achse. Krypton wird mit Aluminium-Achsträgern und -Achse geliefert

(2) Nicht mit KRR070049 „Sturzadapter superlight 0°“
(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Lenkradgabeln (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl mit der gewählten Vorderen Sitzhöhe) €

KRR080013	Lenkradgabel, Carbotecture® 111 mm, schwarz	(L)	0,-
	Silber	Orange	Rot (1)
			Blau (1)
KRR080029	Lenkradgabel, Aluminium, 115 mm, schwarz		56,-
	Silber		0,-
			56,-
KRR080008	Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, schwarz (111 mm nur mit 4" & 5" Soft / Vollgummi mit Aluminiumfelge)		211,-
	Silber	Orange	Rot
			Blau
KRR080007	Aluminium, Federung (Frog Legs), schwarz	(+)	630,-

Lenkräder (vergleichen Sie bitte ihre Auswahl mit der gewählten Vorderen Sitzhöhe) €

KRR080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz (3"- 6", nicht mit Lenkradgabel, Aluminium, Einarm)		0,-
KRR080302	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz (Nicht mit Einarm-Gabel, nur 5" & 6")		0,-
KRR080303	Lenkrad, Vollgummi (hart), leuchtend (Light Up), Felge: Kunststoff, schwarz (nicht in 6")		74,-
KRR080304	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Aluminium (nur 4" & 5"), Farbe Felge: silber		102,-
KRR080306	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium, silber (nur 4" & 5")		151,-
	Farbe Felge:	Schwarz	Orange
			Rot
			Blau
			56,-

Antriebsrad (vergleichen Sie bitte ihre Auswahl mit der gewählten Hinteren Sitzhöhe; Bitte nur ein Radmodell wählen) €

KRR070000	ohne Antriebsrad		0,-
KRR070001	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzverspeicht (Felge/Nabe: Siehe Rubrik Farbauswahl)	(+)	0,-
KRR070002	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24")		0,-
KRR070003	Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht (Felge/Nabe: Siehe Rubrik Farbauswahl)		0,-
KRR070004	Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht (max. Zuladung 100 kg)	(L)	385,-
KRR070005	Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber		692,-
KRR070007	Antriebsrad, Spinergy, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz		973,-

Bereifung €

KRR070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nicht mit 25")		0,-
KRR070107	Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One	(L)	56,-
KRR070102	Bereifung, pannensicher, Feinprofil	(+)	0,-
KRR070104	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(+)	57,-

Greifreifen €

KRR070201	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar	(L)	0,-
KRR070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber	(L)	0,-
KRR070203	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Siehe Rubrik Farbauswahl)	(L)	68,-
KRR070204	Greifreifen, Edelstahl, silber	(+)	0,-
KRR070205	Greifreifen, Titan, natur (25" nur mit Spinergy)		253,-
KRR070206	Greifreifen, Titan, pulverbeschichtet, klar (25" nur mit Spinergy)		253,-
KRR070207	Greifreifen, Supergrip®	(+)	357,-
KRR070208	Greifreifen, Maxgripp® (nur 24")	(+)	506,-
KRR070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch geformter Greifreifen mit Gummilippe)	(+)	399,-
FMG	Greifreifen, Carbolife GEKKO (2)		431,-
FMG	Greifreifen, Carbolife QUADRO (nur 24") (2)		473,-

Greifreifenüberzug

KRR070250	Greifreifenüberzug, Gummi (nur 24")		135,-
-----------	-------------------------------------	--	-------

Greifreifenanbau

KRR070307	Anbau Greifreifen, supereng (7 mm) (nur mit Greifreifen Edelstahl, nicht in Kombination mit Spinergy-, Proton- und Leichtgewichts-Rädern und Edelstahl-Greifreifen, nicht mit Maxgripp)		130,-
KRR070317	Anbau Greifreifen, eng (17 mm)		0,-
KRR070327	Anbau Greifreifen, weit (27 mm)		0,-

(1) Rot und Blau nur in Kombination mit Lenkrädern, Vollgummi (weich)
(2) FMG: abweichende Rabattierung und Lieferzeit

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Bereifung



// KRR080013 & KRR080306 Carbotecture Lenkradgabeln 111 mm und Lenkräder Vollgummi, weich, Felge Aluminium



// KRR080008 Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, rot

Antriebsräder und Greifreifen



// KRR070001 Universalrad



// KRR070002 Designrad



// KRR070003 Leichtgewichtsrads



// KRR070004 Proton Rad



// KRR070212 Greifreifen Ellipse 3R



// KRR070208 Greifreifen Maxgrepp



// KRR070101 Schwalbe Right Run



// KRR070107 Schwalbe One



// KRR070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution



// KRR070102 Pannensichere Bereifung

Radsturz

KRR070049	Sturzadapter superlight 0°, nicht einstellbar (1)	(L)	51,-
KRR070600	Sturzadapter 0° (Verstellung der Spurweite ± 15 mm möglich)		0,-
KRR070603	Sturzadapter 3° (Verstellung der Spurweite ± 15 mm möglich)		0,-

Speichenschutz (nur 24") nur paarweise auswählbar**(+)** €

KRR070831	Transparent				196,-
KRR070823	Princess	KRR070821	Pirates		261,-
KRR070816	Happy Lions	KRR070814	Graffiti		261,-
KRR070819	Monkeys	KRR070802	Basketball		261,-
KRR070820	Oriental	KRR070812	Flying Water		261,-
KRR070829	Superhero	KRR070833	Zebra		261,-
KRR070817	Hot Wheels	KRR070818	Jungle Fever		261,-
KRR070822	Pool	KRR070811	Feather		261,-
KRR070827	Silk	KRR070806	Chrome		261,-
KRR070830	Tiger	KRR070803	Basketball 2		261,-
KRR070813	Galactica	KRR070828	Space		261,-

Bremse

€

KRR060001	Standardbremse		0,-
KRR060002	Kniehebelbremse		64,-
KRR060010	Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse, abklappbar		32,-
KRR060023	Kompaktbremse Evo		104,-
KRR060024	Kompaktbremse Evo, Leichtgewicht (2)	(L)	131,-
KRR060006	Einhandbremse, Betätigung links	(+)	211,-
KRR060007	Einhandbremse, Betätigung rechts	(+)	211,-

Zubehör

€

KRR090000	Werkzeugsatz		0,-
KRR090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)		87,-
KRR090025	Handluftpumpe		15,-
KRR090026	Handytasche		35,-
KRR090030	Rucksack		82,-

(1) Sturzadapter ins Achsrohr eingeklebt. Keine Einstellung der Spurweite möglich.
Nicht in Kombination mit Sicherheitsrädern, Ankippbügel oder Transiträdern.

(2) Max. ± 20 mm Schwerpunkteinstellung im Feld möglich
(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Bremse



// KRR060001 Standardbremse



// KRR060002 Kniehebelbremse



// KRR60003 Kompaktbremse



// KRR060024 Kompaktbremse Evo, Leichtgewicht

Zubehör



// KRR090000 Werkzeugsatz



// KRR090024 Standpumpe, Hochdruck



// KRR090025 Handluftpumpe



// KRR090026 Handytasche



// KRR090030 Rucksack

Auswahl Farben für Greifreifen und Nabe/Felge (1)

	Greifreifen (2)	Felge/Nabe (3)		Greifreifen (2)	Felge/Nabe (3)
02 Brillantsilber			27 Graphitemetallic		
03 Mattsilber			29 Schwarz		
06 Sonnengelb			31 Matt Schwarz		
06 Sonnengelb			32 Signal Weiß		
14 Blau			33 Pink		
15 Brillantmarine			34 Dark Chocolate Metallic		
16 Mattmarine			35 Himmelblau		
19 Brillantviolett			36 Cyan-Metallic		
21 Rubinrot			37 Marsrot (Orange)		
22 Brillantrot			40 Kiwi		
23 Mattrot			41 Flamingo-Glitter		
24 Tutti Frutti Orange			42 Matt Anthrazit		
			46 Mamba Grün		
	68,-	189,-		68,-	189,-

Rahmenfarbe (4)

€

KRR100139	Carbon natur, unbeschichtet	0,-
KRR100137	Transparent, hochglanz	586,-
KRR100138	Transparent, matt	586,-
KRR100122	Schwarz, hochglanz	586,-
KRR100123	Schwarz, matt	586,-

Farbauswahl für Rahmendekor „Flying Pixel“ (kratzfest, nicht ablösbar)

€

KRR100590	Silber	225,-
KRR100591	Rot	225,-
KRR100592	Blau	225,-

Farbauswahl für Aufkleber „Krypton“ und „Sopor“ (5)

€

KRR100550	Schwarz	0,-
KRR100551	Silber	0,-
KRR100552	Orange	0,-
KRR100553	Rot	0,-
KRR100554	Blau	0,-

Farbauswahl für 24“ Leichtgewichtsrad (6)

€

KRR100336	Orange eloxiert (Nabe und Felge eloxiert, Speichen schwarz)	189,-
KRR100337	Blau eloxiert (Nabe und Felge eloxiert, Speichen schwarz)	189,-
KRR100338	Rot eloxiert (Nabe und Felge eloxiert, Speichen schwarz)	189,-

(1) Hinweis: Pulverbeschichtete Rahmenfarben unterscheiden sich von Eloxalfarben.

(2) Nur mit KRR070203, Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig


(3) Nur mit Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzverspeicht

(4) Lackierung der Rahmenrohre. Achsträger, Achse und optionaler Carbon-Rücken immer transparent, hochglanz

(5) Keine Auswahl möglich, wenn Rahmendekor „Flying Pixels“ gewählt wird

(6) Nur mit KRR070003 „Antriebsrad, Leichtgewicht“ 24“

Rahmenfarbe



- // KRR100137 Transparent hochglanz
- // KRR100138 Transparent, matt
- // KRR100122 Schwarz, hochglanz
- // KRR100123 Schwarz, matt
- // KRR100139 Carbon natur, unbeschichtet (ist nicht abgebildet). Optisch wie „Transparent, hochglanz“, kann leichte Unebenheiten oder einen leicht ungleichmäßigen Glanzgrad aufweisen.

Rahmendekor „Flying Pixel“



// KRR100590 Flying Pixel, silber



// KRR100591 Flying Pixel, rot




// KRR100592 Flying Pixel, blau

Farbauswahl für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsräd



// KRR100336 Orange eloxiert



// KRR100337 Blau eloxiert



// KRR100338 Rot eloxiert

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



KRYPTON R

€

Grundpreis	
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.	
MwSt. 7 %	
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD · Fax 07253 / 980 222 · www.SunriseMedical.de
Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.