



WHEELDRIVE PER ANDARE LONTANO.





WHEELDRIVE

PER ANDARE LONTANO.

WheelDrive rivoluziona il concetto di propulsore di spinta con una tecnologia innovativa che cambierà la vostra vita!

WheelDrive è diverso da ogni altro prodotto sul mercato! Un propulsore di spinta per carrozzine manuali disegnato per facilitare l'autospinta e offrire allo stesso tempo benefici terapeutici. Per merito dell'innovativo concetto a doppio corrimano, WheelDrive non offre solo un moltiplicatore elettronico dell'autospinta, ma consente anche una propulsione continua e proporzionale senza sforzo.

Scegliete semplicemente il tipo di aiuto di cui avete bisogno e godetevi questa nuova sensazione di libertà rimanendo seduti nella vostra carrozzina!

// MOLTIPLICATORE ELETTRONICO DELL'AUTOSPINTA E PROPULSORE DI SPINTA CONTINUO:

Grazie al corrimano grande per la moltiplicazione dell'autospinta ed al corrimano piccolo per la propulsione continua, avrete sempre a disposizione il supporto di cui avete bisogno.

// INTUITIVO E SICURO:

E' come spingersi da soli, assolutamente naturale.

// MAGGIORE LIBERTA' E INDIPENDENZA:

Andate dovunque desiderate con molto meno sforzo.

// POTER ESSERE ATTIVI CON MENO FATICA:

Grazie al ridotto sforzo di muscoli e articolazioni avrete lo stimolo a condurre una vita attiva.

// FACILE DA APPLICARE SU QUASI TUTTE LE CARROZZINE MANUALI:

Veloce e facile da montare senza utilizzare parti aggiuntive o modificare la vostra carrozzina.



UN'ESPERIENZA DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE

WheelDrive non è solamente una assistenza elettronica alla spinta: offre una combinazione assolutamente unica di moltiplicatore elettronico dell'autospinta e di propulsore di spinta continua. Con questa soluzione innovativa potrete ora superare le sfide della fatica e di terreni altrimenti inaccessibili, aprendovi ad un nuovo mondo di esperienze!



**Corrimano Grande per la
moltiplicazione della spinta**



**Corrimano Piccolo per la
propulsione continua della spinta**

MOLTIPLICATORE ELETTRONICO DELL'AUTOSPINTA E PROPULSORE DI SPINTA CONTINUO

WheelDrive introduce il concetto davvero unico di doppio corrimano. Il corrimano grande offre un moltiplicatore elettronico di spinta, in modo tale che possiate spingere la vostra carrozzina con meno fatica. Desiderate invece viaggiare senza il minimo sforzo? Il corrimano piccolo agisce come un "joystick sulle ruote" consentendo una spinta continua. Con tre profili di guida a disposizione, dovrete semplicemente scegliere quanta assistenza desiderate e quanta velocità volete prendere. Naturalmente potrete anche passare da un corrimano all'altro facilmente. In questo modo avrete sempre il supporto di cui avete bisogno!



INTUITIVO E SICURO

Guidare la vostra carrozzina con WheelDrive vi sembrerà davvero naturale e vi accorgete presto di quanto sia facile passare da un corrimano all'altro. Con i pulsanti facilmente accessibili potrete accendere e spegnere WheelDrive in modo semplice e potrete scegliere il vostro profilo di guida, con una velocità sino a 10 km/h con il corrimano grande o fino a 6 km/h con il corrimano piccolo. Non dovrete temere di perdere il controllo. Quando guiderete in discesa i motori freneranno automaticamente per darvi la massima sicurezza!

MAGGIORE LIBERTA' E INDIPENDENZA

Andare più lontano e guidare su superfici difficili e in pendenza? Con WheelDrive tutto questo richiederà semplicemente molto meno sforzo. Sarà meno faticoso anche fare manovra in spazi stretti e quando viaggiate in auto le ruote possono essere facilmente rimosse per facilitare il trasporto. Sperimentate una maggior mobilità e conservate le vostre energie per condurre una vita attiva.

POTER ESSERE ATTIVI CON MENO FATICA

Quando si utilizza per tempi prolungati una carrozzina manuale, è possibile che insorgano dolori a braccia e spalle o che ci si senta un po' stanchi. Il propulsore elettronico WheelDrive riduce lo sforzo di muscoli e articolazioni ed aiuta a prevenire questi problemi. Allo stesso tempo, vengono incentivate la mobilità e la vita attiva, consentendovi di rimanere attivi e indipendenti.



DESIGN FUNZIONALE PENSATO PER VOI



Il controllo, la funzionalità e l'aspetto di una carrozzina manuale combinati con una tecnologia elettronica innovativa per la moltiplicazione di spinta e la propulsione continua: con WheelDrive avrete il meglio di entrambi i mondi. Perché possiate andare lontano e godervi una guida senza sforzi!

CARATTERISTICHE E BENEFICI DI WHEELDRIVE



// FACILE DA TRASPORTARE ANCHE IN AEREO

Le ruote di WheelDrive possono essere facilmente tolte dalla vostra carrozzina per un facile trasporto in auto. Dovete fare un viaggio aereo? WheelDrive risponde pienamente ai requisiti IATA e può essere trasportato come bagaglio da stiva (rimuovere le batterie prima del trasporto).



// TESTATO CON CRASH TEST PER UNA SICUREZZA ANCORA MAGGIORE

Questo prodotto ha superato con successo il crash test ed è conforme ai requisiti della norma ISO 7176-19.



// TECNOLOGIA INTELLIGENTE PER LE BATTERIE

WheelDrive è alimentato da due batterie leggerissime e facilmente estraibili che forniscono una performance eccezionale. Queste batterie possono essere ricaricate completamente in due ore, molto più velocemente di qualunque altra batteria sul mercato. Mentre sono in carica, non preoccupatevi. Non rimarrete bloccati, potrete sempre usare il corrimano di WheelDrive come quello di una normale carrozzina manuale! Naturalmente potrete anche optare per una batteria aggiuntiva per massimizzare la vostra mobilità e godervi una percorrenza ancora più lunga.

CHI PUO' TRARRE BENEFICIO DA WHEELDRIVE?*

Vi capita di provare dolore alle braccia o alle spalle o di sentirvi deboli? Il vostro livello di energia non è costante durante la giornata? O è davvero troppo impegnativo spingere la vostra carrozzina per tutto il tempo? Allora trarrete un grande beneficio dal supporto che WheelDrive vi darà. Tuttavia WheelDrive è la soluzione ottimale anche se siete perfettamente in forma e desiderate semplicemente andare più lontano!



// FACILE DA MONTARE SU QUASI TUTTE LE CARROZZINE

Le ruote WheelDrive possono essere facilmente montate praticamente su tutte le carrozzine, superleggere, leggere e standard, senza utilizzare parti aggiuntive o modificare la carrozzina. In questo modo potrete continuare ad usare la vostra carrozzina manuale, personalizzata secondo i vostri bisogni. Naturalmente potrete tornare in ogni momento e senza bisogno di attrezzi alla carrozzina iniziale della vostra carrozzina montando le ruote originali.

*La guida con una sola mano e la spinta con i piedi non sono compatibili con WheelDrive. In caso di diminuzione delle capacità cognitive o in presenza di spasmi l'uso di WheelDrive non è consigliato.

DATI TECNICI

WheelDrive // PROPULSORE ELETTRONICO PER CARROZZINA

Portata massima	130 kg	Velocità massima in avanti	10 km/h (corrimano grande); 6 km/h (corrimano piccolo)
Larghezza totale extra (da aggiungere alla larghezza della carrozzina)	43 mm	Autonomia (ISO 7176-4)	20 km (corrimano grande di moltiplicazione); 12 km (corrimano piccolo di propulsione) (a seconda del peso dell'utente, del programma di guida, delle condizioni del tempo e della strada, delle condizioni della batteria e delle ruote, etc.)
Peso delle batterie	3,6 kg		
Peso totale incluse le batterie (una sola ruota)	11,5 kg	Superamento ostacoli, in retromarcia	50 mm
Peso per il trasporto senza batteria (una sola ruota)	9,7 kg	Tempo di ricarica (carica completa)	Circa 2 ore
		Crash test	Sì
Diametro delle ruote	24"	Destinazione e condizioni d'uso	Per persone dotate di mobilità limitata in grado di spingersi in modo autonomo, per utilizzo al chiuso e all'aperto.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

