

SUPERIOR CLINICAL SEATING







Introduction

Pourquoi JAY ?	4
Nos méthodes de mesure	5

Matériaux utilisés

Différents matériaux	6
Caractéristiques importantes du matériau	6

Aperçu des différentes housses

Air Exchange	8
Microclimatique	8
Incontinence	9
Tissu extensible	9

Choix du produit

Performance du produit	10
------------------------	----

Aperçu des produits

Coussins d'assise	12
Positionnement pour l'enfant	28
Dossiers	34
Jay Your Way!	52

JAY

Une bonne assise est essentielle, certainement lorsque l'on passe la majeure partie de la journée dans un fauteuil roulant. Un positionnement optimal dans un fauteuil roulant signifie :

- Mobilité optimale
- Meilleure stabilité
- Positionnement correct
- Confort accru (tolérance d'assise)
- Protection de la peau

Mais une posture optimale peut également contribuer à stimuler la fonction cognitive, améliorer la fonction orale et la respiration. Par ailleurs, un meilleur positionnement et la possibilité d'effectuer des activités de manière autonome permettent également d'améliorer la confiance en soi.

Une distribution efficace des pressions, tout en respectant la morphologie unique de chaque client – telle est la philosophie de JAY !

Les « systèmes d'assise et de positionnement » JAY se composent d'un vaste assortiment de coussins et de dossiers de fauteuils roulants, d'appuis-tête, d'éléments de positionnement et d'accessoires pour adultes et enfants. Les coussins et dossiers fiables JAY assurent une position assise optimale, une stabilité posturale et un soutien. Ils sont simples à utiliser et à entretenir et s'adaptent facilement pour obtenir le positionnement optimal.

L'assortiment JAY utilise différents matériaux : les matériaux solides (bois, plastique, aluminium et mousse à froid), les matériaux liquides (gel et fluide) et l'air. Chaque matériau présente des caractéristiques propres qui déterminent le degré de confort, la stabilité, la distribution des pressions, les pressions de glissade et la durabilité. Par ailleurs, le revêtement de l'assortiment JAY se compose de matériaux de haute qualité qui assurent une ventilation et un confort optimaux.

JAY Your Way est un programme d'adaptation conçu pour ajuster et individualiser les produits JAY. Des améliorations cliniques aux options de couleur des housses. Jay Your Way vous permet de modifier les coussins et les dossiers des fauteuils roulants en usine pour répondre aux besoins individuels.

Pourquoi JAY ?

- Un assortiment parfaitement complet – du confort de base à un niveau extrême de soutien, de distribution des pressions et de positionnement.
- Une grande variété de dimensions standard pour un poids maximum autorisé jusqu'à 295 kg. Si cela ne suffit pas, Jay Your Way vous propose bien plus encore...
- Facile à mesurer et à adapter – large assortiment d'accessoires et d'éléments de positionnement pour un positionnement (ultérieur) optimal.
- Facile à entretenir – instructions, étiquettes et manuels clairs.

Nos méthodes de mesure...



Hauteur de l'assise

Du sol à la partie supérieure du tube d'assise.
(sans coussin d'assise) en position de charge.



Largeur de l'assise

Distance entre les parois latérales en plastique.
Pour les parois latérales en PU, prévoir une largeur d'assise inférieure de 2 cm.



Profondeur de l'assise

Distance entre l'avant du coussin d'assise standard et l'avant du dossier standard, mesurée au milieu à hauteur du coussin d'assise.



Hauteur du dossier

Hauteur de la partie supérieure d'un coussin d'assise standard à l'extrémité supérieure du coussin du dossier.



Largeur des repose-jambes

Espace pour les jambes entre les repose-jambes.



Angle des repose-jambes

Angle entre l'assise et le repose-jambes.

0° = jambes droites en avant

90° = jambes baissées à angle droit




Longueur de la jambe inférieure

De la partie supérieure du repose-pied à la partie supérieure du coussin, compte tenu d'un coussin standard.




Hauteur de manchette

Hauteur de la partie supérieure du coussin d'assise standard à la partie supérieure de la manchette.




Coussin d'assise A

Basic, Soft Combi P, J2, J2 Deep Contour, J2 Plus, GS, Zip



Coussin d'assise B

Easy Visco, Easy Fluid, Lite, Xtreme Active, Balance, J3.



Coussin d'assise

1 Hauteur de l'assise à l'avant

2 Épaisseur maximale

3 Hauteur de l'assise à l'arrière

Matériaux utilisés

Différents matériaux

Le choix du matériau influence considérablement le positionnement, la stabilité et les propriétés d'allègement de la pression du coussin d'assise. Nous établissons une distinction entre les matériaux solides (bois, plastique, aluminium, mousses PU), le gel, le fluide et l'air.

Réduction de la pression et des pressions de glissade

Le matériau utilisé dans les coussins d'assise doit répondre à un certain nombre de caractéristiques.

dont les principales sont :

- Allègement maximum des pressions locales
- Immersion optimale des crêtes iliaques
- Augmentation de la surface de contact
- Possibilité de rigidifier (stabiliser) le bassin



» Mousse (Soft Combi P)

Caractéristiques importantes du matériaux

Mousse

Il existe différentes sortes de mousse, offrant différents types de densités afin de donner forme à un coussin d'assise. Les coussins d'assise JAY sont toujours préformés en vue d'assurer la stabilité. Le type de mousse assure le confort, la durabilité et le degré de stabilité.

Mousse polyuréthane

Également connue sous le nom de mousse à froid. La mousse PU a une structure fermée. Cette structure fermée lui confère une haute densité qui améliore la stabilité. Ce type de mousse est utilisé pour former la base des coussins d'assise Jay.

Mousse à mémoire de forme (Visco)

La mousse élastique Visco réagit à la chaleur corporelle, au poids et à la forme du corps. La mousse va épouser la morphologie à mesure qu'elle se réchauffe par la chaleur corporelle ce qui permettra d'obtenir finalement une bonne distribution des pressions.



» Mousse à mémoire de forme (Easy Visco)



Coussin d'assise combinant liquide (fluide) et mousse

La poche de fluide Jay contient un liquide produit artificiellement composé d'une combinaison de silicones, d'organismes végétaux et de micro-organismes.

Le liquide a la capacité de se répartir sous la contrainte, de manière à épouser la forme du corps et donc de distribuer uniformément la pression sur toute la surface de contact.

Une deuxième caractéristique importante du fluide est sa capacité à réduire considérablement les pressions de glissade. Les pressions de glissade provoquent souvent des escarres.

Le poids et la répartition uniforme de la pression sur la longueur de la cuisse et les trochanters constituent deux des principales caractéristiques d'un coussin d'assise.

Celles-ci sont indispensables pour assurer une bonne répartition de la pression et la stabilité. La base en mousse du coussin d'assise Jay présente toujours une forme anatomique.



» Insert fluide (Balance)

Coussin d'assise combinant air et mousse

L'efficacité de la technologie de l'air comprimé pour une bonne répartition des pressions n'est plus à démontrer. La quantité d'air (et donc la pression) est déterminée à l'aide d'une pompe.

Il doit subsister un espace de l'épaisseur d'un doigt entre la partie la plus proéminente du bassin (les ischions) et la base du coussin d'assise. Définir correctement cet espace nécessite de la maîtrise.



» Insert air (Balance)

Matériaux utilisés

Aperçu des différentes housses

Le revêtement de l'assortiment Jay se compose d'un matériau de haute qualité, sélectionné en connaissance de cause pour son influence sur le fonctionnement du coussin d'assise et du dossier.



Air Exchange

Les housses Air Exchange ont aujourd'hui prouvé leur efficacité. Ces housses respirantes sont très élastiques et confortables.

La housse favorise la ventilation.



Microclimatique

Le matériau 3DX™ permet de réguler la température et l'humidité, afin de maîtriser les principales causes de décubitus. La couche de mousse intégrée assure une couche supérieure confortable. La housse assure une ventilation et un confort optimaux.



Incontinence

Pour éviter que l'humidité transperce la housse du coussin d'assise, une housse incontinence de haute qualité est disponible pour les coussins d'assise Jay. Utilisée en cas de problèmes d'incontinence, cette housse sert également dans d'autres situations où l'hygiène joue un rôle prépondérant.



Tissu extensible

Le tissu extensible est un matériau biélastique perméable à l'air. Ce revêtement très doux au toucher et élastique confère au matériau une sensation très confortable et facilite les transferts. Cette housse n'est pas une housse incontinence, mais elle permet une immersion optimale dans la poche de fluide.

Performance du produit

Pre-contouring



Intégrité de la peau (Analyse du décubitus)

L'utilisateur repose sur le matériau, n'utilise guère ou pas la surface de contact totale, valeurs de pression élevées

L'utilisateur repose sur le matériau, n'utilise guère ou pas la surface de contact totale, valeurs de pression élevées

Aucune répartition des pressions

Répartition minimale des pressions

Hydrostatic Force



Réduction des pressions de glissade (transferts, reposition-)

La housse et la mousse offrent une résistance aux pressions de glissade, il n'y a pas de contour pour apporter de la stabilité/lutter contre la forces de cisaillement

La housse et la mousse offrent une résistance aux pressions de glissade, contour minimal pour apporter une certaine stabilité afin d'éviter de glisser/lutter

Stability



Stabilité (Latérale)

Aucune stabilité latérale, le coussin d'assise plat n'apporte aucun soutien aux trochanters et aux cuisses

Légère stabilité latérale, une légère forme assure un soutien léger des trochanters et des cuisses

(Avant/arrière)

Aucune stabilité antéro-postérieure ; le coussin plat n'apporte aucun soutien aux formes anatomiques

Le léger contour assure une stabilité antéro-postérieure

Positioning Capability



Positionnement (bassin/colonne vertébrale fixe et flexible)

Coussin d'assise plat, ne convient pas au positionnement

Le léger contour assure un certain niveau de stabilité



Tension Reduction

Confort (Tolérance d'assise)

Plat, rigide et adapté à un usage de courte durée

Coussin d'assise à contour souple offrant un confort pour 1 à 2 heures

* Les scores reposent sur une expérience subjective de l'utilisateur au cours d'une comparaison par rapport aux autres coussins d'assise JAY.

■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
L'utilisateur s'enfonce dans le matériau, réduction des valeurs de pression	L'utilisateur s'enfonce plus profondément dans le matériau, augmente la surface de contact, diminution des valeurs de pression	L'utilisateur s'enfonce plus profondément dans le matériau, augmente la surface de contact, diminution des valeurs de pression, meilleure répartition des pressions	L'utilisateur s'enfonce plus profondément dans le matériau, augmente la surface de contact, optimisation des valeurs de pression, répartition optimale des pressions
Répartition moyenne des pressions	Bonne répartition des pressions	Répartition exceptionnelle des pressions	Répartition optimale des pressions
Un matériau plus doux dans la région des ischions réduit la forces de cisaillement, le contour assure une meilleure stabilité/réduit la forces de cisaillement	Matériau du coussin d'assise ou housse mobile mais non déplaçable dans la zone des ischions	Matériau du coussin d'assise et housse déplaçables et assurant la répartition de pressions dans la zone des ischions	Matériau de coussin d'assise et housse totalement déplaçables et assurant la répartition des pressions dans la zone des ischions
Stabilité latérale moyenne, grâce à une légère forme du coussin d'assise, pour un léger soutien des trochanters et des cuisses	Stabilité latérale moyenne, grâce à une meilleure forme du coussin d'assise, pour un bon soutien des trochanters et des cuisses	Bonne stabilité latérale, grâce au contour du coussin d'assise, pour un soutien correct des trochanters et des cuisses	Excellente stabilité latérale, grâce au contour du coussin d'assise, pour un soutien optimal des trochanters et des cuisses
Le contour assure une bonne stabilité antéro-postérieure	L'excellent contour assure une bonne stabilité antéro-postérieure.	Excellent contour, formes anatomiques pour une bonne stabilité antéro-postérieure	Excellent contour, formes anatomiques pour une stabilité antéro-postérieure optimale
Coussin d'assise légèrement préformé, assure une légère forme de stabilité	La base de contour stable assure une stabilité optimale	Base rigide pour une légère structure de soutien et des ajustements individuels	Base rigide pour une bonne structure de soutien et des ajustements individuels
Coussin d'assise à contour souple pour un confort immédiat	Contour permettant une répartition des pressions et adapté à une position assise prolongée	La combinaison appropriée de souplesse du matériau et du contour assure une position assise confortable pendant une période prolongée	La combinaison appropriée de souplesse du matériau et du contour assure une position assise très confortable pendant une période prolongée





Aperçu des produits coussins d'assise

JAY Basic	14
JAY Soft Combi P	15
JAY Easy Visco	16
JAY Easy Fluid	17
JAY Lite/Lite P	18
JAY Xtreme Active	20
JAY Balance	22
JAY Balance Cryo Fluid	23
JAY J3	24
JAY J2/JAY J2 Deep Contour	24
JAY J2 Plus	25
JAY GS coussin pour enfant	28
JAY Zip coussin pour enfant	29
Siège rigide ajustable	30
Mallettes de positionnement	32



JAY Basic

Soutien et confort corrects

Caractéristiques

- En cas de besoin de confort associé à un positionnement, une stabilité et un soutien minimaux
- Un faible risque de décubitus
- Contour pour une légère stabilité latérale et antéro-postérieure
- Livré par défaut avec une housse incontinence
- Le coussin d'assise peut être utilisé directement sur une toile d'assise souple (réglable)
- Coussin d'assise léger



Profondeur	Largeur															
mm	250	300	350	360	380	400	420	440	460	480	500	520	560	600		
250	■	■														
300		■	■													
350			■	■												
400				■	■	■	■	■	■	■						
420					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
440					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
450				■												
460						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
480												■	■			
500										■	■	■	■	■	■	
560														■	■	
600															■	■

Performance du produit

Intégrité de la peau	■
Pressions de glissade	■
Stabilité	■
Positionnement	■
Tolérance d'assise	■ ■
Possibilités d'ajustement	■



Types de housses		
Microclimatique	Incontinence	Extensible
Non	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	48 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	47 mm
Épaisseur maximale :	63 mm
Poids minimal :	0,7 kg (400 x 400 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg

JAY Soft Combi P

Bonne stabilité et confort optimal

Caractéristiques

- En cas de besoin de stabilisation et de positionnement
- Un faible risque de décubitus
- Base de mousse facile à entretenir, avec housse incontinence
- Adapté à une utilisation sur une toile d'assise ou une assise rigide. Un Solid seat est disponible en option si la toile d'assise semble trop souple.
- Également adapté à un usage dans la salle de bains.



Performance du produit

Intégrité de la peau	■
Pressions de glissade	■
Stabilité	■■■
Positionnement	■■
Tolérance d'assise	■■■
Possibilités d'ajustement	■



Profondeur	Largeur											
mm	250	300	350	380	400	420	440	460	480	500	560	600
250	■	■										
300	■	■	■									
350		■	■	■								
400			■	■	■	■	■	■	■			
420				■	■	■	■	■	■	■		
440					■	■	■	■	■	■		
450			■									
460					■	■	■	■	■	■	■	
500								■	■	■	■	■
560											■	■
600												■

Types de housses		
Air Exchange	Incontinence	Extensible
Non	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	59 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	44 mm
Épaisseur maximale :	77 mm
Poids minimal :	0,8 kg (400 x 400 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg

JAY Easy Visco

Stabilité combinée à la mousse à mémoire de forme

Caractéristiques

- Base de mousse préformée facile à entretenir en mousse à mémoire de forme dans le contour
- En cas de besoin de stabilisation et d'un léger positionnement
- Un léger risque de décubitus
- Découpe sacrale
- Livré par défaut avec une housse incontinence
- Version incurvée disponible pour un placement direct sur la toile d'assise (réglable). Version plate disponible pour utilisation sur une assise rigide.



Performance du produit

Intégrité de la peau	■ ■
Pressions de glissade	■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■
Tolérance d'assise	■ ■ ■ ■
Possibilités d'ajustement	■



Version plate



Version incurvée

Profondeur	Largeur											
mm	250	300	350	380	400	420	440	460	480	500	560	600
250	■	■										
300	■	■	■									
350		■	■	■								
400			■	■	■	■	■	■	■	■		
420				■	■	■	■	■	■	■	■	
440					■	■	■	■	■	■	■	
450			■									
460					■	■	■	■	■	■	■	
500								■	■	■	■	■
560											■	■
600												■

Types de housses		
Air Exchange	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	63 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	60 mm
Épaisseur maximale :	88 mm
Poids minimal :	1,06 kg (400 x
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg

JAY Easy Fluid

Protection de la peau combinée à la stabilité

Caractéristiques

- Base de mousse facile à entretenir avec un insert fluide dans le contour.
- En cas de recommandation de positionnement et de stabilité faibles
- Un risque accru de décubitus
- Découpe sacrale
- Air Exchange ou housse incontinence
- Version incurvée disponible pour un placement direct sur la toile d'assise (réglable). Version plate disponible pour utilisation sur une assise rigide.

Performance du produit

Intégrité de la peau	■■■
Pressions de glissade	■■■■
Stabilité	■■■■
Positionnement	■■■
Tolérance d'assise	■■■■■
Possibilités d'ajustement	■

Version incurvée



Version plate



Profondeur	Largeur											
mm	250	300	350	380	400	420	440	460	480	500	560	600
250	■	■										
300	■	■	■									
350		■	■	■								
400			■	■	■	■	■	■	■	■		
420				■	■	■	■	■	■	■	■	
440					■	■	■	■	■	■	■	
450			■									
460					■	■	■	■	■	■	■	
500								■	■	■	■	
560											■	■
600												■

Types de housses		
Air Exchange	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	63 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	60 mm
Épaisseur maximale :	88 mm
Poids minimal :	1,06 kg (400 x
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg

JAY Lite/JAY Lite P

Extrêmement léger, ventilation optimale combinée à une légère protection

Caractéristiques

- En cas de besoin de stabilisation et de positionnement
- Un faible risque de décubitus
- Coussin d'assise extrêmement léger
- Ventilation optimale
- Livrable en deux variantes (Lite et Lite P). Lite P est pourvu d'un élément de positionnement supplémentaire pour plus de stabilité
- Base arrondie en vue d'une utilisation sur la toile d'assise, mais s'adapte aussi parfaitement à une utilisation sur une base solide, éventuellement en com



Profondeur	Largeur							
Contour	A	B				C		
mm	350	380	400	420	440	460	480	500
350								
380								
400								
420								
440								
460								
500								

Performance du produit

Intégrité de la peau	■ ■ ■ ■
Pressions de glissade	■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■
Tolérance d'assise	■ ■ ■ ■
Possibilités d'ajustement	■



Types de housses

Microclimatique	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Non

Caractéristiques techniques

Hauteur de l'assise - avant :	80 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	80 mm
Épaisseur maximale :	95 mm
Poids minimal :	0,7 kg (400 x 400 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg



JAY Xtreme Active

Pression et pressions de glissade faibles et bonne protection

Caractéristiques

- En cas de besoin d'un coussin d'assise de soulagement des appuis
- En cas de nécessité d'une légère stabilité latérale et antéro-postérieure
- Base de mousse préformée légère
- La housse intérieure est par défaut une housse incontinence
- La housse extérieure incontinence est facultative
- Soutien fémoral et diverses housses en option pour une adaptation du coussin à chaque mode de vie
- Le fluide atténue l'effet des pressions de glissade causées par la propulsion active dans un fauteuil roulant manuel
- Le coussin d'assise est disponible avec 2 inserts fluide différents et des bases de mousse en diverses tailles



Intégrité de la peau	■ ■ ■ ■
Pressions de glissade	■ ■ ■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■ ■
Tolérance d'assise	■ ■ ■ ■ ■
Possibilités d'ajustement	■ ■ ■



Profondeur	Largeur								
mm	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	■	■							
360	■	■							
380		■	■	■	■	■			
400		■	■	■	■	■	■		
420		■	■	■	■	■	■	■	
440		■	■	■	■	■	■	■	■
460			■	■	■	■	■	■	■
480				■	■	■	■	■	■
500					■	■	■	■	■

Types de housses		
Microclimatique	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Oui

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	50 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	50 mm
Épaisseur maximale :	90 mm
Poids minimal :	1,7 kg (400 x 400 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg

Personnalisez votre coussin grâce aux



La housse intérieure peut être ajoutée à tout moment
kit de positionnement

Poche de fluide standard

JAY Balance


Stabilité, positionnement, confort et protection de la peau

Caractéristiques

- Un risque élevé à très élevé de décubitus
- La housse extérieure microclimatique 3DX™ régule la chaleur et l'humidité
- Base de mousse multicouche confortable (couche supérieure moelleuse sur une base rigide)
- Vaste assortiment de composants de positionnement
- La housse intérieure est toujours imperméable. Une housse incontinence est également disponible en option.
- Choix entre un insert fluide ou air, en fonction du matériau de distribution des pressions préconisé

Performance du produit

Intégrité de la peau	■ ■ ■ ■ ■
Pressions de glissade	■ ■ ■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■ ■ ■
Tolérance d'assise	■ ■ ■ ■ ■
Possibilités d'ajustement	■ ■ ■ ■



Profondeur	Largeur										
Contour	A			B					C		
mm	340	360	380	400	420	440	460	480	500	560	600
340	■										
360	■	■	■								
380	■	■	■	■	■	■					
400	■	■	■	■	■	■	■				
420	■	■	■	■	■	■	■	■			
440		■	■	■	■	■	■	■	■		
460		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
480			■	■	■	■	■	■	■	■	■
500					■	■	■	■	■	■	■
560										■	■
600										■	■

Types de housses		
Microclimatique	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Oui

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise :	75 mm
Hauteur de l'assise Deep Contour :	100 mm
Épaisseur maximale :	85 mm
Poids minimal avec insert air :	1,9 kg (400 x 460 mm)
Poids minimal avec insert fluide :	2,4 kg (400 x 460 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg (340-500 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	225 kg (560-600 mm)



Inserts

Housse extérieure

Insert fluide

- Standard
- Underfilled ou Overfilled
- Double Overfilled

Housse intérieure
imperméable

Base de mousse
multicouche
préformée



Insert air

- Single
- Dual



CRYO FLUID

mobility 
product award 2020



Combinez un coussin Jay Balance avec l'insert novateur à fluide cryogénique pour refroidir activement la surface de la peau jusqu'à 8 heures. La thermo-régulation active réduit le risque d'ulcères de la peau de façon significative. Pour plus d'informations veuillez voir la brochure Jay Cryo Fluid.

Éléments de positionnement

Tous les éléments de positionnement sont fournis avec une housse intérieure imperméable

Soutien latéral du bassin

Soutien de cuisse central



Soutien fémoral latéral

JAY J3

Répartition des pressions, stabilité et positionnement supérieurs

Caractéristiques

- En cas de besoin de confort avec un positionnement, une stabilité et un soutien optimaux
- Un risque élevé de décubitus (standard) ou un risque élevé à très élevé de décubitus (Deep Contour)
- La housse microclimatique 3DX™ régule la chaleur et l'humidité
- Les poches de fluide - Factory Filled (FF) et Field Variable (FV) garantissent l'immersion adéquate pour une répartition optimale des pressions
- Single ou Dual Air Inserts - une solution légère
- Couche de mousse confortable intégrée dans la housse
- Vaste assortiment d'éléments de positionnement destinés à corriger et/ou à soutenir




Profondeur	Largeur										
Contour	A			B					C		
mm	300*	350	380	400	420	440	460	480	500	560	600
300*											
350											
380											
400											
420											
440											
460											
480											
500											
560											
600											

* Le coussin Deep Contour n'est pas disponible en finition 300 x 300 mm.

Performance du produit

Intégrité de la peau	■■■■■
Pressions de glissade	■■■■■
Stabilité	■■■■■
Positionnement	■■■■■
Tolérance d'assise	■■■■■
Possibilités d'ajustement	■■■■■



Types de housses		
Microclimatique	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	-
Hauteur de l'assise - arrière :	-
Épaisseur maximale :	95 mm (standard)
Épaisseur maximale :	108 mm (Deep)
Poids minimal :	1,9 kg (400 x 400 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg (300-500 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	225 kg (560-600 mm)



Inserts



Insert poche de fluide

- Factory Filled ou Field Variable
- Pour le Field Variable Pad, il existe des Inserts 3D en version Small, Medium, Large et X-Large
- Underfilled ou Overfilled
- Double Overfilled ou Double Underfilled




Insert air

- Single
- Dual



Éléments de positionnement



Liste des éléments de positionnement

- Soutien fémoral latéral 25 mm - paire
- Soutien fémoral latéral 50 mm - paire
- Soutien de cuisse central 25 mm
- Soutien de cuisse central 50 mm
- Soutien pelvien latéral 50 mm - paire
- Correction d'asymétrie du bassin base standard
- Correction d'asymétrie du bassin Deep Contour

Les divers éléments de positionnement sont également disponibles dans une mallette de positionnement et d'évaluation Jay J3 à des fins thérapeutiques (voir page 32)

JAY J2/JAY J2 Deep Contour

Niveau élevé de stabilité, de positionnement et anti-décubitus

Caractéristiques

- En cas de problématique posturale aiguë susceptible de changer pendant une période prolongée
- Un faible niveau d'irritations cutanées et/ou un risque très élevé de décubitus
- Excellente base ajustable pour un niveau élevé de stabilité latérale et antéro-postérieure et de positionnement
- Large variété d'éléments de positionnement
- Par défaut avec une housse Air Exchange et une housse incontinence en option
- Le coussin d'assise J2 est également disponible en version Deep Contour (option)



Profondeur	Largeur					
mm	350	400	420	450	500	600
350						
400						
420						
450						
500						
600						

Performance du produit

Intégrité de la peau	■ ■ ■ ■
Pressions de glissade	■ ■ ■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■ ■ ■
Tolérance d'assise	■ ■ ■ ■
Possibilités d'ajustement	■ ■ ■ ■



Types de housses		
Air Exchange	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	80 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	80 mm
Hauteur maximale de l'assise :	90 mm
Poids minimal :	2,0 kg (400 x 420 mm)
Poids maximal de l'utilisateur :	150 kg

JAY J2 Plus

Protection contre les pressions et pressions de glissade en cas d'obésité

Caractéristiques

- Jusqu'à maximum 295 kg avec risque de décubitus
- En cas de posture asymétrique et/ou de stabilité réduite
- Base de mousse préformée avec cale à angle négatif
- Choix entre un insert en mousse ou une poche de fluide
- La poche de fluide atténue l'effet de la pression de glissade générée par la propulsion active dans un fauteuil roulant manuel



Profondeur mm	Largeur						
	500	525	550	575	600	625	650
450							
475							
500							
525							
550							

Performance du produit

Intégrité de la peau	■■■■
Pressions de glissade	■■■■
Stabilité	■■■■
Positionnement	■■■
Tolérance d'assise	■■■■■
Possibilités d'ajustement	■■■



Types de housses		
Air Exchange	Incontinence	Extensible
Non	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	100 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	100 mm
Hauteur maximale de l'assise :	100 mm
Poids minimal :	3,2 kg
Poids maximal de l'utilisateur :	295 kg

JAY GS coussin pour enfant

Pour une stabilité, un positionnement et une croissance optimaux

Caractéristiques

- Adapté aux enfants présentant une posture symétrique ou asymétrique nécessitant un soutien accru
- Base de mousse légère, poche de fluide Jay Flow légère
- Choix entre la housse Air Exchange ou incontinence
- Possibilité de croissance intégrée grâce à des inserts préformés et à un large assortiment d'éléments de soutien. Pour une répartition optimale des pressions, une poche de fluide atténuant les pressions est disponible en option.



Profondeur mm	Largeur				
	250	300	350	400	450
330					
380					
430					
480					
500					

Performance du produit

Intégrité de la peau	■ ■ ■ ■
Pressions de glissade	■ ■ ■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■ ■ ■
Tolérance d'assise	■ ■ ■
Possibilités d'ajustement	■ ■ ■ ■ ■



Types de housses		
Air Exchange	Incontinence	Extensible
Oui	Oui	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur de l'assise - avant :	80 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	75 mm
Hauteur maximale de l'assise :	90 mm
Poids minimal :	0,6 kg (25 x 33 cm)
Poids maximal de l'utilisateur :	113 kg

JAY Zip coussin pour enfant

Confort et positionnement optimaux

Caractéristiques

- Adapté aux enfants présentant une posture symétrique ou asymétrique nécessitant le soutien approprié
- Base de mousse multicouche préformée
- Tissu extensible X-static® (antibactérien)
- Housse extérieure extensible douce
- Fermeture éclair Aqua-Guard™ (housse intérieure imperméable)
- Disponible en noir, bleu et rose



Profondeur	Largeur										
mm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
200											
220											
240											
260											
280											
300											
320											
340											
360											
380											
400											
420											
440											

Performance du produit

Intégrité de la peau	■ ■ ■ ■
Pressions de glissade	■ ■ ■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■ ■ ■
Tolérance d'assise	■ ■ ■
Possibilités d'ajustement	■ ■ ■ ■ ■



Types de housses

Microclimatique	Incontinence	Extensible
Non	Oui	Oui

Caractéristiques techniques

Hauteur de l'assise - avant :	50 mm
Hauteur de l'assise - arrière :	45 mm
Hauteur maximale de l'assise :	60 mm
Poids minimal :	0,9 kg (30 x 30 cm)
Poids maximal de l'utilisateur :	75 kg

Siège rigide ajustable JAY

Assise rigide pour fauteuil roulant manuel

Caractéristiques

- Assise rigide et ajustable pouvant remplacer la toile d'assise dans le fauteuil roulant
- Surface antidérapante
- La hauteur, l'angle, la largeur et la profondeur de l'assise peuvent être réglés individuellement
- Divers matériaux de fixation
- Arrêts avant et arrière verrouillables
- Placement possible entre le châssis de l'assise pour réduire la hauteur de l'assise



	Largeur			
mm	250	290-360	380-470	490-590
Enfants				
Adole-				
Adultes				

Une taille en moins ?

Les coussins d'assise pour adulte suivants sont également disponibles en version enfant, à savoir :

- Basic (p. 22)
- Soft Combi P (p. 23)
- Easy Visco (p. 24)
- Easy Fluid (p. 25)
- Xtreme Active (p. 27)
- Balance (p. 28)
- J3 (p. 30)
- J2 (p. 32)







Aperçu des produits dossiers

Dossier JAY J3	36
Options de positionnement et accessoires JAY J3	40
Dossier en carbone JAY J3	44
Dossier JAY J3 TC	46
Dossier JAY J2 Plus	47
Soutien lombaire JAY	48
Dossier JAY Zip	49



Efficacité d'un dossier rigide

Pourquoi un dossier rigide ?

Les dossiers Jay sont conçus pour optimiser le positionnement et le soutien du tronc, afin de pouvoir corriger la posture. Chaque dossier peut être réglé de manière optimale grâce aux niveaux élevés de réglages. Les dossiers sont faciles à régler et à fixer sur tous les fauteuils roulants électriques et manuels. Les dossiers Jay J3 se retirent très facilement du fauteuil roulant, de sorte qu'un dossier rigide ne nuit pas à sa transportabilité.

Une position assise indésirable peut entraîner des problèmes de santé et affecter les muscles, les articulations, les nerfs et les os.

Le dossier doit soutenir la posture et éviter les conséquences fonctionnelles et physiologiques d'une position assise indésirable. Il permet ainsi de s'asseoir et de fonctionner plus longtemps dans le fauteuil roulant, sans souffrir.

Avantages d'un dossier rigide

- Soutien de la posture avec un alignement anatomique optimal
- Amélioration de la répartition des pressions et préservation de la santé de la peau
- Meilleure stabilité et tolérance d'assise accrue
- Réduction de la douleur
- Amélioration du confort et participation accrue à la vie quotidienne
- Meilleure fonctionnalité
- Augmentation de la confiance en soi grâce à une position assise droite
- Atténuation/prévention des déviations, comme la scoliose
- Amélioration de la respiration et du système nerveux autonome
- L'ajout d'un dossier rigide améliore la rigidité et la maniabilité du fauteuil
- Possibilité de réemploi

Le modèle Helium permet de monter un dossier Jay sur le châssis de dossier Freestyle



Dossier JAY J3

Optimisation du positionnement et du soutien en préservant la liberté de mouvement

Caractéristiques

- En cas de besoin de confort avec un positionnement, une stabilité et un soutien optimaux
- En fonction des besoins et de la stabilité du tronc, vous pouvez effectuer votre choix entre quatre niveaux de soutien, à savoir thoracique inférieur (LT), thoracique moyen (MT), thoracique supérieur (UT) ou hauteur d'épaule (SH).
- Trois profondeurs d'enveloppement de 50 mm (Shallow Contour), 100 mm (Mid Contour) ou 150 mm (Deep Contour, Mid Deep Contour, Posterior Deep Contour)
- Trois hauteurs de dossier différentes : Short, Medium ou Tall
- Le dossier se démonte facilement
- La housse microclimatique régule la chaleur et l'humidité
- Testé avec succès selon les normes ISO 16840-4
- Vaste assortiment d'éléments de positionnement

		Shallow Contour (SC)					Mid Contour (MC)					Deep Contour (DC)				Mid Deep Contour (MDC)				Posterior Deep Contour (PDC)			
mm		310	360	410	460	510	310	360	410	460	510	360	410	460	510	360	410	460	510	360	410	460	510
LT	S																						
	M																						
	T																						
MT	S																						
	M																						
	T																						
UT	S																						
	M																						
	T																						
SH	S																						
	M																						
	T																						

Performance du produit

Contour du dossier	SC	MC	DC	MDC	PDC
Confort	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Contour anatomique	■■■	■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Stabilité	■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■
Positionnement	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Liberté de mouvement	■■■■■	■■■■■	■■■	■■■■■	■■■■■

Testé avec succès

Tous les dossiers J3 ont été testés avec succès suivant la norme ISO 16840-4.



Types de housses		
Microclimatique	Incontinence	Extensible
Oui	Non	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur du dossier :	170 - 610 mm
Inclinaison réglable du dossier :	-22° - +22°
Poids minimal :	1,5 kg
Poids maximal de l'utilisateur :	136 kg



Dossier JAY J3

Votre dos est entre de bonnes mains !

Chaque dos est différent. Les différentes affections ou différents souhaits individuels requièrent une solution spéciale. Le dossier Jay J3 apporte le soutien approprié, grâce à ses différents contours, profondeurs, hauteurs, niveaux de soutien et largeurs. Le dossier reste ainsi conforme aux souhaits fonctionnels. Il soutient de dos et apporte une meilleure stabilité au tronc. Il en résulte une posture assise optimisée et indolore.

Cinq contours de dossier



Shallow Contour
(SC)



Mid Contour
(MC)



Deep Contour
(DC)



Mid
Deep Contour
(MDC)



Posterior
Deep Contour
(PDC)

Quatre profondeurs de contour

Shallow Contour
Support latéral léger



Mid Contour
Support latéral moyen



Deep Contour
Support latéral complet



Deep Contour, Extra Deep
Support latéral complet



Mid Deep Contour
Support latéral complet



Mid Deep Contour, Extra Deep
Support latéral complet





Trois hauteurs de dossier



Short (S)



Medium (M)



Tall (T)


Quatre niveaux de soutien

Hauteur d'épaule	(SH)	530 - 610 mm
Thoracique supérieur	(UT)	420 - 500 mm
Thoracique moyen	(MT)	300 - 380 mm
Thoracique inférieur	(LT)	170 - 240 mm



Une mesure correcte du dossier J3

- A Largeur intérieure (largeur du tronc)
- B Profondeur du contour
- C Hauteur du dossier
- D Largeur de dossier (310, 360, 410, 460 et 510 mm)



Options de positionnement et accessoires JAY J3

Les petits détails peuvent souvent mener à de grandes solutions. Certaines affections nécessitent d'apporter de petits ajustements au dossier. Les accessoires pour les dossiers J3 permettent de les adapter à un très large groupe cible. Également comme aide thérapeutique ou préventive.



Spine-Align

Pour assurer un soutien et un confort corrects, le dossier devra pouvoir suivre la forme dorsale individuelle afin de garantir une répartition des pressions la plus optimale possible.

Les éléments de positionnement Spine-Align permettent un ajustement optimal et une amélioration de la forme.

La mallette de positionnement comporte 32 composants en mousse souple. Par ailleurs, deux kits de positionnement plus réduits sont disponibles : 7 pièces ou 12 pièces.

mallette de positionnement

- Cale (16x)
- Pelvienne postérieure/Latérale (2x)
- Soutien lombaire Large (2x)
- Soutien lombaire Small (2x)
- Cale latérale (2x)
- Cale plate (2x)
- Cale incurvée (2x)
- Pochette de rembourrage Large (2x)
- Pochette de rembourrage Small (2x)

Mini Fit Kit I

- Cale (3x)
- Pelvienne postérieure/Latérale (2x)
- Cale latérale (2x)

Mini Fit Kit II

- Cale (5x)
- Pelvienne postérieure/Latérale (2x)
- Cale latérale (2x)
- Soutien lombaire Large (1x)
- Cale plate (1x)
- Cale incurvée (1x)





Pinces de fixation

Les pinces de fixation permettent un réglage optimal de la profondeur de l'assise, de l'inclinaison et de la hauteur du dossier. Il existe des pinces de fixation compactes et renforcées. En fonction de la taille, certains dossiers sont livrés par défaut avec des pinces de fixation renforcées. Les dossiers concernés sont mentionnés sur le formulaire de commande.



Matériel compact



Matériel renforcé

Options de positionnement et accessoires JAY J3



Appuis-tête

Il est possible de monter un appui-tête sur un dossier J3.

Il existe deux supports d'appui-tête (standard et escamotable) et deux coussins d'appui-tête. Par ailleurs, il existe une plaque de fixation universelle permettant de fixer une série d'appuis-tête sur le support. Les appuis-tête figurant sur la liste de prix JAY J3 ont réussi les crash-tests à l'instar de l'ensemble de la gamme Jay Whitmeyer. Consultez l'ensemble de la gamme de produits JAY Whitmeyer dans le catalogue Jay Whitmeyer.



Support d'appui-tête avec coussinet standard.



Support d'appui-tête avec coussinet préformé.



Pince de fixation standard pour le support d'appui-tête.



Consultez l'ensemble du programme JAY Whitmeyer dans la brochure concernée.

Soutien latéral (cale-tronc)

Il existe deux types d'éléments de soutien latéral en combinaison avec le dossier J3 : rigide et escamotable. Les deux types de cale-tronc sont disponibles en six dimensions : 100 x 100 mm, 100 x 120 mm, 100 x 150 mm, 150 x 100 mm, 150 x 120 mm et 150 x 150 mm.



Le soutien latéral rigide est réglable en profondeur, en hauteur et en largeur.



Le soutien latéral escamotable. Un nouveau design encore plus robuste et un ajustement encore plus précis.



Harnais de poitrine

Le harnais de poitrine du dossier J3 offre une position assise stable et confortable.

Le harnais de poitrine rembourré à 4 points est disponible en taille Small (S), Medium (M), Large (L) et Xtra Large (XL). Une sangle de positionnement rembourrée est également disponible.

Le dossier est pourvu par défaut de huit points d'attache pour les matériaux de fixation.

Consultez tous les éléments de positionnement JAY dans le catalogue des accessoires distinct.

Dossier en carbone JAY J3

Extrêmement léger avec un soutien optimal

Caractéristiques

- En cas de besoin de confort associé à un positionnement, une stabilité et un soutien minimaux
- Le dossier a un poids minimum de 690 grammes
- En fonction des besoins et de la stabilité du tronc, vous pouvez choisir entre deux types de dossier, à savoir le modèle thoracique inférieur (LT) ou thoracique moyen (MT).
- Profondeur de contour de 5 cm (Shallow Contour)
- Dossier rigide ou amovible
- La housse microclimatique régule la chaleur et l'humidité
- Pochette de rangement pour dossier (option)
- Sur le modèle Quickie Helium (Pro), le dossier J3 Carbon peut même être intégré dans le châssis de dossier « Freestyle ». La touche de finition !



		Shallow Contour (SC)			
mm		320	360	410	460
LT	S				
	T				
MT	S				
	T				

Performance du produit

Confort	■■■
Contour anatomique	■■
Stabilité	■■■
Positionnement	■■■■■
Liberté de mouvement	■■■■■

Types de housses		
Microclimatique	Incontinence	Extensible
Oui	Non	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur du dossier :	170 - 380 mm
Inclinaison réglable du dossier :	± 20°
Poids minimal :	690 g
Poids maximal de l'utilisateur :	125 kg



Deux niveaux de soutien

Thoracique moyen	(MT)	300 - 380 mm
Thoracique inférieur	(LT)	170 - 240 mm



Pinces de fixation

Les pinces de fixation permettent de régler la profondeur de l'assise, l'angle d'inclinaison et la hauteur du dossier.



La pince de fixation compacte pour un poids minimal



La pince de fixation quick release est idéale pour les fauteuils pliants.



Pochette de rangement élégante



Dossier JAYJ2 Plus

Positionnement et soutien supérieurs pour les personnes obèses

Caractéristiques

- Convient parfaitement aux personnes obèses souffrant de douleurs dorsales/lombaires et/ou de problèmes de stabilité
- Coque du dossier en aluminium équipée d'une plaque lombaire mobile
- Dossier en mousse à forme anatomique
- Housse Air Exchange pour une bonne circulation de l'air
- Éléments de soutien latéral fixes ou escamotables (option)
- Se démonte facilement



Performance du produit

Confort	■ ■ ■
Contour anatomique	■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■
Liberté de mouvement	■ ■ ■



Hauteur	Largeur			
Tubes du	Droit	Inclinaison de	Droit	Inclinaison de
mm	500 - 575	500 - 575	575 - 650	575 - 650
51				

Types de housses		
Air Exchange	Incontinence	Extensible
Oui	Non	Non

Caractéristiques techniques	
Hauteur du dossier :	520 mm
Inclinaison réglable du dossier :	15°
Poids minimal :	5,0 kg
Poids maximal de l'utilisateur :	295 kg

Soutien lombaire JAY

Soutien lombaire supplémentaire

Caractéristiques

- Coussin lombaire à forme anatomique
- Bon soutien lombaire
- Couche de mousse extra-fine
- Housse extensible/incontinence
- Avec ceinture de fixation ou sangles de suspension
- Insert en mousse supplémentaire pour un soutien supplémentaire de la colonne vertébrale lombaire



Performance du produit

Confort	■ ■ ■
Contour anatomique	■ ■ ■
Stabilité	■ ■ ■
Positionnement	■ ■ ■
Liberté de mouvement	■ ■ ■ ■



Types de housses

Air Exchange	Incontinence	Extensible
Non	Oui	Non

Caractéristiques techniques

Hauteur du dossier :	170 - 380 mm
Inclinaison réglable du dossier :	N/A
Poids minimal :	1,5 kg
Poids maximal de l'utilisateur :	125 kg

Dossier JAY Zip

Optimisation du positionnement et de la stabilité des enfants actifs

Caractéristiques

- Facile à retirer du fauteuil
- Réglable à l'aide d'un seul outil (livré dans l'emballage)
- Couche microclimatique supplémentaire pour un confort accru
- 3DX™ permet une circulation optimale de l'air
- Tissu extensible X-static® (antibactérien)
- Housse extérieure extensible douce
- Fermeture éclair Aqua-Guard™ (housse intérieure imperméable)
- Disponible en noir, bleu et rose



Hauteur	Largeur			
Contour	25	38	50	63
mm	200	250	300	350
S 150				
M 200				
T 250				
X 300				

Performance du produit

Pressions de glissade	■■■■■
Stabilité	■■■■■
Positionnement	■■■■■
Tolérance d'assise	■■■
Possibilités d'ajustement	■■■■■



Types de housses		
Microclimatique	Incontinence	Extensible
Non	Non	Oui
Caractéristiques techniques		
Hauteur du dossier :	150 - 300 mm	
Inclinaison réglable du dossier :	-20° - +20°	
Poids minimal :	1,1 kg	
Poids maximal de l'utilisateur :	75 kg	



JAY Your Way est un programme d'adaptation conçu pour ajuster et individualiser les produits JAY. Des améliorations cliniques aux options de couleur des housses – Jay Your Way permet d'adapter les coussins d'assise et les dossiers en usine afin de répondre aux besoins individuels. Cette partie de la brochure explique les possibilités d'ajustement des bases, des housses, des dossiers, etc.



Aperçu Jay Your Way

Coussins d'assise

Ajustement des dimensions	52
Ajustements de la base et du positionnement	54
Éléments de positionnement	58
Ajustements de la poche de fluide	60
Ajustements de la housse	62

Dossiers

Ajustements du dossier	64
------------------------	----



JAY Ajustements des dimensions



Reducing size (réduire la base)

Explication

Suppression de mousse dans la longueur ou la largeur et ajustement de la housse à la nouvelle dimension.

Application clinique

Pour mieux correspondre à la taille du corps ou aux dimensions du fauteuil roulant.



Increasing size (agrandir la base)

Explication

Ajout de mousse dans la longueur ou la largeur et ajustement de la housse à la nouvelle dimension.

Application clinique

Pour mieux correspondre à la taille du corps ou aux dimensions du fauteuil roulant.




Increasing height (relever la base)

Explication

Ajout de mousse sous le coussin d'assise pour en augmenter la hauteur.

Application clinique

Pour mieux répondre aux exigences liées à l'environnement et/ou aux dimensions du fauteuil roulant. Par exemple, hauteur du sol au coussin d'assise, transferts, etc.



Well sizing (agrandir/réduire la découpe pelvienne)

Explication

Augmenter ou réduire la dimension standard de la découpe pelvienne.

Application clinique

Pour mieux soutenir le bassin et les trochanters lorsque le bassin diffère des dimensions standard (les plus courantes).

Aperçu JAY

Ajustements	Détails supplémentaires	Code	Coussin d'assise JAY Basic Coussin d'assise JAY Soft Coussin d'assise JAY Easy Coussin d'assise JAY Lite Coussin d'assise JAY Xtreme Coussin d'assise JAY Balance Coussin d'assise JAY J3 Coussin d'assise JAY J2 Coussin d'assise JAY J2 Deep Coussin d'assise JAY J2 Plus JAY GS coussin pour enfant JAY Zip coussin pour enfant
Increase length —ajouté à l'avant du coussin d'assise	25 mm	IL1	
	50 mm	IL2	
	75 mm	IL3	
	100 mm	IL4	
Reduce length —supprimé à l'avant du coussin d'assise	25 mm	RL1	
	50 mm	RL2	
	75 mm	RL3	
	100 mm	RL4	
Increase width —ajouté sur le côté du coussin d'assise	25 mm - 12,5 mm ajoutés de chaque côté	IW1	
	50 mm - 25 mm ajoutés de chaque côté	IW2	
	75 mm - 37,5 mm ajoutés de chaque côté	IW3	
	100 mm - 50 mm ajoutés de chaque côté	IW4	
Reduced width —supprimé sur le côté du coussin d'assise	25 mm - 12,5 mm supprimés de chaque côté	RW1	
	50 mm - 25 mm supprimés de chaque côté	RW2	
	75 mm - 37,5 mm supprimés de chaque côté	RW3	
	100 mm - 50 mm supprimés de chaque côté	RW4	
Increase height —ajouté à la partie inférieure du coussin d'assise	25 mm	IH1	
	50 mm	IH2	
	75 mm	IH3	
Increase PLA/Well Sizing	agrandi de chaque côté de 25 mm - 12,5 mm	IWS1	
	agrandi de chaque côté de 50 mm - 25 mm	IWS2	
	agrandi de chaque côté de 75 mm - 37,5 mm	IWS3	
	agrandi de chaque côté de 100 mm - 50 mm	IWS4	
Reduce PLA/Well Sizing	réduit de chaque côté de 25 mm - 12,5 mm	RWS1	
	réduit de chaque côté de 50 mm - 25 mm	RWS2	
	réduit de chaque côté de 75 mm - 37,5 mm	RWS3	
	réduit de chaque côté de 100 mm - 50 mm	RWS4	
Move PLA/Well	avancé de 2,5 cm	CPLAL1	
	avancé de 5 cm	CPLAL2	
	avancé de 7,5 cm	CPLAL3	

Consultez le formulaire de commande pour plus d'informations concernant le produit JAY souhaité.

Attention : les ajustements spéciaux aux produits JAY peuvent entraîner un surcoût et/ou un délai de livraison supplémentaire.

Possible Impossible

JAY Ajustements de la base et du positionnement




Notch for rails (découpes pour les tubes d'assise)

Explication

Suppression de mousse le long des bords de la partie inférieure du coussin d'assise.

Application clinique

Pour éviter que la hauteur totale de l'assise ne soit trop élevée.



Notch for posts (découpes pour les tubes du dossier)

Explication

Suppression de mousse dans les angles à l'arrière du coussin d'assise.

Application clinique

Pour éviter que la profondeur totale de l'assise soit trop grande, l'arrière du coussin d'assise peut être glissé sous le dossier. Cette option peut également être utilisée pour prolonger l'utilisation d'un coussin d'assise en cas de croissance (attention à la position de la découpe pelvienne dans le fauteuil).



Leg length cut (différence de longueur de jambe - découpe)

Explication

Réduction de la longueur du coussin d'assise et de la poche de fluide (si possible/nécessaire).

Application clinique

Pour compenser une longueur de jambe asymétrique.



Contracture cut (avant du coussin d'assise biseauté)

Explication

Biseauter la partie inférieure avant du coussin d'assise.

Application clinique

Pour permettre aux personnes dont les quadriceps sont raccourcis de disposer de plus d'espace aux mollets. Convient également aux personnes qui trottent.




Scrotal relief (découpe scrotale)

Explication

Suppression de mousse à l'avant de la découpe pelvienne.

Application clinique

Pour donner plus d'aisance au niveau du scrotum, réduire l'inconfort et augmenter la tolérance d'assise.



Custom drop seat (assise rigide sur mesure)

Explication

Une assise rigide adaptée pour le coussin d'assise.

Application clinique

Pour éviter l'affaissement et la déformation du coussin d'assise.
Pour une base rigide.



Angle cut posterior/anterior slope (forme de cale sous le coussin – suppression de mousse)

Explication

Suppression de mousse sous un angle de la partie inférieure du coussin.

Application clinique

Pour créer un angle d'assise sans réglage sur le fauteuil.



Wedge glue posterior/anterior slope (forme de cale sous le coussin – ajout de mousse)

Explication

Ajout de mousse en forme de cale sous le coussin d'assise.

Application clinique

Pour créer un angle d'assise sans réglage sur le fauteuil.



Medial support cut (suppression du soutien médian)

Explication

Suppression du soutien médian dans le coussin d'assise.

Application clinique

Pour augmenter la tolérance d'assise, pour les personnes affectées par le soutien médian dans le coussin d'assise.



Femoral relief (découpe fémorale)

Explication

Suppression de mousse pour la découpe pelvienne à l'avant sous les cuisses.

Application clinique

Pour augmenter la tolérance d'assise. Augmenter l'espace pour les cuisses permet de réduire ou de répartir les pressions.



Leg trough cut (découpe fémorale ininterrompue)

Explication

Suppression de mousse pour la découpe pelvienne, vers l'avant sous les cuisses jusqu'à l'avant du coussin d'assise

Application clinique

Pour améliorer le positionnement latéral des cuisses et augmenter l'aisance au niveau de l'angle éventuellement limité des hanches.



Trochanteric relief (découpe pour les trochanters)





Explication

Suppression de mousse sur les côtés de la découpe pelvienne à hauteur des trochanters.

Application clinique

Pour réduire la pression sur ou dans la région des trochanters et répartir les pressions sur l'ensemble du coussin d'assise.

Aperçu

Ajustements	Détails supplémentaires	Code	Coussin d'assise JAY Basic Coussin d'assise JAY Soft Coussin d'assise JAY Easy Coussin d'assise JAY Lite Coussin d'assise JAY Xtreme Coussin d'assise JAY Balance Coussin d'assise JAY J3 Coussin d'assise JAY J2 Coussin d'assise JAY J2 Deep Coussin d'assise JAY J2 Plus JAY GS coussin pour enfant JAY Zip coussin pour enfant
Notch for rails	31,3 mm du côté - 3,75 cm de la partie inférieure	NR	
Notch for posts	31,3 mm du côté - 3,75 cm de l'arrière	NP	
Leg length cut - right —supprimé de l'avant droit du coussin d'assise	25 mm	LLCR1	
	50 mm	LLCR2	
	75 mm	LLCR3	
	100 mm	LLCR4	
Leg length cut - left —supprimé de l'avant gauche du coussin d'assise	25 mm	LLCL1	
	50 mm	LLCL2	
	75 mm	LLCL3	
	100 mm	LLCL4	
Contracture cut	25 mm X 45°	CCT	
Scrotal relief cut		SR	
Custom drop seat		CDS	
Angle cut - posterior slope —avant vers l'arrière	12,5 mm	ACP12	
	25 mm	ACP1	
	37,5 cm	ACP112	
Angle cut - anterior slope —arrière vers l'avant	12,5 mm	ACA12	
	25 mm	ACA1	
	37,5 mm	ACA112	
Wedge glue	Inclinaison postérieure	WGP	
	Inclinaison antérieure	WGA	
Medial support cut		MSC	
Femoral relief cut		FR	
Leg trough cut - 25 mm deep	Droit	LTC1R	
	Gauche	LTC1L	
Trochanteric relief cut		TR	


Consultez le formulaire de commande pour plus d'informations concernant le produit JAY souhaité.

Attention : les ajustements spéciaux aux produits JAY peuvent entraîner un surcoût et/ou un délai de livraison supplémentaire.


 Possible  Impossible

Éléments de positionnement JAY


Les éléments de positionnement, tels que le soutien fémoral latéral, le soutien de cuisse central et le soutien pelvien latéral peuvent être appliqués à différents coussins en mousse pour améliorer la position assise. Les éléments de positionnement ci-dessous sont représentés sur la base d'un coussin d'assise J3.



Lateral thigh positioning
(soutien fémoral latéral)



Medial thigh positioning
(soutien de cuisse central)



Lateral pelvic positioning
(soutien pelvien latéral)

Aperçu

Ajustements	Informations complémentaires	Code	Coussin d'assise JAY Basic Coussin d'assise JAY Soft Coussin d'assise JAY Easy Coussin d'assise JAY Lite Coussin d'assise JAY Xtreme Coussin d'assise JAY Balance Coussin d'assise JAY J3 Coussin d'assise JAY J2 Coussin d'assise JAY J2 Deep Coussin d'assise JAY J2 Plus JAY GS coussin pour enfant JAY Zip coussin pour enfant
Lateral thigh positioning pieces (éléments de soutien fémoral latéral)	25 mm - Paire	LT1P	☐
	25 mm - Droite	LT1R	☐
	25 mm - Gauche	LT1L	☐
	50 mm - Paire	LT2P	☐
	50 mm - Droite	LT2R	☐
	50 mm - Gauche	LT2L	☐
Medial thigh positioning pieces (éléments de soutien de cuisse central)	25 mm	MT1	☐
	50 mm	MT2	☐
Lateral pelvic positioning pieces (éléments de soutien pelvien latéral)	25 mm - Paire	LP1P	☐
	25 mm - Droite	LP1R	☐
	25 mm - Gauche	LP1L	☐
	50 mm - Paire	LP2P	☐
	50 mm - Droite	LP2R	☐
	50 mm - Gauche	LP2L	☐
Visco foam overlay		VFO	☐

Consultez le formulaire de commande pour plus d'informations concernant le produit JAY souhaité.

Attention : les ajustements spéciaux aux produits JAY peuvent entraîner un surcoût et/ou un délai de livraison supplémentaire.

☒ Possible ☐ Impossible

Ajustements de la poche de fluide JAY



Underfill

Explication

Réduction de la quantité de fluide standard dans une poche de fluide.

Application clinique

Pour augmenter l'immersion du bassin, afin d'apporter une meilleure protection ou de générer une meilleure stabilité.



Overfill

Explication

Augmentation de la quantité de fluide standard dans une poche de fluide.

Application clinique

Pour supprimer ou réduire les pressions en cas d'affaissement (« bottoming out ») ou d'inconfort sur une poche de fluide standard.




Accomodating obliquities (compensation d'une déviation du bassin)

Explication

Augmentation de la quantité de fluide standard du côté gauche ou droit d'une poche de fluide.

Application clinique

Pour optimiser l'immersion, éviter un bottoming out ou compenser une insuffisance tissulaire asymétrique. Ou pour corriger un basculement pelvien flexible d'un côté.



Sacral or scrotal seal (« joint » sacral ou scrotal)

Explication

Placement d'un « joint » afin de contenir le fluide dans une région donnée.

Application clinique

Pour éviter le déplacement du fluide dans une région donnée et ainsi supprimer la douleur, les pressions ou l'inconfort.

Consultez le formulaire de commande pour plus d'informations concernant le produit JAY souhaité.
Attention : les ajustements spéciaux aux produits JAY peuvent entraîner un surcoût et/ou un délai de livraison supplémentaire.

 Possible Impossible

Ajustements de la housse JAY



Sealed inner cover (housse intérieure imperméable)

Explication

Une housse extensible imperméable qui empêche la tension de surface et protège contre la saleté, l'humidité, etc.

Application clinique

Pour éviter la tension de surface, protéger la base de la saleté et de l'humidité et lutter contre les mauvaises odeurs.



Custom outer covers (housses extérieures sur mesure)

Il est possible d'obtenir une housse spéciale pour différents coussins d'assise JAY. Les options suivantes sont possibles :

- Housse de douche incontinence
- housse incontinence avec fermeture éclair
- Housse extensible avec fermeture éclair
- Housse X-static avec revêtement respirant
- Housse Dartex avec fermeture éclair Aqua-Guard
- Housse Dartex réversible avec fermeture éclair Aqua-Guard



Embroidery (broderie)

L'ajout d'un nom brodé sur un coussin d'assise JAY constitue un fantastique moyen de surveiller votre produit dans les grands établissements. Disponible en rouge, bleu, rose, violet, toxic green, forest green, orange, gris, blanc ou noir en police de caractère « Arial ».



Colored outer cover with zipper (housse extérieure de couleur avec fermeture éclair)

Divers coussins d'assise JAY sont disponibles avec une housse extérieure de couleur ou des côtés semi-extensibles de couleur pour un look élégant. Disponible en rouge, bleu, rose, violet et toxic green.

Aperçu

Ajustements	Détails supplémentaires	Code	Coussin d'assise JAY Basic Coussin d'assise JAY Soft Coussin d'assise JAY Easy Coussin d'assise JAY Lite Coussin d'assise JAY Xtreme Coussin d'assise JAY Balance Coussin d'assise JAY J3 Coussin d'assise JAY J2 Coussin d'assise JAY J2 Deep Coussin d'assise JAY J2 Plus JAY GS coussin pour enfant JAY Zip coussin pour enfant
Custom outer cover	Housse intérieure imperméable	ZIC	
	Housse de douche incontinence	JISC	
	Housse incontinence avec fermeture éclair	JIOC	
	Housse extensible avec fermeture éclair	JSOC	
	Housse X-static avec revêtement respirant	JBOC	
	Housse Dartex avec fermeture éclair Aqua-Guard	JDOC	
	Housse Dartex réversible avec fermeture éclair	JRDOC	
Embroidery (broderie)	Police de caractère Arial (maximum 32 caractères -	EMBROIDERY	
Embroidery (broderie)	Composition artistique personnelle à partir d'un	EMBDIG	
Colored outer cover with zipper (Housse extérieure de couleur avec fermeture éclair)	Bleu	COCB	
	Rouge	COCR	
	Violet	COCPU	
	Rose	COCPI	
Colored outer cover sidebands (Housse extérieure avec bandes latérales de couleur)	Bleu	COCSBB	
	Rouge	COCSBR	
	Violet	COCSBPU	
	Rose	COCSBPU	
	Toxic Green	COCSBTG	

Consultez le formulaire de commande pour plus d'informations concernant le produit JAY souhaité.

Attention : les ajustements spéciaux aux produits JAY peuvent entraîner un surcoût et/ou un délai de livraison supplémentaire.

Possible Impossible

Ajustements du dossier JAY



J3 Back cover (housse dossier J3)

Il est possible de choisir une housse « camouflage » au lieu de la housse standard.



Poche de fluide vertébrale

Explication

Ajout d'un insert JAY Flow dans la partie en contact avec la colonne vertébrale.

Application clinique

Pour réduire la pression sur la colonne vertébrale (zone à risque de problèmes cutanés en raison de la structure osseuse).



Visco foam insert (insert en mousse à mémoire de forme)

Explication

Placement de la mousse à mémoire de forme sur la coque du dossier avec une housse adaptée.

Application clinique

Pour apporter davantage de confort aux personnes qui préfèrent un dossier J3 équipé de la mousse à mémoire de forme et répartir les pressions sur l'ensemble du dos.



Painted back shell (coque de dossier colorée)

Un certain nombre de coques de dossier sont disponibles en version colorée. Sélectionnez une des couleurs également disponibles pour les fauteurs roulants manuels Quickie et Zippie.

Aperçu

Ajustements	Détails supplémentaires	Code	Dossier JAY J3 Dossier JAY J2 Plus Dossier JAY Zip
Poche de fluide vertébrale	Small - XF1515	SFPS	☒
	Medium - XF1505	SFPM	☒
	Tall - XF506	SFPT	☒
	Extra Tall - XF505	SFPXT	☒
Visco foam insert		VF	☒
Scapular relief cut		SR	☒
Custom outer cover	Housse intérieure imperméable	ZIC	☒
	Housse incontinence avec fermeture éclair	JIOC	☒
	Housse X-static avec revêtement respirant	JBOC	☒
	Housse Dartex avec fermeture éclair Aqua-Guard	JDOC	☒
	Housse Dartex réversible avec fermeture éclair	JRDOC	☒
Embroidery (broderie)	Police de caractère Arial (maximum 32 caractères -	EMBROIDERY	☒
Embroidery (broderie)	Composition artistique personnelle à partir d'un	EMBDIG	☒
Colored outer cover (Housse extérieure de couleur)	Bleu	COCB	☒
	Rouge	COCR	☒
	Violet	COCPU	☒
	Rose	COCPI	☒
	Camouflage	BBCC	☒
	Noir	CBC	☒
Painted back shell (coque peinte en noir)	Toutes les couleurs Quickie & Zippie	CBS	☒

Consultez le formulaire de commande pour plus d'informations concernant le produit JAY souhaité.

Attention : les ajustements spéciaux aux produits JAY peuvent entraîner un surcoût et/ou un délai de livraison supplémentaire.

☒ Possible ☐ Impossible





Outre un bon fauteuil roulant individuel, une position assise et un positionnement optimaux dans le fauteuil constitue des facteurs importants.


Le séminaire d'assise et de positionnement fournit non seulement des explications concernant l'anatomie, la biomécanique et l'importance d'un bon fauteuil roulant, mais également sur la prévention des irritations cutanées et/ou le décubitus. Le séminaire traitera également un certain nombre de cas.

Les systèmes d'assise et de positionnement ont obtenu une accréditation de 7 points auprès de la KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie - et du Kwaliteitsregister Paramedici - Stichting ADAP - voor ergotherapeuten.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web.

www.SunriseMedical.nl/STEPS





Consultez également nos autres brochures sur le positionnement pour des **éléments de positionnement JAY**, des **dossiers** et des **appui-têtes**.