






Una vez retirada la handbike sólo dos pequeños anclajes (170 g) permanecen en la parte frontal de la silla.

1, 2, 3...; LISTA!

Acoplar la handbike Attitude a la silla de ruedas ¡es cosa de niños! Su sencillo sistema de anclajes de 4 puntos permite colocarla en cuestión de segundos... ¡y desmontarla con la misma rapidez! La solución ideal para exploradores que no tienen tiempo que perder en su día a día. ¡Y sin pesados anclajes en la silla!

Los anclajes de la handbike Attitude Junior se acoplan fácilmente a la parte frontal de la silla, sin la necesidad de piezas adicionales o cableados que molesten al niño en las rodillas.





COMIENZA LA AVENTURA







// ¡A RODAR!

El sistema de cambios integrado de 8 velocidades ofrece un rendimiento excepcional en todos los terrenos. Con freno contrapedal para un frenado más suave.



// EMPUÑADURAS HORIZONTALES

La disposición horizontal de las empuñaduras es ideal para los niños ya que se adapta mejor a la forma ergonómica de sus



// ASA ERGONÓMICA

El asa ergonómica, en combinación con las ruedas de apoyo, permite el manejo de la handbike con una sola mano para separarla o guardarla fácilmente.



// FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Muy fácil de accionar y con sistema de bloqueo.



* Ancho de la silla medida de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm











Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41 48498, Arrankudiaga, Vizcaya

Tel.: 902 14 24 34 Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Rev. 01/2025